


# BEATMUNG SZUBEHÖR



we take care

we take care



	Asmuth Art.Nr.	Sauerstoffsensoren	Preis/Stück
	AS411	Sauerstoffsensor Doppelkathode, 3-Pin-Molex-Stecker, #M-80, #OOM204  <i>Oxygensensor dual-cathode, 3-pin-Molex-plug, #M-80, #OOM204</i>	Euro 87,29
	AS413	Sauerstoffsensor für Stephan Artec, Puritan Bennett 7820, Spacelabs 015-0285-00, Teledyne R-17 Med, #M-15T, #OOM102-1  <i>Oxygensensor for Stephan Artec Puritan Bennett 7820, Spacelabs 015-0285-00 Teledyne R-17Med, #M-15T, #OOM102-1</i>	Euro 85,85
	AS413+	Sauerstoffsensor für Stephan Artec, M-15, M-15T, Puritan Bennett 7820 Teledyne R17 Med, MX-300 <b>inkl. Flowdiverter</b> #OOM102-1, #M-15T  <i>Oxygen sensor for Stephan Artec, M-15, M-15T Puritan Bennett 7820 Teledyne R17 Med, MX-300 <b>incl. flow diverter</b> #OOM102-1, #M-15T</i>	Euro 87,71
	AS418	Sauerstoffsensor für Airshields #6735142, Datex-Engström (Erica und Elvira), Hamilton HM-11, Hudson 5567, Mini Ox I-II-III, MSA 406931, Ohmeda Alisoe Basic, Puritan Bennett 7200 Ventilator (4-020933-00), #M-03T, #OM202-1  <i>Oxygensensor for Airshields #6735142 Datex-Engström (Erica und Elvira), Hamilton HM-11, Hudson 5567, Mini Ox I-II-III, MSA 406931, Ohmeda Alisoe Basic, Puritan Bennett 7200 Ventilator (4-020933-00), #M-03T, #OM202-1</i>	Euro 84,77
	AS420	Sauerstoffsensor für Dräger #6850645 (zweizellig), Hudson V-14, MSA655263, Ohmeda 0237-2034-700, Teledyne R23 Med, #M-02T, #OOM201  <i>Oxygensensor for Dräger #6850645 (double-cell), Hudson V-14, MSA655263, Ohmeda 0237-2034-700, Teledyne R23 Med, #M-02T, #OOM201</i>	Euro 61,41

Asmuth  
Art.Nr.

## Sauerstoffsensoren

Preis/Stück

AS422

Sauerstoffsensor für Ceramtec CAG-12,  
Hudson 5566 V12, Puritan Bennett 740 / 760  
/ 840 / PB2000, Vent. 4-072214-00, NP840,  
Teledyne R24 Med, #00M202, #M-04T,  
**Siemens 9004979/6419332** und  
**SV900 C/D SV300/SV710**

Euro 61,41



*Oxygensensor for Ceramtec CAG-12,  
Hudson 5566 V12, Puritan Bennett 740 / 760 /  
840 / PB2000, Vent. 4-072214-00, NP840,  
Teledyne R24 Med, #00M202, #M-04T,  
**Siemens 9004979/6419332** and  
**SV900 C/D SV300/SV710***

AS424

O2-Sensor für Oxiquant MC  
#O0MLF111

Euro 103,96 \*

*Oxygensensor for Oxiquant MC  
#O0MLF111*

AS427

Sauerstoffsensor für Airshields Isolette C2000,  
Criticare 8100 Poet / 8500 Poet,  
Hamilton HM12, Hudson 5566,  
Spacelabs 90514, Teledyne R22Med,  
#M12T, #OOM102, **Bitte paarweise einsetzen.**

Euro 85,85



*Oxygensensor for Airshields Isolette,  
Criticare 8100 Poet / 8500 Poet,  
Hamilton HM12, Hudson 5566,  
Spacelabs 90514, Teledyne R22Med,  
#M12T, #OOM102, **please insert as couple.***

AS428

Sauerstoffsensor für Ohmeda  
7900 Ventilator #6050-0004-110,  
Ohmeda 7900 Aestiva, Teledyne R30 Med,  
#M-10, #OOM110

Euro 103,63



*Oxygensensor for Ohmeda  
7900 Ventilator #6050-0004-110,  
Ohmeda 7900 Aestiva, Teledyne R30 Med,  
#M-10, #OOM110*

\*Original Artikel, Preisänderungen seitens der Hersteller vorbehalten

	Asmuth Art.Nr.	Sauerstoffsensoren / Flowsensoren	Preis/Stück
	AS431	Sauerstoffsensor für <b>Giraffe Inkubator</b> - #M-43, Ohmeda #41004  <i>Oxygensensor for <b>Giraffe incubator</b></i> - #M-43, Ohmeda #41004	Euro 153,62
▲			
	AS-Pick-02	Pick-02 inklusive O2-Sensor O2 Analyser, Anzeige: 2-stell. LDC Display Größe 12,7 mm, Meßbereich: 0-99 Vol. % O2 Meßgenauigkeit: +/- 2 Vol % O2 von 50 - 99 Vol. % O2 Reaktionszeit: unter 2 Sek., Arbeitstemperatur: 0-50°C Lieferumfang: O2 Analyser, Flow-Diverter, T-Stück  <i>Pick-02 incl. O2 oxygensensor</i>	Euro 165,00 *
	AS432+	Flowsensor Spiroquant A+, <b>Dräger</b> <b>#8403735-06</b> , für Primus, Cicero, Evita 1 - 4, XL, Anemone, PM8050, PM8060, EVA, Cato, Julian, VE: 5 Stück / Packung  <i>Flowsensor Spiroquant A+, <b>Dräger</b></i> <b>#8403735-06</b> , for Primus, Cicero, Evita 1 - 4, XL, Anemone, PM8050, PM8060, EVA, Cato, Julian, box: 5 pcs.	Euro 103,84 /Pack.
▲			
	AS434	<b>Original Dräger</b> Flowsensor SpiroLife, wiederverwendbar, <b>sterilisierbar</b> für Zeus, Anemone, PM8050, PM8060, EVA, Cicero, Cato, Julian, Evita 1-4, Evita XL etc., <b>#MK01900</b> , VE: 1 Stück  <i><b>Original Dräger</b> Flowsensor SpiroLife</i> <i>reusable, <b>sterilizable</b> for Zeus, Anemone,</i> <i>PM8050, PM8060, EVA, Cicero, Cato, Julian,</i> <i>Evita 1-4, Evita XL etc., <b>#MK01900</b>, box: 1 pc.</i>	Euro 258,00 *
	AS6871980	<b>Original Dräger</b> Flow Sensoren Infinity ID, VE: 5 Stück  <i><b>Original Dräger</b> Flowsensor Infinity ID,</i> <i>box: 5 pcs.</i>	Euro 162,00 *

\*Original Artikel, Preisänderungen seitens der Hersteller vorbehalten



Asmuth Art.Nr.	CO2-Messleitungen / Anästhesie- Gasprobenschläuche / Wasserfallen	Preis/Pack.
-------------------	--	-------------

<b>AS460ESB</b>	CO2-Messleitungen, transparent, männl./männl., Luer, Länge: 2,5 m, <b>Dräger #8290286, GE #733163,</b> VE: 10 Stück / Packung	<b>Euro 23,30</b>
-----------------	--	-------------------

*CO2 sample tubes LLm / LLm,  
transparent, length: 2,5 m,  
**Dräger #8290286, GE #733163,**  
box: 10 pcs.*

<b>AS876446</b>	<b>Original GE</b> Wasserfalle, D-Fend, schwarz VE: 10 Stück, für E-CAiO, E-CAiOV und E-CAiOVX Module	<b>Euro 159,00 *</b>
-----------------	---	----------------------

***Original GE** waterlock D-Fend, box: 10 pcs.*

<b>AS8002174</b>	<b>Original GE</b> Wasserfalle Mini D-Fend für E-MiniC Modul VE: 10 Stück	<b>Euro 201,88 *</b>
------------------	---	----------------------

***Original GE** Waterlock for E-MiniC Modul  
box: 10 pcs.*




<b>ASM1182629</b>	<b>Original GE</b> Wasserfalle für E-sCAiO, E-sCAiOV, E-sCAiOVX, E-sCAiOE, E-sCAiOVE und N-CAiO Module, #M1182629, VE: 10 Stück, Farbe: dunkles Stahlblau	<b>Euro 174,07 *</b>
-------------------	--	----------------------

***Original GE** waterlock, #M1182629  
box: 10 pcs.*

	Asmuth Art.Nr.	Druckmesser, Messsonden und Geräte	Preis/Stück
	AS54-07-000	Manometer Universal Ø 68 mm Skala mit zusätzlichem Druckbereich für Larynx-Tuben  <i>Manometer universal, Ø 68 mm scale with extra pressure range for Larynx-tubes</i>	Euro 120,79 *
	AS54-05-000	Manometer MONITOR, Ø 68 mm  <i>Manometer Monitor, Ø 68 mm scale</i>	Euro 120,79 *
	AS900MR869	<b>Original Fisher &amp; Paykel</b> duale Temperatur- u. Flow-Mess-Sonde, rechtwinklig, für Einweg- u. Mehrwegschlauchsysteme bis ca. 1,5 m Länge, VE: 1 Stück  <i>Dual temperature- and flow-measuring-probe, for disposable and re-usable tubesystems, length: ~ 1,5 m</i>	Euro 303,78 *
	AS900MR869E	Duale Temperatur- und Flow-Mess-Sonde, wie Fisher & Paykel rechtwinklig, für Einweg- u. Mehrwegschlauchsysteme bis ca. 1,5 m Länge	Euro 282,83
	AS900MR805E	Elektr. Schlauchheizungsadapter für RT-Schlauchsätze DUAL beheizt für Atemgasbefeuchter MR850  <i>Electric hose heating adapter for RT hose sets DUAL heated for respiratory gas humidifier MR850</i>	Euro 177,80
	AS900MR806	<b>Original</b> Fisher & Paykel Schlauchheizadapter für RT-Schlauchsätze Inspiratorisch beheizt für Atemgasanfeuchter MR850  <i>Original Fisher &amp; Paykel heating hose adapter for RT-hose kits inspiratory heated for respiratory gas damp MR850</i>	Euro 122,23 *
	AS900MR806E	Schlauchheizungsadapter für RT-Schlauchsätze inspiratorisch beheizt für Atemgasbefeuchter MR850  Schlauchheizungsadapter für RT-Schlauchsätze inspiratorisch beheizt für Atemgasbefeuchter MR850	Euro 115,37
	AS900MR858E	Inspirationsheizkabeladapter wie #900MR858, für MR850, HC550, wiederverwendbare Schaltkreise im Lemo-Stil, Länge: 0,45 m  <i>Inspiratory Heater Wire Adapter #900MR858 for MR850, HC550, reusable circuits Lemo style, length: 0,45 m</i>	Euro 115,37

\*Original Artikel, Preisänderungen seitens der Hersteller vorbehalten



Asmuth Art.Nr.	etCO2 Original Philips	Preis/Stück
ASM2501A	<b>Original Philips</b> Hauptstrom-etCO2- Aufnehmer #M2501A  <i>Original Philips</i> mainstream etCO2 sensor #M2501A	<b>Euro 3.149,79 *</b>
		
ASM2513A	<b>Original Philips</b> CO2-Luftwegadapter für Erwachsene/Kinder, schwarz, Tubusgröße: > 4 mm, zur Verwendung mit M2501A  <i>Original Philips</i> etCO2 airway adapter, reusable, adults/children, use with ET > 4 mm	<b>Euro 220,37 *</b>
		
ASM2516A	<b>Original Philips</b> CO2-Luftwegadapter für Kleinkinder/Neugeborene, rot, Tubusgröße: ≤ 4 mm, zur Verwendung mit M2501A  <i>Original Philips</i> etCO2 airway adapter, reusable, infants/neonates, use with ET ≤ 4 mm	<b>Euro 259,33 *</b>
		
ASM2533A	<b>Original Philips Einmal-</b> CO2-Luftwegadapter für Erwachsene/Kinder, durchsichtig, Tubusgröße: > 4 mm, zur Verwendung mit M2501A VE: 10 Stück  <i>Original Philips</i> etCO2 airway adapter, <b>disposable</b> , adults/children, clear, use with ET > 4 mm, box: 10 pcs.	<b>Euro 154,71 *</b> /VE

	Asmuth Art.Nr.	Druckminderer, Mengen-/Vakuumregler	Preis/Stück
	<b>ASMSO225</b>	Druckminderer für O2-Flaschen bis 25 l/min, Manometer oben, langer Anschlussbolzen - mit stufenweise einstellbarem Flow (0/1/2/3/4/5/6/7/9/12/15/25 l/min) - drehbares Manometer - 360°C - schwenkbarer Flowausgang - 360°C - zusätzliche Flowstufen: 7 l/min: Medikamentenvernebelung 25 l/min: Reanimation - Arbeitsdruck 4,0 bar	<b>Euro 142,50 *</b>
	<b>ASMSO225-L</b>	Rescue 25 Druckminderer für O2-Flaschen, bis 25 l/min, Manometer seitlich, kurzer Anschlussbolzen - mit stufenweise einstellbarem Flow (0/1/2/3/4/5/6/7/9/12/15/25 l/min) - drehbares Manometer - 360°C - schwenkbarer Flowausgang - 360°C - zusätzliche Flowstufen: 7 l/min: Medikamentenvernebelung 25 l/min: Reanimation	<b>Euro 155,30 *</b>
	<b>ASMSO225-PS-L</b>	Mediselect 25 Druckminderer für O2-Flaschen, bis 25 l/min, mit stufenweise einstellbarem Flow, mit DIN ZGA-Buchse, Hochdruckhandanschluss, Abgang UNF 9/16", mit Schlauch tülle 6 mm, Manometer links	<b>Euro 209,00 *</b>
	<b>ASDB15</b>	Debson Mengenregler für ZGA <b>für Sauerstoff</b> , Flow, stufenweise einstellbar - Rastereinstellung: 0-1-2-3-4-5-6-9-12-15 l/min - über Mengenblende stufenweise regelbar (von oben und von vorne ablesbare Rastereinstellung) - Abgang UNF 9/16" (für Sterilwasser) - Eingang: ZGA-Stecker (DIN 13260) - mit 6 mm Schlauchanschlussstülle	<b>Euro 74,80 *</b>
	<b>ASDBDL15</b>	Debson Mengenregler für ZGA <b>für Druckluft</b> , Flow, stufenweise einstellbar - Rastereinstellung: 0-1-2-3-4-5-6-9-12-15 l/min - über Mengenblende stufenweise regelbar (von oben und von vorne ablesbare Rastereinstellung) - Abgang UNF 9/16" (für Sterilwasser) - Eingang: ZGA-Stecker (DIN 13260) - mit 6 mm Schlauchanschlussstülle	<b>Euro 82,50 *</b>

\*Original Artikel, Preisänderungen seitens der Hersteller vorbehalten



	Asmuth Art.Nr.	Druckminderer, Mengen-/Vakuumregler	Preis/Stück
	ASVOTT-180	Venturi TM2 Absauggerät für den Direktanschluss, Druckluft stufenlos regelbar, maximales Vakuum 800 mbar, mit Schlauchanschlussstülle (AD 6mm) VE: 1 Stück	Euro 230,20 *
	ASZBET	Überlaufbehälter mit Filteraufnahme, 150 ml, autoklavierbar bis 121°C, passend für Venturi Absauggerät VE: 1 Stück	Euro 52,60 *
	ASDG315	Sauerstoff-Doppel-Flowmeter Flow, stufenlos regelbar 0 - 15 l/min. mit DIN ZGA-Stecker, Abgang je 9/16" UNF, VE: 1 Stück	Euro 157,00 *
	ASEG415	Sauerstoff-Flowmeter Flow stufenlos regelbar 0 - 15 l/min. mit DIN ZGA-Stecker, Abgang je 9/16" UNF, VE: 1 Stück	Euro 76,00 *
	ASTSDG-003	Schlauchanschlussstülle aus Aluminium, 6 mm Schlauchanschluss für Standard-O2-Schläuche, mit Dichtung, zweiteilige Tülle, frei drehbar, Eingangsgewinde UNF 9/16"	Euro 8,90 *
	AS025-KKBM-001	Schlauchanschlussstülle aus Kunststoff einteilig, 9/16" Eingangsgewinde, 6 mm Schlauchanschluss für Standard-O2-Schläuche, einteilige Tülle, nicht frei drehbar, VE = 25 Stück	Euro 22,00 * /Pack.
	AS025-KKBM-002	Schlauchanschlussstülle aus Kunststoff, zweiteilig, 9/16" Eingangsgewinde, 6 mm Schlauchanschluss für Standard-O2-Schläuche, zweiteilige Tülle, frei drehbar, VE: 25 Stück	Euro 22,00 *

\*Original Artikel, Preisänderungen seitens der Hersteller vorbehalten

# BEATMUNGszUBEHÖR



we take care

we take care

