

ASMUTH GmbH
Medizintechnik **we take care**



we take care

we take care

KATALOG 2026 2027

Qualität hat ein neues Markenzeichen

Liebe Geschäftspartnerinnen und Geschäftspartner,

wie Sie auf dem Cover unseres neuesten Kataloges sehen können, haben wir unser Markenzeichen erweitert. Kompetent und schnell in der Beratung zu sein, liegt uns am Herzen.

Kunde bei Asmuth GmbH zu sein heißt, sich stets auf unsere Qualität verlassen zu können.

Dieses gilt für unsere Produkte genauso wie für die Zusammenarbeit mit einem engagierten Team, das Sie vor Ort und im Innendienst gerne bei Anfragen und Standardisierungsprojekten umfassend und partnerschaftlich unterstützt.

Die Kombination aus Qualitätsbewusstsein, Neugier und Kundenorientierung hält uns seit unserer Gründung im Jahr 1987 in Bewegung und macht uns zu dem, was wir sind:

Ihr verlässlicher Partner rund um medizintechnisches Zubehör.

Herzlichst Ihre



Wiebke Asmuth

Kontaktdaten auf einen Blick:

Zentrale

Telefon +49 571 64647-0
Fax +49 571 64647-25
E-Mail info@asmuth-gmbh.de



Mo - Do 7.30 - 16.30 Uhr
Fr 7.30 - 14.30 Uhr

Geschäftsführung

Wiebke Asmuth +49 571 64647-11

Vertrieb Innendienst

Schleswig-Holstein - Bremen +49 571 64647-10

Bayern - Österreich - Schweiz +49 571 64647-13

Westl. Ruhrgebiet - Berlin-Brandenburg +49 571 64647-15

Belgien - Niederlande +49 571 64647-20

Rheinland-Pfalz - Saarland - Luxemburg -
Hessen - Baden - Südl. NRW +49 571 64647-21

Nordhessen - Westfalen - Ruhrgebiet -
Unterfranken - Nördl. Baden-Württemberg -
Norddeutschland +49 571 64647-22

Sachsen - Sachsen-Anhalt - Thüringen -
Franken - Niederbayern +49 571 64647-24

Buchhaltung

Telefon +49 571 64647-18

Lager

Telefon +49 571 64647-16
Telefon +49 571 64647-41



Alles auf einen Blick

Sauerstoffsensoren für Airshields, Criticare, Datex, Dräger, Hamilton, Hudson, Puritan Bennett, Siemens, Spacelabs, Teledyn
Flowsensoren für Dräger, **CO₂-Messleitungen** für Dräger, Wasserfallen, Manometer, etCO₂, Druckminderer, Vakuumregler, Flowmeter und Zubehör

Infusions-Druckmanschetten und Zubehör (Gummiblasen, Druckbälle, Manometer, Manschettenaußenkörper)

SpO₂-Sensoren (Fingerclip, Gummitülle, Ohrsensoren, Y-Sensoren, **Einmalsensoren**) für Datascope, Dräger, GE Medicalsystems (Datex, Nellcor, TruSignal), Masimo, Mindray, Nellcor, Nihon Kohden, Nonin, Philips, Schiller, Spacelabs, Welch Allyn,
SpO₂-Adapterkabel für alle Monitore, **NMT-Sensoren, Einmal INDEX Sensoren und Monitorkabel**

Monitorkabel (3- und 5-adrig) für Datascope, Datex, Dräger, GE, Mindray, Nihon Kohden (Original), Philips, Physio Control
Patientenleitungen (3er- und 5er-Satz) geschirmt und HF-entkoppelt, in verschiedenen Längen, mit Klammer, Carbonleitungen, Universaladapter Certodyn

Rekorderkabel (komplett und steckbar) für Customed, Getemed, Medset, Philips, Reynolds, Schiller,
Patientenleitungen Druckknopf auf DIN-Sicherheitsstecker in 5er-Satz / 7er-Satz (auch als Einzelleitungen erhältlich)
Telemetrietaschen

10-adrige Diagnose-EKG-Komplettkabel für Bosch, Burdick, Cardioline, Cardionics, Dego, Del Mar, Fukuda, GE, Nihon Kohden, Philips, Schiller, Schwarzer, Siemens, mit Bananenstecker (auch mit Klammer oder Druckknopf erhältlich), **Carbonleitungen**
Saugleitungen und -elektroden für GE, Mortara, Ohlenschläger, Schiller, Komplettsatz Elektrodenkabel, Brustwand- und Extremitätenkabel Philips (Original), Siemens

Wiederverwendbare Temperaturfühler für Rektal-, Oral- und Hautoberflächenmessung für Erwachsene, Kinder und Neonaten für Datex, GE, Ohmeda (Original), Philips, Siemens, Mindray (alle Monitore)
Einmal-Temperatursonden für Dräger/Siemens, GE, Temperaturmesskabel, Verlängerungskabel, Anschlusskabel

Asmuth-Blutdruckmanschetten NIBP-Clc, wiederverwendbare NIBP-Blutdruckmanschetten für Kinder und Erwachsene, **Einmalmanschetten** für Neonaten, Kinder und Erwachsene, **NIBP-Verbindungsschläuche, IBP-Adapterkabel**, manuelle **Blutdruckmessgeräte**, Stethoskope, Langzeit-NIBP-Manschetten und -überzüge

Akkupacks für sämtliche medizinische Geräte – **Bleigelakkus** von Sonnenschein, Panasonic, Yuasa
Einzelzellen – APC-Batterien für USV-Anlagen

Batterien Primärbatterien, Baby, Lady, Micro, Mignon, 9-V-Block, Lithiumbatterien

Lichtleitkabel verschleißt für Olympus, Storz, Wolf, etc., **Adapter** für alle gängigen Optiken und Instrumente,
Xenon-Lampen für Fuji, Luxtec, Olympus, Pentax, Storz, Wolf, Zeiss u.a., **OP-Lampen, Halogenlampen, Laryngoskoplampen, Metalldampflampen**

Pulsoximeter Kurz- und Langzeitmessung, mit Alarmgrenzen und Batteriebetrieb inkl. Sensor

Schaumstoff- und Vlieselektroden für Erwachsene und Kinder mit Druckknopf, dez. Druckknopf, Kupplung für 4 mm Bananenstecker und dez. Kupplung für 4 mm Bananenstecker, **Schaumstoffelektroden** für Kinder und **Neonaten mit Leitung**, Schaumstoffelektroden mit **röntgenfestem Druckknopf, Kurzzeit-Ruhe-Elektrode** und **Krokodilklemmen, Neutralelektroden, Defielektroden** für Erwachsene und Kinder mit und ohne Leitung zu Corpuls, Mindray, Nihon Kohden, Philips, Physio Control, Primedic, Schiller, Zoll, **Anschlusskabel** für Neutralelektroden

Saugelektroden, Extremitätenklammern, **Druckknopf- und Klammeradapter**, Extremitäten- und Brustwandgurte, Plattenelektroden, **Ultraschallgele, Elektrodengele, Elektrodenspray**, Hautvorbereitungscreme

Toco / US Transducer für GE Corometrics, Philips, CTG-Gurte

EEG Zubehör Brückenelektroden, Z- und Pilzelektroden, EEG-Leitungen, Schröterhauben, Ohrelektroden, O-Ringe, Bezüge, Bänder und EEG-Elektroden, Kleberinge, Pasten, Cremes, Gele, **Einmalelektroden, NMT-Sensoren, Einmal INDEX Sensoren und Monitorkabel**

Printerpapiere Alternativ und Original Sony und Mitsubishi, EKG-Papiere

Wiederverwendbares Zubehör für die Elektrochirurgie: Bipolare Anschlusskabel, Anschlusskabel für Handgriffe und Neutralelektroden

Sonderkabel Potentialausgleichsleitungen, PowerBoxen

Referenzlisten für Medtronic, Dräger-Siemens, GE, Mindray, Nihon Kohden, Philips, Elektroden

Beatmungszubehör, etCO₂
5-14

Infusionsdruckmanschetten, Infusionszubehör 15-18

Zubehör Pulsoximetrie (SpO₂), NMT-Sensoren
19-88

Monitoring (Überwachungs-EKG), Certodyn 98-116

Langzeit-EKG Telemetrietaschen
117-124

Diagnose-EKG
125-138

Temperaturüberwachung
139-144

Blutdruckmanschetten und -schläuche
145-164

Akkus für jedes medizinische Gerät, USV
165-240

Batterien
241-244

Lichtleitkabel, Xenon, med. Lampen
248-266

Monitore
267-268

EKG-, Neutral-, Defi-Elektroden, Anschlusskabel 269-288

EKG-Zubehör
289-294

Toco / US Transducer / CTG-Gurte 295-296

EEG-Zubehör / NMT-Sensoren
297-304

Video-Printerpapiere, Registrierpapiere
305-308

Elektrochirurgisches Zubehör 309-312

Sonderkabel, Powerboxen
313-316

Referenzlisten / Artikelnummern-Index 317-353 3

defekt gegen neu

Unkomplizierte Abwicklung - Austauschpreise - wirtschaftlicher Einkauf

Sammeln Sie zum Austausch:

- SpO2: alle Fingerclips / Ohrclips und Adapterkabel
- EKG-Kabel und Leitungen
- Lichtleiter
- Temperatursonden
- Toco und US Transducer
- NIBP-Manschetten und -schläuche
- Infusionsdruckmanschetten
- Cuffdruckmesser
- Certodyn



So wird's gemacht:

1. Sie sammeln Ihr defektes Zubehör in der Service-Box.
2. Senden Sie uns bitte die gefüllte Box versandfest und frankiert mit beigelegtem Lieferschein zurück (bitte nicht vergessen: Absender mit Ihrem Namen und Ihrer Abteilung), **oder** geben Sie unserem Außendienst-Mitarbeiter die gefüllte Box bei seinem Besuch mit.
3. Wir prüfen die erhaltenen Artikel und werden entweder:
 - a. im Garantiefall einen kostenfreien Austausch, oder:
 - b. **einen neuen Ersatz** zu Vorzugskonditionen versenden.

Vorteile für Sie:

- Entlastung des Anwenders, der Medizintechnik und des operativen Einkaufs vom Bestellprozess für kleinteiliges Zubehör mit 100% Transparenz
- Aufnahme des defekten Zubehörs und kostenstellenbezogene Abrechnung
- kostenstellenbezogene Nachlieferung und Abrechnung für den definierten Bereich / Station
- Bessere Auswertung des Verbrauchs im gesamten Unternehmen und detailliert nach jeweiligen Kostenstellen
- Kostenreduzierung durch Standardisierung und Reduzierung der Lagerhaltung

BEATMUNG SZUBEHÖR



we take care

we take care



Asmuth Art.Nr.	Sauerstoffsensoren	Preis/Stück
AS411	Sauerstoffsensor Doppelkathode, 3-Pin-Molex-Stecker, #M-80, #OOM204 <i>Oxygensensor dual-cathode, 3-pin-Molex-plug, #M-80, #OOM204</i>	Euro 87,29
	AS413 Sauerstoffsensor für Stephan Artec, Puritan Bennett 7820, Spacelabs 015-0285-00, Teledyne R-17 Med, #M-15T, #OOM102-1 <i>Oxygensensor for Stephan Artec Puritan Bennett 7820, Spacelabs 015-0285-00 Teledyne R-17Med, #M-15T, #OOM102-1</i>	Euro 85,85
AS413+	Sauerstoffsensor für Stephan Artec, M-15, M-15T, Puritan Bennett 7820 Teledyne R17 Med, MX-300 inkl. Flowdiverter #OOM102-1, #M-15T <i>Oxygen sensor for Stephan Artec, M-15, M-15T Puritan Bennett 7820 Teledyne R17 Med, MX-300 incl. flow diverter #OOM102-1, #M-15T</i>	Euro 87,71
	AS418 Sauerstoffsensor für Airshields #6735142, Datex-Engström (Erica und Elvira), Hamilton HM-11, Hudson 5567, Mini Ox I-II-III, MSA 406931, Ohmeda Alisoë Basic, Puritan Bennett 7200 Ventilator (4-020933-00), #M-03T, #OM202-1 <i>Oxygensensor for Airshields #6735142 Datex-Engström (Erica und Elvira), Hamilton HM-11, Hudson 5567, Mini Ox I-II-III, MSA 406931, Ohmeda Alisoë Basic, Puritan Bennett 7200 Ventilator (4-020933-00), #M-03T, #OM202-1</i>	Euro 84,77
	AS420 Sauerstoffsensor für Dräger #6850645 (zweizellig) , Hudson V-14, MSA655263, Ohmeda 0237-2034-700, Teledyne R23 Med, #M-02T, #OOM201 <i>Oxygensensor for Dräger #6850645 (double-cell), Hudson V-14, MSA655263, Ohmeda 0237-2034-700, Teledyne R23 Med, #M-02T, #OOM201</i>	Euro 61,41

Asmuth
Art.Nr.

Sauerstoffsensoren

Preis/Stück

AS422

Sauerstoffsensor für Ceramatec CAG-12,
Hudson 5566 V12, Puritan Bennett 740 / 760
/ 840 / PB2000, Vent. 4-072214-00, NP840,
Teledyne R24 Med, #00M202, #M-04T,
Siemens 9004979/6419332 und
SV900 C/D SV300/SV710

Euro 61,41



*Oxygensensor für Ceramatec CAG-12,
Hudson 5566 V12, Puritan Bennett 740 / 760 /
840 / PB2000, Vent. 4-072214-00, NP840,
Teledyne R24 Med, #00M202, #M-04T,
Siemens 9004979/6419332 and
SV900 C/D SV300/SV710*



AS424

O2-Sensor für Oxiquant MC
#O0MLF111

Euro 103,96 *

*Oxygensensor für Oxiquant MC
#O0MLF111*

AS427

Sauerstoffsensor für Airshields Isolette C2000,
Criticare 8100 Poet / 8500 Poet,
Hamilton HM12, Hudson 5566,
Spacelabs 90514, Teledyne R22Med,
#M12T, #OOM102, **Bitte paarweise einsetzen.**

Euro 85,85



*Oxygensensor für Airshields Isolette,
Criticare 8100 Poet / 8500 Poet,
Hamilton HM12, Hudson 5566,
Spacelabs 90514, Teledyne R22Med,
#M12T, #OOM102, **please insert as couple.***



AS428

Sauerstoffsensor für Ohmeda
7900 Ventilator #6050-0004-110,
Ohmeda 7900 Aestiva, Teledyne R30 Med,
#M-10, #OOM110

Euro 103,63



*Oxygensensor für Ohmeda
7900 Ventilator #6050-0004-110,
Ohmeda 7900 Aestiva, Teledyne R30 Med,
#M-10, #OOM110*



*Original Artikel, Preisänderungen seitens der Hersteller vorbehalten

Asmuth Art.Nr.	Sauerstoffsensoren / Flowsensoren	Preis/Stück
	AS431 Sauerstoffsensoren für Giraffe Inkubator - #M-43,Ohmeda #41004 <i>Oxygensensor for Giraffe incubator</i> - #M-43,Ohmeda #41004	Euro 153,62
	AS-Pick-02 Pick-02 inklusive O2-Sensor O2 Analyser, Anzeige:2-stell. LDC Display Größe 12,7 mm, Meßbereich: 0-99 Vol. % O2 Meßgenauigkeit: +/- 2 Vol % O2 von 50 - 99 Vol. % O2 Reaktionszeit: unter 2 Sek., Arbeitstemperatur: 0-50°C Lieferumfang: O2 Analyser, Flow-Diverter, T-Stück <i>Pick-02 incl. O2 oxygensensor</i>	Euro 165,00 *
	AS432+ Flowsensor Spiroquant A+, Dräger #8403735-06 , für Primus, Cicero, Evita 1 - 4, XL, Anemone, PM8050, PM8060, EVA, Cato, Julian, VE: 5 Stück / Packung <i>Flowsensor Spiroquant A+, Dräger</i> #8403735-06 , for Primus, Cicero, Evita 1 - 4, XL, Anemone, PM8050, PM8060, EVA, Cato, Julian, box: 5 pcs.	Euro 103,84 /Pack.
	AS434 Original Dräger Flowsensor SpiroLife, wiederverwendbar, sterilisierbar für Zeus, Anemone, PM8050, PM8060, EVA, Cicero, Cato, Julian, Evita 1-4, Evita XL etc., #MK01900 , VE: 1 Stück <i>Original Dräger Flowsensor SpiroLife</i> <i>reusable, sterilizable for Zeus, Anemone,</i> <i>PM8050, PM8060, EVA, Cicero, Cato, Julian,</i> <i>Evita 1-4, Evita XL etc., #MK01900, box: 1 pc.</i>	Euro 258,00 *
	AS6871980 Original Dräger Flow Sensoren Infinity ID, VE: 5 Stück <i>Original Dräger Flowsensor Infinity ID,</i> <i>box: 5 pcs.</i>	Euro 162,00 *

*Original Artikel, Preisänderungen seitens der Hersteller vorbehalten



Asmuth Art.Nr.	CO2-Messleitungen / Anästhesie- Gasprobenschläuche / Wasserfallen	Preis/Pack.
-------------------	----------------------------------------------------------------------	-------------

AS460ESB	CO2-Messleitungen, transparent, männl./männl., Luer, Länge: 2,5 m, Dräger #8290286, GE #733163, VE: 10 Stück / Packung	Euro 23,30
-----------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------

*CO2 sample tubes LLm / LLm,
transparent, length: 2,5 m,
Dräger #8290286, GE #733163,
box: 10 pcs.*

AS876446	Original GE Wasserfalle, D-Fend, schwarz VE: 10 Stück, für E-CAiO, E-CAiOV und E-CAiOVX Module	Euro 159,00 *
-----------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------

***Original GE** waterlock D-Fend, box: 10 pcs.*

AS8002174	Original GE Wasserfalle Mini D-Fend für E-MiniC Modul VE: 10 Stück	Euro 201,88 *
------------------	---------------------------------------------------------------------------------	----------------------

***Original GE** Waterlock for E-MiniC Modul
box: 10 pcs.*

ASM1182629	Original GE Wasserfalle für E-sCAiO, E-sCAiOV, E-sCAiOVX, E-sCAiOE, E-sCAiOVE und N-CAiO Module, #M1182629, VE: 10 Stück, Farbe: dunkles Stahlblau	Euro 174,07 *
-------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------

***Original GE** waterlock, #M1182629
box: 10 pcs.*

	Asmuth Art.Nr.	Druckmesser, Messsonden und Geräte	Preis/Stück
	AS54-07-000	Manometer Universal Ø 68 mm Skala mit zusätzlichem Druckbereich für Larynx-Tuben	Euro 120,79 *
	AS54-05-000	Manometer MONITOR, Ø 68 mm	Euro 120,79 *
	AS900MR869	Original Fisher & Paykel duale Temperatur- u. Flow-Mess-Sonde, rechtwinklig, für Einweg- u. Mehrwegschlauchsysteme bis ca. 1,5 m Länge, VE: 1 Stück	Euro 303,78 *
	AS900MR869E	Duale Temperatur- und Flow-Mess-Sonde, wie Fisher & Paykel rechtwinklig, für Einweg- u. Mehrwegschlauchsysteme bis ca. 1,5 m Länge	Euro 282,83
	AS900MR805E	Elektr. Schlauchheizungsadapter für RT-Schlauchsätze DUAL beheizt für Atemgasbefeuchter MR850	Euro 177,80
	AS900MR806	Original Fisher & Paykel Schlauchheizadapter für RT-Schlauchsätze Inspiratorisch beheizt für Atemgasanfeuchter MR850	Euro 122,23 *
	AS900MR806E	Schlauchheizungsadapter für RT-Schlauchsätze inspiratorisch beheizt für Atemgasbefeuchter MR850	Euro 115,37
	AS900MR858E	Inspirationsheizkabeladapter wie #900MR858, für MR850, HC550, wiederverwendbare Schaltkreise im Lemo-Stil, Länge: 0,45 m	Euro 115,37

*Original Artikel, Preisänderungen seitens der Hersteller vorbehalten

Asmuth
Art.Nr.etCO2
Original Philips

Preis/Stück

ASM2501A

Original Philips Hauptstrom-etCO2-
Aufnehmer #M2501A**Euro 3.149,79 ****Original Philips mainstream etCO2 sensor
#M2501A*

ASM2513A

Original Philips CO2-Luftwegadapter
für Erwachsene/Kinder, schwarz,
Tubusgröße: > 4 mm,
zur Verwendung mit M2501A**Euro 220,37 ****Original Philips etCO2 airway adapter,
reusable, adults/children,
use with ET > 4 mm*

ASM2516A

Original Philips CO2-Luftwegadapter
für Kleinkinder/Neugeborene, rot,
Tubusgröße: ≤ 4 mm,
zur Verwendung mit M2501A**Euro 259,33 ****Original Philips etCO2 airway adapter,
reusable, infants/neonates,
use with ET ≤ 4 mm*

ASM2533A

Original Philips Einmal-CO2-Luftwegadapter
für Erwachsene/Kinder, durchsichtig,
Tubusgröße: > 4 mm,
zur Verwendung mit M2501A
VE: 10 Stück**Euro 154,71 ***
/VE*Original Philips etCO2 airway adapter,
disposable, adults/children, clear,
use with ET > 4 mm, box: 10 pcs.*

Asmuth Art.Nr.	Druckminderer, Mengen-/Vakuumregler	Preis/Stück
ASMSO225	 <p>Druckminderer für O₂-Flaschen bis 25 l/min, Manometer oben, langer Anschlussbolzen</p> <ul style="list-style-type: none"> - mit stufenweise einstellbarem Flow (0/1/2/3/4/5/6/7/9/12/15/25 l/min) - drehbares Manometer - 360°C - schwenkbarer Flowausgang - 360°C - zusätzliche Flowstufen: <ul style="list-style-type: none"> 7 l/min: Medikamentenvernebelung 25 l/min: Reanimation - Arbeitsdruck 4,0 bar 	Euro 142,50 *
ASMSO225-L	 <p>Rescue 25 Druckminderer für O₂-Flaschen, bis 25 l/min, Manometer seitlich, kurzer Anschlussbolzen</p> <ul style="list-style-type: none"> - mit stufenweise einstellbarem Flow (0/1/2/3/4/5/6/7/9/12/15/25 l/min) - drehbares Manometer - 360°C - schwenkbarer Flowausgang - 360°C - zusätzliche Flowstufen: <ul style="list-style-type: none"> 7 l/min: Medikamentenvernebelung 25 l/min: Reanimation 	Euro 155,30 *
ASMSO225-PS-L	 <p>Mediselect 25 Druckminderer für O₂-Flaschen, bis 25 l/min, mit stufenweise einstellbarem Flow, mit DIN ZGA-Buchse, Hochdruckhandanschluss, Abgang UNF 9/16", mit Schlauchtülle 6 mm, Manometer links</p>	Euro 209,00 *
ASDB15	 <p>Debson Mengenregler für ZGA für Sauerstoff, Flow, stufenweise einstellbar</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rastereinstellung: 0-1-2-3-4-5-6-9-12-15 l/min - über Mengenblende stufenweise regelbar (von oben und von vorne ablesbare Rastereinstellung) - Abgang UNF 9/16" (für Sterilwasser) - Eingang: ZGA-Stecker (DIN 13260) - mit 6 mm Schlauchanschlussstülle 	Euro 74,80 *
ASDBDL15	 <p>Debson Mengenregler für ZGA für Druckluft, Flow, stufenweise einstellbar</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rastereinstellung: 0-1-2-3-4-5-6-9-12-15 l/min - über Mengenblende stufenweise regelbar (von oben und von vorne ablesbare Rastereinstellung) - Abgang UNF 9/16" (für Sterilwasser) - Eingang: ZGA-Stecker (DIN 13260) - mit 6 mm Schlauchanschlussstülle 	Euro 82,50 *

*Original Artikel, Preisänderungen seitens der Hersteller vorbehalten

	Asmuth Art.Nr.	Druckminderer, Mengen/-Vakuumregler	Preis/Stück
	ASVOTT-180	Venturi TM2 Absauggerät für den Direktanschluss, Druckluft stufenlos regelbar, maximales Vakuum 800 mbar, mit Schlauchanschlussstülle (AD 6mm) VE: 1 Stück	Euro 230,20 *
	ASZBET	Überlaufbehälter mit Filteraufnahme, 150 ml, autoklavierbar bis 121°C, passend für Venturi Absauggerät VE: 1 Stück	Euro 52,60 *
	ASDG315	Sauerstoff-Doppel-Flowmeter Flow, stufenlos regelbar 0 - 15 l/min. mit DIN ZGA-Stecker, Abgang je 9/16" UNF, VE: 1 Stück	Euro 157,00 *
	ASEG415	Sauerstoff-Flowmeter Flow stufenlos regelbar 0 - 15 l/min. mit DIN ZGA-Stecker, Abgang je 9/16" UNF, VE: 1 Stück	Euro 76,00 *
	ASTSDG-003	Schlauchanschlussstülle aus Aluminium, 6 mm Schlauchanschluss für Standard-O2-Schläuche, mit Dichtung, zweiteilige Tülle, frei drehbar, Eingangsgewinde UNF 9/16"	Euro 8,90 *
	AS025-KKBM-001	Schlauchanschlussstülle aus Kunststoff einteilig, 9/16" Eingangsgewinde, 6 mm Schlauchanschluss für Standard-O2-Schläuche, einteilige Tülle, nicht frei drehbar, VE = 25 Stück	Euro 22,00 * /Pack.
	AS025-KKBM-002	Schlauchanschlussstülle aus Kunststoff, zweiteilig, 9/16" Eingangsgewinde, 6 mm Schlauchanschluss für Standard-O2-Schläuche, zweiteilige Tülle, frei drehbar, VE: 25 Stück	Euro 22,00 *

*Original Artikel, Preisänderungen seitens der Hersteller vorbehalten

BEATMUNGszUBEHÖR



we take care

we take care



INFUSIONSZUBEHÖR



we take care

we take care



Asmuth Art.Nr.	Infusions-Druckmanschetten Infusion pressure cuffs	Preis/Stück
-------------------	-------------------------------------------------------	-------------

Infusions-Druckmanschette:

- **wiederverwendbar**
- leichtes, haltbares Nylongewebe
- schlagfester und funktioneller Druckmesser
- hygienisch und latexfrei
- Sicherheitseinhandverschluss am Druckball
- Druckanzeige 360 ° sichtbar



AS903TGA	Druckmanschette 500 ml , VE: 10 / 80 Stück <i>Infusion pressure cuff, box: 10 / 80 pcs.</i>	Euro 35,80
-----------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------

AS904TGA	Druckmanschette 1.000 ml , VE: 10 / 80 Stück <i>Infusion pressure cuff, box: 10 / 80 pcs.</i>	Euro 38,20
-----------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------

Infusion pressure cuff

- **reusable**
- *light, durable, nylon fabric*
- *shockprotected and functional pressure gauge*
- *free of latex and hygienical*
- *one-hand safety stopper at pressure ball*
- *pressure indication 360° visible*

Einmal-Easy fluid Infusions-Druckmanschette:





- schlagfester Druckmesser
- Druckanzeige 360° sichtbar
- einfache Ausführung, Nylongewebe, latexfrei



AS903U	Druckmanschette 500 ml , mit Wegehahn, VE: 10 / 80 Stück <i>Infusion pressure cuff, single use, box: 10 / 80 pcs.</i>	Euro 11,80
---------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------

Disposable easy fluid infusion pressure cuff:

- *impact resistant pressure gauge*
- *Pressure display visible 360 °*
- *simple design, nylon fabric, latex-free*

	Asmuth Art.Nr.	Infusions-Druckmanschetten-Zubehör Infusion pressure cuff-accessories	Preis/Stück
	AS739041	Gummiblase für Druckmanschette <i>Rubber bladder for pressure cuff</i>	Euro 22,70
	AS739042	Druckball für Druckmanschette <i>Pressure bulb with valve for pressure cuff</i>	Euro 18,20
	AS739043	Manometer für Druckmanschette <i>Manometer for pressure cuff</i>	Euro 31,66
	AS739045	Manschettenaussenkörper für Druckmanschette „Standard“ 500 / 1.000 ml <i>External sleeve for pressure cuff „standard“</i> 500 / 1.000 ml	Euro 33,20

Infusionsdruckmanschetten,
Infusionszubehör

INFUSIONSZUBEHÖR



we take care

we take care



SPO2 - SENSOREN SPO2 - ZUBEHÖR MRT- / NMT- SENSOREN

Zubehör
Pulsoximetrie
(SpO2),
NMT-Sensoren



we take care

we take care



Asmuth
Art.Nr. **Wiederverwendbare Sensoren**
für Datascope

Preis/Stück

AS500E Fingersensor #DS-100,
NON-MAX, **Länge: 90 cm**

Euro 73,79
bei 10 Stück Euro 64,26

*Fingersensor #DS-100,
NON-MAX, **length: 90 cm***



AS500EGE-1 Fingersensor mit Gummitülle #M1191T,
kompatibel zum Fingersensor DS-100,
NON-MAX, **Länge: 90 cm**

Euro 180,90
bei 10 Stück Euro 164,23

*Rubber sleeve #1191T,
compatible with DS-100,
NON-MAX, **length: 90 cm***



AS5160 Ohrsensor inkl. Ohrhalterung ähnlich
Dura-Y und D-YSE, NON-MAX,
Länge: 90 cm

Euro 224,92
bei 10 Stück Euro 164,23

*Earsensor compatible with Nellcor Dura-Y
and D-YSE, NON-MAX, length: 90 cm*



Zubehör
Pulsoximetrie
(SpO2),
NMT-Sensoren

Asmuth
Art.Nr. **Wiederverwendbare und Einmal-Sensoren**
für Datascopie

Preis/Pack.

AS504E-1 SpO2 Sensor für Nellcor wie Oxiband OXI A/N für Neonaten und Erwachsene, NON-MAX inkl. Klettband und Klebestreifen Länge: 90 cm

Euro 165,43
/Stück



Sensor for Nellcor #Oxiband OXI-A/N for adults and neonates, length: 90 cm, NON-MAX, incl. velcro strap and tapes



AS591 Klettbänder für Ohmeda und Nellcor, #OXY-RWL, #Posey Wrap VE: 25 Stück / Karton

Euro 41,00




Velcro straps for Ohmeda and Nellcor, #OXY-RWL, #Posey Wrap, box: 25 pcs.



AS501E-1 Einmal Klebesensoren zu Nellcor für Kinder (#D20) Gewicht: 10-50 kg, Länge: 90cm VE: 24 Stück / Karton, NON-MAX

Euro 226,90
bei 10 VE Euro 206,05



Disposable sensor for Nellcor, for children (#D20), NON-MAX, 10 - 50 kg, length: 90 cm, box: 24 pcs.



AS502E Einmal-Klebesensoren zu Nellcor, für Neonaten (#N25), NON-MAX, Gewicht: Neonaten < 3 kg, Erwachsene > 30 kg, Länge: 90 cm, VE: 24 Stück / Karton

Euro 233,25
bei 10 VE Euro 211,83



Disposable sensor for Nellcor, for neonates (#N25), NON-MAX, < 3 kg, > 30 kg, length: 90 cm, box: 24 pcs.



AS503E-1 Einmal-Klebesensoren zu Nellcor für Kleinkinder (#I20), NON-MAX Gewicht: 3 - 20 kg Länge: 90 cm, VE: 24 Stück / Karton

Euro 233,25
bei 10 VE Euro 211,83



Disposable probes for infants, 3 - 20 kg NON-MAX, length: 90 cm, for Nellcor box: 24 pcs.



Asmuth Art.Nr.	Einmal-Sensoren für Datascope	Preis/Pack.
-------------------	----------------------------------	-------------

AS520NE	Wrap-Sensoren, mehrfach platzierbar , zu Nellcor, für Erwachsene > 30 kg, Neonaten < 3 kg, NON-MAX, Länge: 90 cm, VE: 24 Stück / Karton	Euro 271,33 bei 10 VE Euro 235,63
----------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------



Wrap-sensor, semi-disposable, for Nellcor, NON-MAX, for neonates < 3 kg, adults > 30 kg, length: 90 cm, box: 24 pcs.



AS505E-U	Einmal-Klebesensoren zu Nellcor für Erwachsene (#D25), NON-MAX, über Fingerkuppe, Gewicht: > 30 kg, Länge: 90 cm, VE: 24 Stück / Karton	Euro 233,25 bei 10 VE Euro 211,83
-----------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------



Disposable sensor for Nellcor for adults (#D25), NON-MAX, butterfly-type, > 30 kg, length: 90 cm, box: 24 pcs.




SpO2-Adapterkabel für Datascope

Preis/Stück

AS526E	SpO2-Adapterkabel zu Nellcor #DOC-10, #0012-00-1464, Länge: 3 m	Euro 126,01
---------------	-----------------------------------------------------------------	--------------------










Adapter cable for Nellcor #DOC-10, length: 3 m



	Asmuth Art.Nr.	Wiederverwendbare Sensoren für Dräger	Preis/Stück
	AS500E	Fingersensor #DS-100, NON-MAX Länge: 90 cm, #MS13235 <i>Fingersensor #DS-100, NON-MAX, length: 90 cm #MS13235</i>	Euro 73,79 bei 10 Stück Euro 64,26
	AS500EL-1	Fingersensor #DS-100, NON-MAX, Länge: 3 m <i>Fingersensor #DS-100, NON-MAX, length: 3 m</i>	Euro 105,91
	AS500	Original Nellcor Fingersensor DS-100A, Länge: 90 cm, #7262764 <i>Original Nellcor fingersensor DS-100A, length: 90 cm, #7262764</i>	Euro 123,00 *
	AS500F	Original Nellcor wiederverwendbarer flexibler SpO2 Fingersensor, FLEXMAX Länge: 90 cm <i>Original Nellcor rubber sleeve FLEXMAX, length: 90 cm</i>	Euro 219,00 *
	AS500ES-1	Fingersensor #DS-100, NON-MAX Direktanschluss an AS798 Multimed für Siemens SC6000/SC7000/SC8000/ SC9000, Dräger Infinity Gamma, Gamma XL, Delta, Delta XL, Länge: 3 m <i>Fingersensor #DS-100, NON-MAX, length: 3 m, for direct connecting AS798 to Siemens SC6000/ 7000/8000/9000, Dräger Infinity Gamma, Gamma XL, Delta, Delta XL</i>	Euro 140,42 bei 10 Stück Euro 116,62
	AS500EGS-1	Fingersensor mit Gummitülle, #DS-100, NON-MAX, Direktanschluss an AS798 Multimed für Siemens SC6000/SC7000/ SC8000/SC9000, Dräger Infinity Gamma, Gamma XL, Delta, Delta XL, Länge: 3 m <i>Rubber sleeve compatible with DS-100, NON-MAX, length: 3 m, for direct connecting AS798 to Siemens SC6000/7000/8000/9000</i>	Euro 235,63 bei 10 Stück Euro 199,94
	AS5160S	Ohrsensoren kompatibel zu Nellcor DS100, NON-MAX, Direktanschluß an Siemens SC6000/SC7000/SC8000/SC9000 Multimed, Länge: 3 m <i>Ear sensor compatible with Nellcor DS100, NON-MAX, for direct connection to Siemens SC6000/SC7000/SC8000/SC9000 Multimed, length: 3 m</i>	Euro 213,04

*Original Artikel, Preisänderungen seitens der Hersteller vorbehalten

Asmuth Art.Nr.	Wiederverwendbare Sensoren für Dräger	Preis/Stück
AS500EGE-1	<p>Fingersensor mit Gummitülle #M1191T, kompatibel zum Fingersensor DS-100, NON-MAX, Länge: 90 cm</p> <p><i>Rubber sleeve #M1191T, compatible with DS-100, NON-MAX, length: 90 cm</i></p>	<p>Euro 180,90 bei 10 Stück Euro 164,23</p>
		▲
AS500EGEL-1	<p>Fingersensor mit Gummitülle #M1191T, kompatibel zum Fingersensor DS-100, NON-MAX, Länge: 3 m</p> <p><i>Rubber sleeve #M1191T, compatible with DS-100, NON-MAX, length: 3 m</i></p>	Euro 199,94
		▲
AS500EGNU-1	<p>Neonatenbändchen #M1193T, NON-MAX, Länge: 1 m</p> <p><i>Neonatal wrap-sensor #M1193T, NON-MAX, length: 1 m</i></p>	Euro 199,94
		▲
AS5160	<p>Ohrsensor inkl. Ohrhalterung ähnlich Dura-Y und D-YSE, NON-MAX, Länge: 90 cm</p> <p><i>Earsensor compatible with Nellcor Dura-Y and D-YSE, NON-MAX, length: 90 cm</i></p>	<p>Euro 224,92 bei 10 Stück Euro 164,23</p>
		▲

Asmuth Art.Nr.	Wiederverwendbare Sensoren für Dräger	Preis/Stück
	AS516 Original Nellcor Y-Sensor Dura-Y D-YS inkl. Klebestreifen <i>Original Nellcor Y-Sensor Dura-Y D-YS incl. tapes</i>	Euro 159,00 *
	AS517 Ohrhalterung für D-YS Sensor, # D-YSE <i>Earclip #D-YSE</i>	Euro 18,00
	AS513 Klebestreifen für Nellcor Oxiband OXI-A/N, #ADH-A/N, VE: 100 Stück / Pack. <i>Tapes for Nellcor Oxiband OXI-A/N, #ADH-A/N, box: 100 pcs.</i>	Euro 47,55 /Pack.
	AS504 Original Nellcor Oxiband OXI-A/N für Neonaten und Erwachsene, inkl. Klebestreifen, Länge: 90 cm <i>Original Nellcor Oxiband OXI-A/N for adults and neonates, incl. tapes, length: 90 cm</i>	Euro 170,00 *
	AS504E-1 SpO2 Sensor für Nellcor wie Oxiband OXI A/N für Neonaten und Erwachsene, NON-MAX inkl. Klettband und Klebestreifen Länge: 90 cm <i>Sensor for Nellcor #Oxiband OXI-A/N for adults and neonates, length: 90 cm, NON-MAX, incl. velcro strap and tapes</i>	Euro 165,43
	AS591 Klettbänder für Ohmeda und Nellcor, #OXY-RWL, #Posey Wrap VE: 25 Stück / Karton <i>Velcro straps for Ohmeda and Nellcor, #OXY-RWL, #Posey Wrap, box: 25 pcs.</i>	Euro 41,00 /Pack.
	AS508 Original Nellcor Oxiband OXI-P/I für Kinder und Kleinkinder, Länge: 90 cm, inkl. Klebestreifen <i>Original Nellcor Oxiband OXI-P/I for infants and pediatrics, incl. tapes, length: 90 cm</i>	Euro 159,00 *

*Original Artikel, Preisänderungen seitens der Hersteller vorbehalten



Asmuth Art.Nr.	Einmal-Sensoren für Dräger	Preis/Pack.
AS501E-1	Einmal Klebesensoren zu Nellcor für Kinder (#D20) Gewicht: 10-50 kg, Länge: 90cm VE: 24 Stück / Karton, NON-MAX <i>Disposable sensor for Nellcor, for children (#D20), NON-MAX, 10 - 50 kg, length: 90 cm, box: 24 pcs.</i>	Euro 226,90 bei 10 VE Euro 206,05
▲		
AS501M	Original Nellcor Einmal-Klebesensoren MAX-P für Kinder (Finger), #MX50066, VE: 24 Stück / Karton <i>Original Nellcor sensor MAX-P for pediatrics (finger), box: 24 pcs.</i>	Euro 267,00 *
▲		
AS502E	Einmal-Klebesensoren zu Nellcor, für Neonaten (#N25), NON-MAX, Gewicht: Neonaten < 3 kg, Erwachsene > 30 kg, Länge: 90 cm, VE: 24 Stück / Karton <i>Disposable sensor for Nellcor, for neonates (#N25), NON-MAX, < 3 kg, > 30 kg, length: 90 cm, box: 24 pcs.</i>	Euro 233,25 bei 10 VE Euro 211,83
▲		
AS520NE	Wrap-Sensoren, mehrfach platzierbar , zu Nellcor, für Erwachsene > 30 kg, Neonaten < 3 kg, NON-MAX, Länge: 90 cm, VE: 24 Stück / Karton <i>Wrap-sensor, semi-disposable, for Nellcor, NON-MAX, for neonates < 3 kg, adults > 30 kg, length: 90 cm, box: 24 pcs.</i>	Euro 271,33 bei 10 VE Euro 235,63
▲		
AS502M	Original Nellcor Einmal-Klebesensoren MAX-N für Neugeborene (Fuß), #MX50068, VE: 24 Stück / Karton <i>Original Nellcor sensor MAX-N for neonates (foot), box: 24 pcs.</i>	Euro 267,00 *

*Original Artikel, Preisänderungen seitens der Hersteller vorbehalten

Zubehör
Pulsoximetrie
(SpO2),
NMT-Sensoren

	Asmuth Art.Nr.	Einmal-Sensoren für Dräger	Preis/Pack.
	AS503E-1	Einmal-Klebesensoren zu Nellcor für Kleinkinder (#I20), NON-MAX Gewicht: 3 - 20 kg Länge: 90 cm, VE: 24 Stück / Karton <i>Disposable probes for infants, 3 - 20 kg NON-MAX, length: 90 cm, for Nellcor box: 24 pcs.</i>	Euro 233,25 bei 10 VE Euro 211,83
	AS503M	Original Nellcor Einmal-Klebesensoren MAX-I für Kinder (Zeh), #MX50067, VE: 24 Stück / Karton <i>Original Nellcor sensor MAX-I for infants (toe), box: 24 pcs.</i>	Euro 267,00 *
	AS505E-U	Einmal-Klebesensoren zu Nellcor für Erwachsene (#D25), NON-MAX, über Fingerkuppe, Gewicht: > 30 kg, Länge: 90 cm, VE: 24 Stück / Karton <i>Disposable sensor for Nellcor for adults (#D25), NON-MAX, butterfly-type, > 30 kg, length: 90 cm, box: 24 pcs.</i>	Euro 233,25 bei 10 VE Euro 211,83
	AS505M	Original Nellcor Einmal-Klebesensoren MAX-A für Erwachsene (Finger), #MX50065, VE: 24 Stück / Karton <i>Original Nellcor sensor MAX-A for adults (finger), box: 24 pcs.</i>	Euro 267,00 *
	AS506M	Original Nellcor Sensor MAX-R für Erwachsene, Nase VE: 24 Stck./Packung <i>Original Nellcor sensor MAX-R for adults (nose) box: 24 pcs.</i>	Euro 306,00 *
	AS510M	Original Nellcor Sensor Reflex-Sensor-Stirn/Max-Fast VE: 24 Stück/Packg. <i>Original Nellcor sensor forehead / MAX-Fast box: 24 pcs.</i>	Euro 679,00 *

*Original Artikel, Preisänderungen seitens der Hersteller vorbehalten

Asmuth Art.Nr.	Einmal-Sensoren SpO2-Adapterkabel für Dräger	Preis/Stück
AS799	SpO2-Adapterkabel für Siemens SC6000 / 7000 / 8000 /9000 XL, Dräger Infinity Delta, Delta XL, Gamma XL, Vista XL, Kappa, Kappa XLT, Vista, #3375834, nicht für AS790E Länge: 2 m <i>Adapter cable Siemens #3375834, length: 2 m</i>	Euro 220,50
	AS799a	Euro 170,58
	SpO2-Adapterkabel für Siemens SC6000 / 7000/8000/9000 XL Dräger Infinity / Delta / Delta XL, Gamma XL, Vista XL, Kappa, Kappa XLT, Vista, #3368433, nicht für AS790E Länge: 1 m <i>Adapter cable Siemens #3368433, length: 1 m</i>	
	ASMS17330	Euro 319,00 *
	Original SpO2-Adapterkabel für Dräger Monitore Gamma, Gamma XL, Delta, Delta XL, Kappa, Kappa XLT, Vista XL, nur für AS790E, nicht für AS798, Länge: 3 m <i>Original adapter cable for Dräger, length: 3 m</i>	

Asmuth
Art.Nr.

SpO2-Adapterkabel für Dräger

Preis/Stück

ASMS18683E-1 SpO2-Adapterkabel für Dräger
Monitore Gamma, GammaXL, Delta
DeltaXL, Kappa, KappaXL,
Vista XL, **Länge: 1,2 m**
nur für AS790E, nicht für AS798

Euro 167,76



Adapter cable for Dräger, length: 1,2 m

Zubehör
Pulsoximetrie
(SpO2),
NMT-Sensoren




AS820

Original SpO2-Adapterkabel zu Dräger M540,
für Masimo LNCS Sensoren, #MP00797,
Länge: 3 m

Euro 230,00 *



*Original adapter cable for Dräger M540,
for Masimo LNCS-sensor, length: 3 m*



ASMS17522

Original SpO2-Adapterkabel für Masimo LNCS
zum Anschluss von LNCS-Sensoren an
die Masimo SET Pods, Länge: 3 m

Euro 420,00 *



*Original adapter cable for LNCS sensor
to Masimo SET Pods, length: 3 m*


AS526E

SpO2-Adapterkabel zu Dräger
M540, OxiMax Pod, Länge: 3 m

Euro 126,01



*Adapter cable for Nellcor #DOC-10,
Dräger M540, OxiMax Pod, length: 3 m*




*Original Artikel, Preisänderungen seitens der Hersteller vorbehalten

Asmuth		SpO2-Sensoren für Dräger Vista	Preis/Stück
Art.Nr.			
	AS500E	Fingersensor #DS-100, NON-MAX Länge: 90 cm, #MS13235 <i>Fingersensor #DS-100, NON-MAX, length: 90 cm #MS13235</i>	Euro 73,79 bei 10 Stück Euro 64,26
	AS500EGE-1	Fingersensor mit Gummitülle #M1191T, kompatibel zum Fingersensor DS-100, NON-MAX, Länge: 90 cm <i>Rubber sleeve #M1191T, compatible with DS-100, NON-MAX, length: 90 cm</i>	Euro 180,90 bei 10 Stück Euro 164,23
	AS5160	Ohrsensor inkl. Ohrhalterung ähnlich Dura-Y und D-YSE, NON-MAX, Länge: 90 cm <i>Earsensor compatible with Nellcor Dura-Y and D-YSE, NON-MAX, length: 90 cm</i>	Euro 224,92 bei 10 Stück Euro 164,23
	AS520NE	Wrap-Sensoren, mehrfach platzierbar , zu Nellcor, für Erwachsene > 30 kg, Neonaten < 3 kg, NON-MAX, Länge: 90 cm, VE: 24 Stück / Karton <i>Wrap-sensor, semi-disposable, for Nellcor, NON-MAX, for neonates < 3 kg, adults > 30 kg, length: 90 cm, box: 24 pcs.</i>	Euro 271,33 bei 10 VE Euro 235,63 /Pack.
	AS502E	Einmal-Klebesensoren zu Nellcor, für Neonaten (#N25), NON-MAX, Gewicht: Neonaten < 3 kg, Erwachsene > 30 kg, Länge: 90 cm, VE: 24 Stück / Karton <i>Disposable sensor for Nellcor, for neonates (#N25), NON-MAX, < 3 kg, > 30 kg, length: 90 cm, box: 24 pcs.</i>	Euro 233,25 bei 10 VE Euro 211,83 /Pack.
		SpO2-Adapterkabel	Preis/Stück
	AS526E	SpO2-Adapterkabel zu Dräger M540, OxiMax Pod, Länge: 3 m <i>Adapter cable for Nellcor #DOC-10, Dräger M540, OxiMax Pod, length: 3 m</i>	Euro 126,01

Zubehör
Pulsoximetrie
(SpO2),
NMT-Sensoren

	Asmuth Art.Nr.	SpO2-Sensoren für Dräger Vista NON-MAX	Preis/Stück
	AS565E-1	Fingersensor für Dräger Vista Länge: 3 m <i>Fingersensor for Dräger Vista, length: 3 m</i>	Euro 297,51
	AS500E	Fingersensor #DS-100, NON-MAX Länge: 90 cm, #MS13235 <i>Fingersensor #DS-100, NON-MAX, length: 90 cm, #MS13235</i>	Euro 73,79 bei 10 Stück Euro 64,26
	AS500EGE-1	Fingersensor mit Gummitülle #M1191T, kompatibel zum Fingersensor DS-100, NON-MAX, Länge: 90 cm <i>Rubber sleeve #M1191T, compatible with DS-100, NON-MAX, length: 90 cm</i>	Euro 180,90 bei 10 Stück Euro 164,23
	AS5160	Ohrsensor inkl. Ohrhalterung ähnlich Dura-Y und D-YSE, NON-MAX, Länge: 90 cm <i>Earsensor compatible with Nellcor Dura-Y and D-YSE, NON-MAX, length: 90 cm</i>	Euro 224,92 bei 10 Stück Euro 164,23
	AS520NE	Wrap-Sensoren, mehrfach platzierbar , zu Nellcor, für Erwachsene > 30 kg, Neonaten < 3 kg, NON-MAX, Länge: 90 cm, VE: 24 Stück / Karton <i>Wrap-sensor, semi-disposable, for Nellcor, NON-MAX, for neonates < 3 kg, adults > 30 kg, length: 90 cm, box: 24 pcs.</i>	Euro 271,33 bei 10 VE Euro 235,63 /Pack.
	AS502E	Einmal-Klebesensoren zu Nellcor, für Neonaten (#N25), NON-MAX, Gewicht: Neonaten < 3 kg, Erwachsene > 30 kg, Länge: 90 cm, VE: 24 Stück / Karton <i>Disposable sensor for Nellcor, for neonates (#N25), NON-MAX, < 3 kg, > 30 kg, length: 90 cm, box: 24 pcs.</i>	Euro 233,25 bei 10 VE Euro 211,83 /Pack.
SpO2-Adapterkabel			Preis/Stück
	AS810E-1	SpO2-Adapterkabel 6-Pin auf Sub-D, Länge: 2,4 m <i>Adapter cable 6-pin to Sub-D, length: 2,4 m</i>	Euro 79,35

Asmuth	Wiederverwendbare Sensoren	Preis/Stück
Art.Nr.	für GE Medical Systems (Datex,Ohmeda,Hellige)	



AS577EG-1	<p>Fingersensor mit Gummütülle zu GE-Ohmeda #TS-F4-GE, flacher blauer Stecker für S/5, Modulare Monitore mit E-Serie Modulen, PSMx-Modul, Carescape V100, Carescape VC150, Corometrics 259 mit TruSignal-Ohmeda Technologie, Länge: 3 m</p> <p><i>Rubber sleeve for GE-Ohmeda #TS-F4-GE, length: 3 m</i></p>	Euro 235,63
------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------



AS5770	<p>Ohrsensor zu GE-Ohmeda #TS-E4-GE, flacher blauer Stecker für S/5, Modulare Monitore mit E-Serie Modulen, PSMx-Modul, Carescape V100, Carescape VC150, Corometrics 259 mit TruSignal-Ohmeda Technologie, Länge: 3 m</p> <p><i>Earsensor for GE-Ohmeda #TS-E4-GE, length: 3 m</i></p>	Euro 235,63
---------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------







AS577E	<p>Fingersensor zu GE-Ohmeda #TS-F4-GE, flacher blauer Stecker für S/5, Modulare Monitore mit E-Serie Modulen, PSMx-Modul, Carescape V100, Carescape VC150, Corometrics 259 mit TruSignal-Ohmeda Technologie, Länge: 3 m</p> <p><i>Fingersensor for GE-Ohmeda, #TS-F4-GE, length: 3 m</i></p>	Euro 235,63
---------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------



AS577EK-1	<p>Fingersensor zu GE-Ohmeda, für Kinder, Länge: 3 m</p> <p><i>Fingersensor for GE-Ohmeda, for children, length: 3 m</i></p>	Euro 235,63
------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------



Asmuth Art.Nr.	Wiederverwendbare / Einmal-Sensoren für GE Medical Systems (Datex, Ohmeda, Hellige)	Preis/Stück
 <p>ASTS-F-DE</p>	<p>SpO2 Fingersensor Erwachsene für GE TruSignal #TS-F-D zu S/5, AS/3, CS/3 Modulare Monitore mit M-Serie-Module, Cardiocap/5, Cardiocap, S/5 Light Monitore, Capnomac Ultima, Satellite Plus II, mit Datex-Software, PSMP-Modul, Carescape V100, Carescape VC150, Länge: 90 cm</p> <p><i>Fingersensor #OXY-F-DB, length: 1 m</i></p>	Euro 261,81
 <p>ASTS-E-DE</p>	<p>Ohrsensoren #TS-E-D, für Erwachsene und Kinder > 10 kg, PSMP-Modul, E-Modul, Länge: 1 m</p> <p><i>Earsensor #TS-E-D, > 10 kg, length: 1 m</i></p>	Euro 261,81
 <p>ASTS-AF-24E-1</p>	<p>SpO2 Einmal- Sensor für Erwachsene und Neugeborene unter 3 kg, über 30 kg #TS-AF-10, #TS-AP-25 zu S/5, AS/3, CS/3 Modulare Monitore mit M-Serie-Module, Cardiocap/5, Cardiocap, S/5 Light Monitor, Capnomac Ultima Satellite Plus II mit Datex-Software, PSMP-Modul, Carescape V100, Carescape VC150, Länge: 50 cm, VE: 24 Stück / Karton</p> <p><i>Disposable sensor for neonates, 0 - 3 kg, > 40 kg, for Datex #SAS-AF, length: 90 cm, box: 24 pcs.</i></p>	Euro 453,85
 <p>ASTS-AF-24NE</p>	<p>Wrap-Sensoren, mehrfach platzierbar, für Erwachsene > 30 kg, Neugeborene < 3 kg PSMP-Modul, E-Modul, Länge: 45 cm, VE: 24 Stück / Karton</p> <p><i>Wrap-sensor, semi-disposable, for adults, pediatrics and neonates, length: 45 cm, box: 24 pcs.</i></p>	Euro 453,85

Asmuth
Art.Nr. **Wiederverwendbare Sensoren**
für GE Medical Systems (Datex,Ohmeda,Hellige) **Preis/Stück**

AS500E Fingersensor #DS-100, NON-MAX, zu Dash 2000/3000/4000 mit Nellcor-Option, CardioLab/Mac-Lab Corometrics 120/2120-Serie, Eagle 1000/3000/4000 (rechteckiger Anschluss), Responder 3000, TRAM-Module, **Länge: 90 cm** **Euro 73,79**
bei 10 Stück Euro 64,26



Fingersensor #DS-100, NON-MAX, length: 90 cm



AS500EL-1 Fingersensor #DS-100, NON-MAX, zu Dash 2000/3000/4000 mit Nellcor-Option, CardioLab/Mac-Lab, Corometrics 120/2120-Serie, Eagle 1000/3000/4000 (rechteckiger Anschluss), Responder 3000, TRAM-Module, **Länge: 3 m** **Euro 105,91**



Fingersensor #DS-100, NON-MAX, length: 3 m



AS500EGE-1 Fingersensor mit Gummitülle #M1191T, kompatibel zum Fingersensor DS-100, zu Dash 2000/3000/4000 mit Nellcor-Option, CardioLab/Mac-Lab, Corometrics 120/2120-Serie, Eagle 1000/3000/4000 (rechteckiger Anschluss), Responder 3000, TRAM-Module, NON-MAX, **Länge: 90 cm** **Euro 180,90**
bei 10 Stück Euro 164,23



Rubber sleeve #M1191T, compatible with DS-100, NON-MAX, length: 90 cm










AS500EGEL-1 Fingersensor mit Gummitülle #M1191T, kompatibel zum Fingersensor DS-100, zu Dash 2000/3000/4000 mit Nellcor-Option, CardioLab/Mac-Lab, Corometrics 120/2120-Serie, Eagle 1000/3000/4000 (rechteckiger Anschluss), Responder 3000, TRAM-Module, NON-MAX, **Länge: 3 m** **Euro 199,94**



Rubber sleeve #M1191T, compatible with DS-100, NON-MAX, length: 3 m



Asmuth Art.Nr.	Wiederverwendbare Sensoren für GE Medical Systems (Datex,Ohmeda,Hellige)	Preis/Stück
	<p>AS500EGNU-1 Neonatenbändchen #M1193T, zu Dash 2000/3000/4000 mit Nellcor-Option, CardioLab/Mac-Lab, Corometrics 120/2120-Serie, Eagle 1000/3000/4000 (rechteckiger Anschluss), Responder 3000, TRAM-Module, NON-MAX, Länge: 1 m</p> <p><i>Neonatal wrap-sensor #M1193T, NON-MAX, length: 1 m</i></p>	Euro 199,94
	▲	
	<p>AS5160 Ohrsensor inkl. Ohrhalterung ähnlich Dura-Y und D-YSE, NON-MAX zu Dash 2000/3000/4000 mit Nellcor-Option, CardioLab/Mac-Lab, Corometrics 120/2120-Serie, Eagle 1000/3000/4000 (rechteckiger Anschluss), Responder 3000, TRAM-Module, Länge: 90 cm</p> <p><i>Earsensor compatible with Nellcor Dura-Y and D-YSE, NON-MAX, length: 90 cm</i></p>	Euro 224,92 bei 10 Stück Euro 164,23
	▲	
	<p>AS504E-1 SpO2 Sensor für Nellcor wie Oxiband OXI A/N für Neonaten und Erwachsene, zu Dash 2000/3000/4000 mit Nellcor-Option, CardioLab/Mac-Lab mit Tram-Modul 451/451N, Corometrics 120/2120-Serie, Eagle 1000/3000/4000 (rechteckiger Anschluss), Responder 3000, TRAM-Module, NON-MAX inkl. Klettband und Klebestreifen, Länge: 90 cm</p> <p><i>Sensor for Nellcor #Oxiband OXI-A/N for adults and neonates, length: 90 cm, NON-MAX, incl. velcro strap and tapes</i></p>	Euro 165,43
	▲	
	<p>AS591 Klettbänder für Ohmeda und Nellcor, #OXY-RWL, #Posey Wrap VE: 25 Stück / Karton</p> <p><i>Velcro straps for Ohmeda and Nellcor, #OXY-RWL, #Posey Wrap, box: 25 pcs.</i></p>	Euro 41,00 /Pack.
■		

Asmuth **Einmal-Sensoren**
Art.Nr. **für GE Medical Systems (Datex,Ohmeda,Hellige)** **Preis/Pack.**

AS502E **Euro 233,25**
bei 10 VE Euro 211,83



Einmal-Klebesensoren zu Nellcor, für Neonaten (#N25), NON-MAX, Gewicht: Neonaten < 3 kg, Erwachsene > 30 kg, zu Dash 2000/3000/4000 mit Nellcor-Option, CardioLab/Mac-Lab, Corometrics 120/2120-Serie, Eagle 1000/3000/4000 (rechteckiger Anschluss), Responder 3000, TRAM-Module, Länge: 90 cm, VE: 24 Stück / Karton

Disposable sensor for Nellcor, for neonates (#N25), NON-MAX, < 3 kg, > 30 kg, length: 90 cm, box: 24 pcs.

AS520NE **Euro 271,33**
bei 10 VE Euro 235,63



Wrap-Sensoren, mehrfach platzierbar, zu Nellcor, für Erwachsene > 30 kg, Neonaten < 3 kg, NON-MAX, zu Dash 2000/3000/4000 mit Nellcor-Option, CardioLab/Mac-Lab, Corometrics 120/2120-Serie, Eagle 1000/3000/4000 (rechteckiger Anschluss), Responder 3000, TRAM-Module, Länge: 90 cm, VE: 24 Stück / Karton

Wrap-sensor, semi-disposable, for Nellcor, NON-MAX, for neonates < 3 kg, adults > 30 kg, length: 90 cm, box: 24 pcs.

AS503E-1 **Euro 233,25**
bei 10 VE Euro 211,83



Einmal-Klebesensoren zu Nellcor für Kleinkinder (#I20), NON-MAX Gewicht: 3 - 20 kg, zu Dash 2000/3000/4000 mit Nellcor-Option, CardioLab/Mac-Lab, Corometrics 120/2120-Serie, Eagle 1000/3000/4000 (rechteckiger Anschluss), Responder 3000, TRAM-Module, Länge: 90 cm, VE: 24 Stück / Karton

Disposable probes for infants, 3 - 20 kg NON-MAX, length: 90 cm, for Nellcor box: 24 pcs.

AS505E-U **Euro 233,25**
bei 10 VE Euro 211,83



Einmal-Klebesensoren zu Nellcor für Erwachsene (#D25), NON-MAX, über Fingerkuppe Gewicht: > 30 kg, zu Dash 2000/3000/4000 mit Nellcor-Option, CardioLab/Mac-Lab, Corometrics 120/2120-Serie, Eagle 1000/3000/4000 (rechteckiger Anschluss), Responder 3000, TRAM-Module, Länge: 90 cm, VE: 24 Stück / Karton

Disposable sensor for Nellcor for adults (#D25), NON-MAX, butterfly-type, > 30 kg, length: 90 cm, box: 24 pcs.


Asmuth Art.Nr.	SpO2-Adapterkabel für GE Medical Systems (Datex, Ohmeda, Hellige)	Preis/Stück
-------------------	----------------------------------------------------------------------	-------------

AS805M	SpO2-Adapterkabel #2021406-001, zu Dash 2500/3000/4000/5000 mit Nellcor-Option , Solar 8000, OXIMAX E-Modul, PDM-Modul, TRAM-Modul, Länge: 3 m	Euro 199,01
---------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------



Adapter cable for GE, length: 3 m


Zubehör
Pulsoximetrie
(SpO2),
NMT-Sensoren



AS526E	SpO2-Adapterkabel zu Dinamap ProCare, Dinamap ProSeries V2, Dinamap Pro1000 V3, #DOC-10, Länge: 3 m	Euro 126,01
---------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------



*Adapter cable for Dinamap ProCare,
Dinamap ProSeries V2, Dinamap Pro1000 V3
and Nellcor, #DOC-10, length: 3 m*






AS528M	SpO2-Adapterkabel #EC-8, zu Dinamap Compact, Dinamap, MPS, wie DEC-8, MAX, Länge: 2,20 m	Euro 98,36
---------------	------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------



*Adapter cable for Dinamap and MPS,
#DEC-8, #EC-8, MAX, length: 2,20 m*



Asmuth Art.Nr.	Wiederverwendbare Sensoren zu GE Medical Systems #TruSignal	Preis/Stück
 <p>ASTS-F-DE</p>	<p>Fingersensor #TS-F-D, für Erwachsene und Kinder > 20 kg, PSMP-Modul, E-Modul, Länge: 1 m</p> <p><i>Fingersensor #TS-F-D, > 20 kg, length: 1 m</i></p>	Euro 261,81
▲		
 <p>ASTS-E-DE</p>	<p>Ohrsensor #TS-E-D, für Erwachsene und Kinder > 10 kg, PSMP-Modul, E-Modul, Länge: 1 m</p> <p><i>Earsensor #TS-E-D, > 10 kg, length: 1 m</i></p>	Euro 261,81
▲		
 <p>ASTS-SA-DE-1</p>	<p>Fingertip-Sensor #TS-SA-D, für Erwachsene > 30 kg, PSMP-Modul, E-Modul, Länge: 1 m</p> <p><i>Fingersensor adults > 30 kg, length: 1 m</i></p>	Euro 261,81
▲		

Zubehör
Pulsoximetrie
(SpO2),
NMT-Sensoren

Asmuth Art.Nr.	Einmal-Sensoren zu GE Medical Systems #TruSignal	Preis/Pack.
-------------------	-----------------------------------------------------	-------------



ASTS-AF-24E-1	Einmal-Klebesensoren für Erwachsene > 30 kg, Neugeborene < 3 kg PSMP-Modul, E-Modul, Länge: 45 cm, VE: 24 Stück / Karton <i>Disposable sensor for adults, pediatrics and neonates, length: 45 cm, box: 24 pcs.</i>	Euro 453,85
----------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------



ASTS-AF-24NE	Wrap-Sensoren, mehrfach platzierbar , für Erwachsene > 30 kg, Neugeborene < 3 kg PSMP-Modul, E-Modul, Länge: 45 cm, VE: 24 Stück / Karton <i>Wrap-sensor, semi-disposable, for adults, pediatrics and neonates, length: 45 cm, box: 24 pcs.</i>	Euro 453,85
---------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------



SpO2-Adapterkabel zu GE Medical Systems #TruSignal	Preis/Stück
-------------------------------------------------------	-------------



ASTS-G3E	SpO2-Adapterkabel #TS-G3, mit GE-Anschluss, PSMP-Modul, E-Modul, Länge: 2,2 m <i>Adapter cable #TS-G3, length: 2,2 m</i>	Euro 157,51
-----------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------








ASTS-M3E-1	SpO2-Adapterkabel #TS-M3E, mit TruSat-Anschluss, PSMP-Modul, E-Modul, Länge: 2,2 m <i>Adapter cable #TS-M3, length: 2,2 m</i>	Euro 103,84
-------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------



ASTS-N3E-1	SpO2-Adapterkabel #TS-N3, mit Datex-Anschluss, M-Modul, Länge: 2,2 m <i>Adapter cable #TS-N3, length: 2,2 m</i>	Euro 155,17
-------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------



Asmuth Art.Nr.	Wiederverwendbare Komplett-Sensoren zu TruSignal (Ohmeda)	Preis/Stück
	<p>AS577E Fingersensor zu GE-Ohmeda #TS-F4-GE, flacher blauer Stecker für S/5, Modulare Monitore mit E-Serie Modulen, PSMP-Modul, Carescape V100, Carescape VC150, Corometrics 259 mit TruSignal-Ohmeda Technologie, Länge: 3 m</p> <p><i>Fingersensor for GE-Ohmeda, #TS-F4-GE, length: 3 m</i></p>	Euro 235,63
	<p>AS577EK-1 Fingersensor zu GE-Ohmeda, für Kinder, Länge: 3 m</p> <p><i>Fingersensor for GE-Ohmeda, for children, length: 3 m</i></p>	Euro 235,63
	<p>AS577EG-1 Fingersensor mit Gummitülle zu GE-Ohmeda #TS-F4-GE, flacher blauer Stecker für S/5, Modulare Monitore mit E-Serie Modulen, PSMP-Modul, Carescape V100, Carescape VC150, Corometrics 259 mit TruSignal-Ohmeda Technologie, Länge: 3 m</p> <p><i>Rubber sleeve for GE-Ohmeda #TS-F4-GE, length: 3 m</i></p>	Euro 235,63
	<p>AS5770 Ohrsensor zu GE-Ohmeda #TS-E4-GE, flacher blauer Stecker für S/5, Modulare Monitore mit E-Serie Modulen, PSMP-Modul, Carescape V100, Carescape VC150, Corometrics 259 mit TruSignal-Ohmeda Technologie, Länge: 3 m</p> <p><i>Earsensor for GE-Ohmeda #TS-E4-GE, length: 3 m</i></p>	Euro 235,63
	<p>AS584E-1 Fingersensor für Erwachsene, zu Ohmeda #OXY-F4-H, #TS-F4-H, für Ohmeda TuffSat, Cardiocap/5, AS/3, CS/3, S5 Monitore mit Ohmeda-Software, PSMP-Modul, Carescape V100, Carescape VC150, Länge: 2,8 m</p> <p><i>Fingersensor for Ohmeda adults, length: 2,8 m</i></p>	Euro 235,63 bei 10 Stück Euro 176,13

Asmuth Art.Nr.	Wiederverwendbare Komplett-Sensoren zu GE (Nellcor)	Preis/Stück
-------------------	--------------------------------------------------------	-------------



AS560E-1	Fingersensor für Erwachsene, zu Dash 2000/3000/4000 mit Nellcor-Option , Solar 8000, Solar 8000i, TRAM-Modul, CardioLab/Mac-Lab, Corometrics 120/2120-Serie, Eagle 1000/3000/4000 (rechteckiger Anschluss), Responder 3000 mit Nellcor-Option , Länge: 3 m	Euro 327,26
-----------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------

Fingersensor for adults, length: 3 m



AS5600-1	Ohrsensor für Erwachsene, zu Dash 2000/3000/4000 mit Nellcor-Option , Solar 8000, Solar 8000i, TRAM-Modul, CardioLab/Mac-Lab, Corometrics 120/2120-Serie, Eagle 1000/3000/4000 (rechteckiger Anschluss), Responder 3000 mit Nellcor-Option , Länge: 3 m	Euro 327,26
-----------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------

Earsensor for adults, length: 3 m







Wiederverwendbare Komplett-Sensoren zu TruSignal (TruSat)



AS590E-1	Fingersensor zu Datex-Ohmeda TruSat, #Oxy-F4-MC, #TS-F4-MC, Länge: 3 m	Euro 266,57
-----------------	---------------------------------------------------------------------------	--------------------

*Fingersensor for Datex-Ohmeda TruSat,
#Oxy-F4-MC, #TS-F4-MC, length: 3 m*



	Asmuth Art.Nr.	SpO2-Adapterkabel für GE Medical Systems	Masimo Art.-Nr. Preis/Stück
	AS820	Original Masimo LNCS Adapterkabel LNC-10, zu Dinamap ProSeries V2, Pro 1000 V3, ProCare mit Masimo-Option, Länge: 3 m <i>Original Masimo adapter cable LNC-10, for Dinamap ProSeries V2, Pro 1000 V3, ProCare, length: 3 m</i>	#1814 Euro 230,00 *
	AS814	Original SpO2-Adapterkabel mit Sub-D Stecker zu Dash 2500/3000/4000/5000 mit Masimo-Option, Solar 8000 mit Tram-Modul, Solar 8000i, PDM-Modul, Corometrics 259-Serie mit Masimo-Option, CardioLab/Mac-Lab mit Tram-Modul 451M Länge: 3 m <i>Original adapter cable with Sub-D connector for Dash 3000/4000/5000 with Masimo-Option, Solar 8000 with Tram-Modul 451M/851M, Corometrics 259-Serie with Masimo-Option, CardioLab/Mac-Lab with Tram-Modul 451M length: 3 m</i>	Euro 230,00 *
	AS864	Original Masimo SpO2 Adapterkabel für PDM, Dash, Tram, Corometrics RD SET GE-12, Länge: 3,6 m <i>Original Masimo SpO2 adapter cable for PDM, Dash, Tram, Corometrics, RD SET GE-12, length: 3,6 m</i>	#4085 Euro 235,00 *
	AS854	Original Masimo SpO2 Adapterkabel für GE Dinamap (nicht VC150/V100) RD SET MD14-05, Länge: 1,5 m (3,6 m = AS856 RD SET MD14-12 #4081) <i>Original masimo adapter cable for GE Dinamap (not for VC150/100) RD SET MD14-05, length: 1,5 m</i>	#4080 Euro 190,00 *
	AS855	Original Masimo SpO2 Adapterkabel für VC150, RD SET MD20-05 Länge: 1,5 m (3,6 m = AS858 RD SET MD20-05 #4104) <i>Original masimo adapter cable for VC150, RD SET MD20-05, length: 1,5 m</i>	#4103 Euro 190,00 *
	AS843	Original Masimo SpO2 Adapterkabel LNCS mit Sub-D Stecker, LNC-4, Länge: 1,2 m #MP00800 für M540, #11171-000024 <i>Original masimo adapter cable LNCS with Sub-D connector, LNC-4 length: 1,2 m</i>	#2017 Euro 190,00 *

Masimo-Sensoren finden Sie auf den Seiten 43 bis 48

*Original Artikel, Preisänderungen seitens der Hersteller vorbehalten

	Asmuth Art.Nr.	Original Masimo SpO2-Sensoren für LNCS®-Serie	Masimo Art.-Nr. Preis/Stück
	AS70262	Original Masimo Fingersensor LNCS DCI für Erwachsene > 30 kg, mit Sub-D Stecker <i>Original Masimo fingersensor LNCS DCI, for adults > 30 kg, with Sub-D connector</i>	#1863 Euro 250,00 *
	AS70263	Original Masimo Fingersensor LNCS DCI-P, für Kinder 10 - 50 kg, mit Sub-D Stecker <i>Original Masimo fingersensor LNCS DCI-P, for pediatrics 10 - 50 kg, with Sub-D connector</i>	#1864 Euro 315,70 *
	AS70264	Original Masimo Ohrsensor LNCS TC-I Gewicht: > 30 kg, mit Sub-D Stecker <i>Original Masimo earsensor LNCS TC-I > 30 kg, with Sub-D connector</i>	#1895 Euro 327,00 *
	AS70271	Original Masimo SpO2-Stirnsensor LNCS TF-I, PS-10153D für Rad-5v® Pulsoximeter, Gewicht: > 30 kg <i>Original Masimo SpO2-forehead sensor LNCS TF-I, PS-10153D for Rad-5v, > 30 kg</i>	#1896 Euro 410,00 *
	AS70275	Original Masimo Y-Sensor LNCS Y-I, Gewicht: > 1 kg, Länge: 90 cm inkl. 4 Ersatzbefestigungsstreifen #1598 <i>Original Masimo y-sensor LNCS Y-I, > 1 kg, length: 90 cm incl. 4 replacement fastening strips #1598</i>	#2258 Euro 352,25 *
	AS70279	Original Masimo Fingersensor LNCS DB-I mit Gummitülle für Erwachsene > 30 kg <i>Original Masimo rubber sleeve LNCS DB-I for adults > 30 kg</i>	#2653 Euro 314,00 *

Asmuth Art.Nr.	Original Masimo SpO2-Sensoren für LNCS®-Serie	Masimo Art.-Nr. Preis/Pack.
---------------------------------	----------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------



AS70244 **Original** Masimo Einmal-Klebesensoren für Kleinkinder 3 - 20 kg, LNCS Inf-3, mit Sub-D Stecker, Länge: 90 cm
VE: 20 Stück / Karton
(Ersatzklebestreifen AS70294 #2307)

#2319 Euro 425,00 *

Original Masimo disposable sensor for infants 3 - 20 kg, LNCS Inf-3, Sub-D, length: 90 cm, box: 20 pcs.

AS70245	Original Masimo Einmal-Klebesensoren für Neugeborene < 3 kg, Erwachsene > 40 kg, LNCS Neo-3, mit Sub-D Stecker, Länge: 90 cm, VE: 20 Stück / Karton (Ersatzklebestreifen AS70293 #2308)	#2320 Euro 397,40 *
----------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------



Original Masimo disposable sensor for neonates < 3 kg, adults > 40 kg, LNCS Neo-3, Sub-D, length: 90 cm, box: 20 pcs.

AS70267	Original Masimo Einmal-Klebesensoren für Neonaten < 3 kg, Erwachsene > 40 kg LNCS Neo-L, mit Sub-D Stecker, Länge: 90 cm, VE: 20 Stück / Karton	#1862 Euro 460,00 *
----------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------




Original Masimo disposable sensor for neonates < 3 kg, adults > 40 kg, LNCS-Neo L, Sub-D, length: 90 cm, box: 20 pcs.

AS70287	Original Masimo Einmal-Klebesensoren Neugeborene < 3 kg, Erwachsene > 40 kg #LNCS-NEO mit SuB D Stecker Länge: 45 cm, VE: 20 Stück / Karton (Ersatzklebestreifen AS70293 #2308)	#2329 Euro 400,00 *
----------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------



Original Masimo disposable sensor for neonates < 3 kg, adults > 40 kg, LNCS-NEO, Sub-D, length: 45 cm, box: 20 pcs.

AS70274	Original Masimo Einmal-Klebesensoren für Kinder, 10 - 50 kg, LNCS Pdtx, Cleartape, mit Sub-D Stecker, Länge: 45 cm, VE: 20 Stück / Karton	#1860 Euro 375,00 *
----------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------





Original Masimo disposable sensor for pediatrics, 10 - 50 kg, LNCS Pdtx, Sub-D, length: 45 cm, box: 20 pcs.

*Original Artikel, Preisänderungen seitens der Hersteller vorbehalten

	Asmuth Art.Nr.	Original Masimo SpO2-Sensoren für LNCS®-Serie	Masimo Art.-Nr. Preis/Pack.
	AS70265	<p>Original Masimo Einmalsensoren für Erwachsene LNCS Amtx mit Cleartape, mit SuB D Stecker VE: 20 Stück</p> <p><i>Original Masimo disposable sensors for adults with LNCS Amtx Cleartape, with SuB D connector box: 20 pieces</i></p>	#1859 Euro 324,00 *
	AS70268	<p>Original Masimo Einmal-Klebesensoren für Neonaten < 1 kg, LNCS Neo Pt-L, mit Sub-D Stecker, Länge: 90 cm, VE: 20 Stück / Karton</p> <p><i>Original Masimo disposable sensor for neonates 1kg, LNCS Neo Pt-L, Sub-D, length: 90 cm, box: 20 pcs.</i></p>	#1901 Euro 450,80 *
	AS70266	<p>Original Masimo Einmal-Klebesensoren, für Kinder, 3 - 20 kg, LNCS Inf-L, mit Sub-D Stecker, Länge: 90 cm, VE: 20 Stück / Karton</p> <p><i>Original Masimo disposable sensor, infants, 3 - 20 kg, LNCS Inf-L, Sub-D, length: 90 cm, box: 20 pcs.</i></p>	#1861 Euro 430,80 *
	AS70286	<p>Original Masimo Einmalsensoren für Kleinkinder 3 - 20 kg, LNCS Inf mit SuB D Stecker, Länge: 45 cm, VE: 20 Stück / Karton (Ersatzklebestreifen AS70294 #2307)</p> <p><i>Original Masimo disposable sensor, infants, 3 - 20 kg, LNCS Inf, Sub-D, length: 45 cm, box: 20 pcs.</i></p>	#2328 Euro 385,00 *

Zubehör
Pulsoximetrie
(SpO2),
NMT-Sensoren





Asmuth Art.Nr.	Original Masimo SpO2-Sensoren RED	Masimo Art.-Nr.	Preis/Stück
	<p>AS70278 Original Masimo Fingersensor für Erwachsene > 30 kg, 20-pin, #RED DCI-dc3, Länge: 90 cm</p> <p><i>Original Masimo fingersensor for adults, 20-pin, #RED DCI-dc3, length: 90 cm</i></p>	#2053	Euro 250,00 *
	<p>AS80014 Original Masimo Fingersensor für Kinder, #RED DCIP-dc3, Länge: 90 cm</p> <p><i>Original Masimo fingersensor for children, #RED DCIP-dc3, length: 90cm</i></p>	#2256	Euro 260,00 *
	<p>AS70288 Original Masimo SpO2 Sensor mit Gummitülle für Erwachsene RED DIB-dc8</p> <p><i>Original Masimo SpO2 sensor with rubber sleeve for adults RED DIB-dc8</i></p>	#2644	Euro 545,00 *

*Original Artikel, Preisänderungen seitens der Hersteller vorbehalten

Asmuth Art.-Nr.	Original Masimo SpO2-Sensoren RD SET™ Serie	Masimo Art.-Nr.	Preis/Pack.
AS70239	<p>Original Masimo RD SET DCI Fingersensor f. Erwachsene, Länge: 90 cm</p> <p><i>Original Masimo RD SET DCI Finger sensor for adults, length: 90cm</i></p>	#4050	Euro 245,00 *
AS80006	<p>Original Masimo RD SET TC-I Ohrsensor, Länge: 90 cm</p> <p><i>Original Masimo RD SET TC-I ear sensor, length: 90 cm</i></p>	#4053	Euro 290,00 *
AS80007	<p>Original Masimo RD SET DBI Fingersensor Gummitülle</p> <p><i>Original Masimo RD SET DBI finger sensor rubber sleeve</i></p>	#4052	Euro 275,00 *
AS70229	<p>Original Masimo RD SET Pdt Einmal-Klebesensoren für Kinder, Gewicht: 10 - 50 kg, VE: 20 Stück</p> <p><i>Original Masimo disposable sensor for pediatrics 10 - 50 kg, RD SET Pdt, box: 20 pcs.</i></p>	#4001	Euro 315,00 *








Zubehör
Pulsoximetrie
(SpO2),
NMT-Sensoren



Asmuth Art.-Nr.	Original Masimo SpO2-Sensoren RD SET™ Serie	Masimo Art.-Nr. Preis/Pack.
 AS80000	Original Masimo RD SET Inf, Einmal-Klebesensoren für Kleinkinder, Gewicht: 3 - 20 kg, VE: 20 Stück <i>Original Masimo disposable sensor for infants 3 - 20 kg, RD SET Inf, box: 20 pcs.</i>	#4002 Euro 365,00 *
 AS70238	Original Masimo RD SET Neo Einmal-Klebesensoren für Kinder und Erwachsene, Gewicht: < 3 kg, > 40 kg, VE: 20 Stück <i>Original Masimo disposable probe for neonates < 3 kg and adult > 40 kg, RD SET Neo, box: 20 pcs.</i>	#4003 Euro 350,00 *
 AS70227	Original Masimo RD SET NeoPt Einmal-Klebesensoren für Neonaten, Gewicht: < 1 kg, VE: 20 Stück <i>Original Masimo disposable sensor for neonates < 1 kg, RD SET NeoPt, box: 20 pcs.</i>	#4004 Euro 410,00 *
 AS70228	Original Masimo RD SET NeoPt-500, Einmal-Sensoren (non-adhesive) für Neonaten, Gewicht: < 1 kg, VE: 20 Stück <i>Original Masimo disposable sensor for neonates < 1 kg, RD SET NeoPt-500, box: 20 pcs.</i>	#4005 Euro 370,00 *

*Original Artikel, Preisänderungen seitens der Hersteller vorbehalten

	Asmuth Art.-Nr.	SpO2-Adapterkabel für Masimo	Masimo Art.-Nr.	Preis/Stück
	AS820	Original Masimo LNCS Adapterkabel LNC-10, auch für Zoll E-, M- und R-Serie, Länge: 3 m <i>Original Masimo LNCS adapter cable LNC-10, length: 3 m</i>	#1814	Euro 230,00 *
	AS854	Original Masimo Patienten kabel RD-Set MD-14-05, Länge: 1,5 m (3,6 m = AS856 #4081) <i>Original Masimo patient cable RD-Set MD-14-05 # 4080 length: 1,5 m</i>	#4080	Euro 190,00 *
	AS818	Original SpO2-Adapterkabel von Masimo LNCS auf LNOP PC, Länge: 50 cm <i>Original Adapter cable from Masimo LNCS to Masimo LNOP PC, length: 50 cm</i>	#1816	Euro 47,00 *
	AS834	Original Masimo SpO2-Adapterkabel, roter Stecker, Red-LNC-04 Länge: 1,2 m <i>Original Masimo adapter cable, red connector, Red-LNC-04, length: 1,2 m</i>	#2055	Euro 223,89 *
	AS842	Original Masimo SpO2-Adapterkabel RED-LNC-10, roter Stecker Länge: 3,2 m, #11993-000324 <i>Original Masimo SpO2 adapter cable RED-LNC-10, red connector length: 3,2 m, # 11993-000324</i>	#2056	Euro 224,00 *
	AS855	Original Masimo Patienten kabel RD-Set MD20-05 (3,6 m = AS857 #4073) <i>Original Masimo patient cable RD-Set MD20-05</i>	#4103	Euro 190,00 *
	AS869	Original Masimo Adapterkabel RD Rainbow SET R25-12, Länge: 3,65 m <i>Original Masimo patient cable RD Rainbow SET R25-213, length: 3,65 m</i>	#4078	Euro 235,00 *

	Asmuth Art.Nr.	Wiederverwendbare Sensoren für Mindray	Preis/Stück
	AS565E-1	Fingersensor für Mindray VS-800, PM-Serie, Länge: 3 m <i>Fingersensor for Mindray VS-800, PM-Serie, length: 3 m</i>	Euro 297,51
	AS500E	Fingersensor #DS-100, NON-MAX, für VS-800, PM-7000, PM-8000, PM-9000, BeneView, Länge: 90 cm <i>Fingersensor #DS-100, NON-MAX, for VS-800, PM-7000, PM-8000, PM-9000, BeneView, length: 90 cm</i>	Euro 73,79 bei 10 Stück Euro 64,26
	AS500EL-1	Fingersensor #DS-100, NON-MAX, Länge: 3 m <i>Fingersensor #DS-100, NON-MAX, length: 3 m</i>	Euro 105,91
	AS500	Original Nellcor Fingersensor DS-100A, für VS-800, PM-7000, PM-8000, PM-9000, BeneView, Länge: 90 cm <i>Original Nellcor fingersensor DS-100A, for VS-800, PM-7000, PM-8000, PM-9000, BeneView, length: 90 cm</i>	Euro 123,00 *
	AS500F	Original Nellcor wiederverwendbarer flexibler SpO2 Fingersensor, FLEXMAX Länge: 90 cm <i>Original Nellcor rubber sleeve FLEXMAX, length: 90 cm</i>	Euro 219,00 *

*Original Artikel, Preisänderungen seitens der Hersteller vorbehalten






	Asmuth Art.Nr.	Wiederverwendbare Sensoren für Mindray	Preis/Stück
 	AS500EGE-1	Fingersensor mit Gummihülse #M1191T, kompatibel zum Fingersensor DS-100, für VS-800, PM-7000, PM-8000, PM-9000, BeneView, NON-MAX, Länge: 90 cm <i>Rubber sleeve #M1191T, compatible with DS-100, NON-MAX, length: 90 cm</i>	Euro 180,90 bei 10 Stück Euro 164,23
 	AS500EGEL-1	Fingersensor mit Gummihülse #M1191T, kompatibel zum Fingersensor DS-100, für VS-800, PM-7000, PM-8000, PM-9000, BeneView, NON-MAX, Länge: 3 m <i>Rubber sleeve #M1191T, compatible with DS-100, NON-MAX, length: 3 m</i>	Euro 199,94
 	AS500EGNU-1	Neonatenbändchen #M1193T, für VS-800, PM-7000, PM-8000, PM-9000, BeneView, NON-MAX, Länge: 1 m <i>Neonatal wrap-sensor #M1193T, NON-MAX, length: 1 m</i>	Euro 199,94
 	AS5160	Ohrsensor inkl. Ohrhalterung ähnlich Dura-Y und D-YSE, NON-MAX für VS-800, PM-7000, PM-8000, PM-9000, BeneView, Länge: 90 cm <i>Earsensor compatible with Nellcor Dura-Y and D-YSE, NON-MAX, length: 90 cm</i>	Euro 224,92 bei 10 Stück Euro 164,23

	Asmuth Art.Nr.	Wiederverwendbare Sensoren für Mindray	Preis/Stück
	AS516	Original Nellcor Y-Sensor Dura-Y D-YS für VS-800, PM-7000, PM-8000, PM-9000, Beneview, inkl. Klebestreifen <i>Original Nellcor Y-Sensor Dura-Y D-YS incl. tapes</i>	Euro 159,00 *
	AS517	Ohrhalterung für D-YS Sensor, # D-YSE <i>Earclip #D-YSE</i>	Euro 18,00
	AS513	Klebestreifen für Nellcor Oxiband OXI-A/N, #ADH-A/N, VE: 100 Stück / Pack. <i>Tapes for Nellcor Oxiband OXI-A/N, #ADH-A/N, box: 100 pcs.</i>	Euro 47,55 /Pack.
	AS504	Original Nellcor Oxiband OXI-A/N für Neonaten und Erwachsene, für VS-800, PM-7000, PM-8000, PM-9000, BeneView, inkl. Klebestreifen, Länge: 90 cm <i>Original Nellcor Oxiband OXI-A/N for adults and neonates, incl. tapes, length: 90 cm</i>	Euro 170,00 *
	AS504E-1	Sensor für Nellcor #Oxiband OXI-A/N für Neonaten und Erwachsene, für VS-800, PM-7000, PM-8000, PM-9000, BeneView, Länge: 90 cm, NON-MAX, inkl. Klettband und Klebestreifen <i>Sensor for Nellcor #Oxiband OXI-A/N for adults and neonates, length: 90 cm, NON-MAX, incl. velcro strap and tapes</i>	Euro 165,43
	AS591	Klettbänder für Ohmeda und Nellcor, #OXY-RWL, #Posey Wrap VE: 25 Stück / Karton <i>Velcro straps for Ohmeda and Nellcor, #OXY-RWL, #Posey Wrap, box: 25 pcs.</i>	Euro 41,00 /Pack.
	AS508	Original Nellcor Oxiband OXI-P/I für Kinder und Kleinkinder, inkl. Klebestreifen, für VS-800, PM-7000, PM-8000, PM-9000, BeneView, Länge: 90 cm <i>Original Nellcor Oxiband OXI-P/I for infants and pediatrics, incl. tapes, length: 90 cm</i>	Euro 159,00 *





*Original Artikel, Preisänderungen seitens der Hersteller vorbehalten

	Asmuth Art.Nr.	Einmal-Sensoren für Mindray	Preis/Pack.
	AS501E-1	Einmal Klebesensoren zu Nellcor für Kinder (#D20), Gewicht: 10-50 kg für VS-800, PM-7000, PM-8000, PM-9000, BeneView, Länge: 90cm, VE: 24 Stück / Karton <i>Disposable sensor for Nellcor, for children (#D20), NON-MAX, 10 - 50 kg, length: 90 cm, box: 24 pcs.</i>	Euro 226,90 bei 10 VE Euro 206,05
	AS501M	Original Nellcor Einmal-Klebesensoren MAX-P für Kinder (Finger), für VS-800, PM-7000, PM-8000, PM-9000, BeneView, VE: 24 Stück / Karton <i>Original Nellcor sensor MAX-P for pediatrics (finger), box: 24 pcs.</i>	Euro 267,00 *
	AS502E	Einmal-Klebesensoren zu Nellcor, für Neonaten (#N25), NON-MAX, Gewicht: Neonaten < 3 kg, Erwachsene > 30 kg, für VS-800, PM-7000, PM-8000, PM-9000, BeneView, Länge: 90 cm, VE: 24 Stück / Karton <i>Disposable sensor for Nellcor, for neonates (#N25), NON-MAX, < 3 kg, > 30 kg, length: 90 cm, box: 24 pcs.</i>	Euro 233,25 bei 10 VE Euro 211,83
	AS520NE	Wrap-Sensoren, mehrfach platzierbar , zu Nellcor, für Erwachsene > 30 kg, Neonaten < 3 kg, NON-MAX, für VS-800, PM-7000, PM-8000, PM-9000, BeneView, Länge: 90 cm, VE: 24 Stück / Karton <i>Wrap-sensor, semi-disposable, for Nellcor, NON-MAX, for neonates < 3 kg, adults > 30 kg, length: 90 cm, box: 24 pcs.</i>	Euro 271,33 bei 10 VE Euro 235,63
	AS502M	Original Nellcor Einmal-Klebesensoren MAX-N für Neugeborene (Fuß), für VS-800, PM-7000, PM-8000, PM-9000, BeneView, VE: 24 Stück / Karton <i>Original Nellcor sensor MAX-N for neonates (foot), box: 24 pcs.</i>	Euro 267,00 *
	AS503E-1	Einmal-Klebesensoren zu Nellcor für Kleinkinder (#I20), NON-MAX Gewicht: 3 - 20 kg, für VS-800, PM-7000, PM-8000, PM-9000, BeneView, Länge: 90 cm, VE: 24 Stück / Karton <i>Disposable probes for infants, 3 - 20 kg NON-MAX, length: 90 cm, for Nellcor, box: 24 pcs.</i>	Euro 233,25 bei 10 VE Euro 211,83

*Original Artikel, Preisänderungen seitens der Hersteller vorbehalten

Asmuth Art.Nr.	Einmal-Sensoren für Mindray	Preis/Pack.
AS503M	Original Nellcor Einmal-Klebesensoren MAX-I für Kinder (Zeh), für VS-800, PM-7000, PM-8000, PM-9000, BeneView, VE: 24 Stück / Karton <i>Original Nellcor sensor MAX-I for infants (toe), box: 24 pcs.</i>	Euro 267,00 *
		
AS505E-U	Einmal-Klebesensoren zu Nellcor für Erwachsene (#D25), NON-MAX, über Fingerkuppe, für VS-800, PM-7000, PM-8000, PM-9000, BeneView, Gewicht: > 30 kg, Länge: 90 cm, VE: 24 Stück / Karton <i>Disposable sensor for Nellcor for adults (#D25), NON-MAX, butterfly-type, > 30 kg, length: 90 cm, box: 24 pcs.</i>	Euro 233,25 bei 10 VE Euro 211,83
		
AS505M	Original Nellcor Einmal-Klebesensoren MAX-A für Erwachsene (Finger), für VS-800, PM-7000, PM-8000, PM-9000, BeneView, VE: 24 Stück / Karton <i>Original Nellcor sensor MAX-A for adults (finger), box: 24 pcs.</i>	Euro 267,00 *
		
AS506M	Original Nellcor Einmal-Klebesensoren MAX-R für Erwachsene (Nase), für VS-800, PM-7000, PM-8000, PM-9000, BeneView, VE: 24 Stück / Karton <i>Original Nellcor Sensor MAX-R for adults (nose), box: 24 pcs.</i>	Euro 306,00 *
		
AS510M	Original Nellcor Stirnsensor MAX-FAST, für Kinder und Erwachsene > 10 kg, für VS-800, PM-7000, PM-8000, PM-9000, BeneView, Länge: 80 cm, inkl. 24 Stirnbänder / Karton <i>Original Nellcor Foreheadsensor MAX-FAST, for children and adults > 10kg, length: 80 cm, incl. 24 headbands</i>	Euro 679,00 *
		

*Original Artikel, Preisänderungen seitens der Hersteller vorbehalten

Asmuth Art.Nr.	SpO2-Adapterkabel für Mindray	Preis/Stück
AS810E-1	<p>SpO2-Adapterkabel für Mindray, 6-Pin auf Sub-D, für PM-7000 - PM-9000 Express, MEC-1000, MEC-1200, VS-800, #0010-20-42594, Länge: 2,4 m</p> <p><i>Adapter cable for Mindray, 6-pin to Sub-D, for PM-7000 - PM-9000 Express, MEC-1000, MEC-1200, VS-800, #0010-20-42594 length: 2,4 m</i></p>	Euro 79,35
		
		
▲		
AS826E-1	<p>SpO2-Adapterkabel für Mindray BeneView T5 / T8 / IMEC / iPM, 7-Pin auf Sub-D, #0010-20-42710, Länge: 2,1 m</p> <p><i>Adapter cable for Mindray BeneView T5 / T8 / IMEC / iPM, 7-pin to Sub-D, #0010-20-42710, length: 2,1 m</i></p>	Euro 68,17
		
▲		
AS829	<p>Original SpO2-Adapterkabel Mindray für BeneView T-Serie, IMEC, iPM, 8-Pin auf Masimo LNCS, Länge: 2,9 m</p> <p><i>Original adapter cable for Mindray BeneView T-series, IMEC, iPM, 8-pin to Masimo LNCS, length: 2,9 m</i></p>	Euro 279,00 *
		

Zubehör
Pulsoximetrie
(SpO2),
NMT-Sensoren

	Asmuth Art.Nr.	Wiederverwendbare Sensoren für Nellcor	Preis/Stück
	AS500E	Fingersensor #DS-100, NON-MAX, Länge: 90 cm <i>Fingersensor #DS-100, NON-MAX, length: 90 cm</i>	Euro 73,79 bei 10 Stück Euro 64,26
	AS500EL-1	Fingersensor #DS-100, NON-MAX, Länge: 3 m <i>Fingersensor #DS-100, NON-MAX, length: 3 m</i>	Euro 105,91
	AS500	Original Nellcor Fingersensor DS-100A, Länge: 90 cm <i>Original Nellcor fingersensor DS-100A, length: 90 cm</i>	Euro 123,00 *
	AS500F	Original Nellcor wiederverwendbarer flexibler SpO2 Fingersensor, FLEXMAX Länge: 90 cm <i>Original Nellcor rubber sleeve FLEXMAX, length: 90 cm</i>	Euro 219,00 *
	AS500EGE-1	Fingersensor mit Gummitülle #M1191T, kompatibel zum Fingersensor DS-100, NON-MAX, Länge: 90 cm <i>Rubber sleeve #M1191T, compatible with DS-100, NON-MAX, length: 90 cm</i>	Euro 180,90 bei 10 Stück Euro 164,23
	AS500EGEL-1	Fingersensor mit Gummitülle #M1191T, kompatibel zum Fingersensor DS-100, NON-MAX, Länge: 3 m <i>Rubber sleeve #M1191T, compatible with DS-100, NON-MAX, length: 3 m</i>	Euro 199,94
	AS500EGNU-1	Neonatenbändchen #M1193T, NON-MAX, Länge: 1 m <i>Neonatal wrap-sensor #M1193T, NON-MAX, length: 1 m</i>	Euro 199,94

*Original Artikel, Preisänderungen seitens der Hersteller vorbehalten

Zubehör
Pulsoximetrie
(SpO2),
NMT-Sensoren

	Asmuth Art.Nr.	Wiederverwendbare Sensoren für Nellcor	Preis/Stück
	AS5160	Ohrsensor inkl. Ohrhalterung ähnlich Dura-Y und D-YSE, NON-MAX, Länge: 90 cm <i>Earsensor compatible with Nellcor Dura-Y and D-YSE, NON-MAX, length: 90 cm</i>	Euro 224,92 bei 10 Stück Euro 164,23
	AS516	Original Nellcor Y-Sensor Dura-Y D-YS inkl. Klebestreifen <i>Original Nellcor Y-Sensor Dura-Y D-YS incl. tapes</i>	Euro 159,00 *
	AS517	Ohrhalterung für D-YS Sensor, # D-YSE <i>Earclip #D-YSE</i>	Euro 18,00
	AS513	Klebestreifen für Nellcor Oxiband OXI-A/N, #ADH-A/N, VE: 100 Stück / Pack. <i>Tapes for Nellcor Oxiband OXI-A/N, #ADH-A/N, box: 100 pcs.</i>	Euro 47,55 /Pack.
	AS504	Original Nellcor Oxiband OXI-A/N für Neonaten und Erwachsene, inkl. Klebestreifen, Länge: 90 cm <i>Original Nellcor Oxiband OXI-A/N for adults and neonates, incl. tapes, length: 90 cm</i>	Euro 170,00 *
	AS504E-1	Sensor für Nellcor #Oxiband OXI-A/N für Neonaten und Erwachsene, Länge: 90 cm, NON-MAX, inkl. Klettband und Klebestreifen <i>Sensor for Nellcor #Oxiband OXI-A/N for adults and neonates, length: 90 cm, NON-MAX, incl. velcro strap and tapes</i>	Euro 165,43
	AS591	Klettbänder für Ohmeda und Nellcor, #OXY-RWL, #Posey Wrap VE: 25 Stück / Karton <i>Velcro straps for Ohmeda and Nellcor, #OXY-RWL, #Posey Wrap, box: 25 pcs.</i>	Euro 41,00 /Pack.
	AS508	Original Nellcor Oxiband OXI-P/I für Kinder und Kleinkinder, Länge: 90 cm inkl. Klebestreifen <i>Original Nellcor Oxiband OXI-P/I for infants and pediatrics, incl. tapes, length: 90 cm</i>	Euro 159,00 *

*Original Artikel, Preisänderungen seitens der Hersteller vorbehalten

Asmuth Art.Nr.	Einmal-Sensoren für Nellcor	Preis/Pack.
	<p>AS501E-1 Einmal Klebesensoren zu Nellcor für Kinder (#D20) Gewicht: 10-50 kg, Länge: 90cm VE: 24 Stück / Karton, NON-MAX</p> <p><i>Disposable sensor for Nellcor, for children (#D20), NON-MAX, 10 - 50 kg, length: 90 cm, box: 24 pcs.</i></p>	<p>Euro 226,90 bei 10 VE Euro 206,05</p>
	<p>AS501M Original Nellcor Einmal-Klebesensoren MAX-P für Kinder (Finger), VE: 24 Stück / Karton</p> <p><i>Original Nellcor sensor MAX-P for pediatrics (finger), box: 24 pcs.</i></p>	<p>Euro 267,00 *</p>
	<p>AS502E Einmal-Klebesensoren zu Nellcor, für Neonaten (#N25), NON-MAX, Gewicht: Neonaten < 3 kg, Erwachsene > 30 kg, Länge: 90 cm, VE: 24 Stück / Karton</p> <p><i>Disposable sensor for Nellcor, for neonates (#N25), NON-MAX, < 3 kg, > 30 kg, length: 90 cm, box: 24 pcs.</i></p>	<p>Euro 233,25 bei 10 VE Euro 211,83</p>
	<p>AS520NE Wrap-Sensoren, mehrfach platzierbar, zu Nellcor, für Erwachsene > 30 kg, Neonaten < 3 kg, NON-MAX, Länge: 90 cm, VE: 24 Stück / Karton</p> <p><i>Wrap-sensor, semi-disposable, for Nellcor, NON-MAX, for neonates < 3 kg, adults > 30 kg, length: 90 cm, box: 24 pcs.</i></p>	<p>Euro 271,33 bei 10 VE Euro 235,63</p>
	<p>AS502M Original Nellcor Einmal-Klebesensoren MAX-N für Neugeborene (Fuß), VE: 24 Stück / Karton</p> <p><i>Original Nellcor sensor MAX-N for neonates (foot), box: 24 pcs.</i></p>	<p>Euro 267,00 *</p>
	<p>AS503E-1 Einmal-Klebesensoren zu Nellcor für Kleinkinder (#I20), NON-MAX Gewicht: 3 - 20 kg Länge: 90 cm, VE: 24 Stück / Karton</p> <p><i>Disposable probes for infants, 3 - 20 kg NON-MAX, length: 90 cm, for Nellcor box: 24 pcs.</i></p>	<p>Euro 233,25 bei 10 VE Euro 211,83</p>

*Original Artikel, Preisänderungen seitens der Hersteller vorbehalten

Asmuth **Einmal-Sensoren**
Art.Nr. **für Nellcor** **Preis/Pack.**



AS503M **Original** Nellcor Einmal-Klebesensoren MAX-I für Kinder (Zeh), VE: 24 Stück / Karton **Euro 267,00 ***

Original Nellcor sensor MAX-I for infants (toe), box: 24 pcs.



AS505E-U Einmal-Klebesensoren zu Nellcor für Erwachsene (#D25), NON-MAX, über Fingerkuppe, Gewicht: > 30 kg, Länge: 90 cm, VE: 24 Stück / Karton **Euro 233,25 bei 10 VE Euro 211,83**

Disposable sensor for Nellcor for adults (#D25), NON-MAX, butterfly-type, > 30 kg, length: 90 cm, box: 24 pcs.



AS505M **Original** Nellcor Einmal-Klebesensoren MAX-A für Erwachsene (Finger), VE: 24 Stück / Karton **Euro 267,00 ***

Original Nellcor sensor MAX-A for adults (finger), box: 24 pcs.



AS506M **Original** Nellcor Einmal-Klebesensoren MAX-R für Erwachsene (Nase), VE: 24 Stück / Karton **Euro 306,00 ***

Original Nellcor sensor MAX-R for adults (nose), box: 24 pcs.



AS510M **Original** Nellcor Stirnsensor MAX-FAST, für Kinder und Erwachsene > 10 kg, Länge: 80 cm, inkl. 24 Stirnbänder / Karton **Euro 679,00 ***

Original Nellcor Foreheadsensor MAX-FAST, for children and adults > 10kg, length: 80 cm, incl. 24 headbands

*Original Artikel, Preisänderungen seitens der Hersteller vorbehalten

**Asmuth
Art.Nr.**

SpO2-Adapterkabel für Nellcor

Preis/Stück


AS528M

SpO2-Adapterkabel zu Nellcor #DEC-8, #EC-8 wie DEC-8, MAX, Länge: 2,20 m

Euro 98,36



Adapter cable for Nellcor #DEC-8, #EC-8 #DEC-8, #EC-8, MAX, length: 2,20 m




AS526E

SpO2-Adapterkabel zu Nellcor #DOC-10, auch für Schiller Argus VCM, Länge: 3,0 m

Euro 126,01



Nellcor adapter cable #DOC-10, for Schiller Argus VCM, length: 3,0 m



Zubehör
Pulsoximetrie
(SpO2),
NMT-Sensoren

Asmuth
Art.Nr. **Wiederverwendbare Sensoren**
für Nihon Kohden

Preis/Stück

AS600EGE-1 Fingersensor mit Gummihülse für **Erwachsene**,
für Nihon Kohden, Länge: 1,6 m

Euro 261,81



*Rubber sleeve for **adults**, for Nihon Kohden,
length: 1,6 m*



AS601 **Original** Nihon Kohden Fingersensor BluePro
für Erwachsene, #TL-201T, für BSM-2300 Lifescope,
BSM-4100 Lifescasope P, BSM-5100 Lifescope A,
BSM-9510 Lifescope M, BSM-9800 Lifescope S,
WEP-4200 / WEP-8400, OPV-1500 Lifescope N,
Länge: 1,6 m

Euro 162,00 *



***Original** Nihon Kohden fingersensor BluePro, #TL-201T,
for adults, length: 1,6 m*

AS600E Fingersensor zu Nihon Kohden, #TL-101T,
für Erwachsene, Länge: 1,6 m

Euro 165,77



*Fingersensor for Nihon Kohden, #TL-101T,
for adults, length: 1,6 m*



AS6410 Ohrsensor zu Nihon Kohden, #TL-101T,
für Kinder und Erwachsene > 20 kg
Länge: 1,5 m

Euro 295,13



*Earsensor for Nihon Kohden, #TL-101T,
for children / adults > 20 kg, length: 1,5 m*



*Original Artikel, Preisänderungen seitens der Hersteller vorbehalten

Asmuth Art.Nr.	Wiederverwendbare und Einmal-Sensoren für Nihon Kohden	Preis/Pack.
-------------------	-----------------------------------------------------------	-------------

AS607E-1	Einmal-SpO2-Sensor zu Nihon Kohden #BluePro für Erwachsene > 30kg (Finger) #TL-251T, #TL-273T3 VE: 24 Stück, Länge: 0,9 m	Euro 237,60
-----------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------



*Disposable SpO2 sensor for Nihon Kohden
#BluePro for adults > 30kg (fingers)
TL-251T, # TL-273T3
box: 24 pcs., length: 0.9 m,*



AS520NK-1	SpO2 Wrap - Sensor, mehrfach platzierbar, zu Nihon Kohden Erwachsene >30 kg, Neonaten <3kg, VE: 24 Stück #TL-260T, #TL-273T	Euro 329,64
------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------



*SpO2 Wrap - Sensor, reusable, for Nihon Kohden
adults >30 kg, neonates <3 kg,
box: 24 pieces
#TL-260T, #TL-273T*




SpO2-Adapterkabel für Nihon Kohden		Preis/Stück
------------------------------------	--	-------------

AS610E-1	SpO2-Adapterkabel für Nihon Kohden, für alle BSM / PVM / TEC-Serien #JL-900P, #K931 Länge: 3 m	Euro 191,08
-----------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------



Adapter cable for Nihon Kohden, length: 3 m



ASJL-631P	Original Nihon Kohden SpO2-Adapterkabel auf Masimo LNCS , für Masimo-Eingangsboxen: AY-633P/631P, ansonsten BSM-3000/6000/ 9100-Serie, #JL-631P, #K937, Länge: 3 m	Euro 388,00 *
------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------



*Original Artikel, Preisänderungen seitens der Hersteller vorbehalten

Asmuth Art.Nr.	Wiederverwendbare Sensoren für Nonin	Preis/Stück
	AS540EG-1 Fingersensor mit Gummihülse für Erwachsene , für Nonin #8002K, 8500, 8600, 2500, 9840 Avant 4000, 9600, 9700, Avant 2120 PulseSense Model 7500, 7500FO, #6835-000, Länge: 90cm <i>Rubber sleeve for adults, for Nonin #800K2, #8000SL, length: 90 cm</i>	Euro 235,63
	AS540E-1 Fingersensor für Nonin, #8000K2, #8000AA, Länge: 90 cm <i>Fingersensor for Nonin, #8000K2, #8000AA, length: 90 cm</i>	Euro 190,41
	AS5410-1 Ohrsensor für Nonin, für alle Modelle außer 8600, 8604 und 8000Q, Länge: 90 cm <i>Earsensor for Nonin, for all models but 8600, 8604 and 8000Q, length: 90 cm</i>	Euro 252,29
	AS542F Original Nonin Flexsensor, #8000J für Erwachsene, inkl. 25 Klebestreifen, Länge: 1 m <i>Original Nonin flexsensor, #8000J, for adults, incl. 25 tapes, length: 1 m</i>	Euro 226,00 *
Einmal-Sensoren für Nonin		Preis/Pack.
	AS545NO-1 Wrap-Sensoren, mehrfach platzierbar , zu Nonin Modell 8604, für Erwachsene > 30 kg (Finger), Neonaten < 3 kg (Fuß), VE: 24 Stück <i>Wrap-sensor, semi-disposable, for adults > 30 kg / neonates < 3 kg, box: 24 pcs.</i>	Euro 361,77
SpO2-Adapterkabel für Nonin		Preis/Stück
	AS833 Original SP02-Adapterkabel für Nonin für 8500i, Länge: 3m Sub-D9 auf Sub-D9 #6083-003, #15433, Uni-Ext-3 <i>Original Adapter cable for Nonin 8500i Sub-D9 to Sub-D9, length: 3 m</i>	Euro 135,00 *

*Original Artikel, Preisänderungen seitens der Hersteller vorbehalten


Asmuth **Wiederverwendbare Sensoren**
Art.Nr. **für Philips** **Preis/Stück**



ASM1191BE-1 Fingersensor mit Gummitülle zu Philips, für **Erwachsene, breitere Ausführung**, bei 10 Stück Euro 230,87
Länge: 3 m **Euro 267,76**


*Rubber sleeve for **adults** #M1191B, #M1191BL, length: 3 m, more robust and wider*

ähnlich #M1191B und #M1191BL




ASM1192AE Fingersensor mit Gummitülle zu Philips #M1192A, für **Kinder** bei 10 Stück Euro 230,87
Länge: 3,0 m **Euro 267,76**

*Rubber sleeve for **children** #M1192A, length: 3,0 m*



ASM1193AE Neonatenbändchen zu Philips #M1193A, für Neugeborene (Fuß / Hand), bei 10 Stück Euro 230,87
Länge: 3 m **Euro 267,76**

Neonatal wrap-sensor #M1193A, length: 3 m




ASM1194AE Ohrsensor zu Philips #M1194A, für Kinder und Erwachsene, für Modul M1020A, bei 10 Stück Euro 230,87
Länge: **1,3 m** **Euro 267,76**

*Earsensor for children and adults #M1194A, length: **1,3 m***



ASM1194AEL Ohrsensor zu Philips #M1194A, für Kinder und Erwachsene, für Modul M1020A, bei 10 Stück Euro 253,17
Länge: **3 m** **Euro 293,63**

*Earsensor for children and adults #M1194A, length: **3 m***



Zubehör
Pulsoximetrie
(SpO2),
NMT-Sensoren

**Asmuth
Art.Nr. Wiederverwendbare Sensoren
für Philips**

Preis/Stück

  	<p>ASM1195AE Fingersensor mit Gummitülle zu Philips #M1195A, für Kleinkinder Länge: 1 m</p> <p><i>Rubber sleeve for infants, for Philips #M1195A, length: 1 m</i></p>	<p>Euro 267,76 bei 10 Stück Euro 230,78</p>
  	<p>ASM1196AE Fingersensor zu Philips #M1196A, für Erwachsene, Länge: 3 m</p> <p><i>Fingersensor for adults, for Philips #M1196A, length: 3 m</i></p>	<p>Euro 151,15 bei 10 Stück Euro 130,32</p>
  	<p>AS578EG-1 Fingersensor mit Gummitülle zu Philips #M1190A, für Erwachsene, Länge: 3 m</p> <p><i>Rubber sleeve for adults, for Philips #M1190A, length: 3 m</i></p>	<p>Euro 267,76</p>
 	<p>AS500E Fingersensor #DS-100, NON-MAX, Länge: 90 cm</p> <p><i>Fingersensor #DS-100, NON-MAX, length: 90 cm</i></p>	<p>Euro 73,79 bei 10 Stück Euro 64,26</p>
 	<p>AS500EL-1 Fingersensor #DS-100, NON-MAX, Länge: 3 m</p> <p><i>Fingersensor #DS-100, NON-MAX, length: 3 m</i></p>	<p>Euro 105,91</p>

	Asmuth Art.Nr.	Wiederverwendbare Sensoren für Philips	Preis/Stück
	AS500	Original Nellcor Fingersensor DS-100A, Länge: 90 cm <i>Original Nellcor fingersensor DS-100A, length: 90 cm</i>	Euro 123,00 *
	AS500F	Original Nellcor wiederverwendbarer flexibler SpO2 Fingersensor, FLEXMAX Länge: 90 cm <i>Original Nellcor rubber sleeve FLEXMAX, length: 90 cm</i>	Euro 219,00 *
	AS500EGE-1	Fingersensor mit Gummitülle #M1191T, kompatibel zum Fingersensor DS-100, NON-MAX, Länge: 90 cm <i>Rubber sleeve #M1191T, compatible with DS-100, NON-MAX, length: 90 cm</i>	Euro 180,90 bei 10 Stück Euro 164,23
	AS500EGEL-1	Fingersensor mit Gummitülle #M1191T, kompatibel zum Fingersensor DS-100, NON-MAX, Länge: 3 m <i>Rubber sleeve #M1191T, compatible with DS-100, NON-MAX, length: 3 m</i>	Euro 199,94
	AS500EGNU-1	Neonatenbändchen #M1193T, NON-MAX, Länge: 1 m <i>Neonatal wrap-sensor #M1193T, NON-MAX, length: 1 m</i>	Euro 199,94
	AS5160	Ohrsensor inkl. Ohrhalterung ähnlich Dura-Y und D-YSE, NON-MAX, Länge: 90 cm <i>Earsensor compatible with Nellcor Dura-Y and D-YSE, NON-MAX, length: 90 cm</i>	Euro 224,92 bei 10 Stück Euro 164,23

*Original Artikel, Preisänderungen seitens der Hersteller vorbehalten

Zubehör
Pulsoximetrie
(SpO2),
NMT-Sensoren

	Asmuth Art.Nr.	Wiederverwendbare Sensoren für Philips	Preis/Stück
	AS516	Original Nellcor Y-Sensor Dura-Y D-YS inkl. Klebestreifen <i>Original Nellcor Y-Sensor Dura-Y D-YS incl. tapes</i>	Euro 159,00 *
	AS517	Ohrhalterung für D-YS Sensor, # D-YSE <i>Earclip #D-YSE</i>	Euro 18,00
	AS513	Klebestreifen für Nellcor Oxiband OXI-A/N, #ADH-A/N, VE: 100 Stück / Pack. <i>Tapes for Nellcor Oxiband OXI-A/N, #ADH-A/N, box: 100 pcs.</i>	Euro 47,55 /Pack.
	AS504	Original Nellcor Oxiband OXI-A/N für Neonaten und Erwachsene, inkl. Klebestreifen, Länge: 90 cm <i>Original Nellcor Oxiband OXI-A/N for adults and neonates, incl. tapes, length: 90 cm</i>	Euro 170,00 *
	AS504E-1	Sensor für Nellcor #Oxiband OXI-A/N für Neonaten und Erwachsene, Länge: 90 cm, NON-MAX, inkl. Klettband und Klebestreifen <i>Sensor for Nellcor #Oxiband OXI-A/N for adults and neonates, length: 90 cm, NON-MAX, incl. velcro strap and tapes</i>	Euro 165,43
	AS591	Klettbänder für Ohmeda und Nellcor, #OXY-RWL, #Posey Wrap VE: 25 Stück / Karton <i>Velcro straps for Ohmeda and Nellcor, #OXY-RWL, #Posey Wrap, box: 25 pcs.</i>	Euro 41,00 /Pack.
	AS508	Original Nellcor Oxiband OXI-P/I für Kinder und Kleinkinder, Länge: 90 cm inkl. Klebestreifen <i>Original Nellcor Oxiband OXI-P/I for infants and pediatrics, incl. tapes, length: 90 cm</i>	Euro 159,00 *

*Original Artikel, Preisänderungen seitens der Hersteller vorbehalten

Asmuth Art.Nr.	Einmal-Sensoren für Philips	Preis/Pack.
	<p>AS501E-1 Einmal Klebesensoren zu Nellcor für Kinder (#D20) Gewicht: 10-50 kg, Länge: 90cm VE: 24 Stück / Karton, NON-MAX</p> <p><i>Disposable sensor for Nellcor, for children (#D20), NON-MAX, 10 - 50 kg, length: 90 cm, box: 24 pcs.</i></p>	<p>Euro 226,90 bei 10 VE Euro 206,05</p>
	<p>AS501M Original Nellcor Einmal-Klebesensoren MAX-P für Kinder (Finger), VE: 24 Stück / Karton</p> <p><i>Original Nellcor sensor MAX-P for pediatrics (finger), box: 24 pcs.</i></p>	<p>Euro 267,00 *</p>
	<p>AS502E Einmal-Klebesensoren zu Nellcor, für Neonaten (#N25), NON-MAX, Gewicht: Neonaten < 3 kg, Erwachsene > 30 kg, Länge: 90 cm, VE: 24 Stück / Karton</p> <p><i>Disposable sensor for Nellcor, for neonates (#N25), NON-MAX, < 3 kg, > 30 kg, length: 90 cm, box: 24 pcs.</i></p>	<p>Euro 233,25 bei 10 VE Euro 211,83</p>
	<p>AS520NE Wrap-Sensoren, mehrfach platzierbar, zu Nellcor, für Erwachsene > 30 kg, Neonaten < 3 kg, NON-MAX, Länge: 90 cm, VE: 24 Stück / Karton</p> <p><i>Wrap-sensor, semi-disposable, for Nellcor, NON-MAX, for neonates < 3 kg, adults > 30 kg, length: 90 cm, box: 24 pcs.</i></p>	<p>Euro 271,33 bei 10 VE Euro 235,63</p>
	<p>AS502M Original Nellcor Einmal-Klebesensoren MAX-N für Neugeborene (Fuß), VE: 24 Stück / Karton</p> <p><i>Original Nellcor sensor MAX-N for neonates (foot), box: 24 pcs.</i></p>	<p>Euro 267,00 *</p>
	<p>AS503E-1 Einmal-Klebesensoren zu Nellcor für Kleinkinder (#I20), NON-MAX Gewicht: 3 - 20 kg Länge: 90 cm, VE: 24 Stück / Karton</p> <p><i>Disposable probes for infants, 3 - 20 kg NON-MAX, length: 90 cm, for Nellcor box: 24 pcs.</i></p>	<p>Euro 233,25 bei 10 VE Euro 211,83</p>

*Original Artikel, Preisänderungen seitens der Hersteller vorbehalten

Asmuth Art.Nr.	Einmal-Sensoren für Philips	Preis/Pack.
-------------------	--------------------------------	-------------



AS503M	Original Nellcor Einmal-Klebesensoren MAX-I für Kinder (Zeh), VE: 24 Stück / Karton	Euro 267,00 *
---------------	--------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------

Original Nellcor sensor MAX-I for infants (toe), box: 24 pcs.



AS505E-U	Einmal-Klebesensoren zu Nellcor für Erwachsene (#D25), NON-MAX, über Fingerkuppe, Gewicht: > 30 kg, Länge: 90 cm, VE: 24 Stück / Karton	Euro 233,25 bei 10 VE Euro 211,83
-----------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------

Disposable sensor for Nellcor for adults (#D25), NON-MAX, butterfly-type, > 30 kg, length: 90 cm, box: 24 pcs.



AS505M	Original Nellcor Einmal-Klebesensoren MAX-A für Erwachsene (Finger), VE: 24 Stück / Karton	Euro 267,00 *
---------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------

Original Nellcor sensor MAX-A for adults (finger), box: 24 pcs.



AS506M	Original Nellcor Einmal-Klebesensoren MAX-R für Erwachsene (Nase), VE: 24 Stück / Karton	Euro 306,00 *
---------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------

Original Nellcor sensor MAX-R for adults (nose), box: 24 pcs.



AS510M	Original Nellcor Stirnsensor MAX-FAST, für Kinder und Erwachsene > 10 kg, Länge: 80 cm, inkl. 24 Stirnbänder / Karton	Euro 679,00 *
---------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------

Original Nellcor Foreheadsensor MAX-FAST, for children and adults > 10kg, length: 80 cm, incl. 24 headbands

*Original Artikel, Preisänderungen seitens der Hersteller vorbehalten

	Asmuth Art.Nr.	SpO2-Adapterkabel für Philips	Masimo Art.-Nr.	Preis/Stück
	AS816E-1	SpO2-Adapterkabel zu Philips #M1940A, Länge: 2,2 m <i>Adapter cable for Philips, #M1940A, length: 2,2 m</i>		Euro 102,78
	▲			
	ASM1941AE	SpO2-Adapterkabel zu Philips #M1941AE, 8-Pin Monitorstecker, Länge: 2 m <i>Adapter cable for Philips, #M1941A, 8-pin connector, length: 2 m</i>		Euro 148,53
	▲			
	AS522E	SpO2-Adapterkabel von Philips, auf Nellcor, #M1943A, Länge: 2,1 m <i>Adapter cable for Philips to Nellcor, #M1943A, length: 2,1 m</i>		Euro 221,67
	▲			
	ASM1943NLE	SpO2-Verlängerungskabel #M1943NL, Nellcor OxiMax, Länge: 2,1 m <i>Adapter cable for Philips, #M1943NL, length: 2,1 m</i>		Euro 340,81
	▲			
	AS810	Original SpO2-Adapterkabel Philips auf Masimo LNCS, LNC-MP10, Länge: 3 m <i>Original adapter cable Philips to Masimo LNCS, length: 3 m</i>	#2281 Euro 215,00 *	
				
	AS861	Original Masimo RD-Set Adapterkabel zu Philips Länge: 2,65 m	#4083 Euro 290,00 *	
				
	AS860	Original Masimo Adapterkabel Red 25 LNC-10 LNCS Serie 25-pin, Länge: 3 m für X3 Monitor mit Masimosoftware	#3345 Euro 224,50 *	
	AS869	Original Masimo Adapterkabel RD Rainbow SET R25-12, Länge: 3,65 m für X3 Monitor mit Masimosoftware	#4078 Euro 235,00 *	

*Original Artikel, Preisänderungen seitens der Hersteller vorbehalten

	Asmuth Art.Nr.	Wiederverwendbare Sensoren für Schiller	Preis/Stück
	AS500E	Fingersensor #DS-100, NON-MAX, Länge: 90 cm <i>Fingersensor #DS-100, NON-MAX, length: 90 cm</i>	Euro 73,79 bei 10 Stück Euro 64,26
	AS500EL-1	Fingersensor #DS-100, NON-MAX, Länge: 3 m <i>Fingersensor #DS-100, NON-MAX, length: 3 m</i>	Euro 105,91
	AS500	Original Nellcor Fingersensor DS-100A, Länge: 90 cm <i>Original Nellcor fingersensor DS-100A, length: 90 cm</i>	Euro 123,00 *
	AS500F	Original Nellcor wiederverwendbarer flexibler SpO2 Fingersensor, FLEXMAX Länge: 90 cm <i>Original Nellcor rubber sleeve FLEXMAX, length: 90 cm</i>	Euro 219,00 *
	AS500EGE-1	Fingersensor mit Gummitülle #M1191T, kompatibel zum Fingersensor DS-100, NON-MAX, Länge: 90 cm <i>Rubber sleeve #M1191T, compatible with DS-100, NON-MAX, length: 90 cm</i>	Euro 180,90 bei 10 Stück Euro 164,23

*Original Artikel, Preisänderungen seitens der Hersteller vorbehalten

Asmuth Art.Nr.	Wiederverwendbare Sensoren für Schiller	Preis/Stück
AS500EGEL-1	Fingersensor mit Gummitülle #M1191T, kompatibel zum Fingersensor DS-100, NON-MAX, Länge: 3 m <i>Rubber sleeve #M1191T, compatible with DS-100, NON-MAX, length: 3 m</i>	Euro 199,94
 		
AS500EGNU-1	Neonatenbändchen #M1193T, NON-MAX, Länge: 1 m <i>Neonatal wrap-sensor #M1193T, NON-MAX, length: 1 m</i>	Euro 199,94
 		
AS5160	Ohrsensor inkl. Ohrhalterung ähnlich Dura-Y und D-YSE, NON-MAX, Länge: 90 cm <i>Earsensor compatible with Nellcor Dura-Y and D-YSE, NON-MAX, length: 90 cm</i>	Euro 224,92 bei 10 Stück Euro 164,23
 		

Asmuth Art.Nr.	Wiederverwendbare Sensoren für Schiller	Preis/Stück
	AS516 Original Nellcor Y-Sensor Dura-Y D-YS inkl. Klebestreifen <i>Original Nellcor Y-Sensor Dura-Y D-YS incl. tapes</i>	Euro 159,00 *
	AS517 Ohrhalterung für D-YS Sensor, # D-YSE <i>Earclip #D-YSE</i>	Euro 18,00
	AS513 Klebestreifen für Nellcor Oxiband OXI-A/N, #ADH-A/N, VE: 100 Stück / Pack. <i>Tapes for Nellcor Oxiband OXI-A/N, #ADH-A/N, box: 100 pcs.</i>	Euro 47,55 /Pack.
	AS504 Original Nellcor Oxiband OXI-A/N für Neonaten und Erwachsene, inkl. Klebestreifen, Länge: 90 cm <i>Original Nellcor Oxiband OXI-A/N for adults and neonates, incl. tapes, length: 90 cm</i>	Euro 170,00 *
	AS504E-1 Sensor für Nellcor #Oxiband OXI-A/N für Neonaten und Erwachsene, Länge: 90 cm, NON-MAX, inkl. Klettband und Klebestreifen <i>Sensor for Nellcor #Oxiband OXI-A/N for adults and neonates, length: 90 cm, NON-MAX, incl. velcro strap and tapes</i>	Euro 165,43
	AS591 Klettbinden für Ohmeda und Nellcor, #OXY-RWL, #Posey Wrap VE: 25 Stück / Karton <i>Velcro straps for Ohmeda and Nellcor, #OXY-RWL, #Posey Wrap, box: 25 pcs.</i>	Euro 41,00 /Pack.
	AS508 Original Nellcor Oxiband OXI-P/I für Kinder und Kleinkinder, Länge: 90 cm inkl. Klebestreifen <i>Original Nellcor Oxiband OXI-P/I for infants and pediatrics, incl. tapes, length: 90 cm</i>	Euro 159,00 *

*Original Artikel, Preisänderungen seitens der Hersteller vorbehalten

Asmuth Art.Nr.	Einmal-Sensoren für Schiller	Preis/Pack.
AS501E-1	 <p>Einmal Klebesensoren zu Nellcor für Kinder (#D20) Gewicht: 10-50 kg, Länge: 90cm VE: 24 Stück / Karton, NON-MAX</p> <p><i>Disposable sensor for Nellcor, for children (#D20), NON-MAX, 10 - 50 kg, length: 90 cm, box: 24 pcs.</i></p>	<p>Euro 226,90 bei 10 VE Euro 206,05</p>
AS501M	 <p>Original Nellcor Einmal-Klebesensoren MAX-P für Kinder (Finger), VE: 24 Stück / Karton</p> <p><i>Original Nellcor sensor MAX-P for pediatrics (finger), box: 24 pcs.</i></p>	<p>Euro 267,00 *</p>
AS502E	 <p>Einmal-Klebesensoren zu Nellcor, für Neonaten (#N25), NON-MAX, Gewicht: Neonaten < 3 kg, Erwachsene > 30 kg, Länge: 90 cm, VE: 24 Stück / Karton</p> <p><i>Disposable sensor for Nellcor, for neonates (#N25), NON-MAX, < 3 kg, > 30 kg, length: 90 cm, box: 24 pcs.</i></p>	<p>Euro 233,25 bei 10 VE Euro 211,83</p>
AS520NE	 <p>Wrap-Sensoren, mehrfach platzierbar, zu Nellcor, für Erwachsene > 30 kg, Neonaten < 3 kg, NON-MAX, Länge: 90 cm, VE: 24 Stück / Karton</p> <p><i>Wrap-sensor, semi-disposable, for Nellcor, NON-MAX, for neonates < 3 kg, adults > 30 kg, length: 90 cm, box: 24 pcs.</i></p>	<p>Euro 271,33 bei 10 VE Euro 235,63</p>
AS502M	 <p>Original Nellcor Einmal-Klebesensoren MAX-N für Neugeborene (Fuß), VE: 24 Stück / Karton</p> <p><i>Original Nellcor sensor MAX-N for neonates (foot), box: 24 pcs.</i></p>	<p>Euro 267,00 *</p>
AS503E-1	 <p>Einmal-Klebesensoren zu Nellcor für Kleinkinder (#I20), NON-MAX Gewicht: 3 - 20 kg Länge: 90 cm, VE: 24 Stück / Karton</p> <p><i>Disposable probes for infants, 3 - 20 kg NON-MAX, length: 90 cm, for Nellcor box: 24 pcs.</i></p>	<p>Euro 233,25 bei 10 VE Euro 211,83</p>

*Original Artikel, Preisänderungen seitens der Hersteller vorbehalten

Asmuth **Einmal-Sensoren**
Art.Nr. **für Schiller** **Preis/Pack.**



AS503M **Original** Nellcor Einmal-Klebesensoren MAX-I für Kinder (Zeh), VE: 24 Stück / Karton

Euro 267,00 *

Original Nellcor sensor MAX-I for infants (toe), box: 24 pcs.



AS505E-U Einmal-Klebesensoren zu Nellcor für Erwachsene (#D25), NON-MAX, über Fingerkuppe, Gewicht: > 30 kg, Länge: 90 cm, VE: 24 Stück / Karton

Euro 233,25
bei 10 VE Euro 211,83

Disposable sensor for Nellcor for adults (#D25), NON-MAX, butterfly-type, > 30 kg, length: 90 cm, box: 24 pcs.



AS505M **Original** Nellcor Einmal-Klebesensoren MAX-A für Erwachsene (Finger), VE: 24 Stück / Karton

Euro 267,00 *

Original Nellcor sensor MAX-A for adults (finger), box: 24 pcs.



AS506M **Original** Nellcor Einmal-Klebesensoren MAX-R für Erwachsene (Nase), VE: 24 Stück / Karton

Euro 306,00 *

Original Nellcor sensor MAX-R for adults (nose), box: 24 pcs.



AS510M **Original** Nellcor Stirnsensor MAX-FAST, für Kinder und Erwachsene > 10 kg, Länge: 80 cm, inkl. 24 Stirnbänder / Karton

Euro 679,00 *

Original Nellcor Foreheadsensor MAX-FAST, for children and adults > 10kg, length: 80 cm, incl. 24 headbands

**Asmuth
Art.Nr.**

SpO2-Adapterkabel für Schiller

Preis/Stück


AS526E

SpO2-Adapterkabel
für Argus VCM, #DOC-10, Länge: 3,0 m

Euro 126,01



*Adapter cable for Argus VCM, #DOC-10,
length: 3,0 m*




AS826

Original Schiller SpO2-Adapterkabel
für Physiogard TM-910,
Länge: 2,0 m

Euro 124,00 *



*Original Schiller adapter cable,
for Physiogard TM-910,
length: 2,0 m*



AS865

Original Masimo SpO2-Adapterkabel,
Rainbow RC25-4RA, Länge: 1,2 m,
#3375, #04227.0

Euro 195,00 *

*Original Masimo adapter cable,
Rainbow RC25-4RA, length: 1,2 m*

Asmuth Art.Nr.	Wiederverwendbare Sensoren für Spacelabs	Preis/Stück
	AS500E Fingersensor #DS-100, NON-MAX, Länge: 90 cm <i>Fingersensor #DS-100, NON-MAX, length: 90 cm</i>	Euro 73,79 bei 10 Stück Euro 64,26
	AS500EL-1 Fingersensor #DS-100, NON-MAX, Länge: 3 m <i>Fingersensor for #DS-100, NON-MAX, length: 3 m</i>	Euro 105,91
	AS500 Original Nellcor Fingersensor DS-100A, Länge: 90 cm <i>Original Nellcor fingersensor DS-100A, length: 90 cm</i>	Euro 123,00 *
	AS500F Original Nellcor wiederverwendbarer flexibler SpO2 Fingersensor, FLEXMAX Länge: 90 cm <i>Original Nellcor rubber sleeve FLEXMAX, length: 90 cm</i>	Euro 219,00 *
	AS500EGE-1 Fingersensor mit Gummitülle #M1191T, kompatibel zum Fingersensor DS-100, NON-MAX, Länge: 90 cm <i>Rubber sleeve #1191T, compatible with DS-100, NON-MAX, length: 90 cm</i>	Euro 180,90 bei 10 Stück Euro 164,23
	AS500EGEL-1 Fingersensor mit Gummitülle #M1191T, kompatibel zum Fingersensor DS-100, NON-MAX, Länge: 3 m <i>Rubber sleeve #M1191T, compatible with DS-100, NON-MAX, length: 3 m</i>	Euro 199,94

Zubehör
Pulsoximetrie
(SpO2),
NMT-Sensoren

*Original Artikel, Preisänderungen seitens der Hersteller vorbehalten

	Asmuth Art.Nr.	Wiederverwendbare Sensoren zu Spacelabs	Preis/Stück
	AS500EGNU-1	Neonatenbändchen #M1193T, NON-MAX, Länge: 1 m <i>Neonatal wrap-sensor #M1193T, NON-MAX, length: 1 m</i>	Euro 199,94
	AS5160	Ohrsensor inkl. Ohrhalterung ähnlich Dura-Y und D-YSE, NON-MAX, Länge: 90 cm <i>Earsensor compatible with Nellcor Dura-Y and D-YSE, NON-MAX, length: 90 cm</i>	Euro 224,92 bei 10 Stück Euro 164,23
	AS516	Original Nellcor Y-Sensor Dura-Y D-YS inkl. Klebestreifen <i>Original Nellcor Y-Sensor Dura-Y D-YS incl. tapes</i>	Euro 159,00 *
	AS517	Ohrhalterung für D-YS Sensor, # D-YSE <i>Earclip #D-YSE</i>	Euro 18,00
	AS513	Klebestreifen für Nellcor Oxiband OXI-A/N, #ADH-A/N, VE: 100 Stück / Pack. <i>Tapes for Nellcor Oxiband OXI-A/N, #ADH-A/N, box: 100 pcs.</i>	Euro 47,55 /Pack.
	AS504	Original Nellcor Oxiband OXI-A/N für Neonaten und Erwachsene, inkl. Klebestreifen, Länge: 90 cm <i>Original Nellcor Oxiband OXI-A/N for adults and neonates, incl. tapes, length: 90 cm</i>	Euro 170,00 *
	AS504E-1	Sensor für Nellcor #Oxiband OXI-A/N für Neonaten und Erwachsene, Länge: 90 cm, NON-MAX, inkl. Klettband und Klebestreifen <i>Sensor for Nellcor #Oxiband OXI-A/N for adults and neonates, length: 90 cm, NON-MAX, incl. velcro strap and tapes</i>	Euro 165,43
	AS591	Klettbinden für Ohmeda und Nellcor, #OXY-RWL, #Posey Wrap VE: 25 Stück / Karton <i>Velcro straps for Ohmeda and Nellcor, #OXY-RWL, #Posey Wrap, box: 25 pcs.</i>	Euro 41,00 /Pack.
	AS508	Original Nellcor Oxiband OXI-P/I für Kinder und Kleinkinder, Länge: 90 cm inkl. Klebestreifen <i>Original Nellcor Oxiband OXI-P/I for infants and pediatrics, incl. tapes, length: 90 cm</i>	Euro 159,00 *

*Original Artikel, Preisänderungen seitens der Hersteller vorbehalten

Asmuth Art.Nr.	Einmal-Sensoren für Spacelabs	Preis/Pack.
	<p>AS501E-1 Einmal Klebesensoren zu Nellcor für Kinder (#D20) Gewicht: 10-50 kg, Länge: 90cm VE: 24 Stück / Karton, NON-MAX</p> <p><i>Disposable sensor for Nellcor, for children (#D20), NON-MAX, 10 - 50 kg, length: 90 cm, box: 24 pcs.</i></p>	<p>Euro 226,90 bei 10 VE Euro 206,05</p>
	<p>AS501M Original Nellcor Einmal-Klebesensoren MAX-P für Kinder (Finger), VE: 24 Stück / Karton</p> <p><i>Original Nellcor sensor MAX-P for pediatrics (finger), box: 24 pcs.</i></p>	<p>Euro 267,00 *</p>
	<p>AS502E Einmal-Klebesensoren zu Nellcor, für Neonaten (#N25), NON-MAX, Gewicht: Neonaten < 3 kg, Erwachsene > 30 kg, Länge: 90 cm, VE: 24 Stück / Karton</p> <p><i>Disposable sensor for Nellcor, for neonates (#N25), NON-MAX, < 3 kg, > 30 kg, length: 90 cm, box: 24 pcs.</i></p>	<p>Euro 233,25 bei 10 VE Euro 211,83</p>
	<p>AS520NE Wrap-Sensor, mehrfach platzierbar, zu Nellcor, für Erwachsene > 30 kg, Neonaten < 3 kg, NON-MAX, Länge: 90 cm, VE: 24 Stück / Karton</p> <p><i>Wrap-sensor, semi-disposable, for Nellcor, NON-MAX, for neonates < 3 kg, adults > 30 kg, length: 90 cm, box: 24 pcs.</i></p>	<p>Euro 271,33 bei 10 VE Euro 235,63</p>
	<p>AS502M Original Nellcor Einmal-Klebesensoren MAX-N für Neugeborene (Fuß), VE: 24 Stück / Karton</p> <p><i>Original Nellcor sensor MAX-N for neonates (foot), box: 24 pcs.</i></p>	<p>Euro 267,00 *</p>
	<p>AS503E-1 Einmal-Klebesensoren zu Nellcor für Kleinkinder (#I20), NON-MAX Gewicht: 3 - 20 kg Länge: 90 cm, VE: 24 Stück / Karton</p> <p><i>Disposable probes for infants, 3 - 20 kg NON-MAX, length: 90 cm, for Nellcor box: 24 pcs.</i></p>	<p>Euro 233,25 bei 10 VE Euro 211,83</p>
	<p>AS503M Original Nellcor Einmal-Klebesensoren MAX-I für Kinder (Zeh), VE: 24 Stück / Karton</p> <p><i>Original Nellcor sensor MAX-I for infants (toe), box: 24 pcs.</i></p>	<p>Euro 267,00 *</p>

*Original Artikel, Preisänderungen seitens der Hersteller vorbehalten

Asmuth Art.Nr.	Einmal-Sensoren für Spacelabs	Preis/Pack.
	<p>AS505E-U Einmal-Klebesensoren zu Nellcor für Erwachsene (#D25), NON-MAX, über Fingerkuppe, Gewicht: > 30 kg, Länge: 90 cm, VE: 24 Stück / Karton</p> <p><i>Disposable sensor for Nellcor for adults (#D25), NON-MAX, butterfly-type, > 30 kg, length: 90 cm, box: 24 pcs.</i></p>	<p>Euro 233,25 bei 10 VE Euro 211,83</p>
	<p>AS505M Original Nellcor Einmal-Klebesensoren MAX-A für Erwachsene (Finger), VE: 24 Stück / Karton</p> <p><i>Original Nellcor sensor MAX-A for adults (finger), box: 24 pcs.</i></p>	<p>Euro 267,00 *</p>
	<p>AS506M Original Nellcor Einmal-Klebesensoren MAX-R für Erwachsene (Nase), VE: 24 Stück / Karton</p> <p><i>Original Nellcor sensor MAX-R for adults (nose), box: 24 pcs.</i></p>	<p>Euro 306,00</p>
	<p>AS510M Original Nellcor Stirnsensor MAX-FAST, für Kinder und Erwachsene > 10 kg, Länge: 80 cm, inkl. 24 Stirnbänder / Karton</p> <p><i>Original Nellcor Foreheadsensor MAX-FAST, for children and adults > 10kg, length: 80 cm, incl. 24 headbands</i></p>	<p>Euro 679,00 *</p>
SpO2-Adapterkabel für Spacelabs		Preis/Stück
	<p>AS700-0792-00 Original Spacelabs SpO2-Adapterkabel #700-0792-00, für Vitalmonitor mCare300, zur Verwendung mit OxiMax-Sensoren, Länge: 3,05 m</p> <p><i>Original Spacelabs adapter cable, length 3,05 m, #700-0792-00, OxiMax</i></p>	<p>Euro 245,00 *</p>

Adapterkabel für Masimo-Software erhalten Sie auf Anfrage.

*Original Artikel, Preisänderungen seitens der Hersteller vorbehalten

Asmuth Art.Nr.	Wiederverwendbare Sensoren für Welch Allyn	Preis/Stück
 	AS500E Fingersensor #DS-100, NON-MAX, Länge: 90 cm <i>Fingersensor #DS-100, NON-MAX, length : 90 cm</i>	Euro 73,79 bei 10 Stück Euro 64,26
 	AS500EL-1 Fingersensor #DS-100, NON-MAX, Länge: 3 m <i>Fingersensor #DS-100, NON-MAX, length: 3 m</i>	Euro 105,91
	AS500 Original Nellcor Fingersensor DS-100A Länge: 90 cm <i>Original Nellcor fingersensor DS-100A, length: 90 cm</i>	Euro 123,00 *
	AS500F Original Nellcor wiederverwendbarer flexibler SpO2 Fingersensor, FLEXMAX Länge: 90 cm <i>Original Nellcor rubber sleeve FLEXMAX, length: 90 cm</i>	Euro 219,00 *
 	AS500EGE-1 Fingersensor mit Gummitülle #M1191T kompatibel zum Fingersensor DS-100 NON-MAX, Länge: 90 cm <i>Rubber sleeve #1191T, compatible with DS-100, NON-MAX, length: 90 cm</i>	Euro 180,90 bei 10 Stück Euro 164,23
 	AS500EGEL-1 Fingersensor mit Gummitülle #M1191T, kompatibel zum Fingersensor DS-100, NON-MAX, Länge: 3 m <i>Rubber sleeve #1191T, compatible with DS-100, NON-MAX, length: 3 m</i>	Euro 199,94
 	AS500EGNU-1 Neonatenbändchen #M1193T, NON-MAX, Länge: 1 m <i>Neonatal wrap-sensor #M1193T, NON-MAX, length: 1 m</i>	Euro 199,94

*Original Artikel, Preisänderungen seitens der Hersteller vorbehalten

	Asmuth Art.Nr.	Wiederverwendbare Sensoren für Welch Allyn	Preis/Stück
	AS5160	Ohrsensor inkl. Ohrhalterung ähnlich Dura-Y und D-YSE, NON-MAX, Länge: 90 cm <i>Earsensor compatible with Nellcor Dura-Y and D-YSE, NON-MAX, length: 90 cm</i>	Euro 224,92 bei 10 Stück Euro 164,23
	AS516	Original Nellcor Y-Sensor Dura-Y D-YS inkl. Klebestreifen <i>Original Nellcor Y-Sensor Dura-Y D-YS incl. tapes</i>	Euro 159,00 *
	AS517	Ohrhalterung für D-YS Sensor, # D-YSE <i>Earclip #D-YSE</i>	Euro 18,00
	AS513	Klebestreifen für Nellcor Oxiband OXI-A/N, #ADH-A/N, VE: 100 Stück / Pack. <i>Tapes for Nellcor Oxiband OXI-A/N, #ADH-A/N, box: 100 pcs.</i>	Euro 47,55 /Pack.
	AS504	Original Nellcor Oxiband OXI-A/N für Neonaten und Erwachsene, inkl. Klebestreifen, Länge: 90 cm <i>Original Nellcor Oxiband OXI-A/N for adults and neonates, incl. tapes, length: 90 cm</i>	Euro 170,00 *
	AS504E-1	Sensor für Nellcor #Oxiband OXI-A/N für Neonaten und Erwachsene, Länge: 90 cm, NON-MAX, inkl. Klettband und Klebestreifen <i>Sensor for Nellcor #Oxiband OXI-A/N for adults and neonates, length: 90 cm, NON-MAX, incl. velcro strap and tapes</i>	Euro 165,43
	AS591	Klettbänder für Ohmeda und Nellcor, #OXY-RWL, #Posey Wrap VE: 25 Stück / Karton <i>Velcro straps for Ohmeda and Nellcor, #OXY-RWL, #Posey Wrap, box: 25 pcs.</i>	Euro 41,00 /Pack.
	AS508	Original Nellcor Oxiband OXI-P/I für Kinder und Kleinkinder, Länge: 90 cm inkl. Klebestreifen <i>Original Nellcor Oxiband OXI-P/I for infants and pediatrics, incl. tapes, length: 90 cm</i>	Euro 159,00 *

*Original Artikel, Preisänderungen seitens der Hersteller vorbehalten

	Asmuth Art.Nr.	Einmal-Sensoren für Welch Allyn	Preis/Pack.
	AS501E-1	Einmal Klebesensoren zu Nellcor für Kinder (#D20) Gewicht: 10-50 kg, Länge: 90cm VE: 24 Stück / Karton, NON-MAX <i>Disposable sensor for Nellcor, for children (#D20), NON-MAX, 10 - 50 kg, length: 90 cm, box: 24 pcs.</i>	Euro 226,90 bei 10 VE Euro 206,05
	AS501M	Original Nellcor Einmal-Klebesensoren MAX-P für Kinder (Finger), VE: 24 Stück / Karton <i>Original Nellcor sensor MAX-P for pediatrics (finger), box: 24 pcs.</i>	Euro 267,00 *
	AS502E	Einmal-Klebesensoren zu Nellcor, für Neonaten (#N25), NON-MAX, Gewicht: Neonaten < 3 kg, Erwachsene > 30 kg, Länge: 90 cm, VE: 24 Stück / Karton <i>Disposable sensor for Nellcor, for neonates (#N25), NON-MAX, < 3 kg, > 30 kg, length: 90 cm, box: 24 pcs.</i>	Euro 233,25 bei 10 VE Euro 211,83
	AS520NE	Wrap-Sensor, mehrfach platzierbar , zu Nellcor, für Erwachsene > 30 kg, Neonaten < 3 kg, NON-MAX, Länge: 90 cm, VE: 24 Stück / Karton <i>Wrap-sensor, semi-disposable, for Nellcor, NON-MAX, for neonates < 3 kg, adults > 30 kg, length: 90 cm, box: 24 pcs.</i>	Euro 271,33 bei 10 VE Euro 235,63
	AS502M	Original Nellcor Einmal-Klebesensoren MAX-N für Neugeborene (Fuß), VE: 24 Stück / Karton <i>Original Nellcor sensor MAX-N for neonates (foot), box: 24 pcs.</i>	Euro 267,00 *
	AS503E-1	Einmal-Klebesensoren zu Nellcor für Kleinkinder (#I20), NON-MAX Gewicht: 3 - 20 kg Länge: 90 cm, VE: 24 Stück / Karton <i>Disposable probes for infants, 3 - 20 kg NON-MAX, length: 90 cm, for Nellcor box: 24 pcs.</i>	Euro 233,25 bei 10 VE Euro 211,83

*Original Artikel, Preisänderungen seitens der Hersteller vorbehalten

Asmuth **Einmal-Sensoren**
Art.Nr. **für Welch Allyn** **Preis/Pack.**



AS503M **Original** Nellcor Einmal-Klebesensoren MAX-I für Kinder (Zeh), VE: 24 Stück / Karton **Euro 267,00 ***

Original Nellcor sensor MAX-I for infants (toe), box: 24 pcs.



AS505E-U Einmal-Klebesensoren zu Nellcor für Erwachsene (#D25), NON-MAX, über Fingerkuppe, Gewicht: > 30 kg, Länge: 90 cm, VE: 24 Stück / Karton **Euro 233,25 bei 10 VE Euro 211,83**


Disposable sensor for Nellcor for adults (#D25), NON-MAX, butterfly-type, > 30 kg, length: 90 cm, box: 24 pcs.



AS505M **Original** Nellcor Einmal-Klebesensoren MAX-A für Erwachsene (Finger), VE: 24 Stück / Karton **Euro 267,00 ***


Original Nellcor sensor MAX-A for adults (finger), box: 24 pcs.

SpO2-Adapterkabel für Welch Allyn **Preis/Stück**



AS528M SpO2-Adapterkabel für Propaq CS und Encore Serie, Atlas - ältere Variante, wie DEC-8, MAX, Länge: 2,20 m **Euro 98,36**

Adapter cable for Propaq, #DEC-8, #EC-8, MAX, length: 2,20 m



AS526E SpO2-Adapterkabel für Nellcor, #DOC-10, Länge: 3 m **Euro 126,01**

Adapter cable for Nellcor, #DOC-10, length: 3 m

*Original Artikel, Preisänderungen seitens der Hersteller vorbehalten

Zubehör
Pulsoximetrie
(SpO2),
NMT-Sensoren

Asmuth Art.Nr.	NMT-Sensoren Original GE	Preis/Stück
-------------------	-----------------------------	-------------

AS888418	Original GE NMT-MechanoSensor für Erwachsene, Leitungslänge: 30 cm, NMT-Sensorleitung erforderlich	Euro 268,83 *
-----------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------



AS897439	Original GE NMT-MechanoSensor für Kinder, Leitungslänge: 30 cm, NMT-Sensorleitung erforderlich	Euro 359,47 *
-----------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------

AS888414	Original GE NMT-Sensorleitung, Länge: 3,3 m, nur mit NMT-Sensoren verwenden	Euro 371,83 *
-----------------	---------------------------------------------------------------------------------------	----------------------



ASF45C	Schaumstoffelektrode mit Carbondruckknopf, Ø 45 x 42 mm, geeignet für MRI / MRT / HKL röntgentranslucent , auf 5-er Streifen VE: 9.000 Stück	Euro 45,44 /Tsd.
---------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------



*Foam-ECG-electrode, Ø 45 x 42 mm
box: 9.000 pcs.*

*Original Artikel, Preisänderungen seitens der Hersteller vorbehalten

Asmuth Art.Nr.	Einmal INDEX Sensoren	Preis/Pack.
	<p>AS186-0106MTE Einmal INDEX Sensoren für Medtronic / Covidien BIS für Erwachsene, #186-0106 VE: 20 Stück</p> <p><i>Disposable INDEX probes for Metronic / Covidien BIS for adult, #186-0106 box: 20 pcs.</i></p>	Euro 278,00
	<p>AS186-0200MTE Einmal INDEX Sensoren für Medtronic / Covidien BIS für Kinder, #186-0200 VE: 20 Stück</p> <p><i>Disposable INDEX probes for Covidien BIS, for pediatric #186-0200, box: 20 pcs.</i></p>	Euro 278,00
	<p>AS186-0107E Patienten-Verbindungskabel für Covidien Aspect BIS™ LoC2 Kanal #186-0107</p> <p><i>Patient Interface cable for Covidien Aspect BIS™ LoC2 channel, #186-0107</i></p>	Euro 59,70 /Stück
	<p>AS186-1018E Patienten-Verbindungskabel für Covidien Aspect BIS™ LoC4 Kanal #186-1018-AMS</p> <p><i>Patient Interface cable for Covidien Aspect BIS™ LoC4 channel, #186-1018-AMS</i></p>	Euro 59,70 /Stück
	<p>ASM1174413 Original GE Entropie EasyFit Sensor #M1174413, für Erwachsene, Einmalsensor, VE: 25 Stück</p> <p>Original GE Entropie EasyFit probe #M1174413 for adult disposable probes, box: 25 pcs.</p>	Euro 365,65 *
	<p>ASM1174413MTE Entropie EasyFit Sensor für GE #M1174413, für Erwachsene, Einmalsensor, VE: 25 Stück</p> <p><i>Entropy EasyFit Sensor for GE #M1174413, for adults, disposable sensor, box: 25 pcs.</i></p>	Euro 355,00

*Original Artikel, Preisänderungen seitens der Hersteller vorbehalten

Asmuth Art.Nr.	INDEX-Sensoren	Preis/Stück
AS186-0201AE	Monitorkabel zu Covidien Aspect Modul 185-0145-AMS/185-1016-AMS, #186-0201-AMS, Länge: 3 m <i>Monitor cable for Covidien Aspect Module 185-0145-AMS/185-1016-AMS, #186-0201-AMS, length: 3 m</i>	Euro 399,00
AS2080644-001E	Monitorkabel zu GE Modul M1203601/M1127542, #186-0201-GE/#2080644-001, Länge: 3 m <i>Monitor cable for GE module M1203601/M1127542, #186-0201-GE/#2080644-001, length: 3 m</i>	Euro 499,00
AS400-000676-00E	Monitorkabel zu Mindray Modul BISx/BISx4, #186-0201-MR/#040-000676-00, Länge: 3 m <i>Monitor Cable for Mindray BISx/BISx4 Module, #186-0201-MR/#040-000676-00, length: 3 m</i>	Euro 495,00
AS040-000125-00E	Monitorkabel zu Philips Modul M1034A, #186-0201-PH, Länge: 3 m <i>Monitor Cable for Philips Module M1034A, #186-0201-PH, length: 3 m</i>	Euro 359,00

Zubehör
 Pulsoximetrie
 (SpO₂),
 NMT-Sensoren

SPO2 - SENSOREN SPO2 - ZUBEHÖR MRT- / NMT- SENSOREN




we take care

we take care



MONITORING (ÜBERWACHUNGS - EKG)

Monitoring
(Überwachungs-
EKG)



we take care

we take care



Asmuth Art.Nr.	Monitoringkabel und Patientenleitungen mit HP-Modul für Datascope	Preis/Stück
ASM1510AE 	Stammkabel 3-adrig zu Passport, Passport 2, Passport 2 LT, Passport XG, geschirmt, #0012-00-0846, Länge: 2,75 m, mit HP-Modul <i>Trunkcable compatible with above, length: 2,75 m</i>	Euro 105,21
ASM1530AE 	Stammkabel 5-adrig zu Passport, Passport 2, Passport 2 LT, Passport XG, geschirmt, #0012-00-1002-01, Länge: 2,75 m, mit HP-Modul <i>Trunkcable compatible with above, length: 2,75 m</i>	Euro 148,61
ASM1613AE 	3-adrige Patientenleitung für Passport, Passport 2, Passport 2 LT, Passport XG, mit Klammer #0012-000847, Länge: 90 cm <i>Patientlead, 3 leads with clamps</i>	Euro 76,75
ASM1633AE 	5-adrige Patientenleitung für Passport Passport 2, Passport 2 LT, Passport XG, mit Klammer #0012-00-1003-01, Länge: 90 cm <i>Patientlead, 5 leads with clamps</i>	Euro 118,83

	Asmuth Art.Nr.	Monitoringkabel und Patientenleitungen mit HP-Modul für Datascope	Preis/Stück
	ASM1669AE	3-adriges EKG-Stammkabel mit AAMI- und IEC Farbcodierung mit 12-poligem Stecker, 2,7 m <i>Trunkcable compatible with #M1669A, length: 2,7 m</i>	Euro 111,75
	ASM1668AE	5-adriges EKG-Stammkabel mit AAMI- und IEC Farbcodierung mit 12-poligem Stecker, Länge: 2,7 m <i>Trunkcable compatible with #M1668A, length: 2,7 m</i>	Euro 152,62
	ASM1672AE-1	3-adrige Patientenleitung mit Clipanschluss, farbcodierte Kabel, Länge: 1 m <i>Patientlead, 3 leads, length: 1 m</i>	Euro 84,98
	ASM1678A	Original Philips 3-adrige Patientenleitung, mit Klammer, farbcodierte Kabel, HF-entkoppelt , Länge: 1 m <i>Original Philips patientlead, 3 leads, with clamps, with resistance, length: 1 m</i>	Euro 145,80 *
	ASM1678AE	3-adriges Elektrodenkabel mit Clipanschluß farbcodierte Kabel, HF-entkoppelt für OP Länge: 1 m	Euro 141,40
	ASM1971AE-1	5-adrige Patientenleitung mit Klammer, für Stammkabel #M1668AE, #M1663A Länge: grün, schwarz = 1,5 m, rot, gelb, weiß = 90 cm <i>Patientlead, 5 leads, length: 1,5 m / 90 cm</i>	Euro 140,60
	ASM1974A	Original Philips OP-Elektrodenkabel, 5-adrig mit Clip-Anschluss, IEC, HF-entkoppelt , farbkodiert, Länge: 3 x 1 m, 2 x 1,5 m, #M1974A, #989803125871 <i>Original Philips patientlead, 5 leads, with clip, with resistance, length: 3 x 1 m, 2 x 1,5 m</i>	Euro 176,97 *
	AS989803174201E-1	EKG-Patientenleitung, 3-adrig, zum Einmal gebrauch, passend zu M1668A / M1669A, VE: 10 Stück, 90 cm	Euro 130,64 /VE
	AS989803174211E-1	EKG-Patientenleitung, 5-adrig, zum Einmal gebrauch, passend zu M1668A / M1669A, VE: 10 Stück Länge: 90 cm	Euro 176,91 /VE


Monitoring
(Überwachungs-
EKG)

*Original Artikel, Preisänderungen seitens der Hersteller vorbehalten

Asmuth Art.Nr.	Monitoringkabel und Patientenleitungen für Datex AS/3, CS/3 und S5 Module	Preis/Stück
-------------------	------------------------------------------------------------------------------	-------------

ASM1020453E	EKG-Stammkabel für Multi-Link für Serie 300, ICE, 3-adrig, Länge: 2,75 m	Euro 123,42
--------------------	-----------------------------------------------------------------------------	--------------------

*ECG-trunkcable for Multilink for
Series 300, ICE, 3 leads, length: 2,75 m*



AS545315E-1	Patientenleitungen, 3-adrig, mit Klammer, für AS/3, CS/3 und System 5 Module, Datex-Stecksystem, Länge: 0,9 m	Euro 115,36
--------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------

*Datex patientlead, 3 leads,
with clamps, Datex-connectingsystem,
length: 0,9 m*



	Asmuth Art.Nr.	Monitoringkabel und Patientenleitungen für Datex S5 Einschübe	Preis/Stück
 	AS412931-002E	Stammkabel 5-adrig, GE-Stecksystem, Länge 2,75 m <i>Trunkcable 5 leads, GE-connectingsystem, length: 2,75 m</i>	Euro 163,43
	AS412682-003E	Patientenleitung, 3-adrig auf 5-adrig, mit Klammer, zum GE-Stecksystem, Länge: 90 cm <i>Patientlead, 3 leads to 5 leads, with clamps, for GE-connectingsystem, length: 90 cm</i>	Euro 79,80
	AS414556-003E	Patientenleitung zum GE-Stecksystem, 5-adrig, mit Klammer, Länge: 90 cm <i>Patientlead for GE-connectingsystem 5 leads with clamps, length: 90 cm</i>	Euro 100,95
	AS414556-003ED	Einmal -Patientenleitung kompatibel zu GE, 5-adrig, mit Klammer, Länge: 90 cm, VE: 10 Stück <i>Disposable patientlead for GE, 5 leads, with clamps, length: 90 cm, box: 10 pcs.</i>	Euro 290,51 /Pack.
	AS414556-004E	Patientenleitung zum GE-Stecksystem, 5-adrig, mit Klammer, Länge: 1,2 m <i>Patientlead for GE-connectingsystem, 5 leads with clamps, length: 1,2 m</i>	Euro 116,68

Asmuth Art.Nr.	Monitoringkabel für Dräger	Preis/Stück
AS798-1	Multimed-Kabel für Siemens SC5000/SC6000/SC7000/SC8000/ SC9000/ Dräger Infinity / Delta/Delta XLSiemens #3368391 Länge: 2,5 m	Euro 394,16
		
<p><i>5-Pod Multimedcable, #3368391, length: 2,5 m</i> Stecksystem VS-3 / VS-5</p>		
▲		
AS798a	Original Dräger NeoMed Pod für SC5000 / SC6000 / SC7000 / SC8000 / SC9000, Gamma, Gamma XL, #5590539, Länge: 2,5 m	Euro 489,00 *
		
<p><i>Original Dräger NeoMed Pod for SC5000 / SC6000 / SC7000 / SC8000 / SC9000 Gamma, Gamma XL, #5590539, length: 2,5 m</i></p>		
AS5592162	Original Dräger EKG-Adapterkabel zum Anschluss an das NeoMed Pod, Länge: 1,5 m	Euro 129,50 *
		
<p><i>Original Dräger ECG-adaptercable for NeoMed Pod, length: 1,5m</i></p>		
AS790E	6-Pod Multimedkabel für alle Dräger Infinity Monitore SC5000 / SC6000 / SC7000 / SC8000 / SC9000, Gamma, Gamma XL, #MS20093, Länge: 2,75 m	Euro 419,93
		
<p><i>6-Pod Multimedcable, #MS20093, length: 2,75 m</i></p>		
<p>Monolead Stecksystem Single-Pin</p>		
▲		
AS5191221	Original Dräger MultiMed 6 Pod Multiparameterkabel für 3-, 5- oder 6-adrige EKG-Ableitung, Respiration mittels Impedanzmethode, Temperatur, SpO2, Gamma, Gamma XL, nicht für SC5000/600X, Länge: 2,5 m	Euro 659,00 *
		
<p><i>Original Dräger MultiMed 6 Pod ECG, respiration, temperature, SpO2</i> Stecksystem VS-3 / VS-5</p>		

*Original Artikel, Preisänderungen seitens der Hersteller vorbehalten

Asmuth Art.Nr.	Monitoringkabel für Siemens / Dräger	Preis/Stück
 ASMP05120	Original Dräger Monoleadkabel 3-adrig auf 5-adrig, für den Direktanschluss an das MultiMed plus, ohne HF-Schutz, Länge: 2 m #MS14555 (alt), #MP05120 (neu) <i>Original Dräger monoleadcable, direct connection to MultiMed plus, 3 leads to 5 leads, without resistance, length: 2 m</i>	Euro 228,75 *
 ASMP05122	Original Dräger Monolead 5-adrig für Dräger Infinity #MS14559 (alt) #MP05122 (neu) für den Direktanschluss an das MultiMed plus, Länge: 2,5 m <i>Original Dräger monoleadcable, direct connection to MultiMed plus, 5 leads to 5 leads, length: 2,5 m</i>	Euro 298,00 *
 ASMS16160	Original Dräger Monoleadkabel 3-adrig auf 5-adrig, für den Direktanschluss an das MultiMed 5 Pod, Länge: 2 m <i>Original Dräger monoleadcable, direct connection to MultiMed 5 Pod, 3 leads to 5 leads, length: 2 m</i>	Euro 246,00 *
 ASMS16161	Original Dräger Monoleadkabel 5-adrig auf 5-adrig, für den Direktanschluss an das MultiMed 5 Pod, Länge: 2,5 m <i>Original Dräger monoleadcable, direct connection to MultiMed 5 Pod, 5 leads to 5 leads, length: 2,5 m</i>	Euro 305,00 *
 ASMS14679	Original Dräger Adapter, für das Monolead 3/5 an das MultiMed 5 Pod erforderlich <i>Original Dräger adapter from monoleadcable to MultiMed 5 Pod</i>	Euro 137,00 *
ASMS25951E	EKG-Stammkabel zu Dräger single-pin, 3-adrig, für Neonaten, Länge: 2 m, #MS25951 <i>ECG trunk cable for Dräger Single-pin, 3-lead, for neonates, length: 2 m, #MS25951</i>	Euro 336,16

Monitoring
(Überwachungs-
EKG)



*Original Artikel, Preisänderungen seitens der Hersteller vorbehalten

Asmuth Art.Nr.	Monitoringkabel für Siemens / Dräger	Preis/Stück
ASMS14679E	Adapterkabel zu Dräger von Single-PIN auf EKG-Leitung an das Multimedkabel Länge: 2 m <i>Dräger extension cable for Dräger length: 2 m</i>	Euro 132,61
▲		
ASMP03401E-1	Dräger EKG-Kabel, 3-adrig, IEC, Single PIN-Konnektor, Länge: 0,9 m #MP03401 (neu), #MS16159 (alt) <i>Dräger ecg-cable, 3-leads, IEC, length: 0,9 m</i>	Euro 154,71
▲		
ASMP03403E-1	Dräger EKG-Kabel, 5-adrig, IEC, Single PIN-Konnektor, Länge: 0,9 m #MP03403 <i>Dräger ecg-cable, 5-leads, IEC, length: 0,9 m</i>	Euro 215,50
▲		
ASMS16256E	EKG-Verlängerungskabel für Dräger, single Pin auf single Pin, für M540 #MS16256, #MP05115, Länge: 2 m <i>ECG extension cable for Dräger, single pin on single pin, for M540 # MS16256, length: 2 m</i>	Euro 198,92
▲		
ASMS16492E	EKG - Verlängerungskabel für 3/5er VR-Ableitungen mit Dual-Pin, Verlängerung für Multimed, Länge: 2 m <i>ECG extension cable for Dräger length: 2 m</i>	Euro 230,97
▲		

Asmuth
Art.Nr.

Monitoringkabel Dräger Vista

Preis/Stück

AS70312-1

3-adriges Monitor-Komplettkabel,
mit Klammer, geschirmt Länge: 3,4 m

Euro 94,68

*Monitor complete cable, with clamps, 3 leads,
shielded, length: 3,4 m*



AS2612021E-1 EKG Stammkabel für Dräger Vista 120
3 / 5-adrig, IEC/AHA, auf Single-Pin
Länge: 2,75 m

Euro 127,09



ASMP03401E-1 Dräger EKG-Kabel, 3-adrig, IEC,
Single PIN-Konnektor, Länge: 0,9 m
#MP03401 (neu), #MS16159 (alt)

Euro 154,71

Dräger ecg-cable, 3-leads, IEC, length: 0,9 m



ASMP03403E-1 Dräger EKG-Kabel, 5-adrig, IEC,
Single PIN-Konnektor, Länge: 0,9 m
#MP03403


Euro 215,50

Dräger ecg-cable, 5-leads, IEC, length: 0,9 m




*Original Artikel, Preisänderungen seitens der Hersteller vorbehalten

VR-Blockstecksystem



Komplettkabel



DIN-Weiche



**Asmuth
Art.Nr.**

Monitoringkabel für GE

Preis/Stück

AS73324

3-adriges Monitor-Stammkabel, geschirmt, für Marquette Hellige Eagle, Solar 8000, Dash 3000, Tramscope 12-12C, Datex S5 - neue Einschübe, Carescape Bxxx, Tram-Modul, E-Modul, PDM-Modul, PSMx-Modul, VR-Blockstecksystem, Länge: 2,75 m

Euro 133,67




Monitor trunkcable, 3 leads, shielded, length: 2,75 m, VR-connectingsystem



AS73524

5-adriges Monitor-Stammkabel, Farbkodierung von links nach rechts rt/sch/ge/gr/w, VR-Blockstecksystem

Euro 159,69



Monitor trunkcable, 5 leads, shielded, length: 2,75 m



AS70324-1

3-adriges Monitor-Komplettkabel, geschirmt, mit Klammer, für Marquette Hellige Eagle, Solar 8000, Dash 3000 ff., Datex S5, Carescape Bxxx, Tram-Modul, E-Modul, PDM-Modul, PSMx-Modul, Länge: 3,4 m

Euro 133,67



Monitor completecable with clamps, 3 leads, shielded, length: 3,4 m




AS70524-1

5-adriges Monitor-Komplettkabel







Euro 159,69

Monitor completecable, 5 leads




Patientenleitungen finden Sie auf den Seiten 108 bis 114
Patientleads please find on pages 108 bis 114


5-adrige Kabel erhalten Sie auf Anfrage.
5 leads cable on request

	Asmuth Art.Nr.	Monitoringkabel und Patientenleitungen für GE	Preis/Stück
 	AS412931-002E	Stammkabel 5-adrig für GE, Länge: 2,75 m <i>Trunkcable for GE, 5 leads, length: 2,75 m</i>	Euro 163,43
	AS412682-003E	Patientenleitung 3-adrig auf 5-adrig, mit Klammer, für GE, Länge: 90 cm <i>Patientlead 3 leads to 5 leads, with clamps, for GE, length: 90 cm</i>	Euro 79,80
	AS414556-003E	Patientenleitung für GE, 5-adrig mit Klammer, Länge: 90 cm <i>Patientlead for GE, 5 leads with, clamps, length: 90 cm</i>	Euro 100,95
	AS414556-003ED	Einmal -Patientenleitung kompatibel zu GE, 5-adrig mit Klammer, Länge: 90 cm, VE: 10 Stück <i>Disposable patientlead for GE, 5 leads, with clamps, length: 90 cm, box: 10 pcs.</i>	Euro 290,51 /VE
	AS414556-004E	Patientenleitung für GE, 5-adrig, Länge: 1,2 m <i>Patientlead for GE, 5 leads, length: 1,2 m</i>	Euro 116,68

VR-Blockstecksystem



Komplettkabel



DIN-Weiche

Asmuth
Art.Nr.

Monitoringkabel für Mindray

Preis/Stück

AS70312-1 3-adriges Monitor-Komplettkabel, geschirmt, mit Klammer, für **Mindray** PM-7000/8000/9000 Serie, MEC-1000, MEC-1200, für **Spacelabs Scope** 90701-90303-90305-90308-90309-90385, auch für Zoll M-Serie Länge 3,4 m

Euro 94,68



Monitor complete cable, with clamps, 3 leads, shielded, length: 3,4 m




AS73307 Monitor-Stammkabel steckbar, 3-adrig, geschirmt, für Beneview, ePM 10 & ePM 10M/12M, 12-polig, Länge: 2,75 m, VR-Stecksystem

Euro 119,06



Monitor trunk cable, 3 leads, shielded, length: 2,75 m, VR-connectingsystem



AS7431G Patientenleitungen mit Klammer, geschirmt, Länge: 60 cm, 3er Satz (gelb, grün, rot)

Euro 77,85



Patientleads with clamps, shielded, length: 60 cm, 3 leads (yellow, green, red)



AS70307-1 Monitor-Komplettkabel, 3-adrig, geschirmt, mit Klammer, für Beneview, ePM 10 & ePM 10M/12M, 12-polig, Länge: 3,4 m






Euro 119,06



Monitor complete cable, 3 leads, shielded, with clamps, length: 3,4 m



Patientenleitungen finden Sie auf den Seiten 108 bis 114
Patientleads please find on pages 108 bis 114

	Asmuth Art.Nr.	Monitoringkabel und Patienten- leitungen für Mindray	Preis/Stück
	AS0010-30-42725	<p>Original Mindray Patientenleitung, 3-adrig, mit Klammer, für MEC-1000/1200, PM7000, 8000, 9000, Länge: 60 cm</p> <p><i>Original Mindray patient cable, 3-leads, with clamp, for MEC-1000/1200, PM7000, 8000, 9000, length: 60 cm</i></p>	Euro 48,00 *
	AS0010-30-42732	<p>Original Mindray Patientenleitung, 3-adrig, mit Klammer, für MEC-1000/1200, PM7000, 8000, 9000, iMEC-Serie, Beneview T5 / T8, Länge: 1 m</p> <p><i>Original Mindray patient cable, 3-leads, with clamp, for MEC-1000/1200, PM7000, 8000, 9000, iMEC series, Beneview T5 / T8, length: 1 m</i></p>	Euro 96,00 *
	AS0010-30-42732E	<p>Patientenleitung zu Mindray, 3-adrig, mit Klammer, für MEC-1000/1200, PM7000, 8000, 9000, iMEC-Serie, Beneview T5 / T8, Länge: 90 cm</p> <p><i>patient cable for Mindray, 3-leads, with clamp, for MEC-1000/1200, PM7000, 8000, 9000, iMEC series, Beneview T5 / T8, length: 90 cm</i></p>	Euro 106,09
	AS0010-30-42719	<p>Original Mindray 3-/5-adriges Stammkabel, für iMEC-Serie, Beneview T5 / T8, Länge: 3 m</p> <p><i>Original Mindray 3- / 5-leads master cable, for iMEC series, Beneview T5 / T8, length: 3 m</i></p>	Euro 72,00 *
	AS0010-30-42719E	<p>3-/5-adriges Stammkabel zu Mindray, für iMEC-Serie, Beneview T5 / T8, Länge: 3 m</p> <p><i>3- / 5-leads trunkcable for Mindray, for iMEC series, Beneview T5 / T8, length: 3 m</i></p>	Euro 79,57

**Asmuth
Art.Nr.**

Monitoringkabel und Patientenleitungen für Nihon Kohden

Preis/Stück

AS73330E

EKG-Stammkabel für **Nihon Kohden**
für BSM Serie 2300/4100/5100/9510/9800,
#JC-906P, #K922, PVM2701,
für Patientenleitungen #K910, #K911, #K912,
#K915, Länge: 2,75 m

Euro 141,45



*ECG-trunkcable for **Nihon Kohden** for BSM
Serie 2300/4100/5100/9510/9800,
#JC-906P, #K922, for patientleads #K910,
#K911, #K912, #K915, length: 2,75 m*



AS7431NK-E

Patientenleitung 3er Satz, geschirmt, **mit Klammer**,
für TEC-5521/5531/7621/7631/7721/7731,
PVM2701, #BR-903P, #K911,
passend zu AS73330, bei Druckknopf siehe
ASBR-913P, Länge: 90 cm


Euro 78,12




*Patientleads, 3 leads, shielded, with clamps,
for Nihon Kohden, length: 90 cm*




VR-Blockstecksystem



Komplettkabel



DIN-Weiche



**Asmuth
Art.Nr.**

Monitoringkabel für Philips

Preis/Stück

AS73307


3-adriges Monitor-Stammkabel, geschirmt, für **Philips** System 78352C / 78354C / 78834C, M1001A, M1002A, Viridia, OmniCare, CMA, ML65A, 66A, Heartstream, IntelliVue X3 / MX100 / MX400 / MX450 / MX500 / MX550 / MX700 / MX800, VR-Blockstecksystem, Länge: 2,75 m

Euro 119,06

Monitoring
(Überwachungs-
EKG)



*Monitor trunkcable, 3 leads, shielded, length: 2,75 m
VR-connectingsystem*



AS70307-1

3-adriges Monitor-Komplettkabel, geschirmt, mit Klammer für **Philips** System 78352C / 78354C / 78834C, M1001A, M1002A, Viridia, OmniCare, CMA, ML65A, 66A, Heartstream, IntelliVue X3 / MX100 / MX400 / MX450 / MX500 / MX550 / MX700 / MX800, Länge: 3,4 m

Euro 119,06



Monitor completecable with clamps, 3 leads, shielded, length: 3,4 m



AS70507-1

5-adriges Monitor-Komplettkabel

Euro 166,32

Monitor completecable with clamps, 5 leads, shielded, length: 3,4 m



Patientenleitungen finden Sie auf den Seiten 108 bis 114
Patientleads please find on pages 108 bis 114

5-adrige Kabel erhalten Sie auf Anfrage.
5 leads cable on request

Asmuth Art.Nr.	Monitoringkabel und Patientenleitungen für Philips Stecksystem	Preis/Stück
 ▲	ASM1510AE Stammkabel 3-adrig zu Passport, Passport 2, Passport 2 LT, Passport XG, 3-adrig, geschirmt, IntelliVue X3 / MX100 / MX400 / MX450 / MX500 / MX550 / MX700 / MX800 #0012-00-0846, Länge: 2,75 m, Philips-Stecksystem <i>Trunkcable compatible with above, Philips-connectingsystem</i>	Euro 105,21
  ▲	ASM1530AE Stammkabel 5-adrig zu Passport, Passport 2, Passport 2 LT, Passport XG, 5 adrig, geschirmt, IntelliVue X3 / MX100 / MX400 / MX450 / MX500 / MX550 / MX700 / MX800 #0012-00-1002-01, Länge: 2,75 m Philips-Stecksystem <i>Trunkcable compatible with above, Philips-connectingsystem</i>	Euro 148,61
	ASM1613AE 3-adrige Patientenleitung, mit Klammer, für Passport, Passport 2, Passport 2 LT, Passport XG, #0012-000847, Philips-Stecksystem, Länge: 90 cm <i>Patientlead, 3 leads with clamps, Philips-connectingsystem</i>	Euro 76,75
 ▲	ASM1633AE 5-adrige Patientenleitung, mit Klammer, für Passport, Passport 2, Passport 2 LT, Passport XG, #0012-00-1003-01, Philips-Stecksystem, Länge: 90 cm <i>Patientlead, 5 leads with clamps, Philips-connectingsystem</i>	Euro 118,83

Asmuth Art.Nr.	Monitoringkabel und Patientenleitungen für Philips Stecksystem	Preis/Stück
-------------------	-------------------------------------------------------------------	-------------


ASM1669AE	3-adriges EKG-Stammkabel mit AAMI- und IEC-Farbkodierung, mit 12-poligem Stecker, IntelliVue X3 / MX100 / MX400 / MX450 / MX500 / MX550 / MX700 / MX800, Länge: 2,7 m	Euro 111,75
------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------



Trunkcable compatible with #M1669A, length: 2,7 m



ASM1668AE	5-adriges EKG-Stammkabel mit AAMI- und IEC-Farbkodierung, mit 12-poligem Stecker, Länge: 2,7 m	Euro 152,62
------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------



Trunkcable compatible with #M1668A, length: 2,7 m



ASM1663AE	10-adriges EKG-Stammkabel für Philips IntelliVue mit 12-Pin Monitorstecker, Länge: 2,75 m, Philips-Stecksystem, #M1949A (alt), #M1663A (neu) benötigte Patientenleitungen: ASM1971AE-1 und ASM1978AE	Euro 313,16
------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------



10-lead ECG-trunkcable for Philips IntelliVue with 12-pin connector, length: 2,75 m Philips-connectingsystem



ASM1672AE	13-adrige Patientenleitung, mit Klammer, Länge: 1 m	Euro 84,98
------------------	-----------------------------------------------------	-------------------



Patientlead, 3 leads, length: 1 m



ASM1678A	Original Philips 3-adrige Patientenleitung, mit Klammer, farbcodierte Kabel, HF-entkoppelt , Länge: 1 m	Euro 145,80 *
-----------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------






***Original Philips** patientlead, 3 leads, with clamps, with resistance, length: 1 m*

ASM1678AE	3-adriges Elektrodenkabel mit Clipanschluß farbkodierte Kabel, HF-entkoppelt für OP Länge: 1 m	Euro 141,40
------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------



*Original Artikel, Preisänderungen seitens der Hersteller vorbehalten

Asmuth Art.Nr.	Monitoringkabel und Patientenleitungen für Philips Stecksystem	Preis/Stück
 <p>ASM1978AE</p>	<p>5-adriges Elektrodenkabel, mit Klammer für Brustwand, Länge: 90 cm zur Verwendung mit ASM1971AE-1 für ASM1663AE (10-adriges Stammkabel)</p> <p><i>Patientlead, 5-leads, clamps for chest</i></p>	Euro 132,92
 <p>ASM1971AE-1</p>	<p>5-adrige Patientenleitung mit Klammer, für Stammkabel #M1668AE, #M1663A Länge: grün, schwarz = 1,5 m, rot, gelb, weiß = 90 cm</p> <p><i>Patientlead, 5 leads, length: green, black = 1,5 m red, yellow, white = 90 cm</i></p>	Euro 140,60
 <p>ASM1974A</p>	<p>Original Philips OP-Elektrodenkabel, 5-adrig mit Clip-Anschluss, IEC, HF-entkoppelt, farbkodiert, Länge: 3 x 1 m, 2 x 1,5 m, #M1974A, #989803125871</p> <p>Original Philips patientlead, 5 leads, with clip, with resistance, length: 3 x 1 m, 2 x 1,5 m</p>	Euro 176,97 *

*Original Artikel, Preisänderungen seitens der Hersteller vorbehalten

Asmuth Art.Nr.	Monitoringkabel für Philips	Preis/Stück
	AS989803170171 3-adriges OP-EKG-Stammkabel mit AAMI- und IEC-Farbcodierung, orangefarbenes Kabel, mit 12-poligem Stecker, zur Verwendung mit den 3-adrigen wiederverwendbaren und Einweg-Elektrodenkabeln (M1672A, M1674A, 989803174201), Länge: 2,7 m <i>3-lead OP-ECG-trunkcable for AAMI and IEC coloured 12-pin-connector, length: 2,75 m</i>	Euro 212,58 *
	AS989803170181 5-adriges OP-EKG-Stammkabel mit AAMI- und IEC-Farbcodierung, orangefarbenes Kabel, mit 12-poligem Stecker, zur Verwendung mit den 5-adrigen wiederverwendbaren und Einweg-Elektrodenkabeln (M1971A, M1645A, 989803174211), Länge: 2,7 m <i>5-lead OP-ECG-trunkcable for AAMI and IEC coloured 12-pin-connector, length: 2,75 m</i>	Euro 296,06 *
	AS989803174201E-1 EKG-Patientenleitung, 3-adrig, zum Einmal gebrauch, passend zu M1668A / M1669A, VE: 10 Stück Länge: 90 cm <i>Disposable patientlead, 3 leads, for M1668A / M1669A, box: 10 pcs. length: 90 cm</i>	Euro 130,64 /VE
	AS989803174211E-1 EKG-Patientenleitung, 5-adrig, zum Einmal gebrauch, passend zu M1668A / M1669A, VE: 10 Stück Länge: 90 cm <i>Disposable patientlead, 5 leads, for M1668A / M1669A, box: 10 pcs. length: 90 cm</i>	Euro 176,91 /VE
Monitoringkabel für Physio Control u. Medtronic Lifepak 12		
	AS11110-000030 3-adriges Monitorkomplettkabel mit Winkelstecker, #11110-000030, für Lifepak 12, Länge: 3,7 m <i>Monitor completecable with snap, 3 leads</i>	Euro 149,00 *

Monitoring
(Überwachungs-
EKG)

	Asmuth Art.Nr.	Patientenleitungen passend zum VR-Blocksystem	Preis/Stück
	AS7431G	Patientenleitungen mit Klammer, geschirmt, Länge: 60 cm, 3er Satz (gelb, grün, rot) <i>Patientleads with clamps, shielded, length: 60 cm, 3 leads (yellow, green, red)</i>	Euro 77,85
	AS7431S	Patientenleitungen mit Klammer, geschirmt, Länge: 60 cm, 3er Satz (gelb, schwarz, rot) <i>Patientleads with clamps, shielded, length: 60 cm, 3 leads (yellow, black, red)</i>	Euro 77,85
	AS7431G/S	Patientenleitungen mit Klammer, geschirmt, Länge: 60 cm, 3-adrig auf 5-adrig, für Siemens MultiMed (gelb, grün, rot) #3375230 <i>Patientleads with clamps, shielded, length: 60 cm, 3 leads to 5 leads, for Siemens MultiMed (yellow, green, red) #3375230</i>	Euro 98,27
	AS7531G/SED-1	Einmal- Patientenleitungen mit Klammer, geschirmt, Länge: 90 cm, 3-adrig auf 5-adrig, für Siemens MultiMed (gelb, grün, rot), #3375230 VE: 10 Stück <i>Disposable Patientleads with clamps, shielded, length: 90 cm, 3 leads to 5 leads, for Siemens MultiMed (yellow, green, red), #3375230, box: 10 pcs.</i>	Euro 208,87 /VE
	AS7531G-1	Patientenleitungen mit Klammer, geschirmt, Länge: 90 cm, 3er Satz (gelb, grün, rot) <i>Patientleads with clamps, shielded, length: 90 cm, 3 leads (yellow, green, red)</i>	Euro 91,34
	AS7531S-1	Patientenleitungen mit Klammer, geschirmt, Länge: 90 cm, 3er Satz (gelb, schwarz, rot) <i>Patientleads with clamps, shielded, length: 90 cm, 3 leads (yellow, black, red)</i>	Euro 91,34

Asmuth Art.Nr.	Patientenleitungen passend zum VR-Blocksystem	Preis/Stück
-------------------	--------------------------------------------------	-------------

AS7531G/S-1	Patientenleitungen mit Klammer, geschirmt, Länge: 100 cm, 3-adrig auf 5-adrig für Siemens MultiMed (gelb, grün, rot)	Euro 110,27
--------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------



*Patientleads with clamps, shielded,
length: 100 cm, 3 leads to 5 leads,
color marking for **Siemens MultiMed**
(yellow, green, red)*

Monitoring
(Überwachungs-
EKG)



AS7551-1	Patientenleitungen mit Klammer, geschirmt, Länge: 90 cm, 5er Satz (weiß, grün, gelb, schwarz, rot)	Euro 142,96
-----------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------



*Patientleads with clamps, shielded,
length: 90 cm, 5 leads
(white, green, yellow, black, red)*



AS7551S-1	Patientenleitungen mit Klammer, geschirmt, Länge: 90 cm, 5er Satz mit Markierung für Siemens MultiMed (gelb, grün, rot, weiß, schwarz)	Euro 192,47
------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------



*Patientleads with clamps, shielded,
length: 90 cm, 5 leads,
color marking for **Siemens MultiMed**
(yellow, green, red, white, black)*




Asmuth Art.Nr.	Patientenleitungen röntgentranslucent	Preis/Stück
AS123	Carbonleitung , mit Klammer auf DIN-Stecker, röntgentranslucent Länge: 90 cm	Euro 28,17
AS128	Carbonleitung , mit Klammer auf DIN-Stecker, röntgentranslucent Länge: 180 cm	Euro 37,31
AS126	Carbonleitung , Klammer auf 4 mm Buchse zum Anschluss an Bananenstecker vom 10-adrigen Diagnose-EKG-Kabel, röntgentranslucent , Länge: 90 cm	Euro 32,44



Asmuth
Art.Nr.

Patientenleitungen **röntgentranslucent** GE Multilink

Preis/Stück



AS403751-025 Multilink Elektrodenleitungen
5-er Satz mit Klammern,
röntgendurchlässig, Grabber,
IEC, Länge: 1,5 m
#403751-025
passend zu GE Stammkabel #2090200-052
Philips auf Multilink

Euro 177,93 *

*Multilink electrode leads, 5-leads,
radiolucent, grabber, IEC, length: 1,5 m
403751-025
suitable for GE trunk cable # 2090200-052
Philips to Multilink*

Patientenleitungen **röntgentranslucent** zu Philips

AS123

Carbonleitung, mit Klammer
auf DIN-Stecker, **röntgentranslucent**
Länge: **90 cm**, #M1649A
Es werden 5 Stück benötigt, ohne Codierringe

Euro 28,17



*Carbon lead, with clamps,
for DIN-plug, **radiolucent**,
length: **90 cm**
5 pieces are required, without coding rings*

Patientenleitungen für Datex Stecksysteme

AS545315E-1 Patientenleitung, 3-adrig,
Datex-Stecksystem, Länge: 0,9 m

Euro 115,36

*Datex patientlead, 3 leads
with clamps, length: 0,9 m*



Asmuth Art.Nr.	Patientenleitungen für Philips Stecksysteme	Preis/Stück
 <p>ASM1613AE</p>	<p>3-adrige Patientenleitung für Passport, Passport 2, Passport 2 LT, Passport XG, mit Klammer, #0012-000847, Philips-Stecksystem Länge: 90 cm</p> <p><i>Patientlead, 3 leads with clamps, Philips-connectingsystem, length: 90cm</i></p>	Euro 76,75
▲		
 <p>ASM1633AE</p>	<p>5-adrige Patientenleitung für Passport, Passport 2, Passport 2 LT, Passport XG, mit Klammer, #0012-00-1003-01, Philips-Stecksystem, Länge: 90 cm</p> <p><i>Patientlead, 5 leads with clamps, Philips-connectingsystem, length: 90 cm</i></p>	Euro 118,83
▲		
 <p>ASM1971AE-1</p>	<p>5-adrige Patientenleitung mit Klammer, für Stammkabel #M1668AE, #M1663A Länge: grün, schwarz = 1,5 m, rot, gelb, weiß = 90 cm</p> <p><i>Patientlead, 5 leads, length: green, black = 1,5 m red, yellow, white = 90 cm</i></p>	Euro 140,60
▲		
 <p>ASM1672AE-1</p>	<p>3-adrige Patientenleitung, mit Klammer, Länge: 1 m</p> <p><i>Patientlead, 3 leads with clamps, length: 1 m</i></p>	Euro 84,98
▲		

Asmuth Art.Nr.	Patientenleitungen für Philips Stecksysteme	Preis/Stück
	ASM1678A Original Philips 3-adrige Patientenleitung, mit Klammer, farbcodierte Kabel, HF-entkoppelt , Länge: 1 m <i>Original Philips patientlead, 3 leads, with clamps, with resistance, length: 1 m</i>	Euro 145,80 *
	ASM1678AE 3-adriges Elektrodenkabel mit Clipanschluss farbkodierte Kabel, HF-entkoppelt für OP Länge: 1 m	Euro 141,40
▲		
	ASM1974A Original Philips OP-Elektrodenkabel, 5-adrig mit Clip-Anschluss, IEC, HF-entkoppelt , farbkodiert, Länge: 3 x 1 m, 2 x 1,5 m, #M1974A, #989803125871 <i>Original Philips patientlead, 5 leads, with clip, with resistance, length: 3 x 1 m, 2 x 1,5 m</i>	Euro 176,97 *
	AS989803174201E-1 EKG-Patientenleitung, 3-adrig, zum Einmalgebrauch , passend zu M1668A / M1669A, VE: 10 Stück Länge: 90 cm <i>Disposable patientlead, 3 leads, for M1668A / M1669A, box: 10 pcs., length: 90 cm</i>	Euro 130,64 /Pack.
	AS989803174211E-1 EKG-Patientenleitung, 5-adrig, zum Einmalgebrauch , passend zu M1668A / M1669A, VE: 10 Stück Länge: 90 cm <i>Disposable patientlead, 5 leads, for M1668A / M1669A, box: 10 pcs., length: 90 cm</i>	Euro 176,91 /Pack.

Monitoring
(Überwachungs-
EKG)

*Original Artikel, Preisänderungen seitens der Hersteller vorbehalten

Asmuth
Art.Nr.

Patientenleitungen für GE

Preis/Stück



AS412682-003E Patientenleitung 3-adrig auf 5-adrig, mit Klammer, für GE, Länge: 90 cm

Euro 79,80

Patientlead 3 leads to 5 leads, with clamps, for GE, length: 90 cm



AS414556-003E Patientenleitung für GE, 5-adrig, mit Klammer, Länge: 90 cm

Euro 100,95



Patientlead for GE, 5 leads with clamps, length: 90 cm



AS414556-003ED **Einmal**-Patientenleitung kompatibel zu GE, 5-adrig, mit Klammer, Länge: 90 cm, VE: 10 Stück

Euro 290,51 /Pack.

***Disposable** patientlead for GE, 5 leads, with clamps, length: 90 cm, box: 10 pcs.*



AS414556-004E Patientenleitung zu GE 5-adrig, Länge: 120 cm

Euro 116,68



Patientlead for GE 5 leads, length: 120 cm



Patientenleitungen für Nihon Kohden

AS7431NK-E

Patientenleitungen 3er Satz, geschirmt, mit Klammer für TEC-5521 / 5531 / 7621 / 7631 / 7721 / 7731, Länge: 80 cm, #BR-903P K911, passend zu AS73330 bei Druckknopf siehe ASBR-913P

Euro 78,12



Patientlead, 3 leads, shielded, with clamps, for Nihon Kohden, length: 80 cm



Asmuth Art.Nr.	Patientenleitungen für Siemens	Preis/Stück
AS6644590	<p>Original Siemens EKG-Patientenkabel, für Siemens Axiom Artis/Sensis 5-adrig, #6644590, Länge: 1m</p> <p><i>Original Siemens patientlead for Axiom Artis/Sensis 5-leads, #6644590 length: 1 m</i></p>	Euro 434,20 *

Monitoring
(Überwachungs-
EKG)

Universaladapter zum Anschluss an Katheter

ASCertodyn	<p>Original Braun Certodyn Universaladapter zum Anschluss einer EKG-Patientenleitung zur Durchführung einer interatrialen EKG-Ableitung</p> <p><i>Original Braun Certodyn Universaladapter for the connection of an ECG-patientlead for the implementation of an interatrial ECG-lead</i></p>	Euro 209,00 *
-------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------



MONITORING (ÜBERWACHUNGS - EKG)



we take care

we take care



LANGZEIT - EKG







Langzeit-EKG,
Telemetrie-
taschen



we take care

we take care









	Asmuth Art.Nr.	Komplettkabel	Preis/Stück
	AS77073	<p>Komplettkabel für Customed 3. Generation, Custoflash 200, 5-adrig, mit Druckknopf</p> <p><i>Holtercable (complete) for Customed, 5 leads, with snap, 3rd Generation, Custoflash 200</i></p>	Euro 132,61
	AS77189	<p>Original GE Langzeitkomplettkabel 5-polig für CM 4000 Länge: 0,8 m #2054933-131 (alt) #2105803-003</p> <p><i>Original GE holtecable, 5 leads for CM4000, length: 0,8 m</i></p>	Euro 536,63 *
	AS77190	<p>Original GE Patientenleitung 5-polig CM 4000, Länge: 0,8 m, AHA #2105803-004</p> <p><i>Original GE holtecable, 5 leads for CM4000, AHA, length: 0,8 m</i></p>	Euro 222,48 *
	AS51800	<p>Original Reynolds/Del Mar Langzeit- Komplettkabel, 3-adrig für Lifecard CF kurz ohne Trageclip</p> <p><i>Original Reynolds holtercable (complete), 3 leads, with snap, short version without clip</i></p>	Euro 113,10 *

*Original Artikel, Preisänderungen seitens der Hersteller vorbehalten

	Asmuth Art.Nr.	Komplettkabel	Preis/Stück
	AS51801	Original Reynolds/Del Mar Langzeit-Komplettkabel, 3-adrig, für Lifecard CF <i>lang mit Trageclip</i> <i>Original Reynolds holtercable (complete), 3 leads, with snap, long version with clip</i>	Euro 120,50 *
	AS77089	EKG-Komplettkabel für Langzeit, 5-adrig , zu Medset Telesmart H2-5, mit Druckknopf, Länge: 75 cm <i>Holtercable (complete), 5 leads, for Medset Telesmart, H2-5, with snap, length: 75 cm</i>	Euro 165,00 *
	AS77080	Original Schiller Langzeit-EKG-Kabel, 4-adrig zu MT-101 <i>Original Schiller holtercable (complete), 4 leads, with snap, for MT-101</i>	Euro 169,00 *
	AS516002	Original Schiller Langzeitkabel Medilog / Oxford, 5-adrig, mit Druckknopf, AR-4/AR-12, #516002, #051K009, Farbe: weiß <i>Original Schiller holtercable (complete), 5 leads, with snap, colour: white</i>	Euro 283,00 *
	AS516178	Original Schiller Patienten-kabel für FD-5+, AR-4+, AR-12+, 5-adrig mit Druckknopf <i>Original Schiller patient cable for FD-5 +, AR-4 +, AR-12 +, 5-leads with snap</i>	Euro 347,50 *

Langzeit-EKG,
Telemetrie-
taschen

	Asmuth Art.Nr.	Komplettkabel / steckbare Rekorderkabel	Preis/Stück
	AS77088	EKG-Langzeitkabel, 7-adrig, für Holter DMS300-3A, #P.-K.300-2,3A 7P.100 mit HDMI-Anschluss <i>Holtercable, 7 leads, HDMI</i>	Euro 166,50 *
	ASM1672AE-1	3-adrige Patientenleitung, mit Klammer, Länge: 1 m <i>Patientlead, 3 leads with clamps, length: 1 m</i>	Euro 84,98
▲			
	ASM1971AE-1	5-adrige Patientenleitung mit Klammer, für Stammkabel #M1668AE, #M1663A Länge: grün, schwarz = 1,5 m, rot, gelb, weiß = 90 cm <i>Patientlead, 5 leads, length: green, black = 1,5 m red, yellow, white = 90 cm</i>	Euro 140,60
▲			
	AS77185	Langzeitkabel steckbar für Getemed (GE) CM3000 , 5-adrig, Länge: 120 cm <i>Holter trunkcable, 5 leads, for Getemed (GE) CM3000, length: 120 cm</i>	Euro 187,43 *

Asmuth Art.Nr.	Telemetrietaschen	Preis/Pack.
	AS989803211031 Original Philips Einmal -Taschen für Telemetrie, mit Fenster und Klettverschluss, Spritzwasser geschützt, Farbe: weiß, 27 cm (21 cm) x 17 cm VE: 200 Stück (vorher #989803140371) für alle gängigen Rekorder	Euro 478,59 *
<i>Disposable telemetry pouches, box: 200 pcs.</i>		
	AS240240 Original Schiller Einmal -Tragetaschen zu Langzeit-Rekorder, 16,5 x 12 cm #2.156086, VE: 50 Stück	Euro 47,00 *
<i>Disposable telemetry pouches, box: 50 pcs.</i>		
ASTele-1	Einmal -Taschen für Telemetrie, mit Druckknopf, spritzwasser- und chemikaliengeschützt, Farbe: weiß, 8 x 10 cm , VE: 250 Stück für alle gängigen Rekorder	Euro 533,44
<i>Disposable telemetry pouches, box: 250 pcs.</i>		
	ASTele-2 Einmal -Taschen für Telemetrie, mit Druckknopf, spritzwasser- und chemikaliengeschützt, Farbe: weiß, 15 x 10 cm , VE: 250 Stück für alle gängigen Rekorder	Euro 533,44
<i>Disposable telemetry pouches, box: 250 pcs.</i>		
ASTele-3	Einmal -Taschen für Telemetrie, mit Druckknopf, spritzwasser- und chemikaliengeschützt, Farbe: weiß, 20 x 10 cm , VE: 250 Stück für alle gängigen Rekorder	Euro 533,44
<i>Disposable telemetry pouches, box: 250 pcs.</i>		
ASTele-4	Einmal -Taschen für Telemetrie, mit Druckknopf, spritzwasser- und chemikaliengeschützt, Farbe: weiß, 25 x 10 cm , VE: 250 Stück für alle gängigen Rekorder	Euro 533,44
<i>Disposable telemetry pouches, box: 250 pcs.</i>		

*Original Artikel, Preisänderungen seitens der Hersteller vorbehalten

**Asmuth
Art.Nr.****Langzeit-Adapterleitungen****Preis/Stück****AS78515/60**Langzeit-Adapterleitungen, Druckknopf auf
DIN-Sicherheitsstecker, **Länge: 60 cm**, 5er Satz
(grün, weiss, rot, schwarz, braun)**Euro 32,39***Patientleads, snap to DIN-plug, **length: 60 cm**,
5 leads (white, green, red, black, brown)***AS78715/60**Langzeit-Adapterleitungen Druckknopf auf
DIN-Sicherheitsstecker, **Länge: 60 cm**, 7er Satz
(grün, weiss, rot, schwarz, braun, blau, orange)**Euro 42,90***Patientleads, snap to DIN-plug, **length: 60 cm**, 7 leads,
(green, white, red, black, brown, blue, orange)*

Asmuth Art.Nr.	Langzeit-Adapterleitungen	Preis/Stück
AS78315K	<p>Adapterleitungen, 3er Satz, Klammer auf DIN-Sicherheitsstecker, Farbcodierung: rot, gelb, grün, Länge: 60 cm</p> <p><i>Patientleads, clamps to DIN-plug, 3 leads (red, yellow, green), length: 60 cm</i></p>	Euro 38,46



Langzeit-EKG, Telemetrie-taschen

Adapterleitungen mit Druckknopf *Patientleads with snap*

<p>AS78715/we AS78715/gr AS78715/br AS78715/rt AS78715/schw AS78715/bl AS78715/ge</p>	<p>Länge: 60 cm weiße Ableitung grüne Ableitung braune Ableitung rote Ableitung schwarze Ableitung blaue Ableitung gelbe Ableitung</p>	<p>length: 60 cm white green brown red black blue yellow</p>	Euro 6,82
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------



LANGZEIT - EKG



we take care

we take care



DIAGNOSE - EKG




Diagnose-
EKG



we take care

we take care



Asmuth Art.Nr.	Diagnose-EKG-Komplettkabel	Preis/Stück
AS72001-1	<p>10-adriges Diagnose-EKG-Kabel für Bosch 603D/603ER/603S/606, Burdick E350, Deigo Cardiomed 3, Hellige Cardiosmart EK36, EK41, EK43, EK53, EK56, EK403, EK413, EK512, EK512P, EK512E, Siemens Miracard 1 - 3, Mingocard 3/4/7, Mingophon 3/7, Mingograf 4/62/81/82/310/410/420/710/720, Cardirex 3T/6T/62, Cardiostat 3T/701/703, Cardina C, Sierreg, Sirecard 803, Mingolog 7, Mingodoc, Sicard 440, mit 4 mm Bananenstecker, verschweißt Länge: 2,2 m (0,8 m / 1,2 m)</p> <p><i>10 leads diagnosis ECG cable with nonchangeable leads and with 4 mm banana plug length: 2,2 m (0,8 m / 1,2 m)</i></p>	Euro 151,41
	▲	
AS72014K-1	<p>10-adriges Diagnose-EKG-Kabel für Bosch 501A, 501NV, 503, 503B, 503D, 503NV, 503V, 506, Nihon Kohden Cardiofax-Q, Cardiofax-3, Cardiofax-6354, Fukada-Denshi FCP2201, Alpha 500, Alpha 600, Fukuda M-E Cardisuny a 6600A/AX, a1000, Schwarzer VS6, Cambridge VS6, SC1000, Cardioline E1, E1R, E3, Delta 1/3/300/360, Cardionics alle Modelle, mit Klammer, verschweißt, Defi-Schutz, 4,7 kΩ Länge: 2,2 m (0,8 m / 1,2 m)</p> <p><i>10 leads diagnosis ECG cable with nonchangeable leads and with clamps, 4,7 kΩ length: 2,2 m (0,8 m / 1,2 m)</i></p>	Euro 194,68
	▲	
AS72006-1	<p>10-adriges Diagnose-EKG-Kabel für Schiller AT1, AT2, AT4, AT-102, Esate Biomedica P80 mit 4 mm Bananenstecker, verschweißt lange Feststellschrauben Länge: 2,2 m (0,8 m / 1,2 m)</p> <p><i>10 leads diagnosis ECG cable, with nonchangeable leads and with 4 mm banana plug, long set screws length: 2,2 m (0,8 m / 1,2 m)</i></p>	Euro 147,00
	▲	

Diagnose-EKG-Komplettkabel auch mit Druckknopf erhältlich

Asmuth **Diagnose-EKG-Komplettkabel** **Preis/Stück**
Art.Nr.



AS72015 10-adriges Diagnose-EKG-Kabel für **Euro 151,41**
Del Mar 910, 920, 930, 940, 942, 950
960, 970, 980,
Schiller CS6, AT1 - AT6, AT10, AT60, AT-102,
AT-104, CS200,
mit 4 mm Bananenstecker, verschweißt
kurze Feststellschrauben


*10 leads diagnosis ECG cable with
nonchangeable leads and **with 4 mm banana plug***



AS72015K 10-adriges Diagnose-EKG-Kabel für **Euro 237,94**
Schiller CS6, AT1 - AT6, AT10,
AT60, AT-102, AT-104, CS-200, **10 k Ω**
mit Klammer, verschweißt

*10 leads diagnosis ECG cable with
nonchangable leads and **with clamps 10k Ω***

Diagnose-
EKG



AS72016 10-adriges Diagnose-EKG-Kabel für **Euro 213,91**
Marquette Hellige MAC 1200,
Microsmart, **10 k Ω**
4 mm Bananenstecker, verschweißt

*10 leads diagnosis ECG cable with
nonchangeable leads and **with 4 mm banana plug, 10 k Ω***



AS72016K Diagnose-EKG-Kabel, 10-adrig für **Euro 213,91**
Marquette Hellige MAC 1200,
Microsmart,
mit Klammer, verschweißt

*10 leads diagnosis ECG cable with
nonchangeable leads and **with clamps***




Diagnose-EKG-Komplettkabel auch mit Druckknopf erhältlich


Asmuth Art.Nr.	Carbonleitung, röntgentranslucent	Preis/Stück
AS126	<p>Carbonleitung, Klammer auf 4 mm Buchse zum Anschluss an Bananenstecker vom 10-adrigen Diagnose-EKG-Kabel, röntgentranslucent, Länge: 90 cm</p> <p><i>Carbon lead, clamps to 4 mm banana jack, for 10 leads diagnosis ECG cable, radiolucent, length: 90 cm</i></p>	Euro 32,44
		
<h3>Diagnose-EKG-Kabel Philips</h3>		
ASM1663AE	<p>10-adriges EKG-Stammkabel für Philips IntelliVue mit 12-Pin Monitorstecker, Länge: 2,75 m, Philips-Stecksystem, #M1949A (alt), #M1663A (neu) benötigte Patientenleitungen: ASM1971AE-1 und ASM1978AE</p> <p><i>10-lead ECG-trunkcable for Philips IntelliVue with 12-pin connector, length: 2,75 m Philips-connectingsystem</i></p>	Euro 313,16
		
ASM1978AE	<p>5-adriges Elektrodenkabel, mit Klammer für Brustwand, Länge: 90 cm zur Verwendung mit ASM1971AE-1 für ASM1663AE (10-adriges Stammkabel)</p> <p><i>Patientlead, 5-leads, clamps for chest</i></p>	Euro 132,92
		
ASM1971AE-1	<p>5-adrige Patientenleitung mit Klammer, für Stammkabel #M1668AE, #M1663A Länge: grün, schwarz = 1,5 m, rot, gelb, weiß = 90 cm</p> <p><i>Patientlead, 5 leads, length: green, black = 1,5 m red, yellow, white = 90 cm</i></p>	Euro 140,60
		

Asmuth Art.Nr.	Diagnose-EKG-Kabel für GE / Hellige			Preis/Stück	
	AS22341808E-1	Patienten-Stammkabel für GE Hellige IEC, 10-polig, für MAC 1000/1100/1200/1600/2000/3500/400/500/600/800, Microsmart M, #2104722-001, Länge: 2,5 m		Euro 129,79	
		<i>Trunkcable, 10 leads, for MAC1000/1100/1200/1600/2000/3500/400/500/600/800, Microsmart M, length: 2,5 m</i>			
	AS38401817E-1	10er Satz Elektrodenleitungen (2 Blöcke à 5), 4 mm Bananenstecker, Mac 500/Mac 1200/Cardiosmart, #38401816 Länge: 70 cm (Brustwand) bzw. 1,3 m (Extremitäten)		Euro 177,85	
		<i>Set electrode leads, 10 pcs. 4 mm banana plug, for Mac 500/Mac 1200/Cardiosmart length: 70 cm, 130 cm</i>			
	AS38401871E-1	Satz Elektrodenleitungen mit Klammern für MAC500 / MAC1200 Cardiosmart Länge: 70 cm (Brustwand) bzw. 1,3 m (Extremitäten) 10er Satz (2 Blöcke à 5)		Euro 108,16	
		<i>Set electrode leads, 10 pcs. with clamps for MAC 500 / MAC 1200 Cardiosmart length: 70 cm, 1,3 m</i>			
	AS2020559-005E-1	Einzelleitung C1	rot	MAC500 / 1200,	Euro 23,56
	AS2020559-006E-1	Einzelleitung C2	gelb	MAC500 / 1200,	Euro 23,56
	AS2020559-007E-1	Einzelleitung C3	grün	MAC500 / 1200,	Euro 23,56
	AS2020559-008E-1	Einzelleitung C4	braun	MAC500 / 1200,	Euro 23,56
	AS2020559-009E-1	Einzelleitung C5	schwarz	MAC500 / 1200,	Euro 23,56
	AS2020559-010E-1	Einzelleitung C6	pink	MAC500 / 1200,	Euro 23,56
	AS2020559-001E-1	Einzelleitung R	rot	MAC500 / 1200,	Euro 23,56
	AS2020559-002E-1	Einzelleitung L	gelb	MAC500 / 1200,	Euro 23,56
	AS2020559-003E-1	Einzelleitung F	grün	MAC500 / 1200,	Euro 23,56
	AS2020559-004E-1	Einzelleitung N	schwarz	MAC500 / 1200,	Euro 23,56
		Länge: Extremitäten: 1,2 m, Brustwand: 0,8 m <i>Single lead for MAC500 / 1200 with bananaplug</i>			
	AS22341801E-1	Stammkabel IEC, 10-polig für Cardiosys / Cardiosoft, Länge: 2,5 m		Euro 127,39	
		<i>Trunkcable IEC, 10 leads for Cardiosys / Cardiosoft, length: 2,5 m</i>			


*Abbildung ähnlich

	Asmuth Art.Nr.	Original GE Zubehör für Kiss Sauganlagen			Preis/Stück
	AS30344365	Elektrodenleitung	rot	Kiss C1	Euro 66,43 *
	AS30344366	Elektrodenleitung	gelb	Kiss C2	
	AS30344367	Elektrodenleitung	grün	Kiss C3	
	AS30344368	Elektrodenleitung	braun	Kiss C4	
	AS30344369	Elektrodenleitung	schwarz	Kiss C5	
	AS30344370	Elektrodenleitung	pink	Kiss C6	
	AS30344371	Elektrodenleitung	grün	Kiss F	
	AS30344372	Elektrodenleitung	gelb	Kiss L	
	AS30344373	Elektrodenleitung	rot	Kiss R	
	AS30344374	Elektrodenleitung	schwarz	Kiss N	

Electrode leads for Kiss

	AS38401590	Elektrodenleitung für Kiss, 10er Satz #38401590			Euro 622,78 * /Set
				<i>10 electrode leads set for Kiss</i>	

	AS5876041-219	Original Elektrodenleitungssatz für Kiss+, 10er Satz (C1-C6, FLRN), #5876041-219			Euro 322,67 * /Set
				<i>Original electrode lead set for Kiss+, box: 10 leads (C1-C6, FLRN)</i>	

	AS30344421	Klammeradapter zu Kiss			Euro 12,11 *
				<i>Clamp-adapters for Kiss</i>	

	AS93204775	Filterscheiben für Kiss VE: 100 Stück			Euro 14,67 * /Pack.
				<i>Plates for Kiss</i>	

*Original Artikel, Preisänderungen seitens der Hersteller vorbehalten

	Asmuth Art.Nr.	GE Zubehör für Kiss Sauganlagen	Preis/Stück
	AS21732801	Original EKG-Saugdom für Kiss <i>Original Electrode for Kiss</i>	Euro 25,50 *
	AS21732801E	EKG-Saugdom für Kiss VE: 10 Stück <i>Electrode for Kiss box: 10 pcs.</i>	Euro 22,70
	AS5876041-01	Original EKG-Saugdom für Kiss+, VE: 5 Stück, #5876041-01 <i>Electrode for Kiss+ box: 5 pcs.</i>	Euro 193,39 * /Pack.
	AS30344453	Original Verteilerblock für KISS inkl. Stammkabel (inkl. Regler) für EK36/53/56/512/413/403 Cardiosmart	Euro 533,85 *
	AS22341410	Original Stammkabel 10-adrig für KISS 10, Länge: 2,5 m für MAC400/500/800/1200/ 3500/2000	Euro 173,70 *
	AS30344460	Original Verteilerblock für KISS (ohne Leitungen, inkl. Regler) für MAC400/500/800/1200/ 3500/2000	Euro 425,16 *
	AS30344364	Original Regler-Einheit für Kiss-Anlage <i>Original</i> Controller unit for Kiss	Euro 149,43 *

*Original Artikel, Preisänderungen seitens der Hersteller vorbehalten

Asmuth Art.Nr.	Saugelektroden und -Leitungen für Ohlenschläger	Preis/Stück
-------------------	----------------------------------------------------	-------------



AS01/98

Elektrodenleitung steckbar (Kunststoffstecker),
Ohlenschläger, 1,2 m lang (Model ab 1998),
komplett mit Elektrode für Vacuboy und Cardiovac,
Vacucar, Vacucar mobil
C1 - C6 1,1 m, R, L, F, N 1,2 m
(bitte bei Best. angeben: z. B. AS01/98-F)

Euro 74,00 *

*Electrode lead, plastic connector with electrode,
length: 1,2m*

Diagnose-
EKG






AS14/93

Saugelektrode (steckbar), Ohlenschläger
C1 - C6, R, L, F, N
**(bitte bei Bestellung die Ableitung angeben:
z. B. AS14/93-C2)**

Euro 37,00 *

Suction electrode








	Asmuth Art.Nr.	Saugelektroden Schiller	Preis/Stück
	ASDT-100	Saugleitung für Cardio Direct 12s, DT100, DT100plus, DT100PC, #685239, Länge: 1 m <i>Electrode lead for Cardio Direct 12s, length: 1 m</i>	Euro 63,00 *
	ASDT-130	Saugleitung für Cardio Direct 12s, DT100, DT100plus, DT100PC #685240, Länge: 1,3 m <i>Electrode lead for Cardio Direct 12s, length: 1,3 m</i>	Euro 69,00 *
	AS4000-001	Elektrodensatz, 10er Satz , 10 x Ag/Ag/CL, Länge: 1 m, inkl. Codierscheiben = vorcodiert <i>Electrode leads, length: 1 m</i>	Euro 639,00 * /Set
	AS4000-003	Elektrodensatz, 10er Satz , 10 x Ag/Ag/CL, Länge: 1,3 m, inkl. Codierscheiben = vorcodiert <i>Electrode leads, length: 1,3 m</i>	Euro 699,00 * /Set
	AS4000-005	Elektrodensatz, Ag/Ag/CL, 6 x Brustwand (C1 - C6) in 1 m 4 x Extremitäten (R, L, F, N) in 1,3 m inkl. Codierscheiben = vorcodiert <i>Electrode leads, length: 6 x 1 m, 4 x 1,3 m</i>	Euro 663,00 * /Set
	AS685241	Codierscheibensatz für Saugleitungen ASDT-100 und ASDT-130, VE: 10 Stück <i>Encode plates for electrode leads ASDT-100 and ASDT-130</i>	Euro 11,45 * /VE
	AS212119	Saugleitungs-Halter zu ASDT-100 <i>Suction line-holder for ASDT-100</i>	Euro 39,50 *
	AS688098	Kabel-Abstandshalter <i>Cable spacer</i>	Euro 21,20 *

*Original Artikel, Preisänderungen seitens der Hersteller vorbehalten

Asmuth Art.Nr.	Leitungen mit Druckknopf	Preis/Stück
AS4000-101	Leitung mit Druckknopf für Klebeelektroden, Ableitung C1 Länge: 1,2 m	Euro 60,40 *
AS4000-102	Leitung mit Druckknopf für Klebeelektroden, Ableitung C2 Länge: 1,2 m	Euro 60,40 *
AS4000-103	Leitung mit Druckknopf für Klebeelektroden, Ableitung C3 Länge: 1,2 m	Euro 60,40 *
AS4000-104	Leitung mit Druckknopf für Klebeelektroden, Ableitung C4 Länge: 1,2 m	Euro 60,40 *
AS4000-105	Leitung mit Druckknopf für Klebeelektroden, Ableitung C5 Länge: 1,2 m	Euro 60,40 *
AS4000-106	Leitung mit Druckknopf für Klebeelektroden, Ableitung C6 Länge: 1,2 m	Euro 60,40 *
AS4000-107	Leitung mit Druckknopf für Klebeelektroden, Ableitung F Länge: 1,4 m	Euro 66,40 *
AS4000-108	Leitung mit Druckknopf für Klebeelektroden, Ableitung N Länge: 1,4 m	Euro 66,40 *
AS4000-109	Leitung mit Druckknopf für Klebeelektroden, Ableitung L Länge: 1,4 m	Euro 66,40 *
AS4000-110	Leitung mit Druckknopf für Klebeelektroden, Ableitung R Länge: 1,4 m	Euro 66,40 *
AS4000-100	10er Satz Leitungen mit Druckknopf für Klebeelektroden, mit Codierung C1 - C6 1,2 m, R,L,F,N 1,4 m	Euro 628,00 * /Set



Diagnose-
EKG

Asmuth Art.Nr.	Zubehör Decapus Sauganlage Quickels	Preis/Stück	
ASQN500M	Filterelektroden Quickels VE: 128 Stück	Euro 82,00 * /Pack.	
			
ASQN410	Signalkabel, Länge: 1 m	Euro 132,00 *	
	ASQN420	Signalkabel, Länge: 1,2 m	Euro 135,00 *
ASQN440	Signalkabel, Länge: 1,4 m	Euro 162,00 *	
* Abbildung ähnlich			
	ASQN509	Signalmodule, VE: 10 Stück	Euro 229,00 * /Pack.
	ASQN510	Signalmodul zu Quickels Sauganlage ohne Codierungsring und Label	Euro 30,00 *
	ASQN511	Codierung für Quickels Sauganlage zum Codieren der Leitungen	Euro 16,50 * /Pack.
	ASQN512	Aufkleber für Quickels Signalmodul VE: 10 Stück	Euro 32,00 * /Pack.

das entsprechende 10-adrige Diagnose-EKG-Kabel finden Sie auf Seite 126

*Original Artikel, Preisänderungen seitens der Hersteller vorbehalten

Asmuth
Art.Nr.

Originalzubehör für Philips
z.B. TC-50, TC-30

Preis/Stück

AS989803151641

Kompletter Satz Elektrodenkabel für EKG-Schreiber der Serie PageWriter TC, IEC-Farbkodierung: 2 Armkabel (1m), 2 Beinkabel (1,04m) und 2 1-in-3-Trident-Kabel (70cm), 2 Kabelrechen 2,54 DIA, 10 Adapter für Bananenstecker, 2 Trident Mittelstück-Etiketten (C1-C3, C4-C6), 4 farbcodierte Clips, 14 farbcodierte Ringe, 6 weiße Basisringe

Euro 250,43 *



AS989803151661

Kompletter Satz **langer** Elektrodenkabel für EKG-Schreiber der Serie PageWriter TC, IEC-Farbkodierung: 2 lange Armkabel (1,37m), 2 lange Beinkabel (1,42m), 2 lange 1-in-3-Trident-Kabel (1,07m), 2 Kabelrechen, 2,54 DIA, 10 Adapter für Bananenstecker, 2 Trident Mittelstück-Etiketten (C1-C3, C4-C6), 4 farbcodierte Clips, 14 farbcodierte Ringe, 6 weiße Basisringe

Euro 282,70 *



AS989803151671

Satz Brustwandkabel für EKG-Schreiber der Serie PageWriter TC, AAMI- und IEC-Farbkodierung: ein 1-in-3-(Trident)-Kabel (70cm), 12*2 farbcodierte Ringe, 3 braune Basisringe, 3 weiße Basisringe (AAMI und IEC), 3 Adapter für Bananenstecker, 4 Trident Mittelstück-Etiketten zur Elektrodenplatzierung (V1-V3, V4-V6, C1-C3, C4-C6)

Euro 52,09 *



AS989803151691

Satz **langer** Brustwandkabel für EKG-Schreiber der Serie PageWriter TC, AAMI- und IEC-Farbkodierung: ein langes 1-in-3-(Trident)-Kabel (1,07m), 13*2 farbcodierte Ringe, 3 braune Basisringe, 3 weiße Basisringe (AAMI und IEC), 3 Adapter für Bananenstecker, 1 Kabelrechen 2,54 DIA, 4 Trident Trident Mittelstück-Etiketten zur Elektrodenplatzierung (V1-V3, V4-V6, C1-C3, C4-C6)

Euro 85,70 *



AS989803151711

Satz Extremitätenkabel für EKG-Schreiber der Serie PageWriter TC, AAMI- und IEC-Farbkodierung: 2 Armkabel (99cm), 2 Beinkabel (1,04m), 5*2 farbcodierte Ringe und 13*2 farbcodierte Clips für AAMI und IEC, 4 Adapter für Bananenstecker

Euro 62,33 *




bei allen Varianten ist es zwingend notwendig, dass der Kunde den Verteilerblock angeschlossen hat

*Original Artikel, Preisänderungen seitens der Hersteller vorbehalten

Asmuth Art.Nr.	Original Zubehör Siemens	Preis/Stück
AS6644533	<p>Original Siemens EKG Stammkabel IEC1 Kabel-System 2000 10 Leitungen mit 14 pol. Redel-Stecker, Länge: 3,8 m für Axiom Artis dFC, #6644533</p> <p><i>Original ECG trunk cable IEC1 Cable system 2000 10 leads with 14 pol. Redel plug, length: 3,8 m for Axiom Artis dFC, # 6644533</i></p>	Euro 1.145,00 *
AS6644590	<p>Original Siemens EKG-Patientenkabel 5-adrig für Siemens Axiom Artis/Sensis Länge: 1 m ersetzt AS6623792</p> <p><i>Original ECG patient cable 5-leads for Siemens Axiom Artis / Sensis Length: 1 m replaces AS6623792</i></p>	Euro 411,90 *
AS6644558	<p>Original Siemens Brustwand- leitungen mit Klammer 5-er Satz IEC1, single Pin Länge: 0,7 m</p> <p><i>Original Siemens chest wall leads with clamp, single Pin 5-leads IEC1 length: 0,7 m</i></p>	Euro 386,70 *

*Original Artikel, Preisänderungen seitens der Hersteller vorbehalten

TEMPERATURÜBERWACHUNG



Temperatur-
überwachung



we take care

we take care



Temperatursonden - latexfrei

Zentrale Temperatur (Rektal/Oesophageal):

Typ D-RA4 für Erwachsene, Ø 4 mm
 Typ D-RB3 für Kinder, Ø 3 mm
 Typ D-RB2 für Kleinstkinder, Ø 2 mm



Hauttemperatursonde:

für Erwachsene und Kinder
 Typ S-06, Ø 6 mm
 Typ S-10, Ø 10 mm
 Typ S-16, Ø 16 mm



Steckertypen

Typ „A“, **autoklavierbar**,
 Klinckenstecker Ø 6,3 mm, Länge: 2,75 m






Typ „HP“, **autoklavierbar**,
 Stecker rund 2-polig für HP, Länge: 2,75 m



Typ „SA“, **autoklavierbar**,
 Stecker rund für Siemens MultiMed
 (Serie 6000) und Dräger Infinity, M540, Länge: 2,75 m



Steckertyp	Asmuth Art.-Nr.	Dräger	GE	Philips / HP	Preis/Stück
	„A“ ASD-RA4A	#5201327	#21729402, #21729403		● Euro 106,12
	ASD-RB3A	#5201343	#21730002, #21730003		● Euro 139,09
	ASD-RB2A		#21733501		● Euro 187,74
	ASD-S06A	#5201335	#21729501, #21733601		● Euro 172,28
	ASD-S10A	#5201335	#21729501, #21733601		● Euro 173,18
	ASD-S16A	#5201335	#21729501, #21733601		● Euro 176,54
	„HP“ ASD-RA4HP			#HP21075A, #989803203561	● Euro 111,73
	ASD-RB3HP			#HP21076A, #989803203571	● Euro 145,15
	ASD-RB2HP				● Euro 202,11
	ASD-S06HP			#HP21078A, #989803203581	● Euro 194,93
	ASD-S10HP			#HP21078A, #989803203581	● Euro 198,96
	ASD-S16HP			#HP21078A, #989803203581	● Euro 202,33
	„SA“ ASD-RA4SA	#5204644 3,0m			● Euro 158,60
	ASD-RB3SA	#5204651 3,0m			● Euro 181,02
	ASD-RB2SA				● Euro 210,18
	ASD-S06SA	#5204669 3,0m			● Euro 228,56
	ASD-S10SA	#5204669 3,0m			● Euro 228,56
	ASD-S16SA	#5204669 3,0m			● Euro 228,56



Asmuth Art.Nr.	Temperatursonden Original GE, Mindray	Preis/Stück
-------------------	------------------------------------------	-------------

AS6600-0875-700	Original GE Ohmeda Giraffe wiederverwendbare Temperatursonde Hautoberfläche, Ø 8 mm #2075796-001	Euro 85,40 *
-----------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------

*Original GE temperaturprobe for
Ohmeda Giraffe, skin, Ø 8 mm*

AS0011-30-37392	Original Mindray Temperatursonde für iMEC-Serie, iPM-Serie, T1, BeneView, BeneHeart, Datascope Passport 8, Passport 12, DPM6, DPM7, wiederverwendbar für Erwachsene 2-poliger Mindray Stecker, Typ: MR401B , Messort: oral/rektal Länge: 3 m	Euro 90,00 *
-----------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------

*Original Mindray temperature probe
for iMEC series, iPM series, T1, BeneView,
BeneHeart, Datascope Passport 8,
Passport 12, DPM6, DPM7,
reusable for adults. 2-pin Mindray connector,
Type: MR401B, Measurement site: oral/rectal,
length: 3 m*

Temperatur-
überwachung

AS0011-30-37395	Original Mindray wiederverwendbare Temperatursonde für Kinder/Neugeborene, Haut für Mindray iMEC-Serie, iPM-Serie, T1, BeneView, BeneHeart, Datascope Passport 8, Passport 12, DPM6, DPM7 #MR404B , 2-poliger Mindray Stecker Länge: 3 m	Euro 90,00 *
-----------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------

*Original Mindray Reusable Pediatric/Neonatal
Skin Temperature Probe for Mindray
iMEC Series, iPM Series, T1, BeneView,
BeneHeart, Datascope Passport 8,
Passport 12, DPM6, DPM7
#MR404B, 2-pin Mindray connector
length: 3 m*




AS0011-30-37393	Original Mindray wiederverwendbare Temperatursonde für Erwachsene, Haut für Mindray iMEC-Serie, iPM-Serie, T1, BeneView, BeneHeart, Datascope Passport 8, Passport 12, DPM6, DPM7 #MR403B , 2-poliger Mindray Stecker Länge: 3 m	Euro 90,00 *
-----------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------

*Original Mindray Reusable Adult Skin
Temperature Probe for Mindray iMEC Series,
iPM Series, T1, BeneView, BeneHeart,
Datascope Passport 8, Passport 12,
DPM6, DPM7, #MR403B,
2-pin Mindray connector, length: 3 m*

*Original Artikel, Preisänderungen seitens der Hersteller vorbehalten

Asmuth Art.Nr.	Verlängerungskabel für Temperatursonden	Preis/Stück
	<p>ASXSA15DE-1 Adapter für Temperaturmessung für SC9000 / SC6000 / SC5000, Anschluss für Multimed AS798 #5198333, Länge: 0,3 m</p> <p><i>Adapter for Siemens / Dräger SC9000 / SC6000 / SC5000, #5198333</i></p>	Euro 129,53
	<p>AS402015-004E-1 Dual Temperatur Adapterkabel, Typ: Tram 451M GE zum Anschluss von 2 Temperatursonden mit 6,3 mm Klinkenstecker #2016998-001, Länge: 0,3 m</p>	Euro 319,69
	<p>AS2021700-001E-1 Temperaturanschlusskabel zu GE für 1 Temperatursonde mit 6,3 mm Klinkenstecker #2104178-001, Länge: 0,3 m</p>	Euro 143,66
	<p>ASXMR03D-1 Verlängerungskabel für Temperatursonden mit Klinkenstecker 6,3 mm für Mindray T5/T8, IPM8, DPM6/7 #0010-30-43056, Länge: 0,3 m</p>	Euro 78,16
	<p>ASM21082AE-1 Anschlusskabel für Tempuraufnehmer zu Philips M21090A mit HP-/Philipsstecker Länge: 3 m</p>	Euro 59,08

	Asmuth Art.Nr.	Temperaturmesskabel	Preis/Stück
	ASME90148-1	Temperaturmesskabel mit 6,3 mm Klinkenstecker , für Datex und Spacelabs , #165641, #700-4000-00, 2 Stifte in Buchse , für z.B. ASD-TMQ-25, Länge: 3 m	Euro 63,14
	ASME90042-1	Temperaturmesskabel mit 2-poligem HP Stecker , 2 Stifte in Buchse , #502-0411 für z.B. ASD-TMQ-25, Länge: 3 m	Euro 63,14
	ASME90043-1	Temperaturmesskabel mit Anschluss für GE , #2021701-001, #2104179-001, 2 Stifte in Buchse , für z.B. ASD-TMQ-25, Länge: 3 m	Euro 65,75
	ASME90049-1	Temperaturmesskabel mit Anschluss für Dräger / Siemens (Multimed) , SC6000 / SC9000 2 Stifte in Buchse , für z.B. ASD-TMQ-25, Länge: 3 m	Euro 63,14
			

Asmuth Art.Nr.	Einmal-Temperatursonden Disposable temperaturprobes	Preis/VE
ASM21090AE-1	<p>Einmal-Temperatursonden, Ø 4 mm, für Erwachsene zu Philips #21090A, VE: 20 Stück für Adapterkabel ASM21082A</p> <p><i>Disposable temperaturprobe for Philips #21090A, box: 20 pcs. adaptercable ASM21082A needed</i></p>	Euro 221,32
	●	
ASD-TMQ-25	<p>Einmal-Temperatursonden für die Hautoberflächenmessung für GE 400er Serie, Dräger/Siemens, Kabellänge: 75 cm, VE: 25 Stück (zu verwenden mit ASME90...)</p> <p><i>Disposable temperatureprobes for skin, length: 75 cm, box: 25 pcs.</i></p>	Euro 530,71
	●	
ASD-THP-1	<p>Einmal-Temperatursonden für die Hautoberflächenmessung für Philips, Kabellänge: 75 cm , VE: 20 Stück</p> <p><i>Disposable temperatureprobes for skin, length: 75 cm, box: 20 pcs.</i></p>	Euro 424,57
	●	

BLUTDRUCKMANSCHETTEN UND -SCHLÄUCHE



Blutdruck-
manschetten
und -schläuche

we take care

we take care



Asmuth **Blutdruckmanschetten, latexfrei** **Preis/Stück**
Art.Nr.

Sollten Sie vormontierte HP-Adapter in Metallausführung wünschen, bestellen Sie bitte wie folgt:

Blutdruckmanschette **Clic** (inkl. Metall-HP-Adapter) mit **herausnehmbarer Blase**



Kleinkinder, 6-11 cm
Maße: 17 x 5 cm

Einschlauch:

ASCEC06/11

Euro 32,43



Kinder, 10-15 cm
Maße: 21,5 x 6,5 cm

ASCEC10/19

Euro 33,48

Kinder groß, 14-21,5 cm
Maße: 30,5 x 9 cm

ASCEC14/21

Euro 36,40

Erwachsene klein, 18-26 cm
Maße: 40 x 11 cm

ASCEC18/26

Euro 39,55

Erwachsene, 25-35 cm
Maße: 50 x 14 cm

ASCEC25/35

Euro 45,39

Erwachsene, 25-38 cm
Maße: 63,5 x 14 cm
langer Klett

ASCEC25/35L

Euro 47,72



Erwachsene groß, 33-47 cm
Maße: 65 x 18 cm

ASCEC33/47

Euro 64,05

Erwachsene GP, 46-66 cm
Maße: 77 x 22 cm

ASCEC46/66

Euro 69,66



Wenn Sie für Philips Zweischlauchmanschetten benötigen, bestellen Sie bitte die gewünschte Größe (siehe Liste Zweischlauch auf Seite 147) und notieren in Ihrer Bestellung zusätzlich den gewünschten Adapter ASHP (Kunststoffvariante) oder ASFLL/M (Metallvariante).

Asmuth **Adapter in Metallausführung** **Preis/Stück**
Art.-Nr.



ASMLL/M Female Bajonettverbindung auf 5/32 Zoll,
Clic-Verschluss NIBP-Schlauch, VE: 5 Stück

Euro 24,73



ASFLL/M Male Bajonettstecker auf 3/16 Zoll,
Clic-Verschluss NIBP-Manschette, VE: 10 Stück

Euro 3,43

Asmuth Blutdruckmanschetten, latexfrei
Art.Nr.

Preis/Stück

Blutdruckmanschette mit **herausnehmbarer Blase**, ohne Adapter




	Einschlauch:	Zweischlauch:	
Kleinkinder, 6-11 cm Maße: 17 x 5 cm	ASCE06/11	ASCD06/11	Euro 32,43
Kinder, 10-15 cm Maße: 21,5 x 6,5 cm	ASCE10/19	ASCD10/19	Euro 33,48
Kinder groß, 14-21,5 cm Maße: 30,5 x 9 cm	ASCE14/21	ASCD14/21	Euro 36,40
Erwachsene klein, 18-26 cm Maße: 40 x 11 cm	ASCE18/26	ASCD18/26	Euro 39,55
Erwachsene, 25-35 cm Maße: 50 x 14 cm	ASCE25/35	ASCD25/35	Euro 45,39
Erwachsene, 25-38 cm Maße: 63,5 x 14 cm langer Klett	ASCE25/35L	ASCD25/35L	Euro 47,72
Erwachsene groß, 33-47 cm Maße: 65 x 18 cm	ASCE33/47	ASCD33/47	Euro 64,05
Erwachsene GP, 46-66 cm Maße: 77 x 22 cm	ASCE46/66	ASCD46/66	Euro 69,66


Blutdruck-
manschetten
und -schläuche


Bitte wählen Sie die für Ihr Monitoring benötigten Adapter aus untenstehender Auflistung aus und geben Sie diese auf Ihrer Bestellung mit an (Die Adapter erhalten Sie kostenfrei zur Manschette):

Einschlauch:


ASHP  **Criticare 508, Datascope Accutorr Plus, Paßport 2, Nippon Colin, Philips Agilent, HP, Siemens, Spacelabs**


ASNI  **Datascope Paßport XG Hellige, Nellcor**


ASDT  **Nihon Kohden**


ASMQ  **Welch Allyn, Propaq, Protocol**

Zweischlauch:

ASDM  **Critikon Dinamap Invivo Criticare 507**

ASMQ & ASDT  **Datex-Ohmeda**

ASGE  **GE Dina-Click**
*Abbildung ähnlich

ASMQ  **GE Medical Systems**

Asmuth **Blutdruckmanschetten, latexfrei** **Preis/Stück**
Art.-Nr.

Blutdruckmanschette mit verschweißter Blase, ohne Adapter

Einschlauch: Zweischlauch:

Kinder, 9-14,8 cm **ASCB9/14** **ASCBD9/14** **Euro 21,77**
Maße: 21,5 x 5,8 cm

Kinder, 13,8-21,5 cm **ASCB13/21** **ASCBD13/21** **Euro 23,95**
Maße: 31,5 x 8 cm



Erwachsene, klein, 20,5-28,5 cm **ASCB20/28** **ASCBD20/28** **Euro 26,13**
Maße: 39,5 x 10 cm

Erwachsene, 27,5-36,5 cm **ASCB27/36** **ASCBD27/36** **Euro 27,22**
Maße: 50,5 x 13 cm

Erwachsene lang, 27,5-42 cm **ASCB27/36L** **ASCBD27/36L** **Euro 30,48**
Maße: 63,5 x 13 cm



Erwachsene groß lang, 35,5-46 cm **ASCB35/46** **ASCBD35/46** **Euro 32,90**
Maße: 67 x 16,5 cm

Oberschenkel, 45-56 cm **ASCB45/56** **ASCBD45/56** **Euro 34,84**
Maße: 81 x 20,7 cm

Benötigen Sie Adapter? Bitte wählen Sie den gewünschten Adapter auf Seite 147 aus und geben Sie diesen bei Ihrer Bestellung mit an.



Asmuth
Art.-Nr.

Blutdruckmanschetten, latexfrei

Preis/Stück

Einmal-Blutdruckmanschette, Einschlauch, VE: 10 Stück

ASME12/19EH-1

Kinder klein mit **vormontiertem HP-Adapter**, Umfang: 12-19 cm

Euro 8,00

ASME17/25EH-1

Kinder mit **vormontiertem HP-Adapter**, Umfang: 17-25 cm

Euro 9,00

ASME23/33EH-1

Erwachsene mit **vormontiertem HP-Adapter**, Umfang: 23-33 cm

Euro 12,00

ASME31/40EH-1

Erwachsene mit **vormontiertem HP-Adapter**, Umfang: 31-40 cm

Euro 14,00

ASME38/50EH-1

Erwachsene mit **vormontiertem HP-Adapter**, Umfang: 38-50 cm

Euro 15,00



Blutdruck-
manschetten
und -schläuche



ASME23/33ED-1

Erwachsene mit **vormontiertem DT-Adapter**, Umfang: 23-33 cm

Euro 12,00



Asmuth **Neonaten Einmal-Blutdruckmanschetten** **Preis/Pack.**
Art.Nr.

hautfreundlich, latexfrei, angenehm weich, VE: 10 Stück



ASNN1MQ	Umfang: 3 - 6 cm	Euro 52,70
ASNN2MQ	Umfang: 4 - 8 cm	Euro 52,70
ASNN3MQ	Umfang: 6 - 11 cm	Euro 52,70
ASNN4MQ	Umfang: 7 - 13 cm	Euro 52,70
ASNN5MQ	Umfang: 8 - 15 cm	Euro 52,70



ASNN1HP **Einmal**-Neonatal-Einschlauchmanschette **Euro 52,70**
Material soft-fiber, latexfrei, HP Anschluss
Größe 1: 3 - 6 cm, VE: 10 Stück

ASNN2HP **Einmal**-Neonatal-Einschlauchmanschette **Euro 52,70**
Material soft-fiber, latexfrei, HP Anschluss
Größe 2: 4 - 8 cm, VE: 10 Stück



ASNN3HP **Einmal**-Neonatal-Einschlauchmanschette **Euro 52,70**
Material soft-fiber, latexfrei, HP Anschluss
Größe 3: 6 - 11 cm, VE: 10 Stück

ASNN4HP **Einmal**-Neonatal-Einschlauchmanschette **Euro 52,70**
Material soft-fiber, latexfrei, HP Anschluss
Größe 4: 7 - 13 cm, VE: 10 Stück

ASNN5HP **Einmal**-Neonatal-Einschlauchmanschette **Euro 52,70**
Material soft-fiber, latexfrei, HP Anschluss
Größe 5: 8 - 15 cm, VE: 10 Stück



ASM1866B-1 **Einmal**-Manschetten für Neugeborene, **Euro 55,60**
für Philips, Größe 1: 3 - 6 cm, VE: 10 Stück

ASM1868B-1 **Einmal**-Manschetten für Neugeborene, **Euro 55,60**
für Philips, Größe 2: 4 - 8 cm, VE: 10 Stück



ASM1870B-1 **Einmal**-Manschetten für Neugeborene, **Euro 55,60**
für Philips, Größe 3: 6 - 11 cm, VE: 10 Stück

ASM1872B-1 **Einmal**-Manschetten für Neugeborene, **Euro 55,60**
für Philips, Größe 4: 7 - 13 cm, VE: 10 Stück

ASM1873B-1 **Einmal**-Manschetten für Neugeborene, **Euro 55,60**
für Philips, Größe 5: 8 - 15 cm, VE: 10 Stück



Asmuth Art.Nr.	Blutdruckmanschetten Welch Allyn	Preis/Stück
Blutdruckmanschette wie FlexiPort® wiederverwendbar, <u>ohne Schlauch</u>		
AS-REUSE-06-1	Säuglinge, 7 - 10 cm	Euro 30,50
AS-REUSE-07-1	Säuglinge, 9 - 13 cm	Euro 30,50
AS-REUSE-08-1	Kleinkind, 12 - 16 cm	Euro 30,50
AS-REUSE-09-1	Kinder, 15 - 21 cm	Euro 30,50
AS-REUSE-10-1	Erwachsene klein, 20 - 26 cm	Euro 30,50
AS-REUSE-11-1	Erwachsene, 25 - 34 cm	Euro 30,50
AS-REUSE-11L-1	Erwachsene lang , 25 - 34 cm	Euro 30,50
AS-REUSE-12-1	Erwachsene groß, 32 - 43 cm	Euro 30,50
AS-REUSE-12L-1	Erwachsene groß lang , 32 - 43 cm	Euro 30,50
AS-REUSE-13-1	Erwachsene Oberschenkel, 40 - 55 cm	Euro 30,50
Original FlexiPort® Blutdruckmanschette, Einmal-Manschette, <u>ohne Schlauch</u>, VE: 20 St.		
		Preis/Pack.
AS-SOFT-09	Kinder, 15 - 21 cm	Euro 179,00 *
AS-SOFT-10	Erwachsene klein, 20 - 26 cm	Euro 179,00 *
AS-SOFT-11	Erwachsene, 25 - 34 cm	Euro 179,00 *
AS-SOFT-11L	Erwachsene lang , 25 - 34 cm	Euro 179,00 *
AS-SOFT-12	Erwachsene groß, 32 - 43 cm	Euro 179,00 *
AS-SOFT-12L	Erwachsene groß lang , 32 - 43 cm	Euro 179,00 *
AS-SOFT-13	Erwachsene Oberschenkel, 40 - 55 cm	Euro 179,00 *



Blutdruck-
manschetten
und -schläuche


	Original Welch Allyn Adapter und Anschlussschläuche	Preis/Pack.
Einschlauch, VE: 10 Stück		
AS-WLA-1	Adapter für Welch Allyn Flexiport, ohne Anschlussschlauch	Euro 11,05 *
ASWLA1-HP	Adapter für Welch Allyn Flexiport inkl. Schlauch mit ASHP	Euro 25,80 *
ASWLA1-MQ	Adapter für Welch Allyn Flexiport inkl. Schlauch mit ASMQ	Euro 23,15 *
ASWLA1-SC	Adapter für Welch Allyn Flexiport inkl. Schlauch mit ASDM	Euro 21,00 *
Zweischlauch, VE: 10 Stück		
AS-WLA-2	Adapter für Welch Allyn Flexiport, ohne Anschlussschlauch	Euro 11,05 *
ASWLA2-MQ	Adapter für Welch Allyn Flexiport inkl. Schlauch mit ASMQ	Euro 37,30 *
ASWLA2-MF	Adapter für Welch Allyn Flexiport inkl. Schlauch mit ASDT und ASMQ	Euro 78,60 *
ASWLA2-GE	Adapter für Welch Allyn FlexiPort inkl. Schlauch mit ASGE	Euro 28,50 *



*Original Artikel, Preisänderungen seitens der Hersteller vorbehalten

Asmuth Art.Nr.	NIBP-Verbindungsschläuche	Preis/Stück
AS107365CL	 <p>NIBP-Doppelschlauch mit Clic, Erwachsene / Kinder, für Clic-Manschette für Critikon, Dinamap Plus Pro Serie Procure, Pro 1000, Länge: 2,5 m</p> <p><i>NIBP double-hose with clic, adults / children, for Critikon Dinamap Plus Pro Serie Procure, Pro1000, length: 2,5 m</i></p>	Euro 74,25
AS107365E	 <p>NIBP-Doppelschlauch für Erwachsene / Kinder Manschetten für Critikon Dinamap Plus Pro Serie, Pro Care und Pro 1000, Länge: 3,6 m</p> <p><i>NIBP double-hose for adults / children, for Critikon Plus Pro Serie, Pro Care and Pro 1000, length: 3,6 m</i></p>	Euro 68,37
AS714-001-00CL-1	 <p>NIBP-Anschlussschlauch für Dräger Vista, Länge: 2,75 m</p> <p><i>NIBP single-hose with clic for Dräger Vista, length: 2,75 m</i></p>	Euro 72,83
AS2021285-001E	 <p>Anschluss-Doppelschlauch für NIBP-Manschetten Datex Länge: 3,5 m #2020980-001 Adapter DT-MQ</p> <p><i>NIBP double-hose for Datex, length: 3,5 m</i></p>	Euro 87,09

Wir liefern Ihnen sämtliche Konfiguration für alle Monitore.

Asmuth Art.Nr.	NIBP-Verbindungsschläuche	Preis/Stück
	AS714-001-00CL-1 NIBP-Anschlusschlauch für Spacelabs, Clic #714-0018-00, Mindray MEC-1000 / MEC-1200, Datascope Accutorr Plus, Passport 2, Passport 2 LT, Länge: 2,75 m <i>NIBP single-hose with clic for Spacelabs #714-0018-00, Mindray MEC-1000, MEC-1200, Datascope Accutorr Plus, Passport 2, Passport 2 LT, length: 2,75 m</i>	Euro 72,83
	ASMP00953 Original Dräger NIBP-Verbindungsschlauch für SC600x/SC5000/SC9000, Infinity Delta ff., Schnellverbinder, #MP00953, Länge: 3,7 m <i>Original Dräger NIBP single-hose for SC600x/SC5000/SC9000, Infinity Delta f., quick connector, #MP00953, length: 3,7 m</i>	Euro 141,00 *
	AS1275275CL NIBP-Einschlauch für Clic -Manschette für Siemens / Dräger, Länge: 3 m <i>NIBP single-hose with clic for Siemens / Dräger, length: 3 m</i>	Euro 139,13
	AS2870298E-1 NIBP-Verbindungsschlauch für Neonatalmanschetten für Siemens SC600x, SC5000, SC9000 NP Cartridge, 732, Länge: 2,4 m <i>NIBP single-hose for neonatal cuffs for Siemens SC600x, SC5000, SC9000 NP Cartridge, 732, length: 2,4 m</i>	Euro 86,00




Asmuth Art.Nr.	NIBP-Verbindungsschläuche	Preis/Stück
ASM1599CL-1	<p>NIBP-Einfachschlauch für Clic-Manschette für Mindray BeneView T5 / T8 / IPM / IMEC, #6200-30-09688, Philips #M30464A / #M1599B, Länge: 3,45 m NICHT FÜR SÄUGLINGE siehe ASM1597NR</p> <p><i>NIBP single-hose with clic for Mindray BeneView T5 / T8 / IPM / IMEC, Philips #M30464A / #M1599B, #6200-30-09688, length: 3,45 m NOT FOR INFANTS see ASM1597NR</i></p>	Euro 72,83
AS414873-001CL	<p>NIBP-Doppelschlauch für Erwachsene / Pädiatrie für Clic-Manschetten für Marquette Hellige, Dash 2000 / 3000, Eagle 1000 / 3000, Länge: 3,5 m</p> <p><i>NIBP double-hose with clic, adults / children, for Marquette Hellige, Dash 2000 / 3000, Eagle 1000 / 3000, length: 3,5 m</i></p>	Euro 72,83
AS414873-001E	<p>NIBP-Doppelschlauch für Erwachsene / Pädiatrie für Marquette Hellige, Dash 2000 / 3000, Eagle 1000 / 3000, Länge: 3,5 m</p> <p><i>NIBP double-hose for adults / children for Marquette Hellige, Dash 2000 / 3000, Eagle 1000 / 3000, Dräger TRAM Module 4xx, 6xx, 8xx, length: 3,5 m</i></p>	Euro 53,67
AS2058203-002	<p>Original Blutdruckschlauch DINACLICK Erwachsene, Dura-Cuff für Eagle3000, Dash 2000,2500, 3000,4000,5000,Tram,Carescape Länge: 3,6 m, #2058203-002</p> <p><i>Original bloodpressure hose for adult, length: 3,6 m</i></p>	Euro 76,72 *
AS2087389-002	<p>Original GE Blutdruckschlauch Erwachsene und Kinder DINACLICK V2, EN 80369-5, Carescape One, PPD, Länge: 3,6 m #2087389-002</p> <p><i>Original GE blood pressure tubing adult and pediatric DINACLICK V2, EN 80369-5, Carescape One, PPD, length: 3,6 m #2087389-002</i></p>	Euro 83,43 *

*Original Artikel, Preisänderungen seitens der Hersteller vorbehalten





Asmuth Art.Nr.	NIBP-Verbindungsschläuche	Preis/Stück
	ASM1599CLR NIBP Einschlauch für Clic-Manschette an Philips X2, MP5, Avalon, VS30, Goldway, Efficia, Intrepid, DFM100 (roter Stecker, 5 mm Innenmaß) #989803209771, Länge: 3,5 m <i>NIBP single-hose with clic for an Philips X2, MP5, Avalon, VS30, Goldway, Efficia, Intrepid, DFM100 length: 3,45 m</i>	Euro 72,83
	ASM1597NR Verbindungsschlauch zum Anschluß von Einmal - Neonatenblutdruckmanschetten Einschlauch mit HP Connector (ASNN1 - 5HP) an Philips (roter Stecker, 5 mm Innenmaß) NIBP single-hose for connecting disposable neonatal blood pressure cuffs single tube with HP connector (ASNN1-5HP) to Philips	Euro 81,65
	ASM1597CE Verbindungskabel zum Anschluß an Neonaten-Einmal-Blutdruckmanschetten (ASM1866BE-ASMM1873BE), wie Philips #M1597C, #989803166861, Länge: 3 m <i>NIBP single-hose for neonate, for philips length: 3 m</i>	Euro 88,20
	ASM1597CR Verbindungskabel zum Anschluß an Neonaten-Einmal-Blutdruckmanschetten (ASM1866BE-ASMM1873BE), an Philips X2, MP5, Avalon, VS30, Goldway, Efficia, Intrepid, DFM100 (roter Stecker, 5 mm Innenmaß) #989803209751, Länge: 3 m <i>NIBP single-hose for neonate, for philips length: 3 m</i>	Euro 88,20
	ASWLA4500-34 NIBP-Anschlussschlauch für Welch Allyn mit FlexiPortanschluss für Spot LXi Vital Signs CVSM6000 / CSM7400, Länge: 1,5 m <i>NIBP hose for Welch Allyn with FlexiPort connection for Spot LXi Vital Signs CSVM6000 / CSV7400, length: 1,5 m</i>	Euro 52,60 *

Blutdruck-
manschetten
und -schläuche

Invasive Blutdruckmessung

Asmuth Art.Nr.	IBP-Adapterkabel Typ B.Braun	Preis/Stück
AS22339301E	IBP-Adapterkabel Typ B. Braun für GE Marquette Eagle/Dash 1000, 2000, 3000, 3100, 4000, Solar 7000, 8000, 9000, Careescape Bxxx, Tram Module 100-600, Cath-Lab, Mac-Lab <i>IBP-adaptercable, type: B. Braun for GE Marquette Eagle/Dash 1000, 2000, 3000, 3100, 4000, Solar 7000, 8000, 9000, Tram Module 100-600, Cath-Lab, Mac-Lab</i>	Euro 97,87
		
ASM1634AE	IBP-Adapterkabel Typ B. Braun für Philips/HP 78352A, M1165A, Merlin Viridia 24, CMS24, M3/M4, M1175A, M1350B, M1205A, M1350A, M1353A, 8030A, 8040A <i>IBP-adaptercable, type: B. Braun for Philips/HP 78352A, M1165A, Merlin Viridia 24, CMS24, M3/M4, M1175A, M1350B, M1205A, M1350A, M1353A, 8030A, 8040A</i>	Euro 97,87
		
ASBC-SM1-BBE	IBP-Adapterkabel Typ B. Braun für Siemens Sirecust 400-1281, SC8000 <i>IBP-adaptercable, type: B. Braun for Siemens Sirecust 400-1281, SC8000</i>	Euro 97,87
		

Invasive Blutdruckmessung

Asmuth Art.Nr.	IBP-Adapterkabel Typ Becton Dickinson	Preis/Stück
	ASBC-HP-BD IBP-Adapterkabel Typ Becton Dickinson für Philips/HP 7852A, M1165A, Merlin Viridia 24, CMS 24, M3/M4, M1175A, M1350B, M1205A, M1350A, M1353A, 8030A, 8040A, #684081, Länge: 4 m <i>IBP-adaptercable, type: Becton Dickinson for Philips/HP 7852A, M1165A, Merlin Viridia 24, CMS 24, M3/M4, M1175A, M1350B, M1205A, M1350A, M1353A, 8030A, 8040A, #684081, length: 4 m</i>	Euro 106,68
	ASBC-SM1-BDE IBP-Adapterkabel Typ Becton Dickinson für Siemens Sirecust 400-1281, SC8000 <i>IBP-adaptercable, type: Becton Dickinson for Siemens Sirecust 400-1281, SC8000</i>	Euro 97,87
	ASJP-900P-1 IBP-Kabel Typ Becton Dickinson für Nihon Kohden , Ohmeda Transducer (z.B. TP400T), #K951, Länge: 4 m <i>IBP-adaptercable, type: Becton Dickinson for Nihon Kohden Ohmeda Transducer (e.g. TP400T), #K951, length: 4 m</i>	Euro 173,00
	ASBC-HP-UT IBP-Adapterkabel Typ Utah für Philips/HP 7800 Serie, #650-206 <i>IBP-adaptercable, type: Utah for Philips/HP 7800 series, #650-206</i>	Euro 75,44

Invasive Blutdruckmessung

Asmuth Art.Nr.	IBP-Zubehör	Preis/Stück
ASMCP156PH1	Monitor Konn. 1-fach Philips X-trans #MCP156PH1	Euro 78,55 *
ASMCP156PH2	Monitor-Connector 2-fach Philips #MCP156PH2	Euro 119,78 *
ASMCP156PH3	Monitor Konn. 3-fach Philips X-trans BDP156PH3	Euro 139,80 *
ASBDP156HP4	Monitor Konn. 4-fach Philips X-trans BDP156HP4 Länge: 50 cm	Euro 189,70 *
ASMCP533MQ1	Monitor Konnektor 1-fach, Marquette , 50 cm MCP533MQ1 VE. 1 Stück #75.6005	Euro 120,80 *
ASCBP901-M320	Contactboard 1-fach #CBP901-M320, Länge: 3,2 m	Euro 76,39 *
ASCBP902-M320	Contactboard 2-fach ODU-Metall, mit Metallstecker #CBP902-M320, Länge: 3,2 m	Euro 113,20 *
ASCBP903-M320	Contactboard 3-fach #CBP903-M320 Länge: 3,2 m	Euro 180,75 *
ASCBP904-M320	Contactboard 4-fach mit Metallstecker, #BDC904-M, Länge: 3,2 m	Euro 181,50 *
ASCBP901P-533SM	IFK Contactboard 1-fach X-trans CBP901P-533SM für Corpuls, GE, Ohmeda, etc. Länge: 3,2 m	Euro 117,27 *



*Abbildung ähnlich

	Asmuth Art.Nr.	IBP-Zubehör	Preis/Stück
	ASBDC902-156	Contactboard 2-fach BDC902-156 Philips / HP 7800 VE: 1Stück, #75.1052	Euro 171,34 *
	ASCBP901P-156	Contactboard 1-fach CBP901P-156 Philips / HP 7800 VE: 1Stück, #75.4008	Euro 80,39 *
*Abbildung ähnlich			
	ASCBP901P-174SM	Contactboard-Go+ 1-fach, CBP901P-174SM, Siemens/Dräger VE: 1 Stück	Euro 94,80 *
*Abbildung ähnlich			
	AS-Div-100	X-trans Halteplatte #17.0118 VE: 10 Stück	Euro 62,80 * /Pack.
	ASBDPT-1056	IBP-Adapterkabel für Philips / Hewlett-Packard VE: 1 Stück #BDPT-1056, #75.3103 (intern: PvB Stecker) <i>IBP-adaptercable for Hewlett Packard</i>	Euro 59,30 *
	ASBDPT-1074A	IBP-Adapterkabel Monitorkonnektor 1-fach #BDPT-1074A für Siemens , #75.3236 <i>IBP-adaptercable for Siemens</i>	Euro 125,82 *

Blutdruck-
manschetten
und -schläuche






Asmuth Art.Nr.	Langzeit-Blutdruckmanschetten	Preis/Stück
	AS015-0067-03Q-1 Langzeit-Blutdruckmanschette zu Spacelabs #015-0067-03Q, zu GE Tonoport V, PAR Physio Port, IEM Mobil OGraph, Einschlauch, 17 - 26 cm mit Bügel und Adapter	Euro 50,00
	AS015-0068-04Q Original Spacelabs Langzeit-Blutdruckmanschette Einschlauch, Verschluss Metall / Luer, 24 - 32 cm	Euro 129,30 *
	AS015-0068-04Q-1 Langzeit-Blutdruckmanschette zu Spacelabs #015-0068-04Q, zu GE Tonoport V, PAR Physio Port, IEM Mobil OGraph, Einschlauch, 24 - 32 cm mit Bügel und Adapter	Euro 89,00
	AS016-0077-04Q Original Spacelabs Langzeit-Blutdruckmanschette Einschlauch, Verschluss Metall / Luer, 32 - 42 cm	Euro 188,30 *
	AS016-0077-04Q-1 Langzeit-Blutdruckmanschette zu Spacelabs #016-0077-04Q, zu GE Tonoport V, PAR Physio Port, IEM Mobil OGraph, Einschlauch, 32 - 42 cm mit Bügel und Adapter	Euro 75,00
	AS026-0109-03Q Original Spacelabs Langzeit-Blutdruckmanschette Einschlauch, Verschluss Metall / Luer, 38 - 50 cm	Euro 197,10 *
	AS015-2635-00-1 Einmalmanschette für Spacelabs passend zu den Mod. 90207/90217A, latexfrei, ohne Anschluss, 26 - 35 cm, VE: 20 Stück	Euro 139,00 /VE
	AS015-3450-00E Einmalmanschette für Spacelabs passend zu den Mod. 90207/90217A, latexfrei, ohne Anschluss, 35,5 - 46 cm, VE: 20 Stück	Euro 169,00 /VE

*Original Artikel, Preisänderungen seitens der Hersteller vorbehalten

Asmuth Art.Nr.	Langzeit-Blutdruckmanschetten	Preis/Stück
	AS2001589-211 Original GE Tonoport Blutdruckmanschette für Tonoport V, kleine Erwachsene, Umfang: 17 - 26 cm #2001589-017 (alt), #2001589-211 (neu)	Euro 75,19 *
	AS2001589-212 Original GE Tonoport Blutdruckmanschette für Tonoport V, Erwachsene standard, Umfang: 24 - 32 cm #2001589-018 (alt), #201589-212 (neu)	Euro 92,70 *
	AS2001589-213 Original GE Tonoport Blutdruckmanschette für Tonoport V, große Erwachsene, Umfang: 32 - 42 cm #2001589-19 (alt), #2001589-213 (neu)	Euro 109,18 *
	AS2001589-214 Original GE Tonoport Blutdruckmanschette für Tonoport V, Erwachsene lang Umfang: 38 - 46 cm #2001589-214	Euro 123,60 *
	AS701884 NIBP-Manschette Ergoline er900, #701.884, #200.194 mit Zugbügel, komplett montiert inkl. Mikrofon, Umfang: 24 - 32 cm , Schlauchlänge: 130 cm	Euro 148,50 *
	AS701886 NIBP-Manschette Ergoline er900, #701.886, #200.230 mit Zugbügel, komplett montiert inkl. Mikrofon, Umfang: 32 - 42 cm , Schlauchlänge: 130 cm	Euro 178,50 *
	AS705090 NIBP-Manschette Ergoline ergoselect-Serie (außer 4,5,10,12) für 200P, 1200EL, Größe L, Umfang: 32 - 42 cm , Schlauchlänge: 130 cm	Euro 178,50 *
	AS705088 NIBP-Manschette Ergoline mit Zugbügel Standard für ergoselect, Umfang: 24 - 32 cm , Schlauchlänge: 130 cm	Euro 148,50 *

Blutdruck-
manschetten
und -schläuche

*Original Artikel, Preisänderungen seitens der Hersteller vorbehalten

	Asmuth Art.Nr.	Manschettenüberzüge	Preis/Pack.
	AS706-0171-00	Überzüge für NIBP-Langzeitmanschetten, Umfang: 24 - 32 cm, #706-0182-00 VE: 50 Stück	Euro 84,40 *
	AS706-0172-00	Überzüge für NIBP-Langzeitmanschetten, Umfang: 32 - 42 cm, #706-0183-00 VE: 50 Stück	Euro 87,40 *
	AS706-0171E	Einmal-Schutzüberzüge für Langzeit - NIBP-Manschetten, Größe: 24-32cm, VE: 50 Stück	Euro 49,00 *
	AS706-0172E	Einmal-Schutzüberzüge für Langzeit - NIBP-Manschetten, Größe: 32-44cm VE: 50 Stück	Euro 49,00 *
Tragetaschen			
	AS989803211031	Original Philips Einmal- Taschen für Telemetrie, mit Fenster und Klettverschluss, Spritzwasser geschützt, Farbe: weiß, 27 cm (21 cm) x 17 cm VE: 200 Stück (vorher #989803140371) für alle gängigen Rekorder	Euro 478,59 *
<i>Disposable telemetry pouches, box: 200 pcs.</i>			
	AS240240	Original Schiller Einmal- Tragetaschen zu Langzeit-Rekorder, 16,5 x 12 cm #2.156086, VE: 50 Stück	Euro 47,00 *
<i>Disposable telemetry pouches, box: 50 pcs.</i>			
	ASTele-1	Einmal- Taschen für Telemetrie, mit Druckknopf, spritzwasser- und chemikalien- geschützt, Farbe: weiß, 8 x 10 cm , VE: 250 Stück für alle gängigen Rekorder	Euro 533,44
	ASTele-2	Einmal- Taschen für Telemetrie, mit Druckknopf, spritzwasser- und chemikalien- geschützt, Farbe: weiß, 15 x 10 cm , VE: 250 Stück für alle gängigen Rekorder	Euro 533,44
	ASTele-3	Einmal- Taschen für Telemetrie, mit Druckknopf, spritzwasser- und chemikalien- geschützt, Farbe: weiß, 20 x 10 cm , VE: 250 Stück für alle gängigen Rekorder	Euro 533,44
	ASTele-4	Einmal- Taschen für Telemetrie, mit Druckknopf, spritzwasser- und chemikalien- geschützt, Farbe: weiß, 25 x 10 cm , VE: 250 Stück für alle gängigen Rekorder	Euro 533,44
<i>Disposable telemetry pouches, box: 250 pcs.</i>			

*Original Artikel, Preisänderungen seitens der Hersteller vorbehalten

**Asmuth
Art.Nr. Aneroide Blutdruckmessung
mit Klettverschluss**

Preis/Stück



**boso Aneroid-Klinik - Blutdruckmeßgerät
mit Klettmanschette
shockprotected, Skala: 60 mm
2 Jahre Garantie**

Preis / Stück

Einschlauch:
AS032-0-250
Zweischlauch:
AS042-0-250

bis 24 Stück ab 25 Stück

Euro 30,65 Euro 26,05 *

Euro 32,55 Euro 27,05 *

AS032-1-000 Druckball mit Manometer zu Aneroid-
Blutdruckmessgerät boso
#032-0-250 Einschlauch

Euro 24,25 *

Blutdruck-
manschetten
und -schläuche

Ersatzmanschetten:

Einschlauch:	Umfang:	
AS039ER08	Kleinkinder, 8 - 13 cm	
AS039ER14	Kinder, 14 - 21 cm	
AS039ER	Erwachsene standard, 22 - 32 cm	
AS039ER33	Erwachsene groß, 33 - 41 cm	
AS039ER41	Erwachsene Oberschenkel, ab 41 cm	
AS039ER-S41	Erwachsene Sondermaß, 41 - 60 cm	


Preis / Stück
Euro 21,00 *
Euro 19,40 *
Euro 17,70 *
Euro 25,00 *
Euro 34,47 *
Euro 27,50 *



Zweischlauch einzelne Schläuche:

AS049ER08	Kleinkinder, 8 - 13 cm	
AS049ER14	Kinder, 14 - 21 cm	
AS049ER	Erwachsene standard, 22 - 32 cm	
AS049ER33	Erwachsene groß, 33 - 41 cm	
AS049ER41	Erwachsene Oberschenkel, ab 41 cm	
AS049ER-S41	Erwachsene Sondermaß, 41 - 60 cm	

Euro 21,00 *
Euro 19,40 *
Euro 17,70 *
Euro 25,00 *
Euro 34,47 *
Euro 27,50 *



Zweischlauch verschweißte Schläuche:

AS049ERD	Erwachsene standard, 22 - 32 cm	
AS049ER14D	Kinder, 14 - 21 cm	
AS049ER33D	Erwachsene groß, 33 - 41 cm	
AS049ER41D	Erwachsene Oberschenkel, ab 41 cm	

Euro 18,80 *
Euro 19,45 *
Euro 23,50 *
Euro 32,90 *

Stethoskope von boso

AS700-0-100 „Boli“ Leichtgewicht-Stethoskop
für Erwachsene mit Doppelkopfbrechstück

Euro 25,60 *



AS725-0-100 „Nurse“ Schwestern-Stethoskop

Euro 16,30 *

*Original Artikel, Preisänderungen seitens der Hersteller vorbehalten

BLUTDRUCKMANSCHETTEN UND -SCHLÄUCHE




we take care

we take care



AKKUS

für jedes medizinisches und
schnurloses Gerät



Akkus für jedes
med. Gerät,
USV

we take care

we take care



Akkumulatoren

Sie erhalten bei uns alle Akkus und alle Akkupacks



Akku-Umbau



Akkupacks



Original-Akkus



Bleigelakkus


USV-Anlagen / Sicherheitstechnische Anlagen




Asmuth Art.Nr.	Bezeichnung	Werte	Preis/Stück
 AS-BP-04	WP1.2-12	12 V / 1,2 Ah 97 x 43 x 53	Euro 23,23
 AS177/34/60E	NP2.3-12	12 V / 2,3 Ah	Euro 31,72
 AS-APC-01	WP7.2-12M	12 V / 7,2 Ah	Euro 15,68
 AS-APC-02	WP12-12A	12 V / 12 Ah	Euro 31,89
 AS-APC-04	WP26-12M	12 V / 26 Ah	Euro 71,90

Asmuth Art.Nr.

Einzelzellen

Preis/Stück

Original-Artikel-Nr.	Größe	Spannung	Kapazität	Abmessungen Ø mm / H mm	Verpackungs- einheit	Preis/Stück
 AS-EZ-04	ReCyko+ AAA Micro NiMH	1,2 V	950 mAh	9 x 44	10 Stück	Euro 2,70
ASHR-3U-X	GP270AAHC Mignon	1,2 V	2,6 Ah	14,5 x 50,5	10 Stück	Euro 3,10
ASV56722	56722 E-Block NiMH	8,4 V	200 mAh	48,5 x 26,6 x 15,7	10 Stück	Euro 7,10

	Bezeichnung	AS-Artikel-Nr.	Werte	Preis/Stück
AKS				
	Lifter Typ Duo / Dualo Akkueinsatz, Sie montieren	AS-A-AKS-01	2 x 12 V / 4,5 Ah Bleiakku 90 x 70 x 107	Euro 57,50 /Set
	■			
Alaris				
	Infusionspumpe Asena GW	AS-A-AL-01	7,2 V / 1,25 Ah NiMH-Akku 43 x 28 x 48	Euro 30,70
	■			
	Medical System 1000 Spritzenpumpe GS/GH/CC/Tiva Smart Pack, Typ 100SP01122, 100SP01080, komplett mit Platine	AS-A-AL-04	7,2 V / 2,7 Ah	Euro 74,15
	■			
	Infusionspumpe GP Typ 1000SP01794	AS-A-AL-05	9,6 V / 2,7 Ah NiMH-Akku	Euro 79,00
	■			

Akkus für jedes
med. Gerät,
USV

	Bezeichnung	AS-Artikel-Nr.	Werte	Preis/Stück
Argus				
	707 Infusionspumpe	AS-A-ARG-01	12 V / 1,8 Ah NiMH-Akku 70 x 28 x 50	Euro 61,90
	Original Infusionspumpe 606, 601260, Typ: 601074, Argus 717-0	AS-A-ARG-03	12 V / 1,8 Ah NiMH-Akku 72 x 31 x 52	Euro 147,50 *
Arjo				
	Lifter Typ Maxi Move	AS-A-AR-02	12 V / 4 Ah Bleiakku 195 x 47 x 70	Euro 27,00
	Original Lifter Alenti / Bolero / Calypso / Marisa / Maxi Move / Minstrel / Miranti / Sara 3000 / Walker Typ NDA0100, NDA0200 HMX991mit Gehäuse	AS-A-AR-10	24 V / 4 Ah Bleiakku kurze Version 545 x 58 x 90	Euro 390,80 *
	Lifter Alenti / Bolero / Calypso / Marisa / Maxi Move / Minstrel / Miranti / Sara 3000, Walker, Typ NDA0100, NDA0200, HMX991	AS-A-AR-20	24 V / 5,5 Ah Bleiakku kurze Version 551 x 92 x 56	Euro 249,48

*Original Artikel, Preisänderungen seitens der Hersteller vorbehalten

	Bezeichnung	AS-Artikel-Nr.	Werte	Preis/Stück
Arjo				
	Lifter Encore / Tempo / Opera / Tenor / Sara plus Typ KPA0100, SPL3021	AS-A-AR-21	24 V / 6 Ah Bleiakku lange Version	Euro 313,20
	Akku Bett Vivendo EM1, EM3, EM4, Avanta, Avanta Plus, Aventa Classic Akkueinsatz - Sie montieren	AS-A-STI-06	2 x 12 V / 1,2 Ah Bleigelakku 97 x 43 x 52	Euro 51,80 /Set
	Carendo Stuhl / Maxi Twin Lifter Typ NEA0100-083	AS-A-AR-30	24 V / 2,5 Ah NiMH-Akku	Euro 258,11
	Arjo Lifter Gemini single, Gemini double, Minerva, Excelsior, Typ TGT.223	AS-A-AR-31	24 V / 5,5 Ah	Euro 239,00

Akkus für jedes
med. Gerät,
USV

	Bezeichnung	AS-Artikel-Nr.	Werte	Preis/Stück
Armeda (S & W)				
	Pulsxoxy 503	AS97/24/50	6 V / 1,2 Ah Bleigelakku WP1.2-6 Kontakte nach innen nicht versetzt 97 x 24 x 50	Euro 11,40
	Defibrillator Cardio Aid	AS-A-DR-02	12 V / 1,7 Ah NiCd-Akku	Euro 117,88
	Traveller	AS180/23/60	12 V / 2,1 Ah Bleiakku WP1223A 180 x 23 x 60	Euro 26,88
Atmos				
	Original (Reparatur-Set) Venta SP26 Ref 57525644 Typ 2447-3024	AS-A-AT-05	2 x 11,1 V / 2,6 Ah Li Ion-Akku 28,86Wh	Euro 199,00 *
	Original Atemwegabsauggerät E341, C261, Typ: 319.0030.0	AS-A-AT-06	14,4 V / 4,5 Ah Li Ion-Akku 64,8Wh 75 x 41 x 70	Euro 220,00 *
	Original (Reparatur-Set) Venta Carry Care 26 / Multi Care 26 (CC26/MC26) Ref HM57525649	AS-A-AT-07	2 x 10,8 V / 2,6 Ah Li Ion-Akku 70,2 x 71,4 x 19,9	Euro 445,00 *

*Original Artikel, Preisänderungen seitens der Hersteller vorbehalten

Bezeichnung	AS-Artikel-Nr.	Werte	Preis/Stück
-------------	----------------	-------	-------------

AVI

Infusionspumpe 100/110/
200/200A/270/285/400A/
450/480/8

AS177/34/60E 12 V / 2,3 Ah
Bleigelakku
NP2.3-12
178 x 34 x 64

Euro 31,72



Becton

Bosch

EKG 501 N/NV

AS96/25/61 12 V / 0,8 Ah
Bleigelakku
96 x 25 x 61,5

Euro 19,95









EKG503






AS-BP-04 12 V / 1,2 Ah
Bleigelakku
WP1.2-12
97 x 43 x 53

Euro 23,23








Akkus für jedes
med. Gerät,
USV

	Bezeichnung	AS-Artikel-Nr.	Werte	Preis/Stück
Braun				
	FT/Perfusor VII (flache Bauform)	AS-A-BR-01	7,2 V / 1,5 Ah NiCd-Akku	Euro 27,34
	Perfusor FT91/ Perfusor F (dreieckige Bauform)	AS-A-BR-02	7,2 V / 1,2 Ah NiCd-Akku	Euro 33,00
	Perfusor fm (MFC)	AS-A-BR-03	7,2 V / 1,2 Ah NiCd-Akku	Euro 29,00
	Perfusor compact	AS-A-BR-04	3,6 V / 0,6 Ah NiCd-Akku	Euro 17,00
	Infusomat / Perfusor FM	AS-A-BR-10	7,2 V / 2 Ah NiCd-Akku	Euro 37,70
	Infusomat FMS/P komplett mit Bodenplatte + Verschraubung, neue Version	AS-A-BR-11	7,2 V / 1,2 Ah NiCd-Akku	Euro 32,40







	Bezeichnung	AS-Artikel-Nr.	Werte	Preis/Stück
Braun				
	Original Perfusor Space Infusomat Space Typ 8713180/34520856	AS-A-BR-15	4,8 V / 2,1 Ah NiMH-Akku 106 x 30 x 40	Euro 136,00 *
	Original Perfusor Space Infusomat Space Typ 8713180/34520856A mit Fixierstift	AS-A-BR-19	4,8 V / 2,1 Ah NiMH-Akku 106 x 30 x 40	Euro 136,00 *
	Perfusor fm (MFC) mit Bodenplatte	AS-A-BR-20	7,2 V / 1,2 Ah	Euro 45,18
■				
	Original CADD Solis Infusionspumpe Typ 21-2160-03 / 21216003	AS-A-BR-23	3,7 V / 1,4 Ah Li-Ion-Akku	Euro 330,91 *
	Original Thermoscan Pro 6000 Typ 104894, #901122	AS-A-BR-24	2,4 V / 0,75 Ah NiMH-Akku	Euro 35,40 *

Akkus für jedes
med. Gerät,
USV

*Original Artikel, Preisänderungen seitens der Hersteller vorbehalten

	Bezeichnung	AS-Artikel-Nr.	Werte	Preis/Stück
Bruker / Binz				
	Defibrillator Defigard 1002 / 2000 / 2002, Halbautomat FRED	AS-A-BRU-01	12 V / 1,9 Ah NiCd-Akku	Euro 107,40
■				
	Original Bruker Defibrillator Halbautomat FRED easy - Typ 214552	AS-A-BRU-08	12 V / 2,8 Ah LiMno2-Batterie nicht wieder-aufladbar	Euro 218,00 *
Cardiac Science				
	Original PowerHeart AED G3, G3 Plus, 9300E, 9300A, 9390E, 9390A, Typ 9146	AS-A-CD-01	12 V / 7,5 Ah Lithium-Batterie nicht wieder-aufladbar 235 x 68 x 45 4-Jahresbatterie	Euro 529,00 *
	PowerHeart AED G3, FirstSave AED G3, Typ 9146/9300E	AS-A-CD-03	12 V / 7,5 Ah Lithium-Batterie nicht wieder-aufladbar	Euro 577,22
■				
	Original PowerHeart AED G5 Intellisense Typ XBTAED001A, XELAED001B	AS-A-CD-05	12 V / 7,5 Ah Lithium-Batterie nicht wiederaufladbar 4 Jahresbatterie 165 x 72,9 x 47,8	Euro 525,00 *





*Original Artikel, Preisänderungen seitens der Hersteller vorbehalten

	Bezeichnung	AS-Artikel-Nr.	Werte	Preis/Stück
Cardiette				
	EKG Recorder AR600ADV	AS-A-CAR-02	9,6 V / 2,4 Ah	Euro 35,10
EKG Start 100/200				
	EKG Start 100/200	AS96/25/61	12 V / 0,8 Ah Bleigelakku 96 x 25 x 61,5	Euro 19,95
EKG Start 200 Bleigelakku				
	EKG Start 200 Bleigelakku	AS177/34/60E	12 V / 2,3 Ah NP2.3-12 178 x 34 x 64	Euro 31,72
Corometrix				
	Monitor 502EL	AS-A-COR-01	6 V / 2,5 Ah Bleielakku 101 x 33 x 60	Euro 76,60
	Monitor 511	AS-A-NE-09	6 V / 4,5 Ah Bleigelakku Powerfit S306/4S 70 x 47 x 106	Euro 15,80
	Monitor 555	AS177/34/60E	12 V / 2,3 Ah Bleigelakku NP2.3-12 178 x 34 x 64	Euro 31,72

Akkus für jedes
med. Gerät,
USV

	Bezeichnung	AS-Artikel-Nr.	Werte	Preis/Stück
Covidien				
	Aerogen Aeroneb Pro Typ AP0200	AS-A-AERO-01	4,8 V / 0,45 Ah NiMH-Akku 12 x 34 x 49	Euro 30,75
	Original Tyco / Kendall 9525 SCD Express Part.No. 1050060 (ersetzt F010482)	AS-A-COV-01	14,4 V / 2,2 Ah Li-Ion-Akku 79 x 90 x 28	Euro 573,02 *
	Original Bedside SPO2 X1 Monitor	AS-A-NE-19	10,8 V / 2,2 Ah Li Ion 89 x 70 x 57 5-Stunden Akku	Euro 149,80 *
	Original Endoskop Pillcam DR3 Metronic - BAT-0023-SP	AS-A-COV-03	3,8 V / 8,0 Ah Li-Ion-Akku 30,0 Wh 120 x 78 x 15	Euro 617,00 *
	Original BIS VISTA Monitor 185-0152 / 186-0208	AS-A-COV-04	7,4V / 2,3Ah Li-Ion-Akku 17Wh 67x31x16	Euro 269,00 *
Weitere Nellcorakkus finden Sie auf Seite 205 - 207				
Criticare				
	504US Pulsoximeter	AS-A-NE-09	6 V / 4,5 Ah Bleigelakku Powerfit S306/4S 70 x 47 x 106	Euro 15,80

*Original Artikel, Preisänderungen seitens der Hersteller vorbehalten


	Bezeichnung	AS-Artikel-Nr.	Werte	Preis/Stück
Critikon				
	Multifunktionsmonitor 8710/ 8720, Dinamap Compact/S/TS/T Plus 9700/9710 Monitor Dinamap Pro 100-400	AS180/23/60	12 V / 2,1 Ah Bleiakku WP1223A 180 x 23 x 60	Euro 26,88
	Dinamap Pro 1000 Typ MS633177K	AS-A-CR-04	12 V / 8 Ah NiMH-Akku 67 x 84 x 66	Euro 181,07
	Dinamap 8100XL/8102/9302/ 9350XL Monitor, 9340XL	AS-A-CR-05	12 V / 2,8 Ah Bleiakku 98 x 132 x 33	Euro 25,00
	Dinamap ProCare NIBP 100 / 300 / 320 / 400 / 420 CarescapeV100, Typ GH633, 633178	AS-A-CR-07	6 V / 3,3 Ah Bleiakku 134 x 34 x 60	Euro 12,84
Dahlhausen				
	Original McGrath Videolaryngoskop	AS-A-MCG-01	3,6 V Lithium-Batterie nicht wiederaufladbar	Euro 63,18 *

Akkus für jedes
med. Gerät,
USV

*Original Artikel, Preisänderungen seitens der Hersteller vorbehalten






	Bezeichnung	AS-Artikel-Nr. Werte	Preis/Stück
Datascope			
	Original Monitor T5 / T8 Typ M05-010002-06	AS-A-DA-07 11,1 V / 4,5 Ah Li-Ion-Akku	Euro 290,00 *
	Transportmonitor Passport 2 EL / 25EL / LT / XG / XL Blutdruckmonitor Accutorr Plus / Trio / Spectrum Typ 0146-00-0043 Patientenmonitor PM-8000 Express / PM-9000 / MEC-1000 / MEC-1200 / IPM-9800 / VS-800 Typ 49471-4, Typ M05-302R3R	AS180/23/60 12 V / 2,1 Ah Bleiakku WP1223A 180 x 23 x 60	Euro 26,88
	Original Transportmonitor Accutorr Plus / Accutorr V / Trio Patienten Monitor Typ 0146-00-0069 (0146-00-0099) Vitalfunktionsmonitor VS-800 / Patientenmonitor PM-7000 / PM-8000 / PM-9000 / MEC-1200VET Typ M05-01001-06 115-018015-00/ LI23S003A	AS-A-DA-02 11,1 V / 4,4 Ah Li-Ion-Akku 180 x 60 x 22	Euro 243,00 *
	Original PM60 Pulsoximeter Typ M05-010004-08	AS-A-DA-03 3,7 V / 1,8 Ah Li-Ion-Akku	Euro 56,16 *
	Original für BeneHeart D3 Li 24i001A Typ 115-007858-00	AS-A-MIN-04 14,8 V / 3 Ah 44,4Wh	Euro 360,00 *
	Original BeneHeart D6 Defibrillator / Monitor Typ 022-000012-00, 0651-30-77120	AS-A-DA-06 14,8 V / 4,5 Ah Li-Ion-Akku	Euro 399,60 *

*Original Artikel, Preisänderungen seitens der Hersteller vorbehalten

	Bezeichnung	AS-Artikel-Nr.	Werte	Preis/Stück
Datascope				
	Original Ultraschallgerät M9, TE7, FRU, Ref. LI240I002A	AS-A-DA-08	14,8 V / 5,7 Ah Li-Ion-Akku 2-er Set	Euro 985,00 *
Datex				
	Monitor S5	AS-A-DAT-02	2x 12 V / 4 Ah NiMH-Akku	Euro 203,12
	Cardiicap 5	AS-BD-27	12 V / 2,6 Ah Bleigelakku 4,8 mm Faston 178 x 34 x 60	Euro 24,30
	Beatmungspumpe 7900	AS-A-DAT-09	12 V / 2,2 Ah Bleiakku 180 x 35 x 65	Euro 66,38
	TruSat Pulsoximeter 6050-0006-578 REV J	AS-A-DAT-11	4,8 V / 3,2 Ah NiMH-Akku 173 x 23	Euro 99,00
	F / FM / F-FM-01 / F-CU8..7 Monitor Typ M1008142	AS-A-HE-24	11,1 V / 5,0 Ah Li-Ion-Akku	Euro 209,20

Akkus für jedes
med. Gerät,
USV

*Original Artikel, Preisänderungen seitens der Hersteller vorbehalten







	Bezeichnung	AS-Artikel-Nr.	Werte	Preis/Stück
De Vilbiss				
	Absaugpumpe 7305P P413/LCSU	AS-A-DV-01	12 V / 2,5 Ah Bleiakku 100 x 67 x 60	Euro 190,35
Defibtech				
	Original Lifeline AED DCF-100 / DCF-110 / DDU-100A Typ DCF-200, DBP-1400	AS-A-Defi-01	15 V / 1,4 Ah Lithium-Batterie nicht wieder- aufladbar	Euro 362,00 *
	Original AED Lifeline View, Pro, ReviveR, ECG Typ DCF-2003	AS-A-Defi-02	12 V / 2,8 Ah Lithium-Batterie 140 x 38(40) x 25 4-Jahres-Batterie nicht wieder- aufladbar	Euro 352,00 *
Dimeq				
	Defibrillator 503	AS-A-HE-06	18 V / 0,6 Ah NiCd-Akku 111 x 51 x 28	Euro 45,70
	EKG503V	AS-BP-04	12 V / 1,2 Ah Bleigelakku WP1.2-12 97 x 43 x 53	Euro 23,23

*Original Artikel, Preisänderungen seitens der Hersteller vorbehalten






	Bezeichnung	AS-Artikel-Nr.	Werte	Preis/Stück
	Dräger (siehe auch „Siemens“)			
	Cardiolog 2000 Defibrillator	AS-A-DR-02	12 V / 1,7 Ah NiCd-Akku	Euro 117,88
	Oxipac 2000 Handpulseoximeter	AS97/24/50	6 V / 1,2 Ah Bleigelakku WP1.2-6 Kontakte nach innen nicht versetzt 97 x 24 x 50	Euro 11,40
	Oxipac 2500	AS-A-DR-04	9,6 V / 1,2 Ah NiMH-Akku	Euro 69,00
	Oxylog 2000 Typ 8411599	AS-A-DR-05	7,2 V / 1,1 Ah NiMH-Akku	Euro 49,00
	EV 800 Ventilator	AS-BD-19	12 V / 2,9 Ah Bleiakku 79 x 55,5 x 107	Euro 22,55
	Beatmungsgerät Evita 4, Primus, Extern	AS181/76/167	12 V / 18 Ah Bleigelakku MP18-12 181 x 76 x 167 M5 Schraubanschluss	Euro 71,71
	Beatmungsgerät Evita 4 Intern	AS-BS-500-08	12 V / 3,5 Ah Bleiakku A512/3.5S 0789531500 134 x 66,8 x 64,4	Euro 109,48 *

Akkus für jedes
med. Gerät,
USV

*Original Artikel, Preisänderungen seitens der Hersteller vorbehalten

	Bezeichnung	AS-Artikel-Nr.	Werte	Preis/Stück
Dräger (siehe auch „Siemens“)				
	Original Oxylog 2000 plus, 3000, 3000 plus Beatmungsgerät, Typ 2M86733	AS-A-DR-13	11,1 V / 7,2 Ah Li-Ion-Akku	Euro 864,00 *
	Desflurane Vaporizer Typ M35526	AS-A-DR-17	6 V / 0,5 Ah NiMH-Akku	Euro 64,80
	Original Infinity Monitor M540, Typ MS29574	AS-A-DR-19	7,2 V / 3 Ah Li-Ion-Akku	Euro 149,00 *
	Monitor Infinity Delta, Delta XL Typ 5592097	AS180/23/60	12 V / 2,1 Ah Bleiakku WP1223A 180 x 23 x 60	Euro 26,88
	Monitor Infinity Delta ab Software VF8.4 / Gamma / Gamma XL bis Software 7.3, Typ MS30502	AS-A-DR-20	14,4 V / 5,9 Ah Li-Ion Akku	Euro 172,96
	Original Infinity Gamma / Gamma XL, SC6002XL / SC6802XL, Typ MS31385 ab Softwarestand 8.0	AS-A-SI-28	14,4 V / 5,9 Ah Li-Ion-Akku	Euro 398,00 *

*Original Artikel, Preisänderungen seitens der Hersteller vorbehalten

	Bezeichnung	AS-Artikel-Nr.	Werte	Preis/Stück
Dräger				
	Original Vista 120	AS-A-DR-21	14,8 V / 5,0 Ah Li-ION	Euro 345,00 *
	Original Jaundice Meter JM105, Ref. MU24842	AS-A-MI-05	2,4 V / 0,6 Ah NiMH-Akku	Euro 305,26 *
Edan				
	Original H100B / H100N (BX350) Typ M159105	AS-A-ED-02	4,8 V / 1,5 Ah NiMH-Akku	Euro 55,00 *
Esaote / BK Medical				
	Ultraschall Mylab Five, Mylab 25/30 Gold, Alpha, Gamma	AS-A-ES-03	14,4 V / 6,8 Ah 97,92 Wh Li-Ion-Akku 164 x 107,5 x 21,5	Euro 279,72
	Ultraschall MyLab Sat, NL2044HD	AS-A-ES-02	14,4 V / 6,6 Ah Li-Ion-Akku	Euro 400,89

Akkus für jedes
med. Gerät,
USV

*Original Artikel, Preisänderungen seitens der Hersteller vorbehalten

	Bezeichnung	AS-Artikel-Nr.	Werte	Preis/Stück
Fresenius / MCM Döring				
	Injektomat C/CP/2000, Spritzenpumpe Pilot A2/C/CE2	AS97/24/50	6 V / 1,2 Ah Bleigelakku WP1.2-6 Kontakte nach innen nicht versetzt 97 x 24 x 50	Euro 11,40
	Inca	AS134/67/60E	12 V / 3,4 Ah Bleigelakku #NP3.4-12, LC-R123R4PG 134 x 69 x 60	Euro 30,94
	400/400D	AS-A-FR-13	12 V / 0,6 Ah NiCd-Akku	Euro 29,00
	404/504	AS-A-FR-15	12 V / 1,7 Ah NiCd-Akku	Euro 35,00
	Applix Smart Ernährungs- pumpe	AS-A-FR-20	4,8 V / 1,2 Ah NiMH-Akku 14 x 28 x 85	Euro 39,17

	Bezeichnung	AS-Artikel-Nr.	Werte	Preis/Stück
Fresenius / MCM Döring				
	Applix Smart Ernährungs-pumpe	AS-A-FR-29	4,8 V / 1,8 Ah NiMH-Akku lange Version 14 x 28 x 100	Euro 30,90
	Infusionspumpe MCM 440 PT/OT, MCM550ST	AS-A-FR-21	6 V / 3 Ah NiMH-Akku 67 x 41 x 44	Euro 37,00
	Vial (MCM) Infusionspumpe Volumed VP5000, 5005 VP5005	AS-A-FR-22	9,6 V / 1,8 Ah NiCd-Akku	Euro 64,00
	Spritzenpumpe Injektomat Agilia	AS-A-FR-23	6 V / 1,8 Ah NiMH-Akku	Euro 39,00
	Infusionspumpe Volumat Agilia	AS-A-FR-24	7,2 V / 2,2 Ah Li-Ion-Akku 72 x 36 x 19	Euro 52,92
	Original Infusionspumpe Volumat Agilia	AS-A-FR-25	7,2 V / 2,2 Ah Li-Ion-Akku 72 x 36 x 19	Euro 119,44 *
	Original Infusionspumpe Injektomat SP, Volumat Agilia VP Version V2 (2. Generation) Battery, Ref. Z179971	AS-A-FR-30	7,2 V / 2,2 Ah Li-ION Akku 70,2 x 36,4 x 18,7	Euro 150,00 *

Akkus für jedes
med. Gerät,
USV

*Original Artikel, Preisänderungen seitens der Hersteller vorbehalten


	Bezeichnung	AS-Artikel-Nr.	Werte	Preis/Stück
GE (Hellige)				
	Defibrillator SCP 910/913/ 915/922/Cardioserv #30344030	AS-A-HE-03	12 V / 1,3 Ah NC-Akku 119 x 98 x 29	Euro 69,00
	Transportmonitor SMP 300/320	AS180/23/60	12 V / 2,1 Ah Bleiakku WP1223A 180 x 23 x 60	Euro 26,88
	Defiport SCP912 / SCP840 Responder 1000 / 1100	AS-A-HE-06	18 V / 0,6 Ah NiCd-Akku 111 x 51 x 28	Euro 45,70
	Dash 2500 Typ 2023852-029 / 2023227-001	AS-A-HE-08	8,4 V / 8 Ah NiMH-Akku	Euro 129,00
	Dash Monitor 3000 / 4000 / 5000 / Transport pro / F/FM / M201-6, Typ 2017857-002	AS-A-HE-24	11,1 V / 5 Ah Li-Ion-Akku 215 x 52 x 19	Euro 209,20
	Datex Ohmeda Monitor B20/B30/B40	AS-A-HE-25	11,1 V / 5 Ah 56 Wh 213 x 50 x 18	Euro 207,70

*Original Artikel, Preisänderungen seitens der Hersteller vorbehalten






	Bezeichnung	AS-Artikel-Nr.	Werte	Preis/Stück
GE (Hellige)				
	Dash 2000	AS-A-HE-29	12 V / 3 Ah NiCd-Akku	Euro 139,00
	CardioSmart und MAC1200	AS-A-HE-12	18 V / 1,7 Ah NiCd-Akku	Euro 89,92
	MAC3500 / MAC5000ST / MAC5500 / Dash 3500 / Dash 5000 / Dash 5500 Typ 900770-001	AS-A-HE-13	18 V / 3,5 Ah NiMH-Akku	Euro 219,00
	Original EKG Schreiber Mac 2000, Typ: 2056410-001, 2066261-013, 2066261-085	AS-A-MAQ-06	14,54 V / 3,5 Ah 32,4Wh Li-Ion-Akku	Euro 189,00 *
	Original EKG MAC 400 Typ 2030912-001 / 2047357-001	AS-A-HE-49	7,2 V / 2,2 Ah Li-Ion-Akku	Euro 88,50 *
	MAC 500	AS-BP-04	12 V / 1,2 Ah Bleigelakku WP1.2-12 97 x 43 x 53	Euro 23,23

Akkus für jedes
med. Gerät,
USV

*Original Artikel, Preisänderungen seitens der Hersteller vorbehalten





	Bezeichnung	AS-Artikel-Nr.	Werte	Preis/Stück
GE (Hellige)				
	Fernbedienung OP-Tisch Maquet 9VRE AAA300R Stierlen	AS-A-HE-32	10,8 V / 0,8 Ah NiMH-Akku 94,5x 45x10,5mm	Euro 35,00
	Maquet OP Tischsystem Alphamaquet 1150.01CO/C1 Typ #0227.018401	AS-A-HE-36	12 V / 8 Ah Bleigelakku 300x90x45	Euro 278,30
	Cardiotest EK51	AS-A-HE-30	10,8 V / 0,8 Ah NiCd-Akku	Euro 79,00
	Original GE Carescape PDM, Mini Dash / Solar 8000E Typ 2016989-002, 2031069-003	AS-A-HE-50	10,8 V / 1,85 Ah 20 Wh Li-Ion-Akku	Euro 359,64 *

*Original Artikel, Preisänderungen seitens der Hersteller vorbehalten






	Bezeichnung	AS-Artikel-Nr.	Werte	Preis/Stück
GE (Hellige)				
	Original FRU Mini Telemetry Typ #2051773-001	AS-A-HE-63	7,2 V / 2,6 Ah Batterie-Kit Li-Ion 68,8 x 36,9 x 18,7	Euro 119,90 *
	Original B105 / B125 / Carescape B650 Model FLEX-3S3P	AS-A-HE-52	11,1 V / 6 Ah 67 Wh Li-Ion-Akku	Euro 301,35 *
	GE Carescape V100 (633178CR)	AS-A-CR-07	6 V / 3,3 Ah Bleiakku 134 x 34 x 60	Euro 12,84
	Original GE Carescape B450	AS-A-HE-54	10,8 V / 3,6 Ah 41 Wh Li-Ion-Akku	Euro 229,00 *
	Original GE Carescape Dinamap VC150 Typ 2067981-027	AS-A-HE-60	10,8 V / 5,8 Ah 62,64 Wh Li-ION Akku 66 x 55 x 38	Euro 279,57 *

Akkus für jedes
med. Gerät,
USV

*Original Artikel, Preisänderungen seitens der Hersteller vorbehalten








	Bezeichnung	AS-Artikel-Nr.	Werte	Preis/Stück
GE (Hellige)				
	GE Inkubator Giraffe Typ 6600-1024-600	AS-A-HE-56	8,4 V / 0,2 Ah NiMH-Akku	Euro 10,00
	Original Ultraschall Logiq S7 Expert Typ 5450061-2 S8 Expert, P7, P9, E10, Voluson P8, S8 Typ 5450061-xx, 480304-2	AS-A-HE-58	14,4 V / 5,85 Ah Li-Ion Akku 87 Wh 175x125x22	Euro 704,80 *
	Original Ersatz-Akku VIVID S60, S70, S70N Typ 5399340	AS-A-HE-59	14,4 V / 5,85 Ah Li-Ion Akku 84,24 Wh 104x104x86	Euro 835,80 *
	EKG MAC 1600 Typ 2032095-001/ 2035701-001	AS-A-HE-65	14,4 V / 2,6 Ah Li-Ion Akku 37,44Wh 145 x 62 x 50	Euro 240,00
	Original Vivid IQ, Typ 5717315	AS-A-HE-66	18 V / 5,4 Ah Li-Ion Akku 97,2Wh 111x74x40	Euro 828,16 *

*Original Artikel, Preisänderungen seitens der Hersteller vorbehalten








	Bezeichnung	AS-Artikel-Nr.	Werte	Preis/Stück
Graseby				
	Spritzenpumpe 2000/3000er Serie	AS-A-GR-01	2 V / 2,5 Ah Bleiakku 34,3 x 61,2	Euro 8,90 *
Hamilton				
	Beatmungsgerät Raphael	AS177/34/60E	12 V / 2,3 Ah Bleigelakku NP2.3-12 178 x 34 x 64	Euro 31,72
Hanau Med				
	Medap Sekretsauger P7020 Ambulanzsauger	AS177/34/60E	12 V / 2,3 Ah Bleigelakku NP2.3-12 178 x 34 x 64	Euro 31,72
Hanseatische Intermed				
	Oxiplatt	AS177/34/60E	12 V / 2,3 Ah Bleigelakku NP2.3-12 178 x 34 x 64	Euro 31,72
Heine				
	S2Z X-01.99.333 X-001.99.333	AS-A-HEI-01	2,5 V / 0,7 Ah NiMH-Akku 27 x 52	Euro 20,00

Akkus für jedes
med. Gerät,
USV

*Original Artikel, Preisänderungen seitens der Hersteller vorbehalten

	Bezeichnung	AS-Artikel-Nr.	Werte	Preis/Stück
Heine				
	S3Z X-02.99.314 X-002.99.314	AS-A-HEI-02	3,6 V / 0,6 Ah NiMH-Akku 25 x 76	Euro 40,36
	Original M2Z X-001.99.306	AS-A-HEI-09	2,5 V NiMH-Akku 15 x 103	Euro 123,00 *
	Original M3Z, BETA SLIM Ladegriff X-002.99.106	AS-A-HEI-10	3,6 V / 0,77 Ah NiMH-Akku 14 x 104	Euro 81,00 *
	Original K3Z X-002.99.393	AS-A-HEI-12	3,5 V / 0,65 Ah NiMH-Akku	Euro 109,00 *
	X-02.99.382 (X-02.99.380)	AS-A-HEI-15	3,5 V / 1 Ah NiMH-Akku 26 x 82	Euro 32,50
	Original X-002.99.315 X-02.99.380, X-02.99.382 (alt)	AS-A-HEI-08	3,6 V / 0,7 Ah NiMH-Akku 2,5 Wh , 26 x 82	Euro 88,50 *
	Original X-007.99.665	AS-A-HEI-24	6 V mPack unplugged Li-Ion-Akku	Euro 599,00 *

*Original Artikel, Preisänderungen seitens der Hersteller vorbehalten

	Bezeichnung	AS-Artikel-Nr.	Werte	Preis/Stück
Heine				
	Original mPack / mPack LL V2.0, #X-007.99.686	AS-A-HEI-29	7,2 V / 5,0 Ah 36 Wh 72 x 18 x 68 Li-Ion-Akku	Euro 184,00 *
	3Z Typ 0.99.311	AS-A-HEI-18	3,6 V / 0,35 Ah NiMH-Akku 26,3 x 50,8	Euro 25,47
	Original X-07.99.383 X-007.99.383	AS-A-HEI-19	3,7 V / 2,3 Ah 8,5 Wh Li-Ion Akku	Euro 98,50 *
	Original 2Z mini NT X-001.99.487	AS-A-HEI-20	2,4 V / 0,68 Ah NiMH-Akku	Euro 49,00 *
	Original Ladebatterie M2Z 4NT OPT X-007.99.104	AS-A-HEI-26	2,5 V Li-ION Akku	Euro 142,00 *
	Original Ladebatterie M3Z 4 NT OPT X-007.99.380	AS-A-HEI-27	3,5 V Li-ION Akku	Euro 142,00 *
	Akkubox / Accubox II X-004.99.641, X-004.99.624 Akkumbau, bitte senden Sie den Originalakku ein	AS-A-HEI-28	6 V / 2,7 Ah	Euro 41,67

Akkus für jedes
med. Gerät,
USV

*Original Artikel, Preisänderungen seitens der Hersteller vorbehalten



	Bezeichnung	AS-Artikel-Nr. Werte	Preis/Stück
Heinen + Löwenstein			
	Oxymon II	AS96/25/61 12 V / 0,8 Ah Bleigelakku 96 x 25 x 61,5	Euro 19,95
	Anästhesie Modul Leon Leon plus/Leon+	AS-BP-24 12 V / 7 Ah Bleigelakku NP7-12 151 x 65 x 97,5 4,8mm Faston	Euro 24,86
Hill Rom			
	Krankenhausbett Typ Evolution MA2B, MA8A, MA8B, CB12 Akkueinsatz, Sie montieren Es werden 2 Stück benötigt.	AS-BP-04 12 V / 1,2 Ah Bleiakku WP1.2-12 97 x 43 x 57	Euro 23,23
	Krankenhausbett Evolution Linak, Typ BA1811-01-01 Akkuumbau, bitte senden Sie den Originalakku ein	AS-A-HILL-03 24 V / 1,2 Ah Bleiakku 104 x 135 x 67	Euro 52,92
	Krankenhausbett Typ AvantGuard LI159AX / 1600 Akkueinsatz, Sie montieren	AS-A-HILL-05 2 x 12 V / 1,3 Ah 1 x 24 V / 0,7 Ah Bleiakku	Euro 85,32 /Set
	Krankenhausbett Typ Evolution 24 Akkueinsatz, Sie montieren	AS-A-HILL-06 2 x 12 V / 1,2 Ah Bleiakku 97 x 43 x 53	Euro 40,58 /Set

	Bezeichnung	AS-Artikel-Nr.	Werte	Preis/Stück
Hill Rom				
	Krankenhausbett Typ Evolution CS156, MA3A Akkueinsatz, Sie montieren Es werden 2 Stück benötigt.	AS-A-Sonder-03	12 V / 1,3 Ah Bleiakku PBQ 1.3-12 98 x 48 x 54	Euro 19,48
	Patientenlifter Golvo 7007/7000es/ 7007ES	AS-BD-19	12 V / 2,9 Ah Bleigelakku WP2.9-12T 79 x 55,5 x 107	Euro 22,55
	Lifter Liko / Golvo 8000/8008 / Viking M Akkueinsatz, Sie montieren	AS-A-HILL-07	24 V / 2,5 Ah NiMH-Akku 4-poliger Stecker	Euro 128,80
	Lifter Liko/Golvo 8000/8008 Typ 2006107, Linak BAL20001-02 Akkuumbau, bitte senden Sie Ihren Originalakku ein	AS-A-HILL-09	24 V / 2,5 Ah NiMH-Akku 220 x 81 x 63,1	Euro 138,00
Imed				
	Infusionspumpe 800/900/ 922/960	AS-BD-38	6 V / 12 Ah Bleigelakku 151 x 50 x 99 4,8 mm Faston	Euro 27,98
	Infusionspumpe Gemini PC4	AS134/67/60E	12 V / 3,4 Ah Bleigelakku #NP3.4-12, LC-R123R4PG 134 x 69 x 60	Euro 30,94

Akkus für jedes
med. Gerät,
USV

	Bezeichnung	AS-Artikel-Nr.	Werte	Preis/Stück
Ivac				
	Spritzenpumpe 741	AS97/24/50	6 V / 1,2 Ah Bleigelakku WP1.2-6 Kontakte nach innen nicht versetzt 97 x 24 x 50	Euro 11,40
■				
	Spritzenpumpe 1000-7000	AS-A-CR-07	6 V / 3,3 Ah Bleiakku 134 x 34 x 60	Euro 12,84
■				
KaWe				
	Original Typ 28970	AS-A-KW-01	3,5 V NiMH-Akku	Euro 59,00 *
	Original Typ C Ref. 12.80220.722, 1280220722, 1S1P ICR 18650A	AS-A-KW-04	3,5 V / 2,2 Ah Li-Ion-Akku	Euro 67,60 *
Kern				
	Stuhlwaage MCC300K100M	AS-A-KE-01	7,2 V / 2,2 Ah NiMH-Akku	Euro 59,00
■				

*Original Artikel, Preisänderungen seitens der Hersteller vorbehalten

	Bezeichnung	AS-Artikel-Nr.	Werte	Preis/Stück
Kern				
	Original Stuhlwaage MCC250K100M, flach Typ KSB MBC-A08	AS-A-KE-02	7,2 V / 2,0 Ah NiMH-Akku	Euro 59,50 *
	Stuhlwaage MPD250	AS-A-KE-03	7,2 V / 2,2 Ah NiMH-Akku	Euro 53,14
	Stuhlwaage MCC250K100M, flach Typ KSB MBC-A08	AS-A-KE-04	7,2 V / 2,0 Ah NiMH-Akku	Euro 44,00
Kirsch				
	BL520 Blutkonserven- kühlschrank	AS177/34/60E	12 V / 2,3 Ah Bleiakku NP2.3-12 178 x 34 x 64	Euro 31,72
	Med-100/Med-520 Medikamentenkühlschrank	AS-A-NE-09	6 V / 4,5 Ah Bleigelakku Powerfit S306/4S 70 x 47 x 106	Euro 15,80
Kontron				
	Trakmon 7220	AS-BD-35	12 V / 5 Ah Bleiakku Long 90 x 70 x 108	Euro 18,36

Akkus für jedes
med. Gerät,
USV

*Original Artikel, Preisänderungen seitens der Hersteller vorbehalten

	Bezeichnung	AS-Artikel-Nr.	Werte	Preis/Stück
Laerdal				
	Absaugpumpe LSU/LSU4000 Defibrillator Heartstart L/XLT/ 4000/M3535A/M3536A/ M3500B/M5500B	AS180/23/60	12 V / 2,1 Ah Bleiakku WP1223A 180 x 23 x 60	Euro 26,88
	Original Absaugpumpe LCSU3 / LCSU4 Typ 886113	AS-A-LA-12	12 V / 1,6 Ah NiMH-Akku	Euro 160,07 *
	Defibrilatoren Heartstart 4000 XL/XLT/M3536A/M3500B/ M5500B/Typ M3516A/M5516A,	AS-A-LE-05	12 V / 2,0 Ah 180 x 23 x 60 Zyklenfest Bleigelakku, MP1222A	Euro 42,12
	Defibrillator Heartstart Forerunner I (FR1) Typ BT1	AS-A-LA-08	18 V / 1,3 Ah Lithium-Batterie nicht wieder- aufladbar	Euro 127,57
	Defibrillator Heartstart 1000	AS-BD-39	12 V / 7,2 Ah Bleigelakku MP7,2-12 4,8 mm Faston 151 x 64,5 x 94	Euro 27,89

*Original Artikel, Preisänderungen seitens der Hersteller vorbehalten

	Bezeichnung	AS-Artikel-Nr.	Werte	Preis/Stück
Laerdal				
	Defibrillator Heartstart MRx, M3538A, M3535A, M3536A	AS-A-LE-10	14,4 V / 6,6 Ah 95 Wh Li-Ion Akku 78 x 48 x 168	Euro 335,00
	Defibrillator Heartstart Forerunner II (FR2) Typ M3863A	AS-A-LA-13	12 V / 4,2 Ah Lithium-Batterie nicht wieder- aufladbar	Euro 171,72
Liko				
	Patientenlifter Golvo 7000es/ 7007/7007ES Akkueinsatz, Sie montieren Bei „Viking M“ werden 2 Stück benötigt.	AS-BD-19	12 V / 2,9 Ah Bleiakku 79 x 55,5 x 107	Euro 22,55
Linak				
	Akkubox Typ BAJ1/BAJ2 Akkubau, bitte senden Sie den Originalakku ein	AS-A-LIN-01	24 V / 2,9 Ah Bleiakku 240 x 115 x 60	Euro 63,72
	Omnilift G2 Akkubox BAJ11 Typ BAJ1-00-01 Akkueinsatz, Sie montieren	AS-A-WEIN-04	2 x 12 V / 2,9 Ah Bleiakku 79x55x102	Euro 42,12 /Set

Akkus für jedes
med. Gerät,
USV






	Bezeichnung	AS-Artikel-Nr.	Werte	Preis/Stück
Masimo				
	Pulsoximeter Typ Radical 7 Softpack Typ 14282 Akkubau, bitte senden Sie den Originalakku ein	AS-A-MAS-01	4,8 V / 2,41 Ah NiMH-Akku 70 x 20 x 73	Euro 39,00
	Original Pulsoximeter Typ Radical 7 Softpack Typ 14282	AS-A-MAS-04	4,8 V / 2,41 Ah NiMH-Akku 70 x 20 x 73	Euro 132,00 *
	Pulsoximeter Typ Radical 7 Hardpack Typ 14282 Akkubau, bitte senden Sie den Originalakku ein	AS-A-MAS-02	4,8 V / 1,8 Ah NiMH-Akku 70 x 20 x 73	Euro 39,00
	Puls Oximeter Rad-8	AS-A-MAS-06	6 V / 1,2 Ah Bleiakku 97 x 25 x 50/55	Euro 15,00
	Original Pulsoximeter Radical 7 Typ 25950 23794 (alt) #4676	AS-A-MAS-05	3,7 V / 4,35 Ah Li-Ion Akku 16,1Wh 53 x 47 x 14	Euro 130,00 *
Maquet				
	Original Monitor Servo-i / Servo-s Part.No. 6487180 E407E	AS-A-MAQ-02	12 V / 3,5 Ah NiMH-Akku 152 x 90 x 21 ohne Kapazitäts- anzeige	Euro 545,00 *

*Original Artikel, Preisänderungen seitens der Hersteller vorbehalten







	Bezeichnung	AS-Artikel-Nr.	Werte	Preis/Stück
Maquet				
	OP Tischsystem Alphamaquet 1150.01CO/C1 Typ 0227.018401	AS-A-HE-36	12 V / 8 Ah Bleigelakku 300 x 90 x 45	Euro 278,30
	OP Tisch Alphamaquet 1150	AS-A-MAQ-08	4 x 12 V / 6,5 Ah 4,8 mm Faston Bleigelakku 152 x 65,5 x 98,4	Euro 343,77 /Set
	OP-Tischsystem Alphamaquet Typ 1150.01A1	AS-A-MAQ-07	4 x 12 V / 7 Ah Bleigelakku 150 x 65 x 95	Euro 79,64 /Set
	Original Maquette EKG Schreiber Mac 2000 Typ: 2056410-001, 2056410-002, 2066261-013, 2066261-085	AS-A-MAQ-06	14,54 V / 3,5 Ah Li-Ion Akku 50,89 Wh 99,6 x 53,8 x 41,7	Euro 189,00 *

Akkus für jedes
med. Gerät,
USV

*Original Artikel, Preisänderungen seitens der Hersteller vorbehalten

	Bezeichnung	AS-Artikel-Nr.	Werte	Preis/Stück
Maquet				
	Original OP Tisch Modell 02270231 Ref. 100975AO	AS-A-MAQ-05	43,2 V / 0,225 Ah Li-Ion Akku 23 x 7,2 x 2,7	Euro 773,80 *
	OP Tisch Betastar 1131.12 Typ 0227.0154 Alpha Max 1132.01, 1133.12 Alpha Star 1130, 1132.03	AS-A-MAQ-10	2 x 12 V / 14 Ah Bleiakku 181 x 76 x 167 M5 Schraubanschluss	Euro 369,00 /Set
	Original Getinge OP Tisch 1160, #2270503 Der Artikel wird auftragsbezogen bestellt, Rückgabe und Umtausch ausgeschlossen.	AS-A-MAQ-12	3,6 V / 2,2 Ah Li-Ion Akku 7,92 Wh 58,32 x 34,08 x 10,74	Euro 439,00 *
McGrath				
	Original Mac Videolaryngoskop	AS-A-MCG-01	3,6 V Lithium-Batterie nicht wiederaufladbar	Euro 63,18 *
Medela				
	Absaugpumpe Vario	AS-A-MB-02	12 V / 2,1 Ah NiMH-Akku 83 x 50 x 34	Euro 99,00

*Original Artikel, Preisänderungen seitens der Hersteller vorbehalten

	Bezeichnung	AS-Artikel-Nr.	Werte	Preis/Stück
MGVG/Döring				
	Combimat 2000 Combimat IP 85 (1+2)	AS-A-MG-05	7,2 Ah / 1,3 Ah NiCd-Akku	Euro 35,00
Mindray				
	Original iMEC 8 / iMEC 10 Typ 022-000053-00, #115-018014-00	AS-A-MIN-01	11,1 V / 2,6 Ah Li-Ion-Akku	Euro 151,20 *
	Original Beneview T1 Monitor Typ 115-018016-00 (neue Generation)	AS-A-MIN-03	7,4 V / 2,3 Ah Li-Ion-Akku	Euro 237,60 *
	Original Datascope BeneHeart D1, LM34S001A Typ 115-026737-00	AS-A-MIN-08	12 V / 4,2 Ah 50,4 Wh Lithium-Batterie LiMnO2 177 x 75 x 30,3	Euro 229,00 *
	Original Monitor T5 / T8 Typ M05-010002-06	AS-A-DA-07	11,1 V / 4,5 Ah Li-Ion-Akku	Euro 290,00 *
	Transportmonitor Passport 2 EL / 25EL / LT / XG / XL Blutdruckmonitor Accutorr Plus / Trio / Spectrum Typ 0146-00-0043 Patientenmonitor PM-8000 Express / PM-9000 / MEC-1000 / MEC-1200 / IPM-9800 / VS-800 Typ 49471-4, Typ M05-302R3R	AS180/23/60	12 V / 2,1 Ah Bleiakku WP1223A 180 x 23 x 60	Euro 26,88

Akkus für jedes
med. Gerät,
USV

*Original Artikel, Preisänderungen seitens der Hersteller vorbehalten

	Bezeichnung	AS-Artikel-Nr.	Werte	Preis/Stück
Mindray				
	Original Transportmonitor Accutorr Plus / Accutorr V / Trio Patienten Monitor Typ 0146-00-0069 (0146-00-0099) Vitalfunktionsmonitor VS-800 / Patientenmonitor PM-7000 / PM-8000 / PM-9000 / MEC-1200VET Typ M05-01001-06 115-018015-00/ LI23S003A	AS-A-DA-02	11,1 V / 4,4 Ah Li-Ion-Akku 180 x 60 x 22	Euro 243,00 *
	Original PM60 Pulsoximeter Typ M05-010004-08	AS-A-DA-03	3,7 V / 1,8 Ah Li-Ion-Akku	Euro 56,16 *
	Original für BeneHeart D3 Li 24i001A Typ 115-007858-00	AS-A-MIN-04	14,8 V / 3 Ah 44,4Wh	Euro 360,00 *
	Original BeneHeart D6 Defibrillator / Monitor Typ 022-000012-00, 0651-30-77120	AS-A-DA-06	14,8 V / 4,5 Ah Li-Ion-Akku	Euro 399,60 *
	Original Ultraschallgerät M9, TE7, FRU, Ref. LI240I002A	AS-A-DA-08	14,8 V / 5,7 Ah Li-Ion-Akku 2-er Set	Euro 985,00 *
Minolta				
	Pulsox 7	AS-A-MI-03	7,2 V / 1 Ah NiCd-Akku	Euro 45,00
	Jaundice Meter JM103	AS-A-MI-04	2,4 V / 0,6 Ah NiMH-Akku 45 x 11 x 21	Euro 25,00

*Original Artikel, Preisänderungen seitens der Hersteller vorbehalten

	Bezeichnung	AS-Artikel-Nr.	Werte	Preis/Stück
Molift				
	Power Pac Typ 1341000 Akkumbau, bitte senden Sie den Originalakku ein	AS-A-MOL-02	26,4 V / 3,0 Ah NiMH-Akku	Euro 129,80
■				
	Deckenlifter Typ Hi-Trac Akkueinsatz, Sie montieren	AS-A-MOL-03	2 x 12 V / 2,2 Ah Bleiakku 222 x 75 x 40	Euro 42,12 /Set
■				
	Power Pac Typ 0541000-2 Akkumbau, bitte senden Sie den Originalakku ein	AS-A-MOL-04	14,4 V / 3 Ah NiMH-Akku 222 x 75 x 40	Euro 79,20
■				
Nellcor				
	E-300 / N-180 / N185 Pulsoximeter	AS180/23/60	12 V / 2,1 Ah Bleiakku WP1223A 180 x 23 x 60	Euro 26,88
■				

Akkus für jedes
med. Gerät,
USV

	Bezeichnung	AS-Artikel-Nr.	Werte	Preis/Stück
Nellcor				
	N-3000(I) / 120 / Sinfonie / Baxter College Pulsoximeter	AS-A-NE-05	12 V / 2 Ah Bleiakku 150 x 20 x 89	Euro 29,00
	N-6000 / N6000B Pulsoximeter	AS134/67/60E	12 V / 3,4 Ah Bleigelakku #NP3.4-12, LC-R123R4PG 134 x 69 x 60	Euro 30,94
	NPB190 / 290 / 395 / 595 / 3910 / 3920 / 3940 / N-600 Pulsoximeter N600X Pulsoximeter	AS-A-NE-09	6 V / 4,5 Ah Bleigelakku Powerfit S306/4S 70 x 47 x 106	Euro 15,80
	520A / 505 / 515 Pulsoximeter	AS177/34/60E	12 V / 2,3 Ah Bleigelakku NP2.3-12 178 x 34 x 64	Euro 31,72
	N5500 / N5600 Pulsoximeter #M3016-0	AS-A-NE-10	14,4 V / 4 Ah NiMH-Akku 34 x 101 x 69	Euro 119,00

	Bezeichnung	AS-Artikel-Nr.	Werte	Preis/Stück
Nellcor				
	N550 / NBP550	AS-BP-04	12 V / 1,2 Ah Bleigelakku WP1.2-12 97 x 43 x 53	Euro 23,23
■				
	Invos Cerebraloximeter	AS-BS-500-08	12 V / 3,5 Ah Bleiakku A512/3.5S 0789531500 134 x 66,8 x 64,4	Euro 109,48 *
■				
	N-560 / N560 OxiMax Pulsoximeter	AS-A-NE-17	9,6 V / 3,8 Ah NiMH-Akku	Euro 108,00
■				
	NPB40 OxiMax VE: 40/400 Stück / Karton Es werden 4 Stück benötigt.	ASLR6V	1,5 V Mignon/LR6/AA Batterie	Euro 0,26 *

Akkus für jedes
med. Gerät,
USV

	Bezeichnung	AS-Artikel-Nr. Werte	Preis/Stück
Nihon Kohden			
	Original Defibrillator Cardiolife AED2100 ab SN 5001 , AED2150, AED2151, AED2152, Typ SB-212VK - NKPB-14301K	AS-A-NI-25 30 V / 1,4 Ah 2 Jahres batterie nicht wiederaufladbar 175 x 59 x 45	Euro 172,50 *
	Original BSM 3000 / 6000 / 6300 / 6500 / 6700, 6701K / 3532 / 3562K Typ X075, SB-671P	AS-A-NI-02 9,6 V / 2,9 Ah NiMH-Akku 76 x 96 x 35	Euro 241,60 *
	Defibrillator 8023/9010/9020/ 9130/9110, Cardiofax 8830K/ 8823G, ECG84xx/EGG882X/ ECG8830/ECG9010/ECG9020/ ECG9022/ECG9110/EGG9130/ ECG9132, TypX041A	AS180/23/60 12 V / 2,1 Ah Bleiakku WP1223A 180 x 23 x 60	Euro 26,88
	Defibrillator 8340/8330	AS-BD-38 6 V / 12 Ah Bleigelakku 151 x 50 x 99 4,8 mm Faston	Euro 27,98
	Defibrillator TEC7511/7521/ 7531/ECC9320/X041B	AS-A-NI-20 12 V / 2,9 Ah 102(108) x 56 x 76(79)	Euro 99,00

*Original Artikel, Preisänderungen seitens der Hersteller vorbehalten

	Bezeichnung	AS-Artikel-Nr.	Werte	Preis/Stück
Nihon Kohden				
	Original TEC5500/TEC5521 TEC5531/TEC7621/TEC7631/ TEC7721/TEC7731	AS-A-NI-08	12 V / 2,8 Ah NiMH-Akku 110 x 45 x 45	Euro 196,00 *
	TEC5500/TEC5521/TEC5531/ TEC7621/TEC7631/TEC7721/ TEC7731	AS-A-NI-12	12 V / 3 Ah NiMH-Akku 110 x 45 x 45	Euro 143,20
	Lifescop i BSM-2300 Serie, BSM-2301A, BSM-2301C, BSM-2301K, BSM-2303C, BSM-2303K, BSM-2304A, BSM-2351A, BSM-2351C, BSM-2351K, BSM-2353C, BSM-2353K, BSM-2354A, Typ X062, YS-076P5	AS-A-NI-14	12 V / 4,5 Ah 93 x 39 x 74 NiMH-Akku	Euro 139,00
	Original Life Scope N OPV-1500 / OPV1500 Typ X064 Monitor	AS-A-NI-15	9,6 V / 2,1 Ah NiMH-Akku 67 x 45 x 35	Euro 136,00 *
	Original PVM-2700/2703 Typ X076/SB-201P	AS-A-NI-22	9,6 V / 3,7 Ah 68 x 71 x 34	Euro 195,00 *
	Original Defi Cardiolife AED2100 ab SN 5001, AED2150, AED2151, AED2152 Typ SB-214VK #NKPB-28271K,	AS-A-NI-23	27 Volt / 2,8 Ah Lithium-Batterie 4 Jahresbatterie	Euro 287,50 *

Akkus für jedes
med. Gerät,
USV

*Original Artikel, Preisänderungen seitens der Hersteller vorbehalten

Bezeichnung	AS-Artikel-Nr.	Werte	Preis/Stück
Ohmeda			
 <p>Pulsoximeter 370/3740</p>	AS177/34/60E	12 V / 2,3 Ah Bleigelakku NP2.3-12 178 x 34 x 64	Euro 31,72
Omron			
 <p>HEM-907 Blutdruck- messgerät (48H907N)</p>	AS-A-OM-01	4,8 V / 1,65 Ah NiMH-Akku	Euro 27,00
 <p>Original HPM-1300, HBP-1300 Blutdruckmessgerät, Typ: HXA-BAT2000, 53x42x13,</p>	AS-A-OM-03	3,6 V / 1,9 Ah NiMH-Akku	Euro 41,00 *
Paramedics			
 <p>Original Defibrillator CU-ER Serie Typ CU-ER1</p>	AS-A-PARA-01	12 V / 4,5 Ah NiMH-Akku 4-poliger Stecker	Euro 275,00 *

*Original Artikel, Preisänderungen seitens der Hersteller vorbehalten

	Bezeichnung	AS-Artikel-Nr.	Werte	Preis/Stück
Philips / HP				
	Codemaster M2476B Akkuumbau, bitte senden Sie Ihren Originalakku ein	AS-A-HP-06	12 V / 3 Ah NiCd-Akku	Euro 175,00
	Transportmonitor M1275, Heartstream XL Defibrillator Typ M3516A / M5516A (M4375A), Monitor 1205 Typ M40488A	AS180/23/60	12 V / 2,1 Ah Bleiakku WP1223A 180 x 23 x 60	Euro 26,88
	Pagewriter 100 / 200 / 300i Serie / M1770A / M1771A / M1772A Typ M2460A	AS-A-HP-08	6 V / 7,2 Ah Bleiakku 151 x 34 x 94	Euro 63,72
	Defibrilatoren Heartstart 4000 XL/XLT/M3536A/M3500B/ M5500B/Typ M3516A/M5516A,	AS-A-LE-05	12 V / 2,0 Ah 180 x 23 x 60 Zyklusfest Bleigelakku, MP1222A	Euro 42,12
	HeartStart XL+ Monitor Defibrillator #989803167281	AS-A-HP-53	14,4 V / 6,6 Ah 95,04Wh 149 x 117 x 24 Li-Ion	Euro 299,00
	Viridia M3 / M4 Typ M3046	AS-A-HP-12	12 V / 3,8 Ah NiMH-Akku	Euro 239,00

Akkus für jedes
med. Gerät,
USV

	Bezeichnung	AS-Artikel-Nr.	Werte	Preis/Stück
Philips / HP				
	Original Monitor MP30 MP40 / MP5 / MX400 / MX450 / MX500 Avalon FM20 / FM30 (M8001A / M8002A) #989803210521 BAT 3S3P	AS-A-HP-51	10,7 V / 7,1 Ah Li-Ion-Akku 149 x 90 x 20	Euro 408,47 *
*Abbildung ähnlich				
	MP5 / MP20 / MP30 / MP40 / MP50 / MX400 / MX450 / MX500 / Avalon FM20,FM30, (M8001A/M8002A) Typ M4605A	AS-A-HP-42	10,8 V / 8,7 Ah 93,96 Wh Li-Ion-Akku	Euro 279,80
	Original Monitor Eearly Vue VS30, Pagemwriter TC20-70, Efficia CM #989803199221	AS-A-HP-52	11,1 V / 7,8 Ah 86,58 Wh Li-Ion-Akku	Euro 287,15 *
	Monitor SureSigns Vital Signs VS2 / VS3 / VS4, SureSigns Patienten Monitor VM3 / VM4 / VM6 / VM8, SureSigns Vital Signs Viewer VSV, Page Writer Cardiograph TC20 / TC30 / TC50 TC70, Typ 989803194541, 989803144631, 453564509341	AS-A-HP-29	11,1 V / 6,6 Ah 73,26 Wh Li-Ion-Akku 140 (148) x 90 x 20 - neue Ausführung -	Euro 253,80
	Akku für Intellivue MP2/X2/M3002A/ M8102A, #M4607A #989803148701	AS-A-HP-45	10,8 V / 2 Ah 21,6 Wh Li-Ion 66 x 80 x 20	Euro 179,00

*Original Artikel, Preisänderungen seitens der Hersteller vorbehalten

	Bezeichnung	AS-Artikel-Nr.	Werte	Preis/Stück
Philips / HP				
	Original IntelliVue X3 Typ 989803196521	AS-A-HP-40	10,8 V / 2,0 Ah Li-Ion-Akku	Euro 234,84 *
	Intellivue X3, Typ 989803196521	AS-A-HP-47	10,8 V / 2 Ah 21,6 Wh Li-Ion 69 x 71 x 23	Euro 198,00
	Original IntelliVueMX40 Typ 989803205801, BAT - Pwr Mdl	AS-A-HP-49	3,7 V / 1,9 Ah Li-Ion-Akku	Euro 367,29 *
	IntelliVue MX40 Typ: 9898031176201, 989803174131	AS-A-HP-48	3,7 V / 1,9 Ah Li-Ion-Akku	Euro 346,50
	Monitor C3, Typ862474C3 / 832478 / 453563480031	AS90/70/107	12 V / 4,5 Ah Bleiakku MP4.5-12 90 x 70 x 107	Euro 21,07
	Original Heartstart HS1 / FRx Typ M5070A	AS-A-HP-16	9 V / 4,2 Ah Lithium-Batterie nicht wieder- aufladbar	Euro 210,60 *

Akkus für jedes
med. Gerät,
USV

*Original Artikel, Preisänderungen seitens der Hersteller vorbehalten

	Bezeichnung	AS-Artikel-Nr.	Werte	Preis/Stück
Philips / HP				
	Heartstart HS1 / FRx Typ M5070A	AS-A-HP-35	9 V / 4,2 Ah Lithium-Batterie nicht wieder- aufladbar	Euro 161,20
	Defibrillator Heartstart Forerunner I (FR1) Typ BT1	AS-A-LA-08	18 V / 1,3 Ah Lithium-Batterie nicht wieder- aufladbar	Euro 127,57
	Defibrillator Heartstart Forerunner II (FR2) Typ M3863A	AS-A-LA-13	12 V / 4,2 Ah Lithium-Batterie nicht wieder- aufladbar	Euro 171,72
	Defibrillator Heartstart MRx, M3538A, M3535A, M3536A	AS-A-LE-10	14,4 V / 6,6 Ah 95 Wh Li-Ion, 78 x 48 x 168	Euro 335,00
	Original Defibrillator Heartstart Forerunner 3, FR3 Typ 989803150161	AS-A-HP-30	12 V / 4,7 Ah Lithium-Batterie nicht wieder- aufladbar	Euro 316,92 *

*Original Artikel, Preisänderungen seitens der Hersteller vorbehalten








	Bezeichnung	AS-Artikel-Nr.	Werte	Preis/Stück
Philips / HP				
	Defibrillator Heartstart Forerunner 3 / FR3 Typ 989803150161	AS-A-HP-54	12 V / 4,7 Ah Lithium-Batterie nicht wieder- aufladbar	Euro 226,00
	Defibrillator Heartstart 4000, Typ M5516A	AS180/23/60	12 V / 2,1 Ah Bleiakku WP1223A 180 x 23 x 60	Euro 26,88
	Original Avalon CL Ersatzakku-Set Typ 989803184861 Akkueinsatz, Sie montieren	AS-A-HP-36	Li-Ion-Akku	Euro 693,40 *
	Original Efficia DFM100 #989803190371	AS-A-HP-39	14,8 V / 5,0 Ah 74,0 W, Li-ION	Euro 373,75 *

Akkus für jedes
med. Gerät,
USV

*Original Artikel, Preisänderungen seitens der Hersteller vorbehalten







	Bezeichnung	AS-Artikel-Nr.	Werte	Preis/Stück
Physio Control				
	Lifepak 8 - Defibrillator Teil	AS-A-PH-04	2 x 6 V / 1,5 Ah NiCd-Akku	Euro 61,33 /Set
	Lifepak 9 - Defibrillator Bleirundzelle (Typ Hawker)	AS-A-PH-07	16 V / 2,5 Ah Bleiakku 72x70x136	Euro 179,75
	Lifepak 10 Defibrillator, Lifepak 5 Defi- und Monitorteil Lifepak 250 Monitor	AS-A-PH-08	12 V / 1,3 Ah NiCd-Akku	Euro 83,25
	Lifepak 10 Defibrillator, Lifepak 5 Defi- und Monitorteil Lifepak 250 Monitor	AS-A-PH-09	12 V / 1,9 Ah NiCd-Akku 128 x 98 x 34	Euro 97,75
Hinweis zur Verwendung im Lifepak 12: Dieser Akku ersetzt den FASTPAK 11141-000044.				
	Original Defibrillator Lifepak LP15 21330-001176	AS-A-PH-28	10,8 V / 6 Ah Li-Ion-Akku	Euro 328,57 *
	Lifepak 20	AS-A-PH-18	12 V / 3 Ah NiMH-Akku	Euro 137,60

*Original Artikel, Preisänderungen seitens der Hersteller vorbehalten

	Bezeichnung	AS-Artikel-Nr.	Werte	Preis/Stück
Physio Control				
	Original Defibrillator Lifepak 20e Typ 3205296-002 / 11141-000112	AS-A-PH-32	10,8 V / 6 Ah 67 Wh Li-Ion-Akku	Euro 269,70 *
	Defibrillator Lifepak 20e Typ 3205296-002 / 11141-000112	AS-A-PH-37	10,8 V / 6 Ah 65 Wh Li-Ion-Akku 220 x 50 x 30	Euro 249,50
	Lifepak 500	AS-A-PH-23	12 V / 7,5 Ah Lithium-Batterie nicht wieder- aufladbar	Euro 182,52
	Original Defibrillator Lifepak 1000/LP1000	AS-A-PH-12	12 V / 4,5 Ah Lithium-Batterie nicht wieder- aufladbar	Euro 350,20 *
	Original Defibrillator Lifepak CR-Plus / Express Ersatz Paket #11403-000002	AS-A-PH-24	12 V / 1,5 Ah Lithium-Batterie nicht wieder- aufladbar	Euro 249,00 *
	Original Defibrillator Lifepak CR-Plus / Express #11403-000001 komplettes Replacement Kit mit 2 Paar Elektroden	AS-A-PH-30	12 V / 1,5 Ah Lithium-Batterie nicht wieder- aufladbar	Euro 298,00 *
	Original Lucas 2 + 3 Reanimationssystem #11576-000080	AS-A-PH-35	25,9 V / 3,3 Ah LiPo-Akku	Euro 804,43 *

Akkus für jedes
med. Gerät,
USV

*Original Artikel, Preisänderungen seitens der Hersteller vorbehalten

	Bezeichnung	AS-Artikel-Nr.	Werte	Preis/Stück
Primedic/Metrax				
	Defibrillator B	AS-A-PR-01	14,4 V / 1,5 Ah NiCd-Akku	Euro 65,40
	Defibrillator M240 / EC01 / DM1 /3 / 10-12 / 30-12 Akkueinsatz, Sie montieren	AS-A-PR-02	14,4 V / 1,7 Ah NiCd-Akku	Euro 59,00
	Original Defibrillator M240	AS-A-PR-05	14,4 V / 1,7 Ah	Euro 240,00 *
	Original Defibrillator M250 / HeartSave 6 / HeartSave 65 / AED / AS / AED-M Typ 97641	AS-A-PR-06	15 V / 7,2 Ah 108 Wh, LiMnO2- Batterie , nicht wiederaufladbar 6 Jahre Standby-Zeit	Euro 278,00 *
Protocol Propaq				
	102EL / 104 / 106 / 202EL / 204EL / 206EL / 240 EL / 242 EL / 244EL / 246EL Monitor mit SpO2 komplett mit Platine	AS-A-PRO-01	8 V / 5 Ah Bleigelakku 133 x 74 x 70	Euro 152,00
	101-106 / 242 / 244 / 246 Monitor und baugleich B10813	AS-A-PRO-05	8 V / 2,5 Ah Bleiakku komplett mit Platine Einzelakku 132 x 70 x 37	Euro 85,32

*Original Artikel, Preisänderungen seitens der Hersteller vorbehalten

	Bezeichnung	AS-Artikel-Nr.	Werte	Preis/Stück
Quickels				
	Original Sauganlage #QN D103	AS-A-QU-01	10,8 V / 2,6 Ah Li-Ion-Akku	Euro 342,00 *
Radiometer				
	Pulsoximeter OXY 3	AS97/24/50	6 V / 1,2 Ah Bleigelakku WP1.2-6 Kontakte nach innen nicht versetzt 97 x 24 x 50	Euro 11,40
Sanyo				
	MDF-137 Medizin-Kühltruhe Typ 5HR-AAC	AS-A-Div-70	6 V / 1,6 Ah NiMH-Akku	Euro 71,73
Schiller				
	DT-100 Typ 212117 Es werden 2 Stück benötigt.	AS134/67/60E	12 V / 3,4 Ah Bleigelakku #NP3.4-12, LC-R123R4PG 134 x 69 x 60	Euro 30,94
	Blutdruckrekorder BR-102 plus, VE: 10 Stück Es werden 2 Stück benötigt.	ASHR-3U-X	1,2 V / 2,6 Ah NiMH-Akku Mignon	Euro 3,10

Akkus für jedes
med. Gerät,
USV





	Bezeichnung	AS-Artikel-Nr.	Werte	Preis/Stück
Schiller				
	AT1 / Spirovit 1 / SP1 / P80 / AT101 / ATS750 Typ 683198	AS-BP-04	12 V / 1,2 Ah Bleigelakku WP1.2-12 97 x 43 x 53	Euro 23,23
	AT1 / SP1 / P80 / AT101 / Argus VCM EKG	AS-A-SC-16	12 V / 1,2 Ah Bleiakku 97 x 47,5 x 55	Euro 15,66
	AT2 / AT6 EKG/CM8 Monitor / Cardiovit SC100 / SP200	AS-BD-27	12 V / 2,6 Ah Bleigelakku 4,8 mm Faston 178 x 34 x 60	Euro 24,30
	AT104	AS-A-SC-09	7,2 V / 0,6 Ah NiCd-Akku 151 x 28,4 x 14,5	Euro 39,00
	AT10+ / AT10plus EKG	AS-A-SC-11	9,6 V / 2,7 Ah NiMH-Akku	Euro 99,00
	Original AT10+ / AT10plus / AT110	AS-A-SC-12	21,6 V / 2,3 Ah Li-Ion-Akku	Euro 698,03 *

*Original Artikel, Preisänderungen seitens der Hersteller vorbehalten

	Bezeichnung	AS-Artikel-Nr.	Werte	Preis/Stück
Schiller				
	Defibrillator Defigard 1002 / 2000 / 2002 / 2002 / 6002 Halbautomat FRED / FRED Professional Physiogard TM910	AS-A-BRU-01	12 V / 1,9 Ah NiCd-Akku	Euro 104,90
	Original Defibrillator Defigard 4000 / DG4000 Typ 614186	AS-A-BRU-12	12 V / 2,3 Ah	Euro 202,00 *
	Original Defibrillator Defigard 5000 / Argus PRO Lifecare 2 / Defigard Touch 7	AS-A-BRU-10	11,1 V / 4,65 Ah 51,6 Wh Li-Ion-Akku	Euro 526,52 *
	Original Defibrillator Halbautomat FRED easy Typ 4-07-0001	AS-A-BRU-08	12 V / 2,8 Ah LiMnO2-Batterie nicht wieder- aufladbar	Euro 218,00 *
	Original Defibrillator Easypart	AS-A-SC-17	12 V / 0,75 Ah Lithium-Batterie nicht wiederaufladbar	Euro 164,00 *

Akkus für jedes
med. Gerät,
USV

*Original Artikel, Preisänderungen seitens der Hersteller vorbehalten

Bezeichnung	AS-Artikel-Nr.	Werte	Preis/Stück
Schiller			
MT-101	ASHR-3U-X	1,2 V / 2,6 Ah NiMh-Akku Mignon	Euro 3,10
			
Original Cardiovit MS-2007	AS-A-SC-18	7,4V / 4,2 Ah Li-Ion-Akku 32Wh	Euro 169,00 *
			
Cardiovit AT102	AS-BD-27	12 V / 2,6 Ah Bleigelakku 2.6-12 178 x 34 x 61 (66), parallelgesetzte Kontakte Stecker u. Verbinder von den vorh. Akkus nutzen	Euro 24,30
			
Cardiovit AT102	AS177/34/60E	12 V / 2,3 Ah Bleigelakku NP2.3-12 178 x 34 x 61 Kontakte gegenüber- liegend	Euro 31,72
			

*Original Artikel, Preisänderungen seitens der Hersteller vorbehalten

Bezeichnung	AS-Artikel-Nr. Werte	Preis/Stück
-------------	----------------------	-------------

Schiller



Original AT102+ / MS-2010 / MS-2015	AS-A-SC-22	7,2 V / 5,4 Ah 38,88 Wh Li-Ion-Akku 72,7 x 20 x 69	Euro 219,00 *
--------------------------------------------	-------------------	-------------------------------------------------------------	----------------------

Hinweis des Herstellers: Wenn im MS-2010 oder MS-2015 erstmalig dieser neue Akku verbaut wird, muss auch der Batteriefachdeckel gewechselt werden, bitte AS-A-SC-22BD (MS-2015) oder AS-A-SC-22BD2 (MS-2010) mit dazubestellen.

Original Batteriefachdeckel zu Cardiovit MS-2015	AS-A-SC-22BD		Euro 55,00 *
---------------------------------------------------------	---------------------	--	---------------------

Hinweis des Herstellers: Der Batteriefachdeckel ist bei erstmaligem Einbau des neuen Akkus zu Schiller Cardiovit MS-2015 erforderlich. #2.100868

Original Batteriefachdeckel zu Cardiovit MS-2010	AS-A-SC-22BD2		Euro 51,70 *
---------------------------------------------------------	----------------------	--	---------------------

Hinweis des Herstellers: Der Batteriefachdeckel ist bei erstmaligem Einbau des neuen Akkus zu Schiller Cardiovit MS-2010 erforderlich.

Original Cardiovit AT102 G2	AS-A-SC-21	11,25 V / 6,4 Ah Li-Ion-Akku	Euro 335,00 *
------------------------------------	-------------------	---------------------------------	----------------------



Akkus für jedes
med. Gerät,
USV

	Bezeichnung	AS-Artikel-Nr.	Werte	Preis/Stück
Seca				
	Waage 717A, 727, 757, 771, 909, 922, 927, 942, 944, 958, 959, Typ 68-21-12-721	AS-A-SE-02	7,2 V / 0,6 Ah NiCd-Akku	Euro 28,30
	Waage 717A, 727, 757, 771, 909, 922, 927, 942, 944, 958, 959, Typ 68-21-12-721	AS-A-SE-04	7,2 V / 0,94 Ah NiCd-Akku	Euro 35,70
	Waage 665/715/717/959 Typ 68-22-12-721-009	AS-A-SE-03	7,2 Ah / 1,25 Ah NiMH-Akku 42 x 28 x 50	Euro 39,00
Sherwood				
	Ernährungspumpe E-Pump Typ F010484	AS-A-SH-05	4,8 V / 3,8 Ah NiMH-Akku	Euro 50,94
Siemens				
	EKG-Schreiber Megacard	AS-A-NE-09	6 V / 4,5 Ah Bleigelakku Powerfit S306/4S 70 x 47 x 106	Euro 15,80
	Monitor SC7000XL / SC9000XL intern	AS134/67/60E	12 V / 3,4 Ah Bleigelakku #NP3.4-12, LC-R123R4PG 134 x 69 x 60	Euro 30,94

	Bezeichnung	AS-Artikel-Nr.	Werte	Preis/Stück
Siemens				
	Monitor SC7000XL / SC9000XL extern	AS180/23/60	12 V / 2,1 Ah Bleiakku WP1223A 180 x 23 x 60	Euro 26,88
	Ventilator SC8000, 710, Cardostat 31/31S, Servo 300 / 300A	AS177/34/60E	12 V / 2,3 Ah Bleigelakku NP2.3-12 178 x 34 x 64	Euro 31,72
	Siccard	AS97/24/50	6 V / 1,2 Ah Bleigelakku WP1.2-6 Kontakte nach innen nicht versetzt 97 x 24 x 50	Euro 11,40
	Monitor SC8000	AS177/34/60E	12 V / 2,3 Ah Bleiakku NP2.3-12 178 x 34 x 64	Euro 31,72
	Original Critical Care Monitor Servo-i/Servo-s	AS-A-MAQ-02	12 V / 3,5 Ah NiMH-Akku 152 x 90 x 21 ohne Kapazitäts- anzeige	Euro 545,00 *
	Sonoline Antares Ultrasound Type 4834789	AS-A-SI-27	4,8 V / 4,5 Ah NiMH-Akku	Euro 96,33

Akkus für jedes
med. Gerät,
USV






*Original Artikel, Preisänderungen seitens der Hersteller vorbehalten




	Bezeichnung	AS-Artikel-Nr.	Werte	Preis/Stück
Söhngen				
	Absaugpumpe	AS134/67/60E	12 V / 3,4 Ah Bleigelakku #NP3.4-12, LC-R123R4PG 134 x 69 x 60	Euro 30,94
Söhnle				
	Waage S20-2760	AS-A-SÖ-02	6 V / 2 Ah NiMH-Akku 83 x 45 x 18	Euro 32,00
	Waage 7711	AS97/24/50	6 V / 1,2 Ah Bleigelakku Kontakte nach innen nicht versetzt WP1.2-6 97 x 24 x 50	Euro 11,40
	Original Stuhlwage 7702 Ref. 618.010.022	AS-A-SÖ-05	7,2V / 2Ah NiMH-Akku 85 x 14,5 x 52	Euro 87,50 *
Sonosite				
	Original Ultraschallsysteme Titan, MicroMaxx, M-Turbo Part.No. P07168 (P09059-01/ P02569-02)	AS-A-SO-01	10,8 V / 5,8 Ah Li-Ion-Akku	Euro 795,84 *
	Original Ultraschallsystem Edge und Edge II Typ P15051-20, PN P15000-1	AS-A-SO-04	10,8 V / 5,85 Ah Li-Ion Akku 63,18 Wh 209 x 66 x 26	Euro 698,99 *

*Original Artikel, Preisänderungen seitens der Hersteller vorbehalten





	Bezeichnung	AS-Artikel-Nr.	Werte	Preis/Stück
Stieglmeyer				
	Intensivbett Epstyle Akkubau, bitte senden Sie den Originalakku ein	AS-A-HILL-03	24 V / 1,3 Ah Bleiakku 104 x 135 x 67	Euro 52,92
	Intensivbett Epstyle / Seta BA20003-00 CB18 Steuerung/CB1663x Akkueinsatz, Sie montieren	AS-A-STI-04	2 x 12 V / 1,3 Ah Bleiakku 97 x 48 x 52	Euro 54,72 /Set
	Bett Vitano / AG300 Sicuro Akkueinsatz, Sie montieren Es werden 4 Stück benötigt.	AS97/24/50	6 V / 1,2 Ah Bleigelakku WP1.2-6 Kontakte nach innen nicht versetzt 97 x 24 x 50	Euro 11,40
	Bett Vivendo Es werden 2 Stück benötigt.	AS-A-Sonder-03	12 V / 1,3 Ah Bleiakku PBQ 1.3-12 98 x 48 x 54	Euro 19,48
	Akku Bett Vivendo EM1, EM3, EM4, Avanta, Avanta Plus, Aventa Classic Akkueinsatz - Sie montieren	AS-A-STI-06	2 x 12 V / 1,2 Ah Bleigelakku 97 x 43 x 52	Euro 51,80 /Set

Akkus für jedes
med. Gerät,
USV

	Bezeichnung	AS-Artikel-Nr.	Werte	Preis/Stück
Stierlen/Maquet				
	OP Tisch (Fernbedienung) D7550	AS-A-HE-32	10,8 V / 0,8 Ah NiMH-Akku AAA-HR03 94,5 x 45 x 10,5	Euro 35,00
	OP Säule Alphamaquet Typ 0227.018401	AS-A-HE-36	12 V / 8 Ah Bleiakku 300 x 90 x 45	Euro 278,30
	OP Tischsystem Alphamaquet Typ 1150.01A1 Es werden 4 Stück benötigt.	AS-BP-35	12 V / 7 Ah Bleiakku 151 x 65 x 94	Euro 19,44
Stryker				
	System 6, CD3 Cordless Driver 3, Typ 6215 6215-000-000	AS-A-STR-20	9,6 V / 2,5 Ah NC-Akku 72 x 67 x 71	Euro 315,00
	OP Instrumente Typ 4115 CD2, Cordless Driver 2, System 4, System 5	AS-A-STR-23	9,6 V / 1,2 Ah NC-Akku 87 x 75 x 68	Euro 340,00





	Bezeichnung	AS-Artikel-Nr.	Werte	Preis/Stück
Stryker				
	Smartpump Tourniquet System (5920-010-XXX) SP-1C, SP-2CX Singel Dual Smart Pump (OAXINST10, OAXSTGX10)	AS-A-STR-25	12 V / 2,7 Ah NiMH-Akku 90 x 31 x 48	Euro 179,00
■				
	Typ 250-070-602 250-070-601	AS-A-STR-27	16,8 V / 1,7 Ah NiMH-Akku 107 x 38 x 59	Euro 83,00
■				
Weitere Akkus auf Anfrage				
Strässle				
	Elektroden Suanlage DT100 Es werden 2 Stück benötigt.	AS134/67/60E	12 V / 3,4 Ah Bleigelakku #NP3.4-12, LC-R123R4PG 134 x 69 x 60	Euro 30,94
■				
Sunrise Medical				
	Patientenlifter Oxford Presence Akkueinsatz, Sie montieren	AS-A-SUN-01	2 x 12 V / 2,9 Ah Bleiakku	Euro 48,60 /Set
■				

Akkus für jedes
med. Gerät,
USV

	Bezeichnung	AS-Artikel-Nr.	Werte	Preis/Stück
Synthes				
	Bohrer Typ 532.003 Akkuumbau, bitte senden Sie den Originalakku ein (verschraubtes Gehäuse)	AS-A-SYN-02	12 V / 0,5 Ah NiCd-Akku 67 x 37 x 116	Euro 79,00
	*nicht autoklavierbar			
	■			
	Bohrer Typ 532.003 kein Akkuumbau möglich	AS-A-SYN-05	12 V / 0,7 Ah NC-Akku 67 x 37 x 90	Euro 189,00
	■			
Weitere Akkus auf Anfrage				
Terumo				
	Infusionspumpe TE311/312	AS-A-TE-02	9,6 V / 0,9 Ah NiCd-Akku	Euro 49,00
	■			
	Infusionspumpe TE311/312	AS-A-TE-03	9,6 V / 1,65 Ah NiMH-Akku	Euro 53,33
	■			

	Bezeichnung	AS-Artikel-Nr.	Werte	Preis/Stück
Völker				
	Patientenbett S960	AS-A-VÖL-01	6 V / 5 Ah Bleiakku 136 x 52 x 76	Euro 50,05
	Patientenbett S960 Ersatzakku	AS-A-VÖL-02	24 V / 5 Ah Bleiakku 310 x 130 x 52	Euro 239,00
	Patientenbett S962-2 / S962-2W / S962-2 vis-a-vis / S282 / S382 Akkueinsatz, Sie montieren	AS-A-VÖL-03	24 V / 7,2 Ah Bleiakku	Euro 58,70
	Patientenbett S960-2W Akkueinsatz, Sie montieren	AS-A-VÖL-04	4 x 6 V / 1,2 Ah Bleiakku	Euro 49,66 /Set
	Patientenbett S582, S962-2 4,8 mm Faston Akkueinsatz, Sie montieren	AS-A-VÖL-05	2 x 12 V / 5,4 Ah Bleiakku 90 x 70 x 107mm	Euro 54,40 /Set
Weiner				
	Patiententlifter Omniflift G2 Akkubox BAJ1-00-01	AS-A-WEIN-04	2 x 12 V / 2,9 Ah Bleiakku	Euro 42,12 /Set

Akkus für jedes
med. Gerät,
USV









	Bezeichnung	AS-Artikel-Nr.	Werte	Preis/Stück
Weinmann				
	Absaugpumpe Accuvac	AS-BD-39	12 V / 7,2 Ah Bleigelakku MP7,2-12 151 x 64,5 x 94	Euro 27,89
	Accuvac Rescue Basic	AS134/67/60E	12 V / 3,4 Ah Bleigelakku #NP3.4-12, LC-R123R4PG 134 x 69 x 60	Euro 30,94
	Original Accuvac Rescue	AS-A-WEI-03	12 V / 3 Ah NiCd-Akku	Euro 225,00 *
	Original Typ WM11603 Accuvac Pro	AS-A-WEI-12	14,8 V / 4,3 Ah Li-Ion Akku 63,64Wh 74,25 x 43,1 x 64	Euro 242,43 *
Welch Allyn				
	Original Typ 72200	AS-A-WE-14	3,5 V / 0,75 Ah NiCd-Akku	Euro 59,50 *
	Original Typ 72300	AS-A-WE-04	3,5 V / 0,65 Ah NiCd-Akku	Euro 48,40 *

*Original Artikel, Preisänderungen seitens der Hersteller vorbehalten






	Bezeichnung	AS-Artikel-Nr.	Werte	Preis/Stück
Welch Allyn				
	Vital Sign Monitor (VSM) 5300 / 53NOP / 53NTO / 53OTO / 53000 / 53NTP / 5350P, #407560	AS-A-WE-46	6 V / 4,5 Ah Bleiakku 75 x 50 x 105	Euro 24,30
	Vital Sign Monitor (VSM) 300 Serie / Spot420 / 42NOB / 53NTB / 53NTL / 63NTB 501-0015-01, Typ 4200-84	AS-A-WE-32	6 V / 4,5 Ah Bleiakku 75 x 50 x 105	Euro 25,92
	Lifesign Analyzer 4200, 5000, 52000, BP, SPO2, Quick Sign, CP100, 200, ECG, EL Typ 5200-84	AS-A-WE-10	6 V / 4,5 Ah Bleiakku 75 x 53 x 104	Euro 25,08
	VSM LXI, 400732, Spot LXI Typ 4500-84	AS-A-WE-27	6 V / 5,5 Ah Bleiakku 88 x 50 x 113	Euro 34,56
	Original Connex VSM6000 (BATT99, BATT-99, 9 Cell)	AS-A-WE-42	11,1 V / 6 V 66Wh Li-Ion-Akku	Euro 381,24 *
	Connex VSM6000 (BATT99, BATT-99, 9 Cell)	AS-A-WE-57	10,8 V / 7,5 Ah 81 Wh Li-Ion-Akku 203 x 72 x 24	Euro 266,88

Akkus für jedes
med. Gerät,
USV

*Original Artikel, Preisänderungen seitens der Hersteller vorbehalten

	Bezeichnung	AS-Artikel-Nr.	Werte	Preis/Stück
Welch Allyn				
	Original EKG Gerät ELI 380 #774281 / #4800-017	AS-A-WE-55	10,8 V / 8,7 Ah Li-Ion Akku 93,96Wh 149 x 90 x 20	Euro 599,00 *
	Original Blutdruckmesser Connex Spot 2-Zell CSM 7500 Vital BATT22	AS-A-WE-47	7,2 V / 3,2 Ah Li-Ion Akku 23,04 Wh 68,65 x 39,46 x 18,73	Euro 108,20 *
	Original ProBP3400 Blutdruckmesser	AS-A-WE-43	3,7 V / 2,1 Ah Li-Ion-Akku	Euro 59,50 *
	Defibrillator AED10 Typ 001852	AS-A-WE-36	12 V / 2,8 Ah Lithium-Batterie 75 x 50 x 105	Euro 89,10
	Original Thermoscan Pro 6000 Typ 104894, #901122	AS-A-BR-24	2,4 V / 0,75 Ah NiMH-Akku	Euro 35,40 *
Wissner-Bosserhoff				
	Eleganza (Duomed) Krankenbett Akkueinsatz, Sie montieren	AS-A-WI-02	4 x 6 V / 1,2 Ah Bleiakku	Euro 39,96 /Set
	Eleganza / Praktiker (Powerbox) Krankenbett Akkueinsatz, Sie montieren	AS-A-WI-03	2 x 12 V / 1,2 Ah Bleiakku	Euro 42,12 /Set
	Krankenbett Typ Multicare (DiaMec) Akkueinsatz, Sie montieren	AS-A-WI-04	2 x 12 V / 7,2 Ah Bleiakku 151 x 65 x 94	Euro 59,80 /Set

*Original Artikel, Preisänderungen seitens der Hersteller vorbehalten

	Bezeichnung	AS-Artikel-Nr.	Werte	Preis/Stück
Zoll				
	Defibrillator NTP2-PD1400/ PD1600/PD1700/PD2000/ 4410/M-Serie CCT / E-Serie #8000-0299-10, #8000-0299-01 ohne Kapazitätsanzeige	AS-A-ZO-01	10 V / 2,5 Ah Bleiakku 191 x 71,4 x 39,7	Euro 144,90
	Defibrillator AED, Plus Typ Ultra 123 Es werden 10 Stück benötigt.	AS-LB-02D	3 V Lithium-Batterie nicht wieder- aufladbar	Euro 3,99 *
	Original Defibrillator AED Pro Typ 8000-0860-01 / 1008-1003-01	AS-A-ZO-02	12 V / 4,2 Ah Lithium-Batterie nicht wieder- aufladbar	Euro 287,30 *
	Original Defibrillator AED X-Serie, Propaq MD Typ Sure Power II 8000-0580-01	AS-A-ZO-11	11,1 V / 6,6 Ah 73 Wh Li-Ion-Akku	Euro 798,00 *
	Original Defibrillator AED 3 AED 3 BLS Typ 8000-000696	AS-A-ZO-14	12 V / 4,2 Ah Lithium-Batterie nicht wieder- aufladbar 43 Wh 129,6 x 80,5 x 26,6	Euro 212,80 *

Akkus für jedes
med. Gerät,
USV

*Original Artikel, Preisänderungen seitens der Hersteller vorbehalten

Asmuth Art.Nr.	Original Bleiakku Sonnenschein dryfit A200/500				Preis/Stück
	Typ / Artikel-Nr.	Spannung	Kapazität	Abmaße in mm	
AS-BS-500-09	A512/6.5S / 0789543200	12 V	6,5 Ah	152 x 65,5 x 98,4	Euro 79,00 *
AS-BS-500-12	A512/25G5	12 V	25 Ah	176 x 167 x 126	Euro 158,60 *



Asmuth Art.Nr.	Original Bleiakku Hawker				Preis/Stück
	Typ / Artikel-Nr.	Spannung	Kapazität	Abmaße in mm	
AS-A-GR-01	Hawker Cyclon	2 V	2,5 Ah	34 x 61,2	Euro 8,90 *



*Original Artikel, Preisänderungen seitens der Hersteller vorbehalten

Asmuth Art.Nr.	Einzelzellen						Preis/Stück
	Original- Artikel-Nr.	Größe	Spannung	Kapazität	Abmessungen Ø mm / H mm	Verpackungs- einheit	
AS-EZ-04	ReCyko+	AAA Micro NiMH	1,2 V	950 mAh	9 x 44	10 Stück	Euro 2,70
ASHR-3U-X	GP270AAHC	Mignon	1,2 V	2,6 Ah	14,5 x 50,5	10 Stück	Euro 3,10
ASV56722	56722	E-Block NiMH	8,4 V	200 mAh	48,5 x 26,6 x 15,7	10 Stück	Euro 7,10




sonstige Akkus

AS96/25/61	Multipower MP0.8-12s Bleigelakku	12 V	0,8 Ah	96 x 25 x 61,5	Euro 19,95
AS-BP-22	Yuasa NP4-12 Bleiakku	12 V	4 Ah	90 x 70 x 106	Euro 27,00
AS97/24/50	Long WP1.2-6 Bleigelakku	6 V	1,2 Ah	97 x 24 x 50 Kontakte nach innen nicht versetzt	Euro 11,40
AS-BP-24	Yuasa NP7-12 Bleigelakku mit VDS-Zulassung	12 V	7 Ah	151 x 65 x 97,5	Euro 24,86
AS-A-Sonder-03	PBQ-Bleigelakku 1.3-12V	12 V	1,3 Ah	98 x 48 x 54	Euro 19,48
AS134/67/60E	#NP3.4-12,	12 V	3,4 Ah	134 x 69 x 60	Euro 30,94
AS-BP-55	Multipower MP7.2-12B VDS Zulassung	12 V	7,2 Ah	151 x 64,5 x 94	Euro 26,50

Akkus für jedes
med. Gerät,
USV



Bezeichnung	AS-Artikel-Nr.	Werte	Preis/Stück
USV Anlagen / Sicherheitstechnische Anlagen			
	WP1.2-12	AS-BP-04	12 V / 1,2 Ah Euro 23,23
	NP2.3-12	AS177/34/60E	12 V / 2,3 Ah Euro 31,72
	WP7.2-12M	AS-APC-01	12 V / 7,2 Ah Euro 15,68
	WP12-12A	AS-APC-02	12 V / 12 Ah Euro 31,89
	WP26-12M	AS-APC-04	12 V / 26 Ah Euro 71,90

Akkus für USV-Anlagen passend für APC

passend für APC Batterie RBC2	AS-BD-30	12 V / 7,2 Ah	Euro 24,40
-------------------------------	----------	---------------	-------------------



passend für APC Batterie RBC4	AS-APC-02	12 V / 12 Ah	Euro 31,89
-------------------------------	-----------	--------------	-------------------



passend für APC Batterie RBC6	AS-APC-12	12 V / 12 Ah	Euro 113,60
		Stecker und Verbinder müssen vom Altakku übernommen werden	



passend für APC Batterie RBC7	AS-APC-13	12 V / 17 Ah	Euro 135,00
		Stecker und Verbinder müssen vom Altakku übernommen werden	



	Bezeichnung	AS-Artikel-Nr.	Werte	Preis/Stück
	passend für APC Batterie RBC48	AS-APC-27		Euro 79,55
	passend für APC Batterie RBC109	AS-APC-32	24 V / 9 Ah	Euro 76,20
	USV-Anlagen RBC17-BD1 passend für CP1290 CSB-HR1234WF2 CSB	AS-APC-33	12 V / 34 Watt bzw 9 Ah 151 x 65 x 94 F2 Faston 6,3mm	Euro 26,20
	passend für APC Batterie RBC18 PS250, PS250I, PS450, PS450I, SU5005, BAY450, SC250RM1U, SC450RM1U	AS-APC-39		Euro 96,12 /Set

Akkus für jedes
med. Gerät,
USV

AKKUS

für jedes medizinisches und
schnurloses Gerät




we take care

we take care



BATTERIEN



Batterien

we take care

we take care



	Asmuth Art.Nr.	Primärbatterien	Preis/Stück inkl. Entsorgung
	ASLR6V	Batterie, Mignon, Alkaline, AA , 1,5 V, Varta / Industrial VE: 40/400 Stück / Karton	Euro 0,26 *
	ASLR03V	Batterie, Micro, Alkaline, AAA , 1,5 V, Varta / Industrial VE: 10/700 Stück / Karton	Euro 0,26 *
	ASLR1V	Batterie, Lady, Alkaline, LR1 , 1,5 V, Duracell VE: 10 Stück / Karton	Euro 0,85 *
	ASLR14V	Batterie, Baby, Alkaline, LR14 , 1,5 V, Varta VE: 20/200 Stück / Karton	Euro 0,81 *
	ASLR20V	Batterie, Mono, Alkaline, LR20 , 1,5 V, Varta VE: 20/100 Stück / Karton	Euro 1,20 *
	AS6LR61V	Batterie, E-Block, Alkaline, 6LR61 , 9 V, Varta / Industrial Maße: 4,4 x 2,5 x 1,6 cm VE: 20/200 Stück / Karton	Euro 1,08 *

*Original Artikel, Preisänderungen seitens der Hersteller vorbehalten

Asmuth Art.Nr.	Sonstige Alkaline-Typen					Preis / Stück
Lithiumbatterien						
	IEC-Norm	Vergleichs- bezeichnung	Spannung	Abmessungen Ø mm / H mm	Verpackungs- einheit	
AS-LB-02	CR123/CR17345 CR17345	CR123A/EL123/	3 V	16,9 x 34	10 Stück	Euro 2,38 *
AS-LB-02D	CR123A BG1	Duracell Ultra Foto	3 V	16,8 x 34	10 Stück	Euro 3,99 *
AS-LB-25	SL761S	Sonnenschein - 2/3 AA	3,6 V		1 Stück	Euro 7,80 *



BATTERIEN




we take care

we take care



LICHTLEITKABEL, XENON, MEDIZINISCHE LAMPEN



Lichtkabel, med.
Lampen, Xenon

we take care

we take care



Asmuth
Art.Nr.

Kaltlichtkabel

Preis/Stück

Hightrans-Lichtleitkabel

garantiert autoklavierbar, Temp. < 300 °C

Knickschutz an beiden Schraubenden - verschleißt -

Standardfarbe: blau

Hightrans fibre-optic light guide, autoclavable, temp. < 300 °C

AS495NTA	Ø 2,5 mm x 2.300 mm	Euro 205,20
AS495NL	Ø 3,5 mm x 1.800 mm	Euro 216,70
AS495NA	Ø 3,5 mm x 2.300 mm	Euro 205,20
AS495ND	Ø 3,5 mm x 3.000 mm	Euro 268,60
AS495NB	Ø 4,8 mm x 1.800 mm	Euro 247,70
AS0500901	Ø 4,8 mm x 2.300 mm	Euro 283,00
AS495NE	Ø 4,8 mm x 3.000 mm	Euro 360,50

Unsere Lichtleitkabel erhalten Sie auch in folgenden **weiteren** Farben:

rot	grau	grün	orange	schwarz
AS495NL/rot	AS495NL/grau	AS495NL/grün	AS495NL/orange	AS495NL/schw
AS495NA/rot	AS495NA/grau	AS495NA/grün	AS495NA/orange	AS495NA/schw
AS495ND/rot	AS495ND/grau	AS495ND/grün	AS495ND/orange	AS495ND/schw
AS495NB/rot	AS495NB/grau	AS495NB/grün	AS495NB/orange	AS495NB/schw
AS0500901/rot	AS0500901/grau	AS0500901/grün	AS0500901/or	AS0500901/schw
AS495NE/rot	AS495NE/grau	AS495NE/grün	AS495NE/orange	AS495NE/schw



Bitte denken Sie daran, die von Ihnen benötigten Adapter mitzubestellen siehe Seite 249-250

Asmuth
Art.Nr.

Kaltlichtkabel

Preis/Stück

Hightrans-LED-Lichtleitkabel**-optimiert für LED-Lichtquellen-**

Bei Einsatz mit einer LED-Lichtquelle erreicht das LED-Lichtleitkabel eine bis zu 15% höhere Transmission

garantiert autoklavierbar, Temp. < 300 °C

Knickschutz an beiden Schraubenden - verschweißt -

Standardfarbe: **blau**

Hightrans fibre-optic light guide, autoclavable, temp. < 300 °C



AS495NL-LED	Ø 3,5 mm x 1.800 mm	Euro 238,40
AS495NA-LED	Ø 3,5 mm x 2.300 mm	Euro 225,30
AS495ND-LED	Ø 3,5 mm x 3.000 mm	Euro 296,20
AS495NB-LED	Ø 4,8 mm x 1.800 mm	Euro 273,60
AS0500901-LED	Ø 4,8 mm x 2.300 mm	Euro 314,20
AS495NE-LED	Ø 4,8 mm x 3.000 mm	Euro 398,30
AS495NEL-LED	Ø 4,8 mm x 4.000 mm	Euro 461,30

Unsere LED-Lichtleitkabel erhalten Sie auch in folgenden **weiteren** Farben:

grau	grün	orange
AS495NL-LED/grau		
AS495NA-LED/grau		AS495NA-LED/or
AS495ND-LED/gr	AS495ND-LED/grün	AS495ND-LED/orange
AS495NB-LED/grau		
AS0500901-LEDgrau	AS0500901-LEDgr	AS0500901-LEDor
AS495NE-LED/gr	AS95NE-LED/grün	AS495NE-LED/or

Lichtkabel, med.
Lampen, Xenon

Bitte denken Sie daran, die von Ihnen benötigten Adapter mitzubestellen siehe Seite 249-250

Vergleichstypen Lichtleiter

(in Verbindung mit Adaptern Seiten 249/250)

Hersteller	Referenznummer	Typ
Aesculap	OP906	AS495NB
Arthrex	AR-3040	AS0500901
Arthrex	AR-3041	AS495NE
Dyonis	57-2140	AS495NB
Linvatec	C3279	AS495ND
Linvatec	C3278	AS495NE
Medicon	90.20.26	AS495NTA
Medicon	90.20.27	AS495NTA
Medicon	90.02.61	AS495NA
Medicon	90.20.36	AS495NA
Medicon	90.02.62	AS495NB
Medicon	90.20.52	AS0500901
Medicon	90.20.48	AS495NB
Medicon	90.20.54	AS0500901
Olympus	A3293, A3291, A3297	AS495NA
Olympus	A3294, A3292	AS0500901
Olympus	A3295, A3296	AS495NE
Olympus	A3290	AS495NTA
Olympus	WA03200A	AS495ND
Olympus	WA03210A	AS495NE
Storz	495NA	AS495NA
Storz	495NB	AS495NB
Storz	495ND	AS495ND
Storz	495NE	AS495NE
Storz	495NL	AS495NL
Storz	495NTA	AS495NTA
Wisap	7761GS1	AS0500901
Wisap	7761GS2	AS495NE
Wisap	7761GS4	AS495NA
Wisap	7761GS5	AS495ND
Wolf	80663518, 8061.35	AS495NL
Wolf	80663523, 8061.353	AS495NA
Wolf	80663530, 8061.356	AS495ND
Wolf	80665023, 8061.453	AS0500901
Wolf	80665030	AS495NE
Wolf	80665035	AS495NEL
Wolf	80655023	AS0500901
Wolf	80655030, 8061.456	AS495NE
Wolf	80655035, 8061.457	AS495NEL
Wolf	8061.45	AS495NB
Wolf	8061,253	AS495NTA
Zeiss	303 481-9018, 303 481-9020	AS495NB
Zeiss	303 481-9022, 303 481-9025	AS0500901
Zeiss	303 481-9030	AS495NE
Zeiss	303 481-9036, 303 481-9038	AS495NEL

	Asmuth Art.Nr.	Adapter für Hightrans-Lichtleitkabel	Preis/Stück
	AS05.0100z	Adapter für Storz / Aesculap, Linvatec, Lichtquelle <i>Adapter for Storz source of light</i>	Euro 14,20
	AS05.0108z	Adapter für Storz / Aesculap Optik <i>Adapter for Storz optic side</i>	Euro 14,30
	AS05.0101o	Adapter für Olympus / ACM Lichtquelle <i>Adapter for Olympus source of light</i>	Euro 14,50
	AS05.0201o	Adapter für Olympus Lichtquelle, lang zur Aktivierung der Lichtquelle <i>Adapter for Olympus source of light</i>	Euro 27,20
	AS05.0111o	Adapter für Olympus Optik <i>Adapter for Olympus optic side</i>	Euro 30,60
	AS05.0111J	Adapter f. Olympus / ACM Optik <i>Adapter for Olympus optic side</i>	Euro 37,60

	Asmuth Art.Nr.	Adapter für Hightrans-Lichtleitkabel	Preis/Stück
	AS05.0109b	Adapter für ACM / Stryker Lichtquelle <i>Adapter for ACM source of light</i>	Euro 20,10
	AS05.0107B	Adapter für Pentax LE <i>Adapter for Pentax LE</i>	Euro 14,60
	AS05.0102b	Adapter für Wolf und Dionics Lichtquelle <i>Adapter for Wolf source of light</i>	Euro 14,40
	AS05.0110B	Adapter für Wolf Optik mit Schnapp <i>Adapter for Wolf optic side</i>	Euro 14,40
	AS05.0103b	Adapter für Volpi Lichtquelle <i>Adapter for Volpi source of light</i>	Euro 25,10
	AS05.0108b	Adapter für Fuji Lichtquelle <i>Adapter for Fuji source of light</i>	Euro 26,60

	Asmuth Art.Nr.	Xenonlampen (lm = Lumen, K = Kelvin)	Preis/Stück
	ASPE300BF	Xenonlampe 14 V, 300 W, 5600K, 5000lm	Euro 296,00
	ASPE190E	Xenonlampe passend für CLV 190, 300W, #MAJ1817	Euro 450,00
	ASPE150BF	Xenonlampe für Luxtel 7000, ORC150F, 14 V, 150 W, 5900K, 1350lm	Euro 360,00
	AS615XE	Xenonlampe passend für Storz, 15 V, 175 W, 5900K, 2200lm	Euro 296,00
	ASME400BF	Xenonlampe für Leica M530 OHX im Modul Exelitas Y1916 ohne Timer, 400 W	Euro 998,00
	AS-L-PE-03	Xenonlampe für EPK-i-Prozessor Pentax HI-Linie, 300 W, 14 V #C11576 nicht für EPK-i5000/i5010/i7000/i7010 hier benötigen Sie AS-L-PE-06/OE	Euro 580,50
	AS-L-PE-04	Xenonlampe für Pentax EPK-100P / EPK-1000, komplett mit Außenkörper, keramischer Frontring, #ROL-X20	Euro 1.469,00
	AS-ML-M/S-02	XBOR100W/45C OFR 14V, 100 W, Kabel und Stecker	Euro 359,30
	AS-ML-M/S-03	XBOR180W/45C OFR passend für Lemke/Wisap 14V, 180W, Kabel und Stecker	Euro 399,00
	ASLux-2	PENLight gezieltes handliches Licht mit Feder-Clip mit bewährten Langzeitbatterien = umweltfreundlich ohne Cadmium oder Quecksilber nach Verbrauch komplett entsorgen	Euro 2,50

Lichtkabel, med.
Lampen, Xenon

Vergleichstypen Xenon Lampen





Hersteller	Geräte	Typ
3 D Scope	300 W Xenon	ASPE300BF
ACMI / Circon	ALV-1, MV-9086, MB-9087	ASPE300BF
Acufex	FRX300 Xenon, Ultra Lite	ASPE300BF
Acuitiy	A09501 / A09502 Ultralife #013845	ASPE300BF
Aculux	AX 3001, AX 3002	ASPE300BF
ALM MTA	Starpointe XE	ASPE300BF
Applied Fiber Optics	Brite Lite III 01-30-40	ASPE300BF
Baxter / Edwards	OPTX 300	ASPE300BF
Baxter / V.Mueller	GS9205, LA8000, OPSIS VS 5500, VS5600	ASPE300BF
BEI / Xylog	300 W Xenon	ASPE300BF
BFW	Maxeon Xi300, MID 3010	ASPE300BF
Birtcher/Solos	GS9272	ASPE300BF
Birtcher/Solos/Woodbine	ELS2, GS9205, GS9250, GS9270, GS9480, GS9481, GS9255, Solos 3 Chip	AS615XE AS615XE
Cabot Medical	System 3000 Video Lamp	ASPE300BF
Circon / ACMI	ALV-1, MV-9086, MV-9087	ASPE300BF
Cooper Surgical	Endomed LSS700	ASPE300BF
CUDA Fiberoptics	M2-300, XLS 300	ASPE300BF
Dyonics(Smith & Nephew)	Dyo-Bright 3000XE, 300XL	ASPE300BF
Endo Image	300 W Xenon	ASPE300BF
Endo Lap	S605-25, FOI 160000	ASPE300BF
Endomedics	S1500	ASPE300BF
Fujinon / Fuji	EPS301, EPX-301A, EPX-302, EPX304, EPX401, FLX-300, FLX-300A, FLX600, FLX2000, FLXDS-300, FLXDS-600, FRX-2000, XL-401, Y1072, Y1089, XL402, XL4400, XL4450	ASPE300BF ASPE300BF ASPE300BF
ILC	300 Watt Applikationen, Y1153	ASPE300BF
ILC	175 Watt Applikationen	AS615XE
Isolux	XSB1300 300W Illuminator	ASPE300BF
Isolux	XSB1180 180W Illuminator	AS615XE
Kay	Swallowing Workstation	ASPE300BF
Laborie	300W Endoscope	ASPE300BF
Leica	OH4, OH3, OHS1, MS3, MS2, MS1	ASPE300BF
Leisegang	LMS-3000 Illuminator	ASPE300BF
Leitz	Endoscope	ASPE300BF
Linvatec/ConMed	300 W Xenon, 8170, 8180, 8430	ASPE300BF
Lorenz	Lumenon Xenon Headlight	ASPE300BF
Luxtec	1300, 1600, 7000 (300 W), 9000, 9300 (300 W) LX300, 6000, 7000, 9300XDP, 9300XSP	ASPE300BF ASPE300BF
Luxtec	9175, 1000 (150W), 1900 (150W), 7000 (150W)	AS615XE
Medical Dynamics	6100XE, 6600XE	ASPE300BF
Mist	300W Xenon	ASPE300BF
Mitsubishi	LS-150X	ASPE150BF
Mitsubishi	LS300X, LS-3-S, LS-3-X	ASPE300BF

Vergleichstypen Xenon Lampen


Hersteller	Geräte	Typ
Nextec	300W Xenon, 1300	ASPE300BF
Olympus	CLV-A (300 W), CLS, CLVS, CLV-SO, CV-1, CLV-10, CLV-F10, CLV-20, CLVU20, CLV-S20, CLV-S30, CLV-S40, CLV-U40, CLV-S40, CLV-U60, CLV-160, CLV-180, CLV-S190, ILV, ILX, ILX6300	ASPE300BF ASPE300BF ASPE300BF ASPE300BF
Olympus	XLS175 (175 W), Y1176, CLV-A (175 W)	AS615XE
Olympus	CLV-190	ASPE190E
ORC	ORC 6000, CIA, CIT, CIO, CIS, CIW, 5800, 5800E	ASPE300BF
Origin Medical	300 Xenon	ASPE300BF
Pentax	Video Processor OLX 4, EPM 3000 / 3300 / 3500, LX3000	ASPE300BF
Pentax	LX-500A	ASPE150BF
PerkinElmer (ILC/ORC/EG&G)	175 Watt Application, PE175BF, LX175BF, ORC175BF, ILC LX175, ORC 175F	AS615XE AS615XE
PerkinElmer (ILC/ORC/EG&G)	300 Watt Application, PE300BF, LX300BF, ORC300BF, ILC LX300, ORC 300F	ASPE300BF ASPE300BF
Pilling Weck	300 W Xenon, Wecklite 300	ASPE300BF
Products For Medicine	White Sun 300W, XL300	ASPE300BF
QED	3010 300W Light Source	ASPE300BF
Richard Wolf	300 W Xenon	ASPE300BF
Smith & Nephew	300 XL	ASPE300BF
Snowden Pencer	Xenon L/S 300 W	ASPE300BF
Solos	ELS2, GS9205, GS9250, GS9270, GS9480, GS9481	AS615XE
Solos	GS9272, GS9255	ASPE300BF
Storz	610, 611, 630, 300 (20133020) 20133206, 487C, SCBX300, 20133120, 487, NOVA 20134001, D-Light C 20133620, 20133020, 20134020, 20133625, 20133027, 20133028	ASPE300BF ASPE300BF ASPE300BF
Storz	615B und C, 615XE, 20131520, Nova 20132020, Nova175, 20132120, 20132026, 20132025	AS615XE AS615XE
Storz	20133028 (3er Lochung)	ASPE400BF
Stryker	X6000	ASPE300BF
Sunoptics Surgical	SolarMaxx 300, Titan 300	ASPE300BF
Sunoptics Surgical	SolarMaxx 180, Titan 180	AS615XE
Tagamo	35 AX Acubeam	ASPE300BF
Ushio	UXR-300 Serie	ASPE300BF
Vanguard	XR-350, XR-35, XR-300	ASPE300BF
Video Dynamic	XLC-300	ASPE300BF
Weck (Pilling)	FRX 2000, WECKLITE 300	ASPE300BF
Welch-Allyn	49820	ASPE300BF
Wolf	5120 (150W), 5121 (150W)	ASPE150BF
Wolf	300W Xenon, 5131, 5151XE	ASPE300BF
Wolf	Endolight X-300, #2412.117	ASPE300BF
Woodbine / Solos	ELS 2, GS9205, GS9255	ASPE300BF
Zeiss	Superlux 300 / 301	ASPE300BF
Zeiss	Superlux 175	AS615XE

Lichtkabel, med.
Lampen, Xenon

Asmuth
Art.Nr. **Xenonbogenlampen mit Reflektor f. Endoskopie**
u.a. passend für Medexxa, Schölly, Aesculap Preis/Stück




	wie Osram	Volt	Watt	Socket	
	AS-ML-M/S-02 XBOR100W/45C OFR	14	100	16 cm Kabel und Stecker	Euro 359,30
	AS-ML-M/S-03 XBOR180W/45C OFR passend für Lemke / Wisap	14	180	10 cm Kabel und Standard- Stecker	Euro 399,00
	AS-ML-M/S-06 XBOR300W/60C		300	Kabel und Stecker	Euro 732,00
	AS-ML-M/S-07 XBOR180W/45C passend für Lemke	14	80	Kabel und Sonder- Stecker	Euro 412,70
	AS-ML-M/S-09 XBOR180W/45C OFR passend für Lemke / Wisap	14	180	22 cm Kabel und Standard- Stecker	Euro 388,70

Original Osram - Metall dampflampen mit Reflektor
für Endoskopie u. a. passend für Storz

	Osram	Volt	Watt	Socket	Auflagemaß in mm	
	AS-ML-S-02 HTI 250W/32C	45	250	Kabel und Stecker	32	Euro 232,00

	Asmuth Art.Nr.	Original Osram - Halogenglühlampen ohne Reflektor Halogenbulbs without reflector						Länge in mm	Preis/Stück
		wie Ansi	Osram	wie Philips	Volt	Watt	Socket		
	AS-HG-OR-01 Lebensdauer: 100 h	ESA	64225	7387	6	10	G4	30	Euro 2,52
	Verpackungseinheit: 10 Stück								
	AS-HG-OR-04	ESB	HLX 64250	7388	6	20	G4	31	Euro 2,58
	Verpackungseinheit: 10 Stück								
	AS-HG-OR-06		64261		12	30	G6,35	44	Euro 13,95
	Verpackungseinheit: 10 Stück								
	AS-HG-OR-08	BRJ	HLX 64633	6550	15	150	G6,35	44	Euro 7,80
	Verpackungseinheit: 10 Stück								
	AS-HG-OR-09 (Display / Optik) Lebensdauer: 50 h	FCS	HLX 64640	7158	24	150	G6,35	50	Euro 4,40
	Verpackungseinheit: 10 Stück								
	AS-HG-OR-38 Lebensdauer: 2.000 h		HLX 64641		24	150	G6,35		Euro 5,80
	Verpackungseinheit: 10 Stück								
	AS-HG-OR-10	EHJ	HLX 64655	7748S	24	250	G6,35	55	Euro 4,50
	Verpackungseinheit: 10 Stück								

Lichtkabel, med.
Lampen, Xenon


	Asmuth Art.Nr.	Original Osram - Halogenglühlampen ohne Reflektor Halogenbulbs without reflector						Länge in mm	Preis/Stück
		wie Ansi	Osram	wie Philips	Volt	Watt	Sockel		
	AS-HG-OR-11	FDV	HLX 64642	14746 XHP	24	150	G6,35	Euro 7,20	
		Verpackungseinheit: 10 Stück							
	AS-HG-OR-16	FCR	HLX 64625	7023	12	100	GY6,35 44	Euro 8,40	
		Zeiss #380079-95-40							
		Verpackungseinheit: 10 Stück							
	AS-HG-OR-17	EVA	HLX 64623	7724	12	100	GY6,35 44	Euro 5,01	
		Verpackungseinheit: 10 Stück							
	AS-HG-OR-19		HLX 64251		6	20	PG22	Euro 14,63	
		Verpackungseinheit: 10 Stück							
	AS-HG-OR-20		64260		12	30	PG22 40	Euro 18,60	
		Verpackungseinheit: 10 Stück							
	AS-HG-OR-26		HLX 64265	5761	6	30	G4	Euro 9,40	
		Verpackungseinheit: 10 Stück							

Asmuth **Original Osram - Halogenglühlampen mit Reflektor**
Art.Nr. **Halogenbulbs with reflector** **Preis/Stück**

	wie Ansi	Osram	wie Philips	Volt	Watt	Socket	Durch- messer	
AS-HG-MR-07	EJA			21	150	GX5,3		Euro 13,50


Verpackungseinheit: 10 Stück



	AS-HG-MR-09	ELC	HLX					Euro 8,76
			64653	13163	24	250	GX5,3 50	


Verpackungseinheit: 10 Stück



	AS-HG-MR-17	EFN	HLX					Euro 7,40
			64615	6853	12	75	GZ6,35 50	


Verpackungseinheit: 10 Stück



	AS-HG-MR-18	EFP	HLX					Euro 7,77
			64627	6834	12	100	GZ6,35 50	

Verpackungseinheit: 10 Stück



	AS-HG-MR-19	EFR	HLX	6423	15	150	GZ6,35 50	Euro 14,40
			64634					

für Olympus Kaltlichtquellen CL4, CLE3, CLE10,
Lebensdauer: 50 Stunden

Verpackungseinheit: 10 Stück







AS-HG-MR-25	EFR-5	HLX			15	150	GZ6,35	Euro 14,45
		64620						

Lebensdauer: 500 Stunden

Verpackungseinheit: 10 Stück



Lichtkabel, med.
Lampen, Xenon

Asmuth Art.Nr.	Berchtold OP-Lampen OP-Bulbs for Berchtold				Preis/Stück
	wie Berchtold-Nr.	Volt	Watt	Sockel	
AS-OP-B-04	CZ905-22 für Modell C450, C452	22,8	110	G6,35	Euro 16,38
	Verpackungseinheit: 5 Stück				
AS-OP-B-05	CZ906-24 für Modell C570	22,8	150	6,35	Euro 12,86
	Verpackungseinheit: 5 Stück				
AS-HG-OR-11	CZ908-24 f. Modell C571, C572	24	150	G6,35	Euro 7,20
	Verpackungseinheit: 10 Stück				
AS-OP-B-10	CZ908-22	22,8	150	G6.35	Euro 10,51
	Verpackungseinheit: 10 Stück				

Asmuth Art.Nr.	Speziallampen für Dr. Mach OP-Leuchten OP Bulbs for Dr. Mach				Preis/Stück
-------------------	-----------------------------------------------------------------	--	--	--	-------------

Bezeichnung	Volt	Watt	Socket
-------------	------	------	--------






AS-OP-M-04	passend für 1240/91 Praxila, Mach 120, Triaflex	22,8/24	40 G6,35	Euro 16,32
-------------------	----------------------------------------------------	---------	----------	-------------------



Verpackungseinheit: 5 Stück


AS-OP-M-05	passend für 1210/91H Praxila, Triaflex	22,8/24	40 BA15d	Euro 22,44
-------------------	-------------------------------------------	---------	----------	-------------------

Verpackungseinheit: 5 Stück




Asmuth Art.Nr.	Speziallampen für Hanaulux OP-Leuchten OP Bulbs Hanaulux			Preis/Stück		
Bezeichnung	Volt	Watt	Sockel			
	AS-OP-H-04	passend für Melbourne, Oslo, Heidelberg H56018769	22,8	40	G6,35	Euro 10,92
		Verpackungseinheit: 10 Stück				
	AS-OP-H-05	passend für Frankfurt, London H / H56018566	22,8	50	G6,35	Euro 9,48
		Verpackungseinheit: 10 Stück				
	AS-OP-H-06	passend für Hanaulux 2000 / H56115282 H56051757 Osram 64650	22,8	50	G6,35	Euro 12,40
		Brenndauer: 1.000 h				
		Verpackungseinheit: 10 Stück				
	AS-OP-H-06E	passend für Hanaulux 2000 / H56115282 H56051757 wie Osram 64650	22,8	50	G6,35	Euro 12,46
		Verpackungseinheit: 10 Stück				
	AS-OP-H-09	passend für Hamburg H56018550 Praxila, Triaflex	24	40	BA15d	Euro 21,20
		Verpackungseinheit: 10 Stück				

	Asmuth Art.Nr.	Speziallampen für Hanaulux OP-Leuchten OP Bulbs Hanaulux			Preis/Stück	
		Bezeichnung	Volt	Watt		Sockel
	AS-OP-H-10	passend für Boston (H016678) Wien, London Univers. H56016678	24	50	BX22d	Euro 22,35
		Verpackungseinheit: 10 Stück				
	AS-OP-H-18	Halogenlampe OP-Leuchte Blue 80 Heraeus #56053026	21,5	130	Spezial	Euro 21,50
		Verpackungseinheit: 10 Stück				
	AS-OP-H-19	Halogenlampe OP-Leuchte Blue 90/130 Heraeus 56053198	22,8	90	Spezial	Euro 24,71
		Verpackungseinheit: 10 Stück				
	AS-OP-H-21	Blue 30	24	50	Kabel u. Stecker	Euro 26,30
		Verpackungseinheit: 5 Stück				

Lichtkabel, med.
Lampen, Xenon

Asmuth Art.Nr.	div. Lampen	Preis/Stück
AS-Div-13	Lampe Haag & Streit HS900-930 Augenspaltlampe, #3000353 6 V / 4,5 Ah / 27 W, C-6U	Euro 18,60
		
■		
AS-Div-50	Lampe Haag & Streit HS940-750 Augenspaltlampe 6 V / 4,5 Ah, P40S #M-HS940-750, #510-250	Euro 24,50
■		
AS-Div-30	Leuchtmittel 12 V / 50 W, Typ 10, #384643, #Leica Guerra HLX4643	Euro 48,90
■		

Weitere Beamerlampen auf Anfrage.

Asmuth Art.Nr.	Osram Quecksilberdampf-Kurzbogenlampen				Preis/Stück
	Osram	Volt	Watt	Socket	
	AS-KL-HBO-01 HBO50W/ ACL1*	39- 45	50	SF6-2	Euro 160,90
	Mittlere Lebensdauer: 100 h				
	* auch mit Brennspannung 34 – 39 V lieferbar = L2 AC = Wechselstrom, DC = Gleichstrom				
	AS-KL-HBO-02 HBO100W/2	20	100	SFa7,5-2	Euro 130,60
	AS-KL-HBO-06 HXP R 120W/45C VIS	85	120		Euro 599,00

Lichtkabel, med.
Lampen, Xenon

Lampen für Welch Allyn Bulbs for Welch Allyn

	AS-L-WA-06 Original Welch Allyn Larynskoplampe #WA-HPX06500 3,5 V / 2,73 W				Euro 46,40 *
	AS-HG-WA-04 Halogenleuchte, 3,5 V ähnlich Welch Allyn #03100				Euro 9,90
	Verpackungseinheit: 10 Stück				

Asmuth Art.Nr.	Lampen für McIntosh Laryngoskope	Preis/Stück
-------------------	-------------------------------------	-------------



AS-L-MI-02	Lampe für McIntosh Laryngoskop, klare Linse, Vakuum, mit Ring, 2,7 V	Euro 4,95
-------------------	-------------------------------------------------------------------------	------------------

Verpackungseinheit: 10 Stück



AS-L-MI-03	Lampe für McIntosh Laryngoskop, mattierte Linse, Vakuum, mit Ring, 2,7 V KAWE #12.95127.003	Euro 4,76
-------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------

Verpackungseinheit: 10 Stück



AS-L-MI-04	Lampe für McIntosh Laryngoskop, mit Ring und Feder, für Spatel 2-5 (171RF), 2,7 V	Euro 3,60
-------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------	------------------

Verpackungseinheit: 10 Stück



Mikroskoplampen Zeiss



AS-L-ZEI-01	Lampe für Zeiss Mikroskop #380018/1740 6 V / 15 W	Euro 20,05
--------------------	---------------------------------------------------------	-------------------









AS-L-ZEI-02	Lampe für Zeiss HNO-Mikroskop #390158 mit Dreieckssockel 6 V / 30 W / P47d / Ring	Euro 16,09
--------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------	-------------------




AS-L-ZEI-04	Lampe für Zeiss Mikroskop 6 V / 25 W / PY16-1.25 Narva HLWS-A	Euro 34,20
--------------------	---------------------------------------------------------------------	-------------------



	Asmuth Art.Nr.	Lampen für Heine Bulbs for Heine	Preis/Stück
	AS-L-HEI-13	Lampe für Heine, 2,5V Xenon ähnlich 035 Verpackungseinheit: 12 Stück	Euro 14,48
	AS-L-HEI-10	Lampe für Heine, 2,5 V Halogen #X-001.88.059 Verpackungseinheit: 12 Stück	Euro 12,67
	AS-L-HEI-11	Lampe für Heine , 2,5V Halogen für Beta 200S / Beta 200, #X-001.88.069 Verpackungseinheit: 12 Stück	Euro 18,44
	AS-L-HEI-12	Lampe für Heine, 2,5 V Halogen #X-001.88.077 Verpackungseinheit: 12 Stück	Euro 14,00
	AS-L-HEI-14	Lampe für Heine, 3,5 V Halogen #X-002.88.044 Verpackungseinheit: 12 Stück	Euro 18,13
	AS-L-HEI-15	Lampe für Heine, 3,5 V Halogen #X-002.88.049 Verpackungseinheit: 12 Stück	Euro 18,13
	AS-L-HEI-16	Lampe für Heine, 3,5 V Halogen Beta 200S / Beta 200, #X-002.88.070 Verpackungseinheit: 12 Stück	Euro 18,13
	AS-L-HEI-17	Lampe für Heine, 3,5 V für Beta 200 / Beta 400, #X-002.88.078 Verpackungseinheit: 12 Stück	Euro 18,03

Lichtkabel, med.
Lampen, Xenon

Asmuth Art.Nr.	Lampen für Heine Bulbs for Heine	Preis/Stück
AS-L-HEI-79	Original Heine Lampe, 3,5 V X-008.88.133, LED	Euro 88,00
	Verpackungseinheit: 12 Stück	
	AS-L-HEI-40 Lampe für Heine mini 3000 Otoskop mit Fiber Optic 2,5 V, (XHL 105) #X-001.88.105	Euro 8,99
	Verpackungseinheit: 12 Stück	
AS-L-HEI-67	Original Heine XHL Xenon Halogenlampe, 2,5 V, #X-001.88.105	Euro 28,39
AS-L-HEI-57	Original Heine Lampe für Mini 3000 Otoskop #X-001.88.110, 2,5V	Euro 28,50
	Verpackungseinheit: 12 Stück	
AS-L-HEI-61	Original Heine Lampe, 6V Halogen, X-004.88.111	Euro 62,00
AS-L-HEI-66	Lampe für Heine XHL Xenon Halogenlampe, 3,5 V, für Beta 200 / Beta 400 #X-002.88.078	Euro 23,30
AS-L-HEI-77	Original Heine XHL Lampe 3,5 V, X-002.88.050	Euro 30,00
AS-L-HEI-78	Original Heine LED Lampe 3,5 V, X-008.88.131	Euro 85,50

MONITORE





Monitore

we take care

we take care



Asmuth Art.Nr.	Monitore	Preis/Stück
	AS-PM-60 Mindray Handpulsoximeter mit Alarmgrenze , Batteriebetrieb (3x 1,5V AA), 204 g, IP x2, Infrarotschnittstelle, inkl. Sensor mit Nellcor-Software NON-MAX <i>Handheld pulsoximeter PM 60</i>	Euro 399,00
AS-PM-L	Ladestation für das PM-60 inkl. Akkupack <i>Charging station for PM-60</i>	Euro 90,00
AS-PM-S	Schutzhülle für das Handpulsoximeter PM-60, <i>protection-pack for PM-60</i>	Euro 40,00
		

Passende Sensoren finden Sie auf den Seiten 50 bis 54

Suitable sensors can be found on pages 50 to 54

EKG - ELEKTRODEN NEUTRAL - ELEKTRODEN DEFI - ELEKTRODEN









we take care

we take care

EKG-, Neutral-,
Defielektroden,
Anschlusskabel



Asmuth Art.Nr.	EKG-Einmal-Elektroden für Erwachsene Abgabe nur in der angegebenen VE möglich	Preis/1.000 Stück
	<p>ASF50 Schaumstoffelektrode für Erwachsene mit Druckknopf Ag/AgCl, Ø 45 mm, Flüssiggel, VE: 4.800 Stück</p> <p><i>Foam-ECG-electrode, liquid gel, Ø 45 mm, snap, box: 4.800 pcs.</i></p>	Euro 62,25
	<p>ASF521 Schaumstoffelektrode für Erwachsene mit Druckknopf Ag/AgCl, oval, 50 x 35 mm, Festgel, VE: 6.000 Stück</p> <p><i>Foam-ECG-electrode, solid gel, 50 x 35 mm snap, box: 6.000 pcs.</i></p>	Euro 56,80
	<p>ASFSRG EKG-Elektrode für Erwachsene mit Druckknopf, Kurzzeit-Anwendung 32 x 42 mm, Festgel, VE: 6.000 Stück</p> <p><i>Foam-ECG-electrode, solid gel, snap 32 x 42 mm, box: 6.000 pcs.</i></p>	Euro 45,70
	<p>AST601 Vlieselektrode für Erwachsene mit Druckknopf Ag/AgCl, Ø 55 mm, Festgel, VE: 6.000 Stück</p> <p><i>Micropore-ECG-electrode, solid gel, Ø 55 mm, snap, box: 6.000 pcs.</i></p>	Euro 69,30
	<p>AST604 Vlieselektrode für Erwachsene mit Druckknopf Ag/AgCl, Ø 60mm, mit Schwämmchen, VE: 4.000 Stück</p> <p><i>Micropore-ECG-electrode, solid wet gel, Ø 60 mm, snap, box: 4.000 pcs.</i></p>	Euro 67,50
	<p>ASFSRB5 EKG-Schaumstoffelektrode, 28 x 45 mm, 5-er Streifen, Flüssiggel, mit 4 mm Bananensteckerkupplung VE: 6.000 Stück</p> <p><i>Foam-ECG-electrode, liquidgel, 28 x 45 mm, connector for 4 mm banana plug coupling, box: 6.000 pcs.</i></p>	Euro 93,40

Asmuth
Art.Nr. **EKG-Einmal-Elektroden für Erwachsene**
Abgabe nur in der angegebenen VE möglich Preis/1.000 Stück

ASW72 Dezentrale Langzeitelektrode mit Druckknopf Ag/AgCl, Vlies, 60 x 65 mm, Flüssiggel, VE: 3.600 Stück **Euro 188,20**



*Micropore ECG electrode for adults, liquidgel
60 x 65 mm, snap, box: 3.600 pcs.*

ASF45C Schaumstoffelektrode mit Carbondruckknopf, 45 x 42 mm, **geeignet für MRI/ MRT/ HKL röntgentranslucent**, auf 5-er Streifen VE: 9.000 Stück **Euro 45,44**



*Foam-ECG-electrode, 45 x 42 mm
box: 9.000 pcs.*

ASF40C Schaumstoffelektrode mit Carbondruckknopf, Ø 40 mm, Gelpad, **geeignet für MRI/ MRT/ HKL röntgentranslucent** VE: 10.000 Stück **Euro 45,44**



*Foam-ECG-electrode, Ø 40 mm,
box: 10.000 pcs.*

AS45BT Einmalelektrode für Erwachsene, Ø 45 mm, mit 4 mm Bananensteckerkupplung, **geeignet für MRI/ MRT/ HKL röntgentranslucent** VE: 120 Stück, Länge: 90 cm **Euro 1,10 /Stück**



*ECG electrode for adults, Ø 45 mm,
4 mm banana plug coupling, radiolucent,
length: 90 cm, box: 120 pcs.*

EKG-, Neutral-,
Defielektroden,
Anschlusskabel

Asmuth Art.Nr.	EKG-Einmal-Elektroden Abgabe nur in der angegebenen VE möglich	Preis/1.000 Stück
	<p>AS4425 Kurzzeit-Ruhe-Elektrode, Tab-Elektrode, 22 x 33 mm, Festgel, Adaption mit Krokodilklemme, VE: 5.000 Stück</p> <p><i>Short-term ECG electrode for adults, 22 x 33 mm solid gel, adaptation with crocodile adapter, box: 5.000 pcs.</i></p>	Euro 33,54
	<p>AS9239U Krokodil Klemmen Adapter für Tab-Elektroden (AS4425), VE: 10 Stück</p> <p><i>Crocodile adapter for AS4425, box: 10 pcs.</i></p>	Euro 2,30 /Stück
	<p>ASF301 Schaumstoffelektrode f. Pädiatrie und Neonatologie Ø 30 mm, Festgel, mit Druckknopf VE: 1.500 / 6.000 Stück</p> <p><i>Foam-ECG-electrode for pediatric and neonates solid gel, Ø 30 mm, snap, box: 1.500 / 6.000 pcs.</i></p>	Euro 97,38
	<p>ASF40 Schaumstoffelektrode für Kinder mit Druckknopf Ø 40 mm, Flüssiggel VE: 1.200 Stck./Ktn.</p> <p><i>Foam electrode for Children, snap, Ø 40 mm, liquid gel, box: 1.200 pcs.</i></p>	Euro 69,79
	<p>AS24DDV EKG + EEG Einmalelektrode für Pädiatrie und Neonatologie, repositionierbar, Ø 24 mm, Cleargel, mit Druckknopf (Ag/AgCl), Mikropore Träger, VE: 480 Stück</p> <p><i>Micropore ECG + EEG electrode for pediatric and neonatology, Ø 24 mm, cleargel, with snap (Ag/AgCl), box: 480 pcs.</i></p>	Euro 594,81 *
	<p>AS30DDV EKG + EEG Einmalelektrode für Pädiatrie und Neonatologie, repositionierbar, Ø 30 mm, Cleargel, mit Druckknopf (Ag/AgCl), Mikropore Träger, VE: 1.500 Stück</p> <p><i>Micropore ECG + EEG electrode for pediatric and neonatology, Ø 30 mm, cleargel, with snap (Ag/AgCl), box: 1.500 pcs.</i></p>	Euro 320,00

*Original Artikel, Preisänderungen seitens der Hersteller vorbehalten

Asmuth
Art.Nr.

EKG-Einmal-Elektroden für Kinder/Neonaten

Abgabe nur in der angegebenen VE möglich

Preis/Stück

AS22SL

EKG-Elektrode für Pädiatrie und Neonatologie, Spezial-Hydrogel, hautfreundlich, 3-farbig / Tüte, Ø 22 mm, **DIN Sicherheitsstecker**, Länge: 50 cm, **röntgenfähig** (mit Carbon), VE: 150 Stück

Euro 0,72

*ECG electrode for pediatric and neonates, special hydrogel, Ø 22 mm, **DIN-plug**, length: 50 cm box: 150 pcs.*



AS30SD

Mikropore EKG-Elektrode für Pädiatrie und Neonatologie, Spezial-Hydrogel, hautfreundlich, 3-farbig / Tüte Ø 30 mm, **DIN-Sicherheitsstecker**, Länge: 60 cm, VE: 150 Stück

Euro 0,65

*Micropore ECG electrode for pediatric and neonates, special hydrogel, Ø 30 mm, **DIN-plug**, length: 60 cm, box: 150 pcs.*




AS22BL

EKG-Elektrode für Pädiatrie und Neonatologie, Spezial-Hydrogel, hautfreundlich, 3-farbig / Tüte, Ø 22 mm, **4 mm Bananensteckerkupplung**, Länge: 50 cm, **röntgenfähig** (mit Carbon), VE: 150 Stück

Euro 0,72

*ECG electrode for pediatric and neonates, special hydrogel, Ø 22 mm, **4 mm banana plug coupling**, length: 50 cm, box: 150 pcs.*



AS30BD

Mikropore EKG-Elektrode für Pädiatrie und Neonatologie, Spezial-Hydrogel, hautfreundlich, 3-farbig / Tüte, Ø 30 mm, **4 mm Bananensteckerkupplung**, Länge: 60 cm, VE: 150 Stück

Euro 0,60

*Micropore ECG electrode for pediatric and neonates, special hydrogel, Ø 30 mm, **4 mm banana plug coupling**, length: 60 cm, box: 150 pcs.*



EKG- Neutral-
Defielektroden,
Anschlusskabel

Asmuth
Art.Nr. **Carbon EKG-Elektroden und Leitungen, röntgenfähig**
Abgabe nur in der angegebenen VE möglich Preis/Stück

AS22ST Einmalelektrode für Pädiatrie und Neonatologie,
röntgentranslucent, MRT / MRI-geeignet, Cleargel
Ø 22 mm, DIN-Sicherheitsstecker, VE: 150 Stück **Euro 0,73**



*ECG electrode for pediatric and neonates,
radiolucent, Cleargel, Ø 22 mm, DIN-plug,
box: 150 pcs.*

AS45BT Einmalelektrode für Erwachsene, Ø 45 mm,
mit 4 mm Bananensteckerkupplung,
geeignet für MRI / MRT/ HKL
röntgentranslucent **Euro 1,10**
VE: 120 Stück, Länge: 90 cm



*ECG electrode for adults, Ø 45 mm,
4 mm banana plug coupling, **radiolucent**,
length: 90 cm, box: 120 pcs.*

ASF45C Schaumstoffelektrode mit
Carbondruckknopf, 45 x 42 mm,
geeignet für MRI / MRT/ HKL
röntgentranslucent, auf 5-er Streifen **Euro 45,44**
VE: 9.000 Stück **per 1.000**




*Foam-ECG-electrode, 45 x 42 mm
box: 9.000 pcs.*

ASF40C Schaumstoffelektrode mit Carbondruckknopf,
Ø 40 mm, Gelpad, **geeignet für MRI / MRT/ HKL**
röntgentranslucent **Euro 45,44**
VE: 10.000 Stück **per 1.000**



*Foam-ECG-electrode, Ø 40 mm,
box: 10.000 pcs.*

	Asmuth Art.Nr.	Carbonleitungen, röntgentranslucent	Preis/Stück
	AS123	Carbonleitung , mit Klammer auf DIN-Stecker, röntgentranslucent Länge: 90 cm <i>Carbon lead</i> , with clamps, for DIN-plug, radiolucent , length: 90 cm	Euro 28,17
	AS128	Carbonleitung , mit Klammer auf DIN-Stecker, röntgentranslucent Länge: 180 cm <i>Carbon lead</i> , with clamps, for DIN-plug, radiolucent , length: 180 cm	Euro 37,31
	AS126	Carbonleitung , Klammer auf 4 mm Buchse zum Anschluss an Bananenstecker vom 10-adrigen Diagnose-EKG-Kabel, röntgentranslucent , Länge: 90 cm <i>Carbon lead</i> , clamps to 4 mm banana plug for 10 lead Diagnosis ECG cable, radiolucent , length: 90 cm	Euro 32,44

Asmuth Artikel Nr.	Sonderelektroden Abgabe nur in der angegebenen VE möglich	Preis/Stück
AS24DDV	<p>EEG Einmalelektrode, Ø 24 mm, Cleargel, mit Druckknopf (Ag/AgCl), repositionierbar, Mikropore Träger, für Hör-Screening, adaptierbar mit Patientenleitung AS78315K, VE: 480 Stück</p> <p><i>Disposable micropore EEG electrode, Ø 24 mm, cleargel, with snap (Ag/AgCl), box: 480 pcs.</i></p>	Euro 594,81 * per 1.000
AS30DDV	<p>EEG Einmalelektrode, Ø 30 mm, Cleargel mit Druckknopf (Ag/AgCl), repositionierbar, Mikropore-Träger, für Hör-Screening, adaptierbar mit Patientenleitung AS78315K VE: 1.500 Stück</p> <p><i>Disposable micropore EEG electrode, Ø 30 mm, cleargel, with snap (Ag/AgCl), box: 1.500 pcs.</i></p>	Euro 0,32
AS1520	<p>EEG + EMG Einmalelektrode, Ag/AgCl, mit clear-adhesive Hydrogel, 15 x 20 mm, DIN-Stecker, Länge: 150 cm VE: 120 Stück</p> <p><i>Disposable EEG and EMG electrode, Ag/AgCl, with clear-gel, 15 x 20 mm, DIN-plug, length: 150 cm, box: 120 pcs.</i></p>	Euro 1,69 *
ASMN3512H150	<p>Hakenelektrode, für Hautlappen, 0,35 x 12 mm, 1 mm Stecker, Leitung: 10 cm, steril, gasrestilisiert, VE: 25 Stück (für Kabel ASMNC12P)</p> <p><i>Hook electrode, 0,35 x 12 mm, 1 mm plug, length: 10 cm, sterile, box: 25 pcs.</i></p>	Euro 41,70 * /VE
ASMNC15P	<p>Patientenleitung für Nadelelektroden 1mm Buchse auf 1,5mm TP Länge: 150 cm, VE: 10 Stück</p> <p><i>Patientlead, DIN-plug to 1 mm sleeve, length: 150 cm, box: 10 pcs.</i></p>	Euro 99,66 * /VE

*Original Artikel, Preisänderungen seitens der Hersteller vorbehalten

Asmuth
Art.Nr. **Neutral-Elektroden für Erwachsene, Kinder und Säuglinge, Abgabe nur in der angegebenen VE möglich** Preis/Stück



ASNE02

Einmal-Neutralelektrode für Kinder und Erwachsene, mit Lasche und Kleber, Web, quergeteilt, REM-System, Nussy kompatibel, 90 cm², VE: 600 Stück

Euro 0,56

Disposable dispersive electrode for children and adults, splitted, REM, Nussy, box: 600 pcs.



AS338

Einmal-Neutralelektrode für Kinder und Erwachsene, mit Lasche und sanftem Hydrogel, rund, safety line, quergeteilt, REM-System, Nussy kompatibel, 107 cm², VE: 300 Stück

Euro 0,80

Disposable dispersive electrode for children and adults, apple shape, with soft hydrogel, safety line, splitted, REM, Nussy, box: 50 / 300 pcs.



ASRS27

Einmal-Neutralelektrode für Erwachsene, mit Lasche, 120cm² quergeteilt, CQMS ARM/ Nussy/ REM/KLS Martin (PCS) VE: 200 Stück

Euro 0,97

Disposable dispersive electrode for adults, splitted, CQMS ARM / Nussy / REM / KLS Martin (PCS) box: 200 pcs.

EKG-, Neutral-, Defielektroden, Anschlusskabel



ASRS26

Einmal-Neutralelektrode für Kinder, 5 - 15 kg, mit Lasche und Kleber, quergeteilt, REM-System, Nussy kompatibel, 66 cm², VE: 50 Stück

Euro 0,97

Disposable dispersive electrode for children, splitted, REM, Nussy, box: 50 pcs.

Asmuth
Art.Nr.

Neutralelektroden mit vorfixiertem Kabel
Abgabe nur in der angegebenen VE möglich

Preis/Stück




ASRO21A30

Skintact Cool Contact Neutralelektrode, Apfelform, **geteilt**, 107 cm², für Kinder und Erwachsene, mit sanftem Hydrogel und vorfixiertem **Kabel für Valleylab REM**, Länge: 3 m, VE: 50 / 200 Stück

Euro 2,94

*Disposable dispersive electrode, apple shape, **split**, for adults and children, Hydrogel, with cable for Valleylab REM, length: 3 m, box: 50 / 200 pcs.*









ASRSW23A30

Skintact Cool Contact Neutralelektrode, **geteilt**, 43 cm², für Neugeborene, mit sanftem Hydrogel und vorfixiertem **Kabel für Valleylab REM**, Länge: 3 m, VE: 10 Stück

Euro 2,70



*Disposable dispersive electrode, **split**, for neonates, Hydrogel, with cable for Valleylab REM, length: 3 m, box: 10 pcs.*

	Asmuth Art.Nr.	Neutralelektrodenkabel	Preis/Stück
 	AS1321	Anschlusskabel f. Neutralelektroden mit 6,3 mm Klinkenstecker , Länge: 5 m #20194-078 <i>Connecting lead for dispersive electrodes with 6,3 mm jack connector, length: 5 m</i>	Euro 58,00
 	AS1330-5	Anschlusskabel für Neutralelektroden für Valleylab Force 1, 2, 4 und SSE2L, #20194-061, #20194-080, #EZ296-50, #NEK500A, Länge: 5 m <i>Connecting lead for dispersive electrodes for Valleylab Force 1, 2, 4 and SSE2L, length: 5 m</i>	Euro 58,00
	AS294-050	Anschlusskabel für Neutralelektroden für Martin, Berchtold, Stecker Geräteseite: 6,3 mm Ø, Neutralelektrodenseite: Breite 25 mm, Länge: 5 m , Erbe #20194-078, Berchtold #EZ294-50 <i>Connecting lead for dispersive electrodes, 6,3 mm jack connector, 25 mm clip, length: 5 m</i> <i>Erbe #20194-078, Berchtold #EZ294-50</i>	Euro 89,26
	AS380-050	Anschlusskabel für Neutralelektroden für Valleylab, Conmed, Stecker: Geräteseite sh. Abbildung, Neutralelektrodenseite: Breite 25 mm, Länge: 5 m , Erbe #20194-061, #20194-080, Berchtold #EZ296-50 (alt) <i>Connecting lead for dispersive electrodes for Valleylab, Conmed, 25 mm clip, length: 5 m</i> <i>Erbe #20194-061, Berchtold #EZ296-50</i>	Euro 89,26

	Asmuth Art.Nr.	Defi-Elektroden für Kinder und Erwachsene	Preis/Paar
	ASDF27	Defi-Elektrode für Erwachsene/Kinder, pacing-fähig für Philips Heartstart FR2 / FR2+, FR3, mit Adapterkabel M3508A / M3507A / 05-10200: HeartStart MRx / XL / XL+ / Efficia DFM100 VE: 10 / 60 Paar <i>Defi-electrode adults/children for Philips, box: 10 / 60 pair</i>	Euro 22,94
	ASDF32	Defi-Elektrode für Kinder < 25 kg, pacing-fähig mit Adapterkabel M3508A / M3507A / 05-10200: HeartStart MRx / XL / XL+ / Efficia DFM100 VE: 10 / 60 Paar Nicht für AED's wie FRx, FR3, ForeRunner <i>Defi-electrode children for Philips, box: 10 / 60 pair</i>	Euro 25,97
	ASDF20	Defi-Elektrode f. Erwachsene/Kinder, pacing-fähig für Physio-Control Medtronic Lifepak 12, 15, 20, 20e, 500, 1000, VE: 10 / 60 Paar <i>Defi-electrode adults/children, for Medtronic, box: 10 / 60 pair</i>	Euro 22,94
	ASDF20NC	Defi-Elektrode - out of pouch - f. Erw./Kinder, pacing-fähig <i>Defi-electrode adults/children - out of pouch - for Physio Control</i>	Euro 27,37
	ASDF31	Defi-Elektrode f. Kinder < 25 kg, pacing-fähig für Physio-Control Medtronic Lifepak 12, 15, 20, 20e VE: 10 / 60 Paar <i>Defi-electrode children, for Medtronic, box: 10 / 60 pair</i>	Euro 25,97
	ASDF28	Defi-Elektrode f. Erwachsene/Kinder, pacing-fähig für Zoll M-, E- und R-Serie, VE: 10 / 60 Paar <i>Defi-electrode adults/children for Zoll, box: 10 / 60 pair</i>	Euro 22,94
	ASDF28NC	Defi-Elektrode - out of pouch - f. Erw./Kinder, pacing-fähig für Zoll , VE: 10 / 60 Paar <i>Defi-electrode adults/children - out of pouch - for Zoll box: 10 / 60 pair</i>	Euro 27,37
	ASDF30	Defi-Elektrode für Kinder < 25 kg, pacing-fähig für Zoll M-, E- und R-Serie, VE: 10 / 60 Paar <i>Defi-electrode children for Zoll, box: 10 / 60 pair</i>	Euro 25,97

Asmuth Art.Nr.	Defi-Elektroden für Kinder und Erwachsene	Preis/Paar
	ASDF43 Defi-Elektrode f. Erwachsene/Kinder, pacing-fähig für Nihon Kohden mit Pad-Adapter JC-755V: TEC-5500 / TEC-7600 / TEC-7700 Serie mit Pad-Adapter JC-855V: TEC-8300 Serie VE: 10 / 60 Paar <i>Defi-electrode adults/children for Nihon Kohden, box: 10 / 60 pair</i>	Euro 22,94
	ASDF37 Defielektrode für Kinder <25kg für Nihon Kohden mit Pad-Adapter JC-755V: TEC-5500 / TEC-7600 / TEC-7700 Serie mit Pad-Adapter JC-855V: TEC-8300 Serie VE: 10 / 60 Paar <i>Defi-electrode children for Nihon Kohden, box: 10 / 60 pair</i>	Euro 25,97
	ASNKD-H329 Original Nihon Kohden Defibrillations-Elektrode f. Kinder/Erw. >10kg für TEC-55/77/8300 H329 Kabellänge: 1,5 m, VE: 1 Paar <i>Defibrillation electrode Nihon Kohden for children / adults, length: 1,5 m, box: 1 pair</i>	Euro 40,00 *
	ASP-740K Original Nihon Kohden Defielektroden für Kinder und Erwachsene für AED 2100, 2150, 2151, 2152, 3100, Gelfläche: 166cm ² , VE: 1 Paar <i>Defibrillation electrode Nihon Kohden for children / adults, box: 1 pair</i>	Euro 79,00 *

EKG-, Neutral-, Defielektroden, Anschlusskabel

*Original Artikel, Preisänderungen seitens der Hersteller vorbehalten

Asmuth Art.Nr.	Defi-Elektroden für Kinder und Erwachsene Original Corpuls / Mindray	Preis/Paar
AS05120.5V	<p>Original Corpuls Corpatch Easy Defibrillationselektrode Erwachsene mit vorkonnectierbarem Kabel (1,35m) für Corpuls 1 / Corpuls 3, VE: 1 Paar</p> <p><i>Original Corpuls Corpatch Easy Defibrillation electrode adults with pre-connectable cable (1.35m) for Corpuls 1 / Corpuls 3, box: 1 pair</i></p>	Euro 64,90 *
AS05120.3	<p>Original Original Corpuls Corpatch Easy Defibrillationselektrode Kinder (<25kg) mit vorkonnectierbarem Kabel (1,35m) für Corpuls 3, VE: 1 Paar</p> <p><i>Original Corpuls Corpatch Easy Defibrillation electrode children (<25kg) with pre-connectable cable (1.35m) for Corpuls 3, box: 1 pair</i></p>	Euro 77,70 *
AS05120.4V	<p>Original Corpuls Corpatch Easy Pro Defibrillationselektrode Erwachsene mit vorkonnectierbarem Kabel (2 m) für Corpuls 1 / Corpuls 3 / AED #05120.4V, VE: 1 Paar</p> <p><i>Original Corpuls Corpatch Easy Pro Defibrillation electrode for adults with pre-connectable cable (2 m) for Corpuls 1 / Corpuls 3 / AED #05120.4V, box: 1 pair</i></p>	Euro 72,79 *
ASDF60	<p>Original Mindray Defibrillationselektrode für Erwachsene, zu Beneheart, #0651-30-77007, VE: 5 Paar</p> <p><i>Original Mindray defi-electrode #0651-30-77007, box: 5 pair</i></p>	Euro 210,00 * /Pack.

*Original Artikel, Preisänderungen seitens der Hersteller vorbehalten

Asmuth
Art.Nr.

Defi-Elektroden für Kinder und Erwachsene Original Schiller

Preis/Paar

ASDP950

Original Schiller Kombinationselektrode Fred Easy Euro 54,00 *
DG6002 / DG5000 / DG4000,
für Kinder, VE: 10 Paar

Original Schiller defi-electrode Fred Easy
DG 6002 / DG5000 / DG4000,
for children, box: 10 pair



ASDP960

Original Schiller Defi-Elektrode
Erwachsene, vorkonnetiert, RFID,
PA-1/APLC2/APLC2/APLC1/easyport/
AT-101 easy, Defigard Touch 7

Euro 71,00 *

Original Schiller Defi-Electrode
Adults, pre-connected
RFID, PA-1 / APLC2 / APLC2 /
APLC1 / easyport / AT-101 easy
Defigard Touch 7



ASDP900NC

Original Schiller Defi-Kombinationselektrode
für Fred Easy für Erwachsene - vorkonnetiert
Set á 2 Stück, VE: 10 Paar

Euro 54,00 *

Original Schiller Defi combination electrode
for Fred Easy for adults - pre-connected -
set of 2 pieces, box: 10 pairs

EKG-, Neutral-,
Defielektroden,
Anschlusskabel

Asmuth Art.Nr.	Defi-Elektroden für Kinder und Erwachsene Original Philips	Preis/VE
ASM3716A	<p>Original Philips Heartstream Pads für Erwachsene und Kinder, röntgendurchlässige multifunktionale Kissenlektrode, zur Defibrillation XL+, MRx / XL / XLT (im AED Mode nur für Erwachsene), FR3 / FRx / FR2 / FR2+, Kardioversion, Pacing und EKG Überwachung, VE: 10 Paar #989803107811</p> <p><i>Original Philips defibrillator pads, adults, radiolucent, box: 10 pair #989803107811</i></p>	Euro 348,00 *
ASM5071A	<p>Original Philips HeartStart HR1, Onsite HS1 Heartsmart Pads für Erwachsene, #M5071A, VE: 1 Paar</p> <p><i>Original Philips defibrillator pads, adults, #M5071A, box: 1 pair</i></p>	Euro 74,20 * /Paar
AS07-10900	<p>Original Philips HeartStart Schulungs-Pads Erwachsene, für FR, FR2, VE: 1 Set</p> <p><i>Original Philips HeartStart Defibrillator Training Pads adults, for FR, FR2, box: 1 set</i></p>	Euro 38,12 * /Paar
ASM3871A	<p>Original Philips HeartStart Schulungs-Pads Pädiatrie, für FR2+, VE: 1 Set</p> <p><i>Original Philips HeartStart Defibrillator Training Pads pediatrics, for FR2+, box: 1 set</i></p>	Euro 57,64 * /Paar



*Original Artikel, Preisänderungen seitens der Hersteller vorbehalten

Asmuth Art.Nr.	Defi-Elektroden für Kinder und Erwachsene Original Physio-Control / Primedic	Preis/Paar
AS11996-000017	Original Physio-Control Quik-Combo Therapieelektrode mit REDI-PAK, Kabellänge: 107 cm, für Erwachsene VE: 10 Paar <i>Original Physio-Control Quik-Combo REDI-PAK, box: 10 pair</i>	Euro 44,60 *
AS11996-000093	Original Physio-Control Quik-Combo RTS Therapieelektrode, pädiatrisch, röntgendurchlässig VE: 5 Paar <i>Original Physio-Control Quik-Combo box: 1 pair</i>	Euro 46,00 *
AS11101-000016	Original Physio-Control Quik-Pak Defi-Elektrode für Kinder für Lifepak 1000, VE: 1 Paar # 11101-000016 <i>Original Physio-Control Quik-Pak electrode for children box: 1 pair</i>	Euro 181,70 *
AS11101-000021	Original Physio-Controll Lifepak CR2 Quik-Step Elektroden für Stimulation/ Defibrillation/EKG, #11101-000021 VE: 1 Paar <i>Original Physio-Control Lifepak CR2 Quik-Step Electrodes for Pacing/Defibrillation/ ECG, #11101-000021 box: 1 pair</i>	Euro 157,00 *
AS97085	Original Primedic SavePads PreConnect AED, selbstklebende Defi-Elektroden für Erwachsene inkl. 2-poligem Kabel, Einmal- rasierer, Einmalhandschuhe Verwendung für PAD, AED, AED-M, 6 S mit Kindermodus VE: 1 Paar <i>Original Primedic SavePads PreConnect AED defi-electrode for adult, for PAD, AED, AED-M, 6, 6S box: 1 pair</i>	Euro 60,00 *

EKG-, Neutral-,
Defielektroden,
Anschlusskabel

*Original Artikel, Preisänderungen seitens der Hersteller vorbehalten

Asmuth Art.Nr.	Defi-Elektroden für Erwachsene Original Zoll	Preis/Pack.
AS8900-4003-49	Original Zoll Multifunktions- elektrode für Stat Padz, Erw. #8900-4003-49, VE: 12 Paar Einzel-VE siehe AS8900-4004 <i>Original Zoll electrode, box: 12 pair</i>	Euro 665,90 *
AS8900-5002-49	Original Zoll Defibrillations- elektrode für STAT Padz #8900-5002-49 VE: 12 Paar <i>Original Zoll electrode, box: 12 pair</i>	Euro 628,90 *
AS8900-5001	Original Zoll stat- padz Defibrillationselektrode 24 Monate haltbar #8900-5001, VE: 1 Paar <i>Original Zoll electrode, box: 1 pair</i>	Euro 43,67 * /Paar
AS8900-4005	Original Zoll pro padz Fest-Gel-Multifunktions- elektrode, röntgenfähig , 12 Monate haltbar #8900-4005, VE: 12 Paar Einzel-VE siehe AS8900-4006 <i>Original Zoll electrode, radiotransparent, box: 12 pair</i>	Euro 939,45 *

*Original Artikel, Preisänderungen seitens der Hersteller vorbehalten

Asmuth Art.Nr.	Defi-Elektroden für Erwachsene Original Zoll	Preis/Pack.
AS8900-0802-01	<p>Original Zoll Defi-Multifunktions- elektrode für STAT Padz II #8900-0802-01, VE: 12 Paar</p> <p><i>Original Zoll electrode, box: 12 pair</i></p>	Euro 779,90 *
AS8900-0800-01	<p>Original Zoll CPR-D-padz Elektrode mit Herzdruckmassagesensor und Notfall-Set, 5 Jahre haltbar, Lieferumfang: Handschuhe, Notfallbeatmungstuch, Schere, Einmalrasierer, je ein Einmalreinigungstuch feucht und trocken VE: 1 Paar</p> <p><i>Original Zoll CPR-D-padz electrode with chest compression sensor and emergency kit, 5-year shelf life, includes: gloves, emergency resuscitation blanket, scissors, disposable razor, one disposable wet and one dry cleaning cloth each box: 1 pair</i></p>	Euro 218,90 * /Paar
AS8900-0225-01	<p>Original Zoll OneStep CPR AA Multifunktionselektrode für R-Serie, 24 Monate haltbar, #8900-0225-01 VE: 1 Paar</p> <p><i>Original Zoll OneStep CPR AA multifunction electrode for R-Series, 24-month shelf life, #8900-0225-01 box: 1 pair</i></p>	Euro 209,00 * /Paar
AS8900-0213-01	<p>Original Zoll One-Step CPR/Defibrillations- elektrode, #8900-0213-01 VE: 8 Paar, 24 Monate haltbar</p> <p><i>Original Zoll electrode, box: 8 pair</i></p>	Euro 1.445,90 *

EKG-, Neutral-,
Defielektroden,
Anschlusskabel

EKG - ELEKTRODEN NEUTRAL - ELEKTRODEN DEFI - ELEKTRODEN




we take care

we take care



EKG - ZUBEHÖR



we take care




we take care





EKG-Zubehör

Asmuth Art.Nr.	EKG-Zubehör und Adapter	Preis/Stück
ASJ14	 <p>Brustwandsaugelektrode rot, Ø 24 mm, Ag1401/A VE: 6 Stück</p> <p><i>Chest electrode, red, Ø 24 mm, Ag1401/A box: 6 pcs.</i></p>	Euro 25,40 *
ASS509	 <p>Plattenelektrode, Ø 30 mm, für Brustwände u. Extremitäten mit 4 mm Anschluss f. Bananenstecker</p> <p><i>Plate-electrode, Ø 30 mm, 4 mm banana plug coupling</i></p>	Euro 18,70
AS9239U	 <p>Krokodil-Klemmen-Adapter grau für AS4425, VE: 10 Stück</p> <p><i>Crocodile adapter for AS4425 box: 10 pcs.</i></p>	Euro 2,30
AS1-4K	 <p>Druckknopfadapter mit 4mm Bananensteckerkupplung, weiss VE: 10 Stück</p> <p><i>Snap adapter to 4 mm banana plug white, box: 10 pcs.</i></p>	Euro 2,85
AS2-4K	 <p>Klammeradapter mit 4 mm Bananenstecker, weiss, verstärkte Ausführung VE: 10 Stück</p> <p><i>Clamp adapter to 4 mm banana plug white, box: 10 pcs.</i></p>	Euro 5,40

*Original Artikel, Preisänderungen seitens der Hersteller vorbehalten

Asmuth Art.Nr.	Klammerelektroden, Gummigurte	Preis/Stück
ASG502G	<p>Klammerelektroden für Erwachsene, 4-er Satz, farbig Farben: rot, grün, schwarz und gelb</p> <p><i>Limp clamps for adults, 4 pcs. (red, yellow, green, black)</i></p>	Euro 29,17 * /Set
	<p>ASG502K</p> <p>Klammerelektroden für Kinder, 4er-Satz, farbig Farben: rot, grün, schwarz und gelb</p> <p><i>Limb clamps for pediatric, 4 pcs. (red, yellow, green, black)</i></p>	Euro 32,24 /Set
		
ASS899	<p>Gummigurt für Brustwand, 10 cm x 1,50 m, Lochung: 6-reihig, VE: 5 Stück</p> <p><i>Rubber belt for chest, with: 10 cm, length: 1,50 m, box: 5 pcs.</i></p>	Euro 107,25 * /Pack.
AS2159000015	<p>Befestigungsknopf für Gummigurte, #2159000015 VE: 20 Stück</p>	Euro 2,35 *
		

EKG-Zubehör

Asmuth Art.Nr.	Ultraschallgel	Preis/Stück
AS01-01	Original Aquasonic Ultraschallgel, steril Beutel à 20 g, VE: 48 Stück / Umkarton: 6 VE salz- und formaldehydfrei <i>Aquasonic Ultrasoundgel, sterile, bag à 20 g, box: 48 pcs. / carton: 6 boxes free from salt and formaldehyde</i>	Euro 68,14 * /VE
		
AS01-08	Original Aquasonic Ultraschallgel, 250 g Flasche, VE: 12 Stück / Umkarton: 72 Stück <i>Aquasonic Ultrasoundgel 250 g bottle, box: 12 pcs. / carton: 72 pcs.</i>	Euro 2,95 *
		
AS01-50	Original Aquasonic Ultraschallgel, 5000 ml Container, VE: 4 Stück <i>Aquasonic Ultrasoundgel 5000 ml container box: 4 pcs.</i>	Euro 22,40 *

*Original Artikel, Preisänderungen seitens der Hersteller vorbehalten

	Asmuth Art.Nr.	Elektrodengel / -spray Hautvorbereitungscreme	Preis/Stück
	ASEG360	Elektrodengel Spectra 360 , salzfrei, für EKG, EEG und Neutral-Elektroden, farblos, 250 g, VE: 12 Tuben / Umkarton: 72 Tuben <i>Electrode gel, Spectra for ECG, EEG and dispersive electrodes, 250 g tube, box: 12 tubes / carton: 72 pcs.</i>	Euro 2,80 *
	AS15-25	SignaGel Elektrodengel, empfohlen für EKG, Defibrillation , EMG, Biofeedback, 250 g, VE: 12 Tuben / Umkarton: 72 Tuben <i>Electrode gel, SignaGel suitable for ECG, Defi, EMG, Biofeedback, box: 12 tubes, carton: 72 tubes</i>	Euro 5,46 *
	AS5020	Sonogel Elektroden-Kontaktspray, Treibgasfreie Pumpspray-Flasche, 250 ml, VE: 10 Flaschen <i>Electrode spray, Sonogel, 250 ml, box: 10 pcs.</i>	Euro 3,12 *
	AS1825	Signa Spray , 250 ml, VE: 12 Stück / Umkarton: 72 Stück <i>Electrode spray, Signa, 250 ml, box: 12 pcs. / carton: 72 pcs.</i>	Euro 4,35 *
	AS1828	Signa Spray , 3,8 l Flasche mit Spenderflasche Umkarton: 4 Stück <i>Signa electrode spray 3,8 l bottle with dispenser bottle carton: 4 pcs.</i>	Euro 43,20 *
	ASEvery	Hautvorbereitungscreme speziell für Lang-Zeit-EKG, 160 g, farblos, #every , VE: 24 Stück <i>Skin preparationcreme, for long-term-ecg, 160 g, transparant, box: 24 pcs.</i>	Euro 8,99 *

EKG-Zubehör

*Original Artikel, Preisänderungen seitens der Hersteller vorbehalten

EKG - ZUBEHÖR



we take care

we take care



TOCO/ US TRANSDUCER ULTRASCHALLSONDEN CTG-GURTE






we take care

we take care



Toco / US
Transducer,
CTG-Gurte

Asmuth Art.Nr.	Original Philips Avalon	Preis/Stück
AS866075	Original Philips #866075 Avalon CL kabelloser Toco und MP Aufnehmer <i>Original Philips # 866075</i> <i>Avalon CL wireless Toco and MP transducer</i>	Euro 1.690,00 *
AS866076	Original Philips Avalon CL Ultraschallaufnehmer #866076 <i>Original Philips Avalon CL</i> <i>Ultrasonic transducer # 866076</i>	Euro 1.750,00 *
US Transducer und Toco Transducer CTG-Gurte		
	AS5700HAX-1 US Transducer für GE Corometrics 116, 118, 120, 150, 151, 155, 170, 250, IPX1 , runde Ausführung <i>US transducer for GE Corometrics</i> <i>116, 118, 120, 150, 151, 155, 170, 250,</i> <i>IPX1, round version</i>	Euro 385,00
	AS2264HAX-1 Toco Transducer für GE Corometrics 115, 116, 118, 120, 145, 150, 151, 155, 170, 250, IPX1 , runde Ausführung <i>Toco Transducer for GE, Corometrics</i> <i>115, 116, 118, 120, 145,</i> <i>150, 151, 155, 170, 250,</i> <i>IPX1, round version</i>	Euro 385,00
	ASM2208E Original Philips Einmal -Aufnehmergurte, latexfrei, 60 mm x 1,3 m , #989803106021 VE: 100 Stück <i>Original Philips disposable CTG belt,</i> <i>latexfree, 60 mm x 1,3 m,</i> <i>#989803106021</i> <i>box: 100 pcs.</i>	Euro 225,94 * /Pack.

*Original Artikel, Preisänderungen seitens der Hersteller vorbehalten

EEG - ZUBEHÖR








we take care

we take care








EEG Zubehör
NMT-Sensoren

Asmuth Art.Nr.	EEG-Brücken-, Z-, Pilz-Elektroden	Preis/VE
AS100A2	 <p>Brückenelektrode für Erwachsene und Kinder, mit 2 mm Querloch, Ag/AgCl, gesintert, roter Steg, VE: 10 Stück, #505209, #64.117.04</p> <p><i>EEG-electrode for adults and children 2 mm hole, Ag/AgCl, red, box: 10 pcs., #505209</i></p>	Euro 239,36 *
AS100A7	 <p>Brückenelektrode für Erwachsene und Kinder, mit 2 mm Querloch, Ag/AgCl, gesintert, blauer Steg, VE: 10 Stück, #505209</p> <p><i>EEG-electrode for adults and children 2 mm hole, Ag/AgCl, blue, box: 10 pcs., #505209</i></p>	Euro 239,36 *
AS100P2	 <p>Brückenelektrode für Kinder, mit 2 mm Querloch, Ag/AgCl, gesintert, gelber Steg, VE: 10 Stück, #505210</p> <p><i>EEG-electrode for children, 2 mm hole, Ag/AgCl, yellow, box: 10 pcs. #505210</i></p>	Euro 239,36 *
AS100Z1-H	 <p>Z-Elektrode, mit 2 mm Querloch, gesintert, VE: 5 Stück, #505201</p> <p><i>Z-electrode, 2 mm, box: 5 pcs. #505201</i></p>	Euro 121,00 *
AS100P1	 <p>Pilzelektrode, mit 2 mm Querloch, gesintert, VE: 10 Stück, #505207</p> <p><i>EEG-electrode, 2 mm, box: 10 pcs. #505207</i></p>	Euro 205,20 *

*Original Artikel, Preisänderungen seitens der Hersteller vorbehalten

	Asmuth Art.Nr.	EEG-Sinter-, Ohr-Elektroden, O-Ringe, Bezüge	Preis/VE
	ASO	O-Ringe für EEG-Elektroden, VE: 100 Stück, #748040 <i>O-rings for EEG electrodes, box: 100 pcs.</i>	Euro 17,57 *
	ASE	Elektrodenbezüge für EEG-Elektroden, VE: 100 Stück, #507104 <i>Cover for EEG electrodes, box: 100 pcs.</i>	Euro 16,55 *
	AS21717205	EEG-Ohrelektrode, Ag/AgCl, gesintert, 100 cm, DIN-Stecker, #505220, VE: 2 Stück <i>EEG-ear electrode, Ag/AgCl, 100 cm DIN-plug, box: 2 pcs.</i>	Euro 53,55 *
	AS505015	EEG-Sinterelektroden, Ø13 mm, 150 cm, DIN-Stecker, #505015, VE: 10 Stück passende Kleberinge: AS05/13 <i>EEG-electrodes, Ø13 mm, 150 cm, DIN-plug, #505015, box: 10 pcs.</i>	Euro 298,50 *
	AS24DDV	EKG + EEG Einmal elektrode für Pädiatrie und Neonatologie, repositionierbar, Ø 24 mm, Cleargel mit Druckknopf (Ag/AgCl), Mikropore Träger, VE: 480 Stück <i>Disposable ECG + EEG electrode for pediatric, neonatology, Ø 24 mm, cleargel, with Ag/AgCl snap, box: 480 pcs.</i>	Euro 594,81 * per 1.000
	AS30DDV	EKG + EEG Einmal elektrode für Pädiatrie und Neonatologie, repositionierbar, Ø 30 mm, Cleargel mit Druckknopf (Ag/AgCl), Mikropore Träger, VE: 30 / 1.500 Stück <i>Disposable ECG + EEG electrode for pediatric, neonatology, Ø 30 mm, cleargel, with AG/AgCl snap, box: 1.500 pcs.</i>	Euro 0,32 /Stück







*Original Artikel, Preisänderungen seitens der Hersteller vorbehalten

Asmuth Art.Nr.	EEG-Elektrodenleitungen	Preis/VE
AS122/85schw	EEG-Elektrodenleitung 85 cm , schwarz, DIN-Stecker auf 2 mm, Stecker: gold gefedert, #508831, #508834, VE: 10 Stück	Euro 73,48 *
	<i>EEG lead, 85 cm, black, DIN plug to 2 mm connector, connector: gold suspended, box: 10 pcs.</i>	
AS122/100schw	EEG-Elektrodenleitung 1 m , schwarz, DIN-Stecker auf 2 mm, Stecker: silber gefedert, VE: 10 Stück	Euro 73,48 *
	<i>EEG lead, 1 m, black, DIN plug to 2 mm connector, connector: silber suspended, box: 10 pcs.</i>	
AS122/100rot	EEG-Elektrodenleitung, 1 m , rot, DIN-Stecker auf 2 mm, Stecker: silber gefedert, VE: 10 Stück	Euro 69,38 *
	<i>EEG lead, 1 m, DIN plug to 2 mm connector connector: silber suspended, box: 10 pcs.</i>	
AS4/150rot	EEG-Elektrodenleitung, 1,5 m, rot, DIN-Stecker auf 4 mm Bananenstecker, VE: 10 Stück	Euro 141,88 *
	<i>EEG lead, 1,5 m, red, DIN plug to 4 mm Bananaplug, box: 10 pcs.</i>	
AS1520	EEG+ EMG Einmale lektrode, Ag/AgCl, mit clear- adhesive Hydrogel, 15 x 20 mm, DIN-Stecker, Länge: 150 cm, VE: 6 / 120 Stück	Euro 1,69 * /Stück
	<i>Disposable EEG and EMG electrode with clear-gel, 15 x 20 mm, DIN-plug, length: 150 cm, box: 6 / 120 pcs.</i>	








*Original Artikel, Preisänderungen seitens der Hersteller vorbehalten

Asmuth Art.Nr.	Schröterhauben, Bänder, Knöpfe	Preis/Stück
EEG Schröterhauben		
ASEEG24	EEG Schröterhaube für Kinder Ø 24 cm <i>Eeg-cap, children Ø 24 cm</i>	Euro 38,78 *
ASEEG26	EEG Schröterhaube für Kinder Ø 26 cm <i>Eeg-cap, children Ø 26 cm</i>	Euro 38,78 *
ASEEG28	EEG Schröterhaube für Erwachsene Ø 28 cm <i>Eeg-cap, adults Ø 28 cm</i>	Euro 38,78 *
ASEEG30	EEG Schröterhaube für Erwachsene Ø 30 cm <i>Eeg-cap, adults Ø 30 cm</i>	Euro 38,78 *
ASEEG32	EEG Schröterhaube für Erwachsene Ø 32 cm <i>Eeg-cap, adults Ø 32 cm</i>	Euro 38,78 *
ASEEG34	EEG Schröterhaube für Erwachsene Ø 34 cm <i>Eeg-cap, adults Ø 34 cm</i>	Euro 38,78 *
AS2240	Kinnband 40 cm x 2 cm, für EEG Schröterhauben <i>Chin strap for eeg-cap, 40 cm x 2 cm</i>	Euro 4,53 *
ASS819a	Stirnband für Erwachsene ca. 700 x 30 mm #504700 <i>Forehead strip for adults, 700 x 30 mm</i>	Euro 6,82 *
ASS820	Stirnbandknopf kurz, VE: 10 Stück #504710 <i>Button, short, box: 10 pcs.</i>	Euro 24,50 * /VE



	Asmuth Art.Nr.	Cremes & Gels	Preis/Stück
	ASEvery	Hautvorbereitungscreme speziell für Lang-Zeit-EKG, 160 g, farblos, #every, VE: 24 Stück <i>Skin preparationcreme, for long-term-ecg, 160 g, transparant, box: 24 pcs.</i>	Euro 8,99 *
	AS15-25	SignaGel Elektrodengel, empfohlen für EKG, Defibrillation, EMG, Biofeedback, 250 g, VE: 12 Tuben / Umkarton: 72 Tuben <i>Electrode gel, SignaGel suitable for ECG, Defi, EMG, Biofeedback, box: 12 tubes, carton: 72 tubes</i>	Euro 5,46 *
	AS986	Original SAC2 EEG Elektrodencreme für Oberflächenelektroden 100g/Tube, wasserlöslich VE: 10 Tuben / Karton <i>Original SAC2 Grass eeg paste, water-soluble, 100 g / tube, box: 10 tubes</i>	Euro 9,70 *
NMT-Sensoren GE			
	AS888418	Original GE NMT-MechanoSensor für Erwachsene, Leitungslänge: 30 cm	Euro 268,83 *
	AS897439	Original GE NMT-MechanoSensor für Kinder, Leitungslänge: 30 cm	Euro 359,47 *
	AS888414	Original GE NMT-Sensorleitung, Länge: 3,3 m,	Euro 371,83 *

*Original Artikel, Preisänderungen seitens der Hersteller vorbehalten

Asmuth		Zubehör Narcotrend / Narkosetiefe Messung	
Art.Nr.			Preis/Stück
	AS614304	Patientenkabel mit Druckknopf, 3-adrig, für Narcotrend , Einkanal-Kabel, #EK-0301	Euro 259,00 *
	ASF40	Schaumstoffelektrode für Kinder, mit Druckknopf, Ø 40 mm, Flüssiggel, VE: 1.200 Stck./Ktn. <i>Foam-ECG-electrode for pediatric liquid gel, Ø 40 mm, snap, box: 1.200 pcs.</i>	Euro 69,79 per 1.000
		Einmal INDEX Sensoren	Preis/Pack.
	AS186-0106MTE	Einmal INDEX Sensoren für Medtronic / Covidien BIS, für Erwachsene, #186-0106 VE: 20 Stück <i>Disposable INDEX probes for Metronic / Covidien BIS for adult, #186-0106 box: 20 pcs.</i>	Euro 278,00
	AS186-0200MTE	Einmal INDEX Sensoren für Medtronic / Covidien BIS für Kinder, #186-0200 VE: 20 Stück <i>Disposable INDEX probes for Covidien BIS, for pediatric #186-0200, box: 20 pcs.</i>	Euro 278,00
	AS186-0107E	Patienten-Verbindungskabel für Covidien Aspect BIS™ LoC2 Kanal #186-0107 <i>Patient Interface cable for Covidien Aspect BIS™ LoC2 channel, #186-0107</i>	Euro 59,70 /Stück
	AS186-1018E	Patienten-Verbindungskabel für Covidien Aspect BIS™ LoC4 Kanal #186-1018-AMS <i>Patient Interface cable for Covidien Aspect BIS™ LoC4, channel, #186-1018-AMS</i>	Euro 59,70 /Stück
	ASM1174413MTE	Entropie EasyFit Sensor für GE #M1174413, für Erwachsene, Einmal sensor, VE: 25 Stück <i>Entropy EasyFit Sensor for GE #M1174413, for adults, disposable sensor, box: 25 pcs.</i>	Euro 355,00

EEG Zubehör
NMT-Sensoren

*Original Artikel, Preisänderungen seitens der Hersteller vorbehalten

Asmuth Art.Nr.	INDEX-Sensoren	Preis/Stück
AS186-0201AE	Monitorkabel zu Covidien Aspect Modul 185-0145-AMS/185-1016-AMS, #186-0201-AMS, Länge: 3 m <i>Monitor cable for Covidien Aspect Module 185-0145-AMS/185-1016-AMS, #186-0201-AMS, length: 3 m</i>	Euro 399,00
AS2080644-001E	Monitorkabel zu GE Modul M1203601/M1127542, #186-0201-GE/#2080644-001, Länge: 3 m <i>Monitor cable for GE module M1203601/M1127542, #186-0201-GE/#2080644-001, length: 3 m</i>	Euro 499,00
AS400-000676-00E	Monitorkabel zu Mindray Modul BISx/BISx4, #186-0201-MR/#040-000676-00, Länge: 3 m <i>Monitor Cable for Mindray BISx/BISx4 Module, #186-0201-MR/#040-000676-00, length: 3 m</i>	Euro 495,00
AS040-000125-00E	Monitorkabel zu Philips Modul M1034A, #186-0201-PH, Länge: 3 m <i>Monitor Cable for Philips Module M1034A, #186-0201-PH, length: 3 m</i>	Euro 359,00

VIDEO - PRINTERPAPIERE



we take care

we take care



Video-
Printerpapiere

	Asmuth Art.Nr.	Videoprinterpapier	Preis/Rolle
	ASUPP110SE	Videoprinterpapier wie Sony UPP110S , wie Mitsubishi K61B , 110 mm x 20 m, für UP-811, UP-850, UP-860CE, UP-890CE, UP-895CE, UP-D860E, UP-D890, UP-D895, UP-D897 VE: 5 / 50 Rollen / Karton	Euro 4,95
	ASUPP110HDE	Videoprinterpapier wie Sony UPP110HD , wie Mitsubishi K65HM , 110 mm x 20 m, für UP-860CE, UP-890CE, UP-895CE, UP-D860E, UP-D890, UP-D895, UP-D897 VE: 5 / 50 Rollen / Karton	Euro 10,24
	ASUPP110HGE	Videoprinterpapier wie Sony UPP110HG , hochglänzend, 110 mm x 18 m, für UP-895CE, UP-D895, UP-D897 VE: 5 / 50 Rollen / Karton	Euro 10,24



Original Sony Printerpapiere

	Maße	VE / Stück	Preis/Stück
ASUPP110S	110 mm x 20 m	10 / 100	Euro 6,37
ASUPP110HD	110 mm x 20 m	10 / 100	Euro 12,13
ASUPP110HG	110 mm x 18 m	10 / 100	Euro 12,13
ASUPC-21S	A7 (100mm x 90 mm)	6	Euro 102,35
ASUPC-21L	A6 (144 mm x 100 mm)	6	Euro 107,00
ASUPP210SE	210 mm x 25 m	5 / 20	Euro 28,90
ASUPP210HD	210 mm x 25 m	5 / 20	Euro 35,20
ASUPC-R80MD	210 mm x 16 m	4	Euro 164,00
ASUPP84S	84 mm x 13,5 m	10 / 100	Euro 6,44
ASUPP-84HG	84 mm x 12,5 m	10 / 100	Euro 12,88

Asmuth
Art.Nr.

Videoprinterpapier

Original Mitsubishi
Printerpapiere

Maße

VE / Stück

Preis / Stück

ASK61B	110 mm x 21 m	4 / 80	Euro 5,38
ASK65HM	110 mm x 21 m	4 / 80	Euro 11,48
ASK95HG	110 mm x 18 m	5	Euro 12,40
ASCK30S	S-Format	5	Euro 88,50



Registrierpapiere

Asmuth Art.Nr.	Monitor	Maße	VE	Preis / Faltpapier
AS40104	Hellige	210 mm x 295 mm	10	Euro 6,20
AS41303	Hewlett Packard	150 mm x 100 mm	25	Euro 1,70
AS41305	Hewlett Packard	210 mm x 60 m	10	Euro 7,48
AS40939	Nihon Kohden	210 mm x 140 mm	10	Euro 4,90

VIDEO - PRINTERPAPIERE



we take care

we take care



ELEKTROCHIRURGISCHES ZUBEHÖR









we take care

we take care



Bipolare Anschlusskabel

Asmuth Art.Nr.	Bipolare Anschlusskabel	Preis/Stück
AS101-040	Anschlusskabel für bipolare Pinzetten für Erbe T-Serie, Erbe ACC/ICC, Erbe #20196-001 / #20196-000, Martin #80-286-80 / #80-286-50 Berchtold #EZ286-30 / #EZ286-50 Länge: 5 m <i>HF-cable bipolar for Erbe, length: 4,5 m</i>	Euro 80,07
	■	
AS287-050	Bipolares Anschlusskabel für Martin, Berchtold , Stecker Instrumentenseite: europ. Flachstecker, Länge: 5 m <i>HF-cable bipolar for Berchtold, Martin, appliance connector: europ. tab, length: 5 m</i>	Euro 80,07
	■	
AS287-030	Biopolares Anschlusskabel für Martin, Berchtold , Martin #80-287-33, Berchtold #EZ287-30, Länge: 3 m <i>HF-cable bipolar for Martin #80-287-33, Berchtold #EZ287-30, length: 3 m</i>	Euro 64,75
	■	
AS350-050	Anschlusskabel für bipolare Pinzetten 2-polig, US-Modell, Länge: 5 m <i>HF-cable bipolar, US-Modell, length: 5 m</i>	Euro 87,71
	■	
AS351-040	Anschlusskabel für bipolare Pinzetten für Valleylab , einteiliger Stecker, Valleylab #E360150, Länge: 5 m <i>HF-cable bipolar for Valleylab, Valleylab #E360150, length: 4,5 m</i>	Euro 80,07
	■	

	Asmuth Art.Nr.	Neutralelektrodenkabel	Preis/Stück
 	AS1321	Anschlusskabel f. Neutralelektroden mit 6,3 mm Klinkenstecker , Länge: 5 m #20194-078 <i>Connecting lead for dispersive electrodes with 6,3 mm jack connector, length: 5 m</i>	Euro 58,00
 	AS1330-5	Anschlusskabel für Neutralelektroden für Valleylab Force 1, 2, 4 und SSE2L, #20194-061, #20194-080, #EZ296-50, #NEK500A, Länge: 5 m <i>Connecting lead for dispersive electrodes for Valleylab Force 1, 2, 4 and SSE2L, length: 5 m</i>	Euro 58,00
	AS294-050	Anschlusskabel für Neutralelektroden für Martin, Berchtold, Stecker Geräteseite: 6,3 mm Ø, Neutralelektrodenseite: Breite 25 mm, Länge: 5 m , Erbe #20194-078, Berchtold #EZ294-50 <i>Connecting lead for dispersive electrodes, 6,3 mm jack connector, 25 mm clip, length: 5 m</i> Erbe #20194-078, Berchtold #EZ294-50	Euro 89,26
	AS380-050	Anschlusskabel für Neutralelektroden für Valleylab, Conmed, Stecker: Geräteseite sh. Abbildung, Neutralelektrodenseite: Breite 25 mm, Länge: 5 m , Erbe #20194-061, #20194-080, Berchtold #EZ296-50 (alt) <i>Connecting lead for dispersive electrodes for Valleylab, Conmed, 25 mm clip, length: 5 m</i> Erbe #20194-061, Berchtold #EZ296-50	Euro 89,26

ELEKTROCHIRURGISCHES ZUBEHÖR



we take care

we take care




SONDERKABEL



we take care




we take care



Asmuth Art.Nr.	PowerBoxen und Zubehör	Preis/Stück
ASPowerBox4	Medical Power Box 4-fach (Schuko, IPX1 Polyacetal/Edelstahl) inkl. Abzugsicherung und Steckschlüssel Länge: 3 m	Euro 314,25 *
Powerbox4L	Medical Power Box 4-fach (Schuko, IPX1 Polyacetal/Edelstahl) Länge: 5 m	Euro 345,50 *
ASPowerBox6	Medical Power Box 6-fach (Schuko, IPX1 Polyacetal/Edelstahl) inkl. Abzugsicherung und Steckschlüssel Länge: 3 m	Euro 416,56 *




Bei Bestellung dieser Powerboxen bitte AS2011254 und AS2006327 mitbestellen.

	AS2007208 MEDX ZPA Normschienen Klammern VE: 2 Stück, #2007208 zur Befestigung der Steckdosenleiste an Normschienen für alle PowerBoxen, außer 5K	Euro 38,71 * /Pack.
	AS2011254 MEDX Montageplatte inklusive Bohrungen für Normschienen Halteklauen sowie Schraubklauen für alle PowerBoxen, außer 5K	Euro 13,02 *
	AS2006327 Rohrbefestigung inkl. Schrauben zur flexiblen und schnellen Befestigung an Infusionsständer und Normschienen	Euro 42,90 *

Nutzbar für alle PowerBoxen, aber für PowerBox 3, 4 und 6 muss die Halteplatte (AS2011254) zusätzlich bestellt werden.

*Original Artikel, Preisänderungen seitens der Hersteller vorbehalten

Asmuth Art.Nr.	Potentialausgleichsleitungen	Preis/Stück
AS15.2011-050	Potentialausgleichsleitung, beidseitig mit Winkelbuchse, 4 qmm, Länge: 50 cm , VE: 5 Stück <i>Potential bonding wire, on both sides with angle connector, 4qmm, length: 50 cm, box: 5 pcs.</i>	Euro 35,70 *
AS15.2011-100	Potentialausgleichsleitung, beidseitig mit Winkelbuchse, 4 qmm, Länge: 1 m , VE: 5 Stück <i>Potential bonding wire, on both sides with angle connector, 4qmm, length: 1 m, box: 5 pcs.</i>	Euro 39,10 *
AS15.2011-200	Potentialausgleichsleitung, beidseitig mit Winkelbuchse, 4 qmm, Länge: 2 m , VE: 5 Stück <i>Potential bonding wire, on both sides with angle connector, 4qmm, length: 2 m, box: 5 pcs.</i>	Euro 43,00 *
AS15.2011-250	Potentialausgleichsleitung, beidseitig mit Winkelbuchse, 4 qmm, Länge: 2,5 m , VE: 5 Stück <i>Potential bonding wire, on both sides with angle connector, 4qmm, length: 2,5 m, box: 5 pcs.</i>	Euro 46,90 *
AS15.2011-400	Potentialausgleichsleitung, beidseitig mit Winkelbuchse, 4 qmm, Länge: 4 m , VE: 5 Stück <i>Potential bonding wire, on both sides with angle connector, 4qmm, length: 4 m, box: 5 pcs.</i>	Euro 56,90 *
AS15.2011-500	Potentialausgleichsleitung, beidseitig mit Winkelbuchse, 4 qmm, Länge: 5 m , VE: 5 Stück <i>Potential bonding wire, on both sides with angle connector, 4qmm, length: 5 m, box: 5 pcs.</i>	Euro 63,60 *
AS15.2017-100	Verlängerungsleitung MC-POAG-K6FS, VMB3/KBT6DIN/100AM, Länge: 1 m <i>Extensionlead, length: 1 m, box: 2 pcs.</i>	Euro 71,80 *




SONDERKABEL



we take care

we take care



REFERENZLISTEN



we take care

we take care

Referenzliste Medtronic

Hersteller Art.Nr.	Asmuth Art.Nr.	Artikelbezeichnung	Hersteller Art.Nr.	Asmuth Art.Nr.	Artikelbezeichnung
22660	AS9239U	Krokodilklemmenadapter	3227210402	AS70510	Monitorkomplettkabel, 5-adrig
16065198	AS77191	LZ Stammkabel 5-adrig	3227220100	AS70312-1	Monitorkomplettkabel, 3-adrig
30806726	ASEvery	Hautvorbereitungscreme	3227220101	AS70325	Monitorkomplettkabel, 3-adrig
48703599	AS1321	Neutralelektrodenkabel	3227220102	AS70507-1	Monitorkomplettkabel, 5-adrig
48710599	AS1330	Neutralelektrodenkabel	3227270100	AS70307-1	Monitorkomplettkabel, 3-adrig
48803599	AS1321	Neutralelektrodenkabel	3227340300	AS70308	Monitorkomplettkabel, 3-adrig
65141000	ASD-RA4A	Temperatursonde, Erwachsene	3227340302	AS70504	Monitorkomplettkabel, 5-adrig
65142000	ASD-RB3A	Temperatursonde, Kinder	3227350100	AS70314	Monitorkomplettkabel, 3-adrig
65149100	ASD-S06A	Temperatursonde, Haut	3227350101	AS70501	Monitorkomplettkabel, 5-adrig
2011000300	ASG502G	Klammerelektroden	3227510100	AS70306	Monitorkomplettkabel, 3-adrig
2061000324	ASJ14	Brustwandsaugelektrode	3227520100	AS70304	Monitorkomplettkabel, 3-adrig
2151032135	ASS793	Gummigurt für Extremitäten	3227550501	AS70502	Monitorkomplettkabel, 5-adrig
2159000015	AS2159000015	Befestigungsknopf	3227550502	AS70515	Monitorkomplettkabel, 5-adrig
3201680100	AS73324	Monitorstammkabel, 3-adrig	3228680200	AS70524-1	Monitorkomplettkabel, 5-adrig
3202070200	AS73501	Monitorstammkabel, 5-adrig	3246260100	AS77071	LZ Komplettkabel 5-adrig
3202070400	AS72501	Monitorstammkabel, 5-adrig	3380061104	AS7431/we	Patientenleitung, Klammer, weiss
3202270200	AS73507	Monitorstammkabel, 5-adrig	3380061204	AS7451	Patientenleitung, 5er Satz
3202340400	AS73508	Monitorstammkabel, 5-adrig	3380062104	AS7431/ge	Patientenleitung, Klammer, gelb
3202680200	AS73524	Monitorstammkabel, 5-adrig	3380064104	AS7431/rt	Patientenleitung, Klammer, rot
3209030100	AS71310	Monitorstammkabel, 3-adrig	3382061206	AS7552	Patientenleitung, 5er Satz
3209070100	AS71301	Monitorstammkabel, 3-adrig	3382061214	AS7552S	Patientenleitung, 5er Satz
3209100100	AS71302	Monitorstammkabel, 3-adrig	3382062106	AS7532/ge	Patientenleitung, Klammer, gelb
3209190300	AS71505	Monitorstammkabel, 5-adrig	3382064106	AS7532/rt	Patientenleitung, Klammer, rot
3209200200	AS71305	Monitorstammkabel, 3-adrig	3382065104	AS7432/gr	Patientenleitung, Klammer, grün
3209210400	AS71315	Monitorstammkabel, 3-adrig	3382065106	AS7532/gr	Patientenleitung, Klammer, grün
3209220100	AS71312	Monitorstammkabel, 3-adrig	3382065406	AS7532G	Patientenleitung, 3er Satz
3209340300	AS71308	Monitorstammkabel, 3-adrig	3382068104	AS7432/sch	Patientenleitung, Klammer, schwarz
3209350100	AS71314	Monitorstammkabel, 3-adrig	3382068106	AS7532/sch	Patientenleitung, Klammer, schwarz
3209510100	AS71306	Monitorstammkabel, 3-adrig	3403040200	AS72001	Diagnose-EKG-Kabel 10-adrig
3209520100	AS71304	Monitorstammkabel, 3-adrig	3404750100	AS72015	Diagnose-EKG-Kabel 10-adrig
3209550500	AS71321	Monitorstammkabel, 3-adrig	3438400200	AS72014	Diagnose-EKG-Kabel 10-adrig
3210030200	AS71510	Monitorstammkabel, 5-adrig	1825 / 56.518250	AS1825	Signa Spray
3210210200	AS71515	Monitorstammkabel, 5-adrig	1828 / 56.518280	AS1828	Signa Spray
3210220200	AS71512	Monitorstammkabel, 5-adrig	8/P93/03-01	AS70310	Monitorkomplettkabel, 3-adrig
3222600100	AS77077	LZ Komplettkabel 5-adrig	8/P93/03-02	AS70324-1	Monitorkomplettkabel, 3-adrig
3227030100	AS70310	Monitorkomplettkabel, 3-adrig	8/P93/03-03	AS70507-1	Monitorkomplettkabel, 5-adrig
3227030101	AS70324-1	Monitorkomplettkabel, 3-adrig	8/P93/07-01	AS70301/W	Monitorkomplettkabel, 3-adrig
3227070100	AS70301/W	Monitorkomplettkabel, 3-adrig	8/P93/10-01	AS70302	Monitorkomplettkabel, 3-adrig
3227080100	AS70301	Monitorkomplettkabel, 3-adrig	8/P93/20-02	AS70305	Monitorkomplettkabel, 3-adrig
3227100100	AS70302	Monitorkomplettkabel, 3-adrig	8/P93/21-04	AS70315	Monitorkomplettkabel, 3-adrig
3227200200	AS70305	Monitorkomplettkabel, 3-adrig	8/P93/21-05	AS70502	Monitorkomplettkabel, 5-adrig
3227210400	AS70315	Monitorkomplettkabel, 3-adrig	8/P93/21-06	AS70512	Monitorkomplettkabel, 5-adrig
3227210401	AS70501/W	Monitorkomplettkabel, 5-adrig	8/P93/22-01	AS70312-1	Monitorkomplettkabel, 3-adrig

Referenzliste Medtronic

Hersteller Art.Nr.	Asmuth Art.Nr.	Artikelbezeichnung
8/P93/22-02	AS70501	Monitorkomplettkabel, 5-adrig
8/P93/22-03	AS70507-1	Monitorkomplettkabel, 5-adrig
8/P93/27-01	AS70307-1	Monitorkomplettkabel, 3-adrig
8/P93/34-03	AS70308	Monitorkomplettkabel, 3-adrig
8/P93/35-01	AS70314	Monitorkomplettkabel, 3-adrig
8/P93/35-02	AS70501/W	Monitorkomplettkabel, 5-adrig
8/P93/35-03	AS70510	Monitorkomplettkabel, 5-adrig
8/P93/51-01	AS70306	Monitorkomplettkabel, 3-adrig
8/P93/52-01	AS70304	Monitorkomplettkabel, 3-adrig
8/P93/55-06	AS70504	Monitorkomplettkabel, 5-adrig
8/P93/55-07	AS70515	Monitorkomplettkabel, 5-adrig
8/P95/68-02	AS70524-1	Monitorkomplettkabel, 5-adrig
CH5/EM	AS1321	Neutralelektrodenkabel
CH5/Nessy/KL	AS1321	Neutralelektrodenkabel
CH5/REM/VL2	AS1330	Neutralelektrodenkabel
D-20	AS501E	SpO2-Einmalsensoren
D-25	AS502E / AS520NE	SpO2-Einmalsensoren
D4/P990/04-02	AS72001	Diagnose-EKG-Kabel 10-adrig
D4/P990/40-02	AS72014	Diagnose-EKG-Kabel 10-adrig
D4/P990/70-02	AS72014	Diagnose-EKG-Kabel 10-adrig
D41/P990/75-01	AS72015	Diagnose-EKG-Kabel 10-adrig
DOC-10	AS526E	SpO2-Adapterkabel
DS-100	AS500E	DS-100
DS-100A	AS500	DS-100A
Dura Y-S + Dura Y-SE	AS5160	SpO2-Ohrsensor
Dura Y-S	AS516	Dura Y-S Sensor
Dura Y-SE	AS517	Ohrhalterung Dura Y-SE
EC-8	AS528M	SpO2-Adapterkabel
I-20	AS503E	SpO2-Einmalsensoren
K60 / 56.300600	ASEG360	Elektrodengel
MAX-A-I / MAX-AL-I	AS505M	OxiMax MAX-A
MAX-FAST-I	AS510M	OxiMax MAX-Fast
MAX-I-I	AS503M	OxiMax MAX-I
MAX-N-I	AS502M	OxiMax MAX-N
MAX-P-I	AS501M	OxiMax MAX-P
MAX-R-I	AS506M	OxiMax MAX-R
N00 / 3310.0410.00	AS1-4K	Druckknopfadapter
N08 / 3380.0410.00	AS2-4K	Klammeradapter
N17	AS78515/60	LZ Adapterleitungen 5er Satz

Hersteller Art.Nr.	Asmuth Art.Nr.	Artikelbezeichnung
N-25	AS502E / AS520NE	SpO2-Einmalsensoren
N401/HP	ASD-RA4HP	Temperatursonde, Erwachsene
N401D	ASD-RA4A	Temperatursonde, Erwachsene
N402/HP	ASD-RB3HP	Temperatursonde, Kinder
N402D	ASD-RB3A	Temperatursonde, Kinder
N409A/HP	ASD-S06HP	Temperatursonde, Haut
N409AD	ASD-S06A	Temperatursonde, Haut
N881	AS7431/ge	Patientenleitung, Klammer, gelb
N881/3G	AS7431G	Patientenleitung, 3er Satz
N881/3G-MM	AS7531G/S	Patientenleitung, 3- auf 5-adrig
N881/3S	AS7431S	Patientenleitung, 3er Satz
N881/5	AS7451	Patientenleitung, 5er Satz
N882	AS7432/ge	Patientenleitung, Klammer, gelb
N882/5	AS7452	Patientenleitung, 5er Satz
N882S/5	AS7552S	Patientenleitung, 3- auf 5-adrig
OXI-A/N	AS504	Oxiband A/N OxiMax
OXI-P/I	AS508	Oxiband P/I
PK63/03-01	AS71310	Monitorstammkabel, 3-adrig
PK63/10-01	AS71302	Monitorstammkabel, 3-adrig
PK63/20-02	AS71305	Monitorstammkabel, 3-adrig
PK63/21-04	AS71315	Monitorstammkabel, 3-adrig
PK63/22-01	AS71312	Monitorstammkabel, 3-adrig
PK63/34-03	AS71308	Monitorstammkabel, 3-adrig
PK63/35-01	AS71312	Monitorstammkabel, 3-adrig
PK63/51-01	AS71306	Monitorstammkabel, 3-adrig
PK63/52-01	AS71304	Monitorstammkabel, 3-adrig
PK63/55-05	AS71321	Monitorstammkabel, 3-adrig
PK65/03-02	AS71510	Monitorstammkabel, 5-adrig
PK65/07-04	AS71501/W	Monitorstammkabel, 5-adrig
PK65/21-02	AS71515	Monitorstammkabel, 5-adrig
PK65/22-02	AS71512	Monitorstammkabel, 5-adrig
PK65/ROZ	AS77191	LZ Stammkabel 5-adrig
PK65/SN	AS77178	LZ Stammkabel 5-adrig
PK67/MQ	AS77192	LZ Stammkabel 7-adrig
SCP10	AS817E	SpO2-Adapterkabel
T03 / 65.2003.00	AS8/20	Kleberinge 20 x 8 mm
T07 / 65.2007.00	AS05/13	Kleberinge 13 x 5 mm
T08 / 65.2008.00	AS5/20	Kleberinge 20 x 5 mm
U01 / 56.1000010	AS01-01	Aquasonic steril
U150 / 56.100150	AS01-50	Aquasonic
VS3/03-01	AS73310	Monitorstammkabel, 3-adrig
VS3/07-01	AS72301	Monitorstammkabel, 3-adrig
VS3/21-04	AS73315	Monitorstammkabel, 3-adrig
VS3/22-01	AS73312	Monitorstammkabel, 3-adrig

Referenzliste Medtronic

Hersteller Art.Nr.	Asmuth Art.Nr.	Artikelbezeichnung
VS3/27-01	AS73307	Monitorstammkabel, 3-adrig
VS3/34-03	AS73308	Monitorstammkabel, 3-adrig
VS3/35-01	AS73314	Monitorstammkabel, 3-adrig
VS3/51-01	AS73306	Monitorstammkabel, 3-adrig
VS3/55-05	AS73321	Monitorstammkabel, 3-adrig
VS3/68-01	AS73324	Monitorstammkabel, 3-adrig
VS5/07-04	AS72501	Monitorstammkabel, 5-adrig
VS5/22-02	AS73512	Monitorstammkabel, 5-adrig
VS5/27-02	AS73507	Monitorstammkabel, 5-adrig
VS5/34-04	AS73508	Monitorstammkabel, 5-adrig
VS5/51-02	AS73506	Monitorstammkabel, 5-adrig
E360150	AS1330-5	Anschlusskabel Neutralelektroden
15-25	AS15-25	Elektrodengel Signa
31.5072.03	AS22SL	Elektrode, Neonaten
31587204	AS22SL	Elektrode, Neonaten
31.4247.80	AS22SL	Elektrode, Neonaten
H207PG/F	AS22SL	Elektrode, Neonaten
H207PGT	AS22SL	Elektrode, Neonaten
H 203 PG	AS30BD	Elektrode, Neonaten
H87 PG/F	AS30SD	Elektrode, Neonaten
E7507	AS338	Neutralelektrode
ADH-A/N	AS513	Klebestreifen ADH-A/N
DEC4	AS527E	SpO2-Adapterkabel

Hersteller Art.Nr.	Asmuth Art.Nr.	Artikelbezeichnung
109-01	AS54-07-000	Universal Manometer
109-02	AS54-07-000	Universal Manometer
22550A	ASDF20	Defibrillationselektrode
31469219	ASDF28	Defibrillationselektrode
31469219	ASDF59N	Defibrillationselektrode
31.1245.21	ASF301	EKG Elektrode Neonaten
31.1355.21	ASF301	EKG Elektrode Neonaten
31.1925.21	ASF40C	Schaumstoffelektrode Erwachsene
31.1345.21	ASF40C	Schaumstoffelektrode Erwachsene
31.1946.21	ASF40C	Schaumstoffelektrode Erwachsene
31.19158.21	ASF45C	Schaumstoffelektrode Erwachsene
31.1946.21	ASF45C	Schaumstoffelektrode Erwachsene
31.1925.21	ASF45C	Schaumstoffelektrode Erwachsene
31.1345.21	ASF45C	Schaumstoffelektrode Erwachsene
31.1925.21	ASF521	Schaumstoffelektrode Erwachsene
31192521	ASF521	EKG-Elektrode Erwachsene
31.1914.21	ASFSRB5	EKG-Elektrode Erwachsene
502-0411	ASME90042	Temperaturmesskable
502-0400	ASME90148	Temperaturmesskable
E7506	ASNE02	Neutralelektrode
E7507	ASNE02	Neutralelektrode
31.4247.84	ASR622	Einmal-Wärmereflektor
E7507	ASRO21A30	Neutralelektrode
E7506	ASRO21A30	Neutralelektrode
31.1996.21	AST601	EKG-Elektrode Erwachsene

Referenzliste Dräger

Hersteller Art.Nr.	Asmuth Art.Nr.	Artikelbezeichnung
1275275	AS1275275CL	NIBP-Einfachschlauch für Clic-Manschette, Länge: 3m
2128519	AS550E	SpO2-Fingersensor
2128608	AS516O	SpO2-Ohrsensoren
2170205	AS508	Oxiband P/I
2170221	AS514	Klebestreifen ADH-P/I
2606485	AS500EGE-1-1	Fingersensor mit Gümmitülle
3368391	AS798-1	Multimedkabel
3368433	AS799a	SpO2-Adapterkabel
3368458	AS3368458	HZV Verbindungskabel, 1m
3375834	AS799	SpO2-Adapterkabel
4523254	AS73310	Monitorstammkabel, 3-adrig
4524625	AS7532/rt	Einzelpatientenleitung
4524633	AS7532/gr	Einzelpatientenleitung
4526406	AS7432/gr	Einzelpatientenleitung
4526429	AS7432/rt	Einzelpatientenleitung
4526463	AS7432/sch	Einzelpatientenleitung
4533840	AS800E	SpO2-Adapterkabel
5191221	AS5191221	MultiMed 6 Pod
5198333	ASXSA15D	Temperaturmesskabel
5204644	ASD-RA4SA	Temperatursonde, Erwachsene
5204651	ASD-RB3SA	Temperatursonde, Kinder
5204669	ASD-S06SA	Temperatursonde, Haut
5590539	AS798a	NeoMed Pod
5591925	AS5591925	Verbindungskabel HemoMed
5592147	ASBC-S-SM2/2	IBP-Y-Adapter, 7-polig
5592162	AS5592162	EKG-Adapterkabel
5731281	AS5731G-L	IBP-Y-Adapter, 10-polig
5956482	AS5956482	Patientenleitung, 6-adrig
6628507	ASJ14	Brustwandsaugelektrode
6850645	AS420	Sauerstoffsensoren
6870279	AS6870279	CO2-Küvette, Mehrweg, Erw.
6871500	AS6871500	CO2-Hauptstromsensor
6871980	AS6871980	Flowsensoren Infinity Delta
6872130	AS6872130	Wasserfalle WaterLock 2
7262764	AS500	DS-100A
7270304	AS70256	SpO2-Fingersensoren
7497066	AS70260	SpO2-Ohrsensoren
7499804	AS7531G/S	Patientenleitung, 3- auf 5-adrig
7499820	AS7551S	Patientenleitung, 5er Satz
7872174	AS7872174	NMT-Zwischenkabel
8201012	AS513	Klebestreifen ADH-A/N
8201013	AS504	Oxiband A/N OxiMax
8290286	AS460ESB	CO2-Probengasschläuche
8403735	AS432+	Flowsensoren #Spirolog
8410179	AS8410179	Einsatz Neonatalflowsensoren

Hersteller Art.Nr.	Asmuth Art.Nr.	Artikelbezeichnung
8412034	AS8412034	Druckdifferenz-Flowsensoren
8419160	AS8419160	HZV Katheterkabel
8420077	AS8420077	HZV Thermistorkabel BD
8539983	AS8539983	HZV Thermistorkabel
8600859	AS528M	SpO2-Adapterkabel
9004979	AS422	Sauerstoffsensoren
9390246	ASG502G	Klammerelektroden
9620667	AS9239U	Krokodilklemmenadapter
60G7404	AS72001	Diagnose-EKG-Kabel 10-adrig
6486679 / 66440044	AS438	Sauerstoffsensoren
8290286 / 1276729	AS460ESB	Gasprobenschläuche, transparent
M35360	AS7431G	Patientenleitung, 3-adrig
M35362	AS7451	Patientenleitung, 5-adrig
M35363 / 375297	AS7452	Patientenleitung, 5er Satz
M35365	AS73502D	Monitorstammkabel, 5-adrig
M35370	AS806E	SpO2-Adapterkabel
M35372 / 5201327	ASD-RA4A	Temperatursonde, Erwachsene
M35373 / 5201335	ASD-S06A	Temperatursonde, Haut
M35374 / 5201343	ASD-RB3A	Temperatursonde, Kinder
MP00788	AS70264	Original Masimo Ohrsensoren
MP00792	AS70245	Einmal-Klebesensoren
MP00795	AS70263	Fingersensoren für Kinder
MP00796	AS70262	Fingersensoren für Erwachsene
MP00953	ASMP00953	NIBP-Schlauch, lila
MP02993	AS70279	Fingersensoren
MP03411	AS7531G/S	3-adrige Patientenleitung
MP03413	AS7451S	5-adrige Patientenleitung
MP03413	AS7551S	5-adrige Patientenleitung
MS13218	ASMS13218	NMT-Elektrodenkabel
MS13235	AS500E	DS-100
MS14555	ASMS14555	Monoleadkabel, 3-adrig
MP01522	ASMP01522	Monoleadkabel, 5-adrig
MS14679	ASMS14679	Adapter
MS14680	ASMS14680	Adapter
MS14680 / 7486140	AS7486140	HF Block, 6-adrig
MS15053	ASMS15053	NMT-Thermistor Trident
MS15084	ASMS15084	NMT-Daumenadapter
MS15085	ASMS15085	NMT-Accelerometer

Referenzliste Dräger

Hersteller Art.Nr.	Asmuth Art.Nr.	Artikelbezeichnung	Hersteller Art.Nr.	Asmuth Art.Nr.	Artikelbezeichnung
MS15086	ASMS15086	NMT-Handadapter Trident	6872130	AS6872130	WaterLock 2 Wasserfalle
MS16161	ASMS16161	Monoleadkabel, 5-adrig	MP00791	AS70244	SpO2-Einmalsensoren
MS17330	ASMS17330	SpO2-Zwischenkabel	MP00792	AS70245	SpO2-Einmalsensoren
MS17522	ASMS17522	SpO2-Zwischenkabel	7270304	AS70256	SpO2 Fingersensor
MS18340	AS-A-SI-22	Akku Infinity bis Software VF8.4	7497066	AS70260	SpO2 Ohrsensor
MS18683	ASMS18683	SpO2-Zwischenkabel	MP00796	AS70262	SpO2 Fingersensor
MS20093	AS790	MultiMed plus	MP00795	AS70263	SpO2 Fingersensor
MS22532	ASMS22532	IBP-Adapterkabel, 10-polig	MP00788	AS70264	SpO2 Ohrsensor
MS22534	ASMS22534	IBP-Zwischenkabel Utah	MP00790	AS70265	SpO2-Einmalsensoren
MS24303	ASMS24303	SpO2-Zwischenkabel	MP00794	AS70268	SpO2-Einmalsensoren
MS30502	AS-A-DR-20	Akku Infinity ab Software VF8.4	MP00799	AS70271	SpO2 Stirnsensor
MX01004	AS516	Dura Y-S Sensor	MP00793	AS70274	SpO2-Einmalsensoren
MX01004 + MX01005	AS516O	SpO2-Ohrsensor	MP00789	AS70275	SpO2 Y-Sensor
MX01005	AS517	Ohrhalterung Dura Y-SE	MP02993	AS70279	SpO2 fingersensor, Gummitülle
MX01049	ASMX01049	O2-Sensor OxyTrace VE für Savina	M35365	AS73502D	Monitorstammkabel, 5-adrig
MX01050	ASMX01050	O2-Sensor OxyTrace INCU für Caleo	M35360	AS7431G	Patientenleitung, 3-adrig
MX50065 / MX50071	AS505M	SpO2-Einmalsensoren	5956433	AS7431G/S	Patientenleitung
MX50066	AS501M	SpO2-Einmalsensoren	M35362	AS7451	Patientenleitung
MX50067	AS503M	SpO2-Einmalsensoren	MP03413	AS7451S	Patientenleitung
MX50068	AS502M	SpO2-Einmalsensoren	M35363 /375297	AS7452	Patientenleitung
MX50069 / 8201006	AS506M	OxiMax MAX-R	MP03411	AS7531G/S	Patientenleitung
MX50070 / 2170272	AS510M	OxiMax MAX-Fast	5956433	AS7531G/S	Patientenleitung
2870298	AS2870298E	NIPB-Anschlussschlauch	7499804	AS7531G/S	Patientenleitung
6845645	AS420	Sauerstoffsensoren	MP03413	AS7551S	Patientenleitung
8403735-10	AS432+	Flowsensor Spiroquant A	5956466	AS7551S	Patientenleitung
6640044	AS438	Sauerstoffsensoren	7499820	AS7551S	Patientenleitung
6486679	AS438	Sauerstoffsensoren	MP03413	AS7551S	Patientenleitung
1276729	AS460ESB	CO2-Messleitung	7872174	AS7872174	Trident NMT Kabel
7262764	AS500	Fingersensor DS100A	MS20093	AS790E	6-pod Multimed
MS13235	AS500E	Fingersensor Erwachsene	M35370	AS806E	SpO2 Adapterkabel
MS16444	AS501E	SpO2-Einmalsensoren	8403735-10	AS8403735	Spirologsensoren
MS16445	AS502E	SpO2-Einmalsensoren	8403735	AS8403735	Spirologsensoren
8201013	AS504	SpO2 Sensor Oxiband OXI-A/N	8410179	AS8410179	Neonaten Flowsensoren
MX50071	AS509M	SpO2-Einmalsensoren	8412034	AS8412034	Flowsensoren
8201012	AS513	Klebestreifen ADH-A/N	8419160	AS8419160	HZV-Zwischenkabel
MS16447	AS520NE	SpO2-Einmalsensoren	8420077	AS8420077	HZV-Thermistorkabel
MS16446	AS520NE	SpO1-Einmalsensoren	MS31385-03	AS-A-SI-28	Akku Infinity Camma / XL / SC...XL
5592154	AS5592154	Temperatur Y Kabel	MP00911	ASCEC06/11	Blutdruckmanschette
5598128-04	AS5598128	Multimed POD Halterung	MP00912	ASCEC10/19	Blutdruckmanschette
5947226	AS5947226	ESU Block	MS14434	ASCEC10/19	Blutdruckmanschette
6627504	AS6627504	Extremitätenleitung	MS14430	ASCEC14/21	Blutdruckmanschette
6870279	AS6870279	CO2-Mess Cuvette	MP00913	ASCEC14/21	Blutdruckmanschette
6871500	AS6871500	Hauptstrom CO2 Sensor	MS14427	ASCEC18/26	Blutdruckmanschette
6871980	AS6871980	Infinity ID Flow Sensor	MP00913	ASCEC18/26	Blutdruckmanschette
			MS14427	ASCEC18/26	Blutdruckmanschette
			MP00915	ASCEC25/35	Blutdruckmanschette

Referenzliste Dräger

Hersteller Art.Nr.	Asmuth Art.Nr.	Artikelbezeichnung
MP00915-00	ASCEC25/35	Blutdruckmanschette
MS14428	ASCEC25/35	Blutdruckmanschette
MS17058	ASCEC25/35L	Blutdruckmanschette
MP00917	ASCEC25/35L	Blutdruckmanschette
MP00916	ASCEC25/35L	Blutdruckmanschette
MP00918	ASCEC33/47	Blutdruckmanschette
MP00921	ASCEC33/47	Blutdruckmanschette
MS14425	ASCEC33/47	Blutdruckmanschette
MP00918	ASCEC33/47	Blutdruckmanschette
MP00917	ASCEC33/47	Blutdruckmanschette
MS14426	ASCEC46/66	Blutdruckmanschette
MP00921	ASCEC46/66	Blutdruckmanschette
MP00919	ASCEC46/66	Blutdruckmanschette
M35372 /5201327	ASD-RA4A	Temperatursonde
M35374 /5201343	ASD-RB3A	Temperatursonde

Hersteller Art.Nr.	Asmuth Art.Nr.	Artikelbezeichnung
M35373 /5201335	ASD-S06A	Temperatursonde
5204669	ASD-S10SA	Temperatursonde
4329822	ASD-S10SA	Temperatursonde
6628507	ASJ14	Saugelektrode
MP00555	ASMP00555	Bakterien/Vierenfilter
MP00953	ASMP00953	NIBP Anschlussschlauch
MP03403	ASMP03403	EKG-Kabel, 5-adrig
MS13218	ASMS13218	NMT Elektrodenkabel
MP03401	ASMS16159	EKG-Kabel, 3-adrig
MS16160	ASMS16160	Monolead Kabel
2870199	ASNN2ST	Neonaten-NIBP-Manschette
2870207	ASNN3ST	Neonaten-NIBP-Manschette
2870215	ASNN4ST	Neonaten-NIBP-Manschette

Referenzliste GE

Hersteller Art.Nr.	Asmuth Art.Nr.	Artikelbezeichnung
2200	AS CBD13/14+ASGE	Blutdruckmanschette
2201	AS CBD13/21+ASGE	Blutdruckmanschette
2202	AS CBD20/28+ASGE	Blutdruckmanschette
2203	AS CBD27/36+ASGE	Blutdruckmanschette
2204	AS CBD35/46+ASGE	Blutdruckmanschette
2206	AS CBD27/36L+ASGE	Blutdruckmanschette
2603	AS CBD27/36+ASDM	Blutdruckmanschette
2608	AS CBD20/28+ASDM	Blutdruckmanschette
41004	AS431	Sauerstoffsensord
545300	AS545300E	Monitorstammkabel, 3-adrig
545301	AS545301E	Monitorstammkabel, 5-adrig
545315	AS545315E	Patientenleitung, 3er Satz
545316	AS545316E	Patientenleitung, 5er Satz
545340	AS545315/rt	Patientenleitung, Klammer, rot
545342	AS545315/ge	Patientenleitung, Klammer, gelb
545344	AS545315/sch	Patientenleitung, Klammer, schwarz
545920	AS70314	Monitorkomplettkabel, 3-adrig
572683	ASF50	Schaumstoffelektrode, Erwachsene
887753	AS-A-Dat-01	Akku für Datex compact AS3
888414	AS888414	E-NMT Sensor-Kabel
888416	AS888416	NMT Elektro-Sensord
888417	AS888417	NMT-Regional-Block-Adapter
888418	AS888418	Adult NMT Mechano-Sensord
897439	AS897439	NMT Mechano-Sensord
8002174	AS8002174	D-fend Wasserfalle, für Mini-C-Modul
8004463	AS8004463	Abasugleitung
21708318	AS21708318 / AS15-25	Elektrodencreme
21729402	ASD-RA4A	Temperatursonde, Erwachsene
21729403	ASD-RA4A	Temperatursonde, Erwachsene
21730002	ASD-RB3A	Temperatursonde, Kinder
21730003	ASD-RB3A	Temperatursonde, Kinder
21730702	AS21730702	Elektrodenkontaktspray
21732801	AS21732801	Saugdom, Kiss
21733101	ASD-RB1A	Temperatursonde, Innenohr
21733501	ASD-RB2A	Temperatursonde, Kinder
21733601	ASD-S06A	Temperatursonde, Haut
22328701	AS70304	Monitorkomplettkabel, 3-adrig
22329401	AS71304	Monitorstammkabel, 3-adrig
22331701	AS73304	Monitorstammkabel, 3-adrig
2613	AS CBD13/21+ASDM	Blutdruckmanschette
2618	AS CBD9/14+ASDM	Blutdruckmanschette
2643	AS CBD35/46+ASDM	Blutdruckmanschette
2647	AS CBD27/26L+ASDM	Blutdruckmanschette
2648	AS CBD45/56+ASDM	Blutdruckmanschette

Hersteller Art.Nr.	Asmuth Art.Nr.	Artikelbezeichnung
2649	AS CBD35/46+ASDM	Blutdruckmanschette
2653	AS70279	Fingersensord
30344366	AS30344366	Elektrodenleitung C2, Kiss
30344367	AS30344367	Elektrodenleitung C3, Kiss
30344368	AS30344368	Elektrodenleitung C4, Kiss
30344369	AS30344369	Elektrodenleitung C5, Kiss
30344370	AS30344370	Elektrodenleitung C6, Kiss
30344371	AS30344371	Elektrodenleitung F, Kiss
30344372	AS30344372	Elektrodenleitung L, Kiss
30344373	AS30344373	Elektrodenleitung R, Kiss
30344374	AS30344374	Elektrodenleitung N, Kiss
30344375	AS30344375	Elektrodenleitung NST, Kiss
30344376	AS30344376	Klammeradapter, Kiss
38401134	AS7451	Patientenleitung, 5-adrig
38401590	AS38401590	10er Satz Elektrodenleitungen
38401765	AS38401817E-1	10er Satz Elektrodenleitungen
38401766	AS38401766	2er Satz Elektrodenleitungen
38401816	AS38401871E-1	10er Satz Elektrodenleitungen
38401865	AS38401871E-1	10er Satz Elektrodenleitungen
70124021	AS500E	DS-100
70124022	AS501E	SpO2-Einmalsensoren
70124026	AS503E	SpO2-Einmalsensoren
70124027	AS505E-U / AS502E / AS520NE	SpO2-Einmalsensoren
70124032	AS502E / AS520NE	SpO2-Einmalsensoren
70124033	AS516	Dura Y-S Sensor
70124034	AS517	Ohrhalterung Dura Y-SE
70124035	AS504E	Oxiband A/N NON-MAX
91920232	ASG502G	Klammerelektroden
92309647	ASS793	Gummigurt für Extremitäten
93204775	AS93204775	Filterscheiben
1505-3231-000	AS452	Flowsensord
1505-3848-000	AS1505-3848-000	Expirationsventil mit Flowsensord
16560-2	ASD-S06A	Temperatursonde, Haut
16561-2	ASD-RA4A	Temperatursonde, Erwachsene
165613-3	ASD-RB2A	Temperatursonde, Kinder
165622-2	ASD-RA4A	Temperatursonde, Erwachsene
22331803	AS7431S	Patientenleitung, 3-adrig
22339301	AS22339301E	IBP-Adapterkabel
22341801	AS22341801E-1	10-poliges Stammkabel
22341808	AS22341808E-1	10-poliges Stammkabel
30134000	ASS509	Plattenelektrode
30344365	AS30344365	Elektrodenleitung C1, Kiss
2011261-001	ASG502K	Klammerelektroden

Referenzliste GE

Hersteller Art.Nr.	Asmuth Art.Nr.	Artikelbezeichnung	Hersteller Art.Nr.	Asmuth Art.Nr.	Artikelbezeichnung
2014606-040	AS2014606-040	LZ Kabel 5-adrig	5623-202	ASS509	Plattenelektrode
2016130-001	AS513	Klebestreifen ADH-A/N	6050-0004-110	AS428	Sauerstoffsensoren
2016131-001	AS514	Klebestreifen ADH-P/I	70124033 + 70124034	AS516O	SpO2-Ohrsensoren
2017003-003	AS412931-002E	Monitorstammkabel, 5-adrig	733162-3	AS460ESB	Gasprobenschläuche, transparent
2017004-003	AS71324	Monitorstammkabel, 3-adrig	73318/-19	AS460ESB	Gasprobenschläuche, transparent
2017006-003	AS2017006-003	10-poliges Stammkabel	73319-HEL	AS460ESB	Gasprobenschlauch für Anästhesiegase, 3m, VE: 10 St.
2017008-001	AS414873-001CL	NIBP-Doppelschlauch	876446-HEL	AS876446	D-fend Wasserfalle, schwarz, VE: 10
2017857-002	AS-A-HE-24	Akku für Dash Monitor 3000/4000/5000/Transport pro	881319-HEL	AS881319	D-fend Wasserfalle für COVX-Modul, grün, VE: 10 St.
2020559-001	AS2020559-001E	Einzelleitung R, MAC1200	900085-001	AS126	Carbonleitung
2020559-002	AS2020559-002E	Einzelleitung L, MAC1200	900178-101	AS900178-101	Satz 4 mm Bananenstecker
2020559-003	AS2020559-003E	Einzelleitung F, MAC1200	900178-102	AS900178-102	Satz Krokodilklemmen
2020559-004	AS2020559-004E	Einzelleitung N, MAC1200	900178-103	AS900178-103	Satz Elektrodenklammern
2020559-005	AS2020559-005E	Einzelleitung C1, MAC1200	900178-201	AS900178-201	Satz 4 mm Bananenstecker
2020559-006	AS2020559-006E	Einzelleitung C2, MAC1200	900716-002	AS78315K	Patientenleitung, 3-adrig
2020559-007	AS2020559-007E	Einzelleitung C3, MAC1200	9033-006	ASS793	Gummigurt für Extremitäten
2020559-008	AS2020559-008E	Einzelleitung C4, MAC1200	9033-014	ASJ14	Brustwandsaugelektrode
2020559-009	AS2020559-009E	Einzelleitung C5, MAC1200	9033-401	ASG502G	Klammerelektroden
2020559-010	AS2020559-010E	Einzelleitung C6, MAC1200	9445-002	ASD-S10A	Temperatursonde, Haut
2021406-001	AS805M	SpO2-Adapterkabel	9445-005	ASD-RB3A	Temperatursonde, Kinder
2022948-002	AS2022948-002	Monitorstammkabel, 5-adrig	9446-911	AS9446-911	Inline-Injektat-Sensor für BD Critikit- Katheter, 0,9m
2023852-029	AS-A-HE-08	Dash 2500, 8,4V, 8Ah	9490-105	AS9239U	Krokodilklemmenadapter
2025248-001	AS2025248	HZV-Leitung, 3,6m	9490-106	AS9239U	Krokodilklemmenadapter
2027253-001	AS70265	SpO2-Einmalsensoren	9490-111	AS9239U	Krokodilklemmenadapter
2027255-001	AS70266	SpO2-Einmalsensoren	9490-114	AS9239U	Krokodilklemmenadapter
2027256-001	AS70267	SpO2-Einmalsensoren	9490-115	AS9239U	Krokodilklemmenadapter
2027257-001	AS70268	SpO2-Einmalsensoren	9490-210	AS9239U	Krokodilklemmenadapter
2027258-001	AS70262	SpO2-Fingersensoren	AG-AP1000	ASAG-AP1000	Vernebler Kopf mit Kappe
2027259-001	AS70263	SpO2-Fingersensoren	M1024247	ASD-RA4A	Temperatursonde, Erwachsene
2027261-001	AS70264	SpO2-Ohrsensoren	2027263-001	AS820	SpO2-Adapterkabel
2001925-003	AS2001925-003E	Multilink Leitung, CAM Modul	2027263-002	AS814	SpO2-Adapterkabel
2001925-004	AS2001925-004E	Multilink Leitung, CAM Modul	2027274-001	AS70260	SpO2-Ohrsensoren
2002799-001	AS70256	SpO2-Fingersensoren	2036984-001	AS-A-HE-52	Original GE Carescape B650/B850, 11,1V, 6Ah
2003422-001	AS2003422-001	10er Satz Elektrodenleitungen	2062895-001	AS-A-HE-54	Original GE Carescape B450, 10,8V, 3,6Ah
2006644-001	AS805E / AS805M	SpO2-Adapterkabel	22341808 + 38401816	AS72016	Diagnose-EKG-Kabel 10-adrig
2008773-001	AS526E	SpO2-Adapterkabel	MN1020541	ASM1020541	EKG Stammkabel für Multi-Link
407705-001	AS502E	SpO2-Einmalsensoren	Oxy-C3	AS524E	SpO2-Adapterkabel
407705-002	AS503E	SpO2-Einmalsensoren	Oxy-E4-MC	AS590O	SpO2-Ohrsensoren
407705-003	AS501E	SpO2-Einmalsensoren	Oxy-E-DB	AS586E	SpO2-Ohrsensoren
407705-006	AS500E	DS-100	OXY-ES3	ASOXY-ES3E	SpO2-Adapterkabel
412340-002	AS412340-002	Original GE etCO2 CAPNOSTAT Sensor, Hauptstrom	Oxy-E-UN	AS592O	SpO2-Ohrsensoren
412682-003	AS38401871E	10er Satz Elektrodenleitungen	Oxy-F4-H	AS584E-1	SpO2-Fingersensoren
412931-002	AS412931-002E	Monitorstammkabel, 5-adrig	Oxy-F4-MC	AS590E	SpO2-Fingersensoren
414248-001	AS508	Oxiband P/I	Oxy-F4-N	AS576E	SpO2-Fingersensoren
414556-003	AS414556-003E	Patientenleitung, 5-adrig	Oxy-F-DB	AS580E	SpO2-Fingersensoren
5608-003	ASJ14	Brustwandsaugelektrode	Oxy-F-UN	AS593E	SpO2-Fingersensoren

Referenzliste GE

Hersteller Art.Nr.	Asmuth Art.Nr.	Artikelbezeichnung
Oxy-F-UN mit DB-9	AS593E	SpO2-Fingersensor
Oxy-MC-3	ASOXY-MC3E	SpO2-Adapterkabel
Oxy-MC3E	ASOxy-MC3E	SpO2-Adapterkabel
Oxy-OL1	ASOxy-OL1	SpO2-Adapterkabel
Oxy-OL3	AS594E	SpO2-Adapterkabel
Oxy-OL-3	AS525E	SpO2-Adapterkabel
Oxy-RTB	ASTS-RT-100	Klebestreifen, blau
M1024251	ASD-RB3A	Temperatursonde, Kinder
M1024254	ASD-S06A / ASD-S10A	Temperatursonde, Haut
M1038681	ASM1038681	GE Entropie-Sensor, VE: 25 St.
M1050784	ASM1050784	GE Entropie Kabel, Länge: 3,5m
M1174413	ASM1174413	Entropie EasyFit-Sensor, VE: 25 St.
M1182629	ASM1182629	D-fend Pro Wasserfalle, stahlblau, VE: 10 St.
M1200227	ASM1200227	D-fend Pro Wasserfalle für CRM-Modul, grün, VE: 10 St.
Oxy-RWL	AS591	Klebbänder
Oxy-SE-3	ASTS-SE-3	SpO2-Sensitive-Sensor
Oxy-SL3	AS595E	SpO2-Adapterkabel
TS-AF-10	ASTS-AF-24E / ASTS-AF-24NE	SpO2-Einmalsensoren
TS-AP-25	ASTS-AF-24E / ASTS-AF-24NE	SpO2-Einmalsensoren
TS-E4-GE	AS577O	SpO2-Ohrsensor
TS-E4-N	AS587E	SpO2-Ohrsensor
TS-E-D	ASTS-E-DE	SpO2-Ohrsensor
TS-F4-GE	AS577EG	SpO2-Fingersensor
TS-F4-N	AS576E	SpO2-Fingersensor
TS-F-D	ASTS-F-DE	SpO2-Fingersensor
TS-G3	ASTS-G3E	SpO2-Adapterkabel
TS-H3	ASTS-H3E	SpO2-Adapterkabel
TS-M3	ASTS-M3E	SpO2-Adapterkabel
TS-N3	ASTS-N3E	SpO2-Adapterkabel
TS-SA4-GE	AS577EG	Fingersensor mit Gummitülle zu GE-Ohmeda, durchgehend, Länge: 3m

Hersteller Art.Nr.	Asmuth Art.Nr.	Artikelbezeichnung
TS-SA-D	ASTS-SA-DE	SpO2-Fingersensor
TS-SE-3	ASTS-SE-3E	SpO2-Sensitive-Sensor
TS-W-D	ASTS-W-DE	SpO2-Flex-Sensor
107365	AS107365E	NIBP Verbindungsschlauch
2001589-015	AS2001589-015	Tragetasche
2058205-001	AS2058205-001	NIBP Verbindungsschlauch
2058203-002	AS2058203-002	NIBP Verbindungsschlauch
22341410	AS22341410	Stammkabel, 10-adrig
30344364	AS30344364	Regler-Einheit
30377368	AS30344368	Elektrodenleitung
30344421	AS30344421	Klammeradapter
30344460	AS30344460	Verteilerblock
38401808	AS38401808	Patientenleitung, 10er Satz
70124021	AS500	Fingersensor DS100A
70124033	AS516	Sensor Dura-Y D-YS
70124034	AS517	Ohrhalterung
8002174	AS8002174	Wasserfalle
002201	ASCD10/19 + ASMQ	Blutdruckmanschette
002202	ASCD18/26 + ASMQ	Blutdruckmanschette
002203	ASCD25/35 + ASMQ	Blutdruckmanschette
DUR-A2-2A	ASCD25/35+ASGE	Blutdruckmanschette
CLN-A2-2A	ASCD25/35+ASGE	Blutdruckmanschette
002204	ASCD33/47 + ASMQ	Blutdruckmanschette
002205E	ASCD46/66 + ASMQ	Blutdruckmanschette
DUR-T1-2A-E	ASCD46/66+ASGE	Blutdruckmanschette
CLN-A2-2A-L	ASCD25/35	Blutdruckmanschette
CLN-A3-2A	ASCD33/47	Blutdruckmanschette
1024247 DATEX	ASD-RA4A	Temperatursonde
M1182448	ASM1182448	PICCO Sensorkabel
330091	ASMQ	NIBP Adapter
TS-AP-10	ASTS-AF-24E	SpO2-Einmalsensor

Referenzliste Mindray

Hersteller Art.Nr.	Asmuth Art.Nr.	Artikelbezeichnung
0010-30-42719	AS0010-30-42719	Stammkabel 3/5-adrig
0010-30-42782	AS0010-30-42782	EKG-Stammkabel 3/5-adrig
0010-30-42728	AS0010-30-42728	Patientenleitung 5-adrig 0,6m/1m
0010-30-42730	AS0010-30-42730	Patientenleitung 5-adrig 1m/1,4m
0010-30-42732	AS0010-30-42732	Patientenleitung 3-adrig 1m
0010-30-42725	AS0010-30-42725	Patientenleitung 3-adrig 0,6m
040-001462-00	AS040-001462-00	NMT Hauptkabel
040-001463-00	AS040-001463-00	NMT Transducer-Kabel
040-001464-00	AS040-001464-00	NMT Stimulationskabel
0010-20-42710	AS826E	SpO2-Adapterkabel
0010-20-42594	AS810E	SpO2-Adapterkabel
512F-30-28263	AS500E	Fingersensor #DS-100
512E-30-90390	AS500EGE-1	Fingersensor mit Gummitülle, Erwachsene
512G-30-90607	AS500EKGE	Fingersensor mit Gummitülle, Kind
115-034527-00	AS516O	Ohrsensor zu Mindray, Länge: 90cm
115-012807-00	AS500EL	Fingersensor #DS-100, Länge: 3m
009-005094-00	AS502E	Einmal-Klebesensoren
009-005090-00	AS520NE	Wrap-Sensoren
040-000332-00	AS829	SpO2-Adapterkabel
0010-30-42625	AS814E	SpO2-Adapterkabel
0010-10-42600	AS70262	Fingersensor für Erwachsene
0010-10-42634	AS70263	Fingersensor für Kinder
040-001235-00	ASME90050	Temperaturmesskabel

Hersteller Art.Nr.	Asmuth Art.Nr.	Artikelbezeichnung
LNCS TC-I	AS70264	Ohrsensor
2653	AS70279	Fingersensor mit Gummitülle für Erwachsene
0010-10-42628	AS70244	Einmal-Klebesensoren für Kleinkinder
0010-10-42627	AS70245	Einmal-Klebesensoren für Neugeborene
6200-30-09688	ASM1599CL-1	NIBP-Einfachschlauch
040-000968-00	ASCEC06/11	Blutdruckmanschette
040-000973-00	ASCEC10/19	Blutdruckmanschette
040-000978-00	ASCEC18/26	Blutdruckmanschette
040-000983-00	ASCEC25/35	Blutdruckmanschette
115-015930-00	ASCEC25/35L	Blutdruckmanschette
040-000988-00	ASCEC33/47	Blutdruckmanschette
040-000993-00	ASCEC46/66	Blutdruckmanschette
0010-30-37392	ASD-RA4MR	Temperatursonde für Erwachsene, rektal, Ø4mm
0011-30-37393	ASD-S10MR	Hauttemperatursonde für Erwachsene, Ø10mm
0011-30-37395	ASD-S06MR	Hauttemperatursonde für Kinder und Neonaten, Ø6mm
115-018016-00	AS-A-MIN-03	Akku für Beneview T1
115-018012-00	AS-A-DA-05	Akku für Beneview T5/T8
115-018014-00	AS-A-MIN-01	Akku für iMEC8/iMEC10
512H-30-79061	AS500E	SpO2-Fingersensor
009-005089-00	AS520NE	SpO2-Einmalsensor
6200-30-11560	ASM1597BE	NIBP-Anschlussschlauch

Referenzliste Nihon Kohden

Hersteller Art.Nr.	Asmuth Art.Nr.	Artikelbezeichnung
TG-900P / P903	ASYG-900P	Hauptstrom-Kit
TG-920P / K907	ASTG-920P	CapONE CO2-Sensorkit
YG-111T / R804	ASYG-111T	Airway Adapter
YG-121T / V922	ASYG-121T	oral/nasel CO2 Adapter
JC-906P / K922	AS73330E	EKG-Stammkabel, Länge: 3m
BR-903P / K911	AS7431NK-E	Patientenleitung, 3-adrig
JL-900P / K931	AS610E-1	SpO2-Adapterkabel
TL-201T / P225F	AS601	Fingersensor BluPro
TL-260T / P205A	AS6410	SpO2-Ohrsensor
TL-220T / P225	AS520NK	Wrap-Sensor
TL-273T3 / TL-251T	AS607E	Einmal-SpO2-Klebesensor
JL-631P / K937	ASJL-631P	SpO2-Adapterkabel
LNCS DC-I / 1863	AS70262	Fingersensor Erw.
LNCS DCI-P / 1864	AS70263	Fingersensor für Kinder
LNCS TC-I / 1895	AS70264	Ohrsensor
2653	AS70279	Fingersensor mit Gummitülle für Erwachsene
LNCSInf-3 / 2319	AS70244	Einmal-Klebesensoren für Kleinkinder
LNCS Neo-3 / 2320	AS70245	Einmal-Klebesensoren für Neugeborene
YN-901P / S902	ASYN901CL	NIBP-Einfachschlauch
YP-960T / S943A	ASCEC06/11	Blutdruckmanschette
YP-961T / S943B	ASCEC10/19	Blutdruckmanschette
YP-962T / S943C	ASCEC14/21	Blutdruckmanschette

Hersteller Art.Nr.	Asmuth Art.Nr.	Artikelbezeichnung
YP-963T / S944B	ASCEC18/26	Blutdruckmanschette
YP-964T / S944C	ASCEC25/35	Blutdruckmanschette
YP-965T / S944D	ASCEC33/47	Blutdruckmanschette
JP-910P	ASJP-910P	IBP-Adapterkabel
YSI-401 / NKD-P240A	ASD-RA4A	Temperatursonde für Erw.
YSI-402 / NKD-P241A	ASD-RB3A	Temperatursonde für Kinder
YSI-409B / NKD-P242B	ASD-S10A	Hauttemperatursonde für Erw.
YS-076P5 / X062	AS-A-NI-14	Akku für BSM-2300
YS-085P6 / X072	AS-A-NI-24	Akku für OLV-2700/OLG-2800
SB-671P / X075	AS-A-NI-02	Akku für BSM-3000/6000/WEP-520x
SB-201P / X076	AS-A-NI-22	Akku für BSM/PVM-2703/TEC-8300
BE-0005W	AS100A2 / AS100A7	Brückenelektrode
H653	AS615	Fingersensor
K081	AS72018	EKG-Diagnose-Kabel
NKB-301V	AS-A-NI-08	Akku TEC..., X065
H406	ASDF37	Defi-Elektrode
H405	ASDF43	Defi-Elektrode
NKDFILZ	ASE	Elektrodenbezüge
NKD-K10/C	ASG502G	Klammerelektroden
NKD-K10C	ASG502G	Klammerelektroden

Referenzliste Philips

Hersteller Art.Nr.	Asmuth Art.Nr.	Artikelbezeichnung	Hersteller Art.Nr.	Asmuth Art.Nr.	Artikelbezeichnung
2653	AS70279	Fingersensor	M1195A / 989803103261	ASM1195AE	SpO2-Fingersensor
989803137791	AS989803137791	Beinplattenadapterkabel	M1196A / 989803128631	ASM1196AE	SpO2-Fingersensor
989803137811	AS989803137811	Beinplattenadapterkabel	M1196T/989803128641 M1196S/989803174381	AS500E	Fingersensor
989803148221	AS825	SpO2-Adapterkabel	M1510A	ASM1510AE	Monitorstammkabel, 3-adrig
989803162621	ASD-RA4A	Temperatursonde, Erwachsene	M1530A	ASM1530AE	Monitorstammkabel, 5-adrig
989803162631	ASD-RB3A	Temperatursonde, Kinder	M1571A / M4552B / 989803104141	ASCEC10/19	Blutdruckmanschette
989803162641	ASD-S06A	Temperatursonde, Haut	M1572A / M4553B / 989803104151	ASCEC14/21	Blutdruckmanschette
989803163201	ASME26/33EHP	Einwegmanschette Erw.	M1573A / M4554B / 989803104161	ASCEC18/26	Blutdruckmanschette
989803163221	ASME39/55EHP	Einwegmanschette Erw. groß	M1574A / M4555B / 989803104171	ASCEC25/35	Blutdruckmanschette
989803174581	AS989803174581	NMT-Patientenkabel	M1574A / M4555B / 989803104171	ASCEC25/35L	Blutdruckmanschette
21075A	ASD-RA4HP	Temperatursonde, Erwachsene	M1575A / M4557B / 989803104181	ASCEC33/47	Blutdruckmanschette
21076A	ASD-RB3HP	Temperatursonde, Kinder	M1576A / M4559B / 989803104191	ASCEC46/66	Blutdruckmanschette
21078A	ASD-S06HP	Temperatursonde, Haut	M1599B / 989803104341	ASM1599CL-1	NIBP-Einfachschauch
40419A	ASJ14	Brustwandsaugelektrode	M1613A	ASM1613AE	Patientenleitung, 3-adrig
40432B	AS9239U	Krokodilklemmenadapter	M1627A / 989803104531	ASM1627AE	Klettbander
40490E	ASJ14	Brustwandsaugelektrode	M1633A	ASM1633AE	Patientenleitung, 5-adrig
40494E	ASG502G	Klammerelektroden	M1635A	AS78515/60	Adapterleitungen
40498E	AS1-4K	Druckknopfadapter	M1642A / 989803104611	ASM1642A	HZV-Schnittstellenkabel
LNCS DCI-I / 1863	AS70262	Fingersensor für Erwachsene	M1643A / 989803104621	ASM1643A	HZV-Schnittstellenkabel
LNCS DCI-P / 1864	AS70263	Fingersensor für Kinder	M1668A / 989803145061	ASM1668AE	Monitorstammkabel, 5-adrig
LNCS Inf-3 / 2319	AS70244	Einmal-Klebesensoren für Kleinkinder, VE: 20 St.	M1672A / 989803145101	ASM1672AE	Patientenleitung, 3-adrig
LNCS Neo-3 / 2320	AS70245	Einmal-Klebesensoren für Neugeborene <3kg und Erwachsene >40kg, VE: 20 St.	M1900B / 989803105451	AS521E	SpO2-Adapterkabel
LNCS TC-I / 1895	AS70264	Ohrsensor	M1902B	AS503E	SpO2-Einmalsensoren
M1131A / 989803128531	AS501E	SpO2-Einmalsensoren	M1904B	AS502E	SpO2-Einmalsensoren
M1132A / 989803128541	AS503E	SpO2-Einmalsensoren	M1905B	AS506M	OxiMax MAX-R
M1133A / 989803128551	AS502E / AS505E / AS520NE	SpO2-Einmalsensoren	M1906A	AS508	Oxiband P/I
M1134A / 989803164921	AS520NE	Wrap-Sensoren	M1908A	AS513	Klebestreifen ADH-A/N
M1190A	AS578E / AS578EG-1	SpO2-Fingersensor	M1909A	AS514	Klebestreifen ADH-P/I
M1191A	ASM1191BE-1	SpO2-Fingersensor	M1920A / 989803105531	ASM1920A	FilterLine H Set
M1191B / 989803144371	ASM1191BE-1	SpO2-Fingersensor	M1921A / 989803105541	ASM1921A	FilterLine H Set
M1191T/989803128591 M1192T/989803128611	AS500EGE-1 / AS500EGE-1L	SpO2-Fingersensor	M1923A / 989803105561	ASM1923A	FilterLine H Set
M1192A / 989803103231	ASM1192AE	SpO2-Fingersensor	M1940A / 989803105671	AS816E	SpO2-Adapterkabel
M1193A / 989803103241	ASM1193AE	SpO2-Fingersensor	M1941A / 989803105681	ASM1941AE	SpO2-Adapterkabel
M1193T / 989803128621	AS500EGNU	SpO2-Neonatenbändchen	M1943A / 989803105691	AS522E	SpO2-Adapterkabel
M1194A / 989803103251	ASM1194AE	SpO2-Ohrsensor	M1971A / 989803125851	ASM1971AE	Patientenleitung, 5-adrig
M1194T	AS516O	Ohrsensor	M1974A / 989803125871	ASM1974A	Patientenleitung, 5-adrig, HF
			M21075A	ASD-RA4HP	Temperatursonde für Erw.

Referenzliste Philips

Hersteller Art.Nr.	Asmuth Art.Nr.	Artikelbezeichnung
M21076A	ASD-RB3HP	Temperatursonde für Kinder
M21078A	ASD-S10HP	Hauttemperatursonde für Erw. und Kinder
M2501A / 989803142651	ASM2501A	Hauptstrom-CO2-Sensor
M2513A / 989803142681	ASM2513A	Luftwegadapter
M2516A / 989803142691	ASM2516A	CO2-Luftwegadapter
M2533A / 989803142661	ASM2533A	Einmal-CO2-Luftwegadapter
M2536A / 989803142671	ASM2536A	Einmal-CO2-Luftwegadapter
M2594A	ASM2594A	Telemetrikabel
M2597A	ASM2597A	Telemetrikabel
M4789A	AS500E	DS-100
13953D	AS22SL	Kinderelektrode
M1935A	AS30DDV	Kinderelektrode
453561432691	AS453561432691	EKG-Stammkabel, 3-adrig
M1196T	AS500E	SpO2 Fingersensor
M1900B	AS521E	SpO2 Adapterkabel
M1943AL	AS522E	SpO2 Adapterkabel
989803143171	AS70307-1	EKG Kabel, 3-adrig
M3507A	AS989803106971	Anschlusskabel Defi-Pads
989803137831	AS989803140371	Telemetrietaschen
989803171931	AS989803171931	Patientenleitung, 5-adrig
M4605A	AS-A-HP-42	Akku
M5070A	AS-A-HP-16	Akku
989803194541	AS-A-HP-19	Akku
M4607A	AS-A-HP-35	Akku
989803150161	AS-A-HP-54	Akku
989803176201	AS-A-HP-48	Akku
989803174131	AS-A-HP-50	Akku
M4556B	ASCB27/36L	Blutdruckmanschetten
M1866B	ASM1866B-1	Neonatenblutdruckmanschette
M1868B	ASM1868B-1	Neonatenblutdruckmanschette
M1870B	ASM1870B-1	Neonatenblutdruckmanschette
M1872B	ASM1872B-1	Neonatenblutdruckmanschette
M1873B	ASM1873B-1	Neonatenblutdruckmanschette

Hersteller Art.Nr.	Asmuth Art.Nr.	Artikelbezeichnung
989803163191	ASCEC25/35	Blutdruckmanschette
40401C	ASCEC25/35	Blutdruckmanschette
M4556B	ASCEC25/35	Blutdruckmanschette
40401D	ASCEC33/47	Blutdruckmanschette
M3713A	ASDF27	Defi-Elektrode
21091A	ASD-THP-1	Einmal-Tempetatursonden
989803139771	ASF40C	Elektrode, Erwachsene
M2202A	ASF40C	Elektrode, Erwachsene
40493E	ASF45C	Elektrode, Erwachsene
M1191BL	ASM1191BE-1	SpO2 Fingersensor, Gummitülle
M1356-60011	ASM1356A	Ultraschall Transducer
M1363A	ASM1363A	MEKG-Elektrodenkabel, 3-adrig
M1574A	ASM1574A	Blutdruckmanschette
M1597C	ASM1597C	NIBP Anschluss Schlauch
M1669A	ASM1669AE	EKG-Kabel, 3-adrig
989803145101	ASM1672AE	Patientenleitung, 3-adrig
M1866S	ASM1866S	Einmal-Blutdruckmanschette
M1868B	ASM1868S	Einmal-Blutdruckmanschette
M1873S	ASM1873S	Einmal-Blutdruckmanschette
M1663A	ASM1949AE	EKG-Stammkabel
BRILLIANCE CT 64 CHANNEL	ASM2208E	Einmal-Aufnehmergurte
989802142651	ASM2501A	Hauptstrom-CO2-Aufnehmer
M3508A	ASM3508A	Anschlusskabel HeartStart Pads
M1874A	ASME11/22EC	Einmal-Blutdruckmanschette
M1875A	ASME11/22EC	Einmal-Blutdruckmanschette
M1877A	ASME26/33EC	Einmal-Blutdruckmanschette
M1878A	ASME39/55EC	Einmal-Blutdruckmanschette
M15282	AS-OP-H-06	OP-Leuchte Hanalux
989803174141	ASTele-1	Telemetrietasche
989803137831	ASTele-2	Telemetrietasche
989803140371	ASTele-2	Telemetrietasche
989803209771	ASM1599CLR	Blutdruckschlauch
989803166861	ASM1597CE	Blutdruckschlauch
989803209751	ASM1597CR	Blutdruckschlauch

Referenzliste Elektroden 3M

Hersteller Art.Nr.	Asmuth Art.Nr.	Artikelbezeichnung
2282E	AS22SL	Elektrode, Neonaten
2269T	AS22SL	Elektrode, Neonaten
2258-3	AS22ST	Elektrode, Neonaten
2330	AS4425	Kurzzeit-Ruhe-Elektrode
2670-5	AS4425	Kurzzeit-Ruhe-Elektrode
2258	ASF301	Schaumstoffelektrode, Kinder
2228	ASF40C	Schaumstoffelektrode, Erwachsene
2670-5	ASF40C	Schaumstoffelektrode, Erwachsene
M2228	ASF40C	Schaumstoffelektrode, Erwachsene
M2223	ASF40C	Schaumstoffelektrode, Erwachsene
2570	ASF40C	Schaumstoffelektrode, Erwachsene
2570	ASF40C / ASF45C	Schaumstoffelektrode, Erwachsene
2560	ASF40C / ASF45C	Schaumstoffelektrode, Erwachsene
2223	ASF40C / ASF45C / ASF50	Schaumstoffelektrode, Erwachsene
2237	ASF40C / ASF45C / ASF50	Schaumstoffelektrode, Erwachsene

Hersteller Art.Nr.	Asmuth Art.Nr.	Artikelbezeichnung
2228	ASF45C	Schaumstoffelektrode, Erwachsene
2244	ASF45C	Schaumstoffelektrode, Erwachsene
2670-5	ASF45C	Schaumstoffelektrode, Erwachsene
2224	ASF5RB5	Schaumstoffelektrode, Erwachsene
2271-50	ASF5RG	EKG-Elektrode, Erwachsene
9160 / 9160F	ASNE02	Neutralelektrode, geteilt
8180F	ASNE02	Neutralelektrode, geteilt
9160F	ASNE02	Neutralelektrode, geteilt
21175LE	ASNE02	Neutralelektrode, geteilt
9165	ASRO21A30	Neutralelektrode, geteilt, vorverkabelt
9165	ASRO21A30	Neutralelektrode, geteilt, vorverkabelt
2238	AST604	Vlieselektrode, Erwachsene
2239	AST604	Vlieselektrode, Erwachsene
2228	AST604	Vlieselektrode, Erwachsene
2271-50	AST604	Vlieselektrode, Erwachsene
2271	ASW72 / AST604	Vlieselektrode, Erwachsene

Referenzliste Elektroden Ambu

Hersteller Art.Nr.	Asmuth Art.Nr.	Artikelbezeichnung
4440	ASF45C	Schaumstoffelektrode, Erwachsene
4540	ASFSRB5	Schaumstoffelektrode, Erwachsene
1900000700	ASDF01	Defi-Elektrode Nicman
0715M	AS4425	Schaumstoffelektrode, Erwachsene
4500M	ASF45C	Schaumstoffelektrode, Erwachsene
4500M	ASF45C	Schaumstoffelektrode, Erwachsene
4535M	ASF45C	Schaumstoffelektrode, Erwachsene
4535M	ASFSRG	Schaumstoffelektrode, Erwachsene
4540M	ASFSRB5	Schaumstoffelektrode, Erwachsene
4570M	ASF45C	Schaumstoffelektrode, Erwachsene
4841P	ASF40C	Schaumstoffelektrode, Erwachsene
70001-K/12	AS22SL	Elektrode, Neonaten
70010-K/12	AS1520	EEG-EMG Elektrode
71001-SC/12	AS1520	EEG-EMG Elektrode
720-00-S/25	ASW72	Vlieselektrode, Erwachsene
72015-K/10	AS1520	EEG-EMG Elektrode
8180F	AS338	Neutralelektrode
8180F	ASNE02	Neutralelektrode
8M930081	ASNE02	Neutralelektrode
BR-50-A/10	AS22BL	Elektrode, Neonaten
BR-50-K/12	AS22SL	Elektrode, Neonaten
BR-50-K/EU/12	AS22SL	Elektrode, Neonaten
BRS-50-A/12	AS22BL	Elektrode, Neonaten
BRS-50-K/12	AS22SL	Elektrode, Neonaten
BRS-50-K/EU/12	AS22SL	Elektrode, Neonaten
L-00-S	ASW72	Vlieselektrode, Erwachsene
L-00-S/25	ASW72 / AST604	Vlieselektrode, Erwachsene
M-00-A	ASFSRB5	Schaumstoffelektrode, Erwachsene
M-00-A/50	ASFSRB5	Schaumstoffelektrode, Erwachsene
MRX-00-S/32	ASF40C / ASF40C	Schaumstoffelektrode, Erwachsene
N-00-A	AS22BL	Elektrode, Neonaten
N-00-S	ASF301	Schaumstoffelektrode, Kinder
N-00-S/25	ASF301	Schaumstoffelektrode, Kinder
N-10-A	AS30BD	Elektrode, Neonaten
N-10-A/25	ASFSRB5	Schaumstoffelektrode, Erwachsene
N-50-A/25	AS22BL / AS30BD	Elektrode, Neonaten
N-50-K/25	AS30SD / AS22SL	Elektrode, Neonaten
NEOX-60-K/EU	AS22ST	Elektrode, Neonaten
NEOX-60-K/EU/3	AS22ST	Elektrode, Neonaten
NF-00-S	ASF301	Schaumstoffelektrode, Kinder
NF-00-S/12	ASF301	Schaumstoffelektrode, Kinder
NF-10-A/12	AS22BL	Elektrode, Neonaten

Hersteller Art.Nr.	Asmuth Art.Nr.	Artikelbezeichnung
NF-50-A/12	AS22BL / AS30BD	Elektrode, Neonaten
NF-50K	AS30SD	Elektrode, Neonaten
NF-50-K	AS22SL	Elektrode, Neonaten
NF-50-K/12	AS22SL	Elektrode, Neonaten
NF-50-K/12/EU	AS22SL	Elektrode, Neonaten
NF-50-K/3/EU	AS22SL	Elektrode, Neonaten
NF-50-K/30	AS22SL	Elektrode, Neonaten
NF-50-K/W/12	AS22SL	Elektrode, Neonaten
NF-50-K/W/30	AS22SL	Elektrode, Neonaten
P-00-A/50	ASFSRB5	Schaumstoffelektrode, Erwachsene
P-00-S	ASF301	Schaumstoffelektrode, Kinder
P-00-S/50	ASF301	Schaumstoffelektrode, Kinder
Q-00-A	ASFSRB5	Schaumstoffelektrode, Erwachsene
Q-00-A/25	ASFSRB5	Schaumstoffelektrode, Erwachsene
Q-00-S/25	ASF40C / ASF45C	Schaumstoffelektrode, Erwachsene
Q-50-K/25	AS45ST	Elektrode, Erwachsene, translucient
QR-50-A/10	AS45BT	Elektrode, Erwachsene, translucient
QR-80-A/10	AS45BT	Elektrode, Erwachsene, translucient
SE-00-S/50	ASF301	Schaumstoffelektrode, Kinder
SP-00-A	ASFSRB5	Schaumstoffelektrode, Erwachsene
SP-00-S/10	ASF40C / ASF45C	Schaumstoffelektrode, Erwachsene
SP-00-S/50	ASF40C / ASF45C	Schaumstoffelektrode, Erwachsene
SU-00-A/60	AS4425	Kurzzeit-Ruhe-Elektrode
SU-00-A/60	ASFSRB5	Schaumstoffelektrode, Erwachsene
SU-00-C/100	AS4425	Kurzzeit-Ruhe-Elektrode
T-00-S/25	ASW72	Vlieselektrode, Erwachsene
VL00S	ASW72	Vlieselektrode, Erwachsene
VL-00-S	ASW72	Vlieselektrode, Erwachsene
VL-00-S/25	ASW72	Vlieselektrode, Erwachsene
VL-50-A	AS45BT	Elektrode, Erwachsene, translucient
VLC-00-S	ASW72	Vlieselektrode, Erwachsene
VLC-00-S/25	ASW72	Vlieselektrode, Erwachsene
VS-00-S/25	ASW72	Vlieselektrode, Erwachsene
WS-00-S RT	ASF45C	Schaumstoffelektrode, Erwachsene
WS-00-S/50	ASF45C	Schaumstoffelektrode, Erwachsene
WS-00-S/L5/50	ASF40C	Schaumstoffelektrode, Erwachsene
WS-00-S/L5/50	ASF45C	Schaumstoffelektrode, Erwachsene
WS-00-S/RT/50	ASF45C	Schaumstoffelektrode, Erwachsene
WS-Tab-2200/100	AS4425	Kurzzeit-Ruhe-Elektrode

Referenzliste Elektroden Covidien / CardinalHealth

Hersteller Art.Nr.	Asmuth Art.Nr.	Artikelbezeichnung
4103	AS22SL	Elektrode, Neonaten
4105	AS22SL	Elektrode, Neonaten
4203	AS22SL	Elektrode, Neonaten
4527750	ASF50	Schaumstoffelektrode, Erwachsene
5195024	AS22SL	Elektrode, Neonaten
30710001	AS22SL	Elektrode, Neonaten
30807732	AS4425	Kurzzeit-Ruhe-Elektrode
31013926	ASF50 / ASF40C / ASF45C	Schaumstoffelektrode, Erwachsene
31043162	ASCT601	Elektrode, Erwachsene, transparent
31043170	AST601	Vlieselektrode, Erwachsene
31050522	ASF40C / ASF45C	Schaumstoffelektrode, Erwachsene
31086575	AS30SD / AS22SL	Elektrode, Neonaten
31118733	ASF301	Schaumstoffelektrode, Kinder
31368072	AS22SL	Elektrode, Neonaten
31424719	AS30ST	Elektrode, Neonaten, translucent
31424735	AS30SD / AS22SL	Elektrode, Neonaten
31424743	AS22ST	Elektrode, Neonaten, translucent
31424768	AS22SL	Elektrode, Neonaten
31427326	AS22SL	Elektrode, Neonaten
31433538	AS4425	Kurzzeit-Ruhe-Elektrode
31439725	ASF40C / ASF45C	Schaumstoffelektrode, Erwachsene
31447793	AS4425	Kurzzeit-Ruhe-Elektrode
31452405	ASF40C / ASF45C	Schaumstoffelektrode, Erwachsene
31503226	AS22BL / AS30BD	Elektrode, Neonaten
31507203	AS30SD / AS22SL	Elektrode, Neonaten
31.5072.26	AS22BL / AS30BD	Elektrode, Neonaten
31527303	AS22SL	Elektrode, Neonaten
31.5872.04	AS30SD / AS22SL	Elektrode, Neonaten
36516901	ASCT601	Elektrode, Erwachsene, transparent
36518001	ASF40C / ASF45C	Schaumstoffelektrode, Erwachsene
42440521	ASNE02	Neutralelektrode, geteilt
42450021	ASNE02	Neutralelektrode, geteilt
42550521	ASNE02	Neutralelektrode, geteilt
50007305	ASF521	Schaumstoffelektrode, Erwachsene
73200790	AS22SL	Elektrode, Neonaten
91920031	ASF50	Schaumstoffelektrode, Erwachsene
311355821	ASF40C / ASF45C	Schaumstoffelektrode, Erwachsene
311915821	ASF40C / ASF45C	Schaumstoffelektrode, Erwachsene
313072804	AS22SL	Elektrode, Neonaten
313540125	AS45BT	Elektrode, Erwachsene, translucent
315039124	AS30BT	Elektrode, Neonaten, translucent
31.507284	AS30ST / AS22ST	Elektrode, Neonaten, translucent
1050NPSM	AS22SL	Elektrode, Neonaten
1051NPSM	AS22ST	Elektrode, Neonaten, translucent

Hersteller Art.Nr.	Asmuth Art.Nr.	Artikelbezeichnung
1052NPSM	AS30SD / AS22SL	Elektrode, Neonaten
1053NPSM	AS22ST	Elektrode, Neonaten, translucent
31.1245.21	ASF301	Schaumstoffelektrode, Kinder
31.1355.21	ASF301	Schaumstoffelektrode, Kinder
31.1405.21	ASF40C / ASF301	Schaumstoffelektrode, Erwachsene / Kinder
31.1406.21	ASF40C / ASF301	Schaumstoffelektrode, Erwachsene / Kinder
31.1415.21	ASF40C / ASF301	Schaumstoffelektrode, Erwachsene / Kinder
31.1416.21	ASF40C / ASF301	Schaumstoffelektrode, Erwachsene / Kinder
31.1663.21	ASF50 / ASF40C	Schaumstoffelektrode, Erwachsene
31.1715.21	AS24:00F	Schaumstoffelektrode, Erwachsene
31.1905.21	ASF50 / ASF40C / ASF45C	Schaumstoffelektrode, Erwachsene
31.1914.21	ASF521	Schaumstoffelektrode, Erwachsene
31.1917.21	ASF521	Schaumstoffelektrode, Erwachsene
31.1925.21	ASF521	Schaumstoffelektrode, Erwachsene
31.1935.21	ASF301	Schaumstoffelektrode, Kinder
31.1946.21	ASF40C / ASF45C	Schaumstoffelektrode, Erwachsene
31.1985.21	AST604	Vlieselektrode, Erwachsene
31.1986.21	AST604	Vlieselektrode, Erwachsene
31.1995.21	AST601	Vlieselektrode, Erwachsene
31.1996.21	AST601	Vlieselektrode, Erwachsene
31.3072.26	AS30SD / AS22SL	Elektrode, Neonaten
31.3076.26	AS30SD / AS22SL	Elektrode, Neonaten
31.3233.25	AS22BL	Elektrode, Neonaten
31.3236.25	AS22BL	Elektrode, Neonaten
31.3273.26	AS22SL	Elektrode, Neonaten
31.3640.26	AS45ST	Elektrode, Erwachsene, translucent
31.3835.25	AS30BD	Elektrode, Neonaten
31.3839.25	AS30BD	Elektrode, Neonaten
31.3870.24	AS30SD	Elektrode, Neonaten
31.3872.04	AS30SD	Elektrode, Neonaten
31.3872.26	AS30SD	Elektrode, Neonaten
31.3873.25	AS30SD	Elektrode, Neonaten
31.3876.04	AS30SD	Elektrode, Neonaten
31.3876.26	AS30SD	Elektrode, Neonaten
31.4273.26	AS22SL	Elektrode, Neonaten
31.5032.26	AS22BL / AS30BD	Elektrode, Neonaten
31.5072.03	AS30SD / AS22SL	Elektrode, Neonaten
31.5273.03	AS22SL	Elektrode, Neonaten
31.5872.04	AS30SD	Elektrode, Neonaten
36.5169.01	ASCT601	Elektrode, Erwachsene, transparent
36.5180.01	ASF40C / ASF45C	Schaumstoffelektrode, Erwachsene
42.4405.21	ASNE02	Neutralelektrode, geteilt
42.4505.21	ASNE02	Neutralelektrode, geteilt
42.5505.21	ASNE02	Neutralelektrode, geteilt

Referenzliste Elektroden Covidien / CardinalHealth

Hersteller Art.Nr.	Asmuth Art.Nr.	Artikelbezeichnung	Hersteller Art.Nr.	Asmuth Art.Nr.	Artikelbezeichnung
CH40N5	ASNE02	Neutralelektrode, geteilt	H59P	AS30DDV	EEG-EMG Elektrode
CH45N	ASNE02	Neutralelektrode, geteilt	H66LG	ASF50 / ASF40C	Schaumstoffelektrode, Erwachsene
CH45N5	ASNE02	Neutralelektrode, geteilt	H69P	AS24DDV	EEG-EMG Elektrode
CH50N5	ASNE02	Neutralelektrode, geteilt	H71SG	AS24:00F	Schaumstoffelektrode, Erwachsene
ES40030	AS30DDV	EEG-EMG Elektrode	H83P	AS30BD	Elektrode, Neonaten
ES40076	AS30DDV	EEG-EMG Elektrode	H83V	AS30BD	Elektrode, Neonaten
ES40281	AS24DDV	EEG-EMG Elektrode	H87H	AS30SD / AS22SL	Elektrode, Neonaten
ES40281	AS24DDV	EEG-EMG Elektrode	H87H/F	AS30SD / AS22SL	Elektrode, Neonaten
H124SG	ASF301	EEG-EMG Elektrode	H87P	AS30SD / AS22SL	Elektrode, Neonaten
H134TSG	ASF40C / ASF45C	Schaumstoffelektrode, Erwachsene	H87PG/F	AS30SD / AS22SL	Elektrode, Neonaten
H135SG	AS30DDV	EEG-EMG Elektrode	H87V	AS30SD / AS22SL	Elektrode, Neonaten
H135TSG	ASF40C / ASF45C	Schaumstoffelektrode, Erwachsene	H87V/F	AS30SD / AS22SL	Elektrode, Neonaten
H140LG	ASF301	Schaumstoffelektrode, Kinder	H90SG	ASF50	Schaumstoffelektrode, Erwachsene
H140SG	ASF40C / ASF301	Schaumstoffelektrode, Erwachsene / Kinder	H914SG	ASF5RB5	Schaumstoffelektrode, Erwachsene
H141LG	ASF40C / ASF301	Schaumstoffelektrode, Erwachsene / Kinder	H91SSG	ASF521	Schaumstoffelektrode, Erwachsene
H141SG	ASF40C / ASF301	Schaumstoffelektrode, Erwachsene / Kinder	H91TSG	ASF40C / ASF45C	Schaumstoffelektrode, Erwachsene
H1680	ASF40C / ASF45C	Schaumstoffelektrode, Erwachsene	H92SG	ASF521	Schaumstoffelektrode, Erwachsene
H1690	ASCT601	Elektrode, Erwachsene, transparent	H93SG	ASF521	Schaumstoffelektrode, Erwachsene
H203PGT	AS30BT	Elektrode, Neonaten, translucent	H98LG	AST601	Vlieselektrode, Erwachsene
H203PG	AS30BD / AS22BL	Elektrode, Neonaten	H98SG	AST604	Vlieselektrode, Erwachsene
H207H	AS30SD / AS22SL	Elektrode, Neonaten	H99LG	AST601	Vlieselektrode, Erwachsene
H207PGT	AS22ST / AS22SL	Elektrode, Neonaten	H99SG	AST601	Vlieselektrode, Erwachsene
H207PT/F	AS30ST / AS22ST	Elektrode, Neonaten, translucent	MP00004	AS30DDV	EEG-EMG Elektrode
H23H	AS22BL	Elektrode, Neonaten	MT Mini 100	ASF301	Schaumstoffelektrode, Kinder
H23P	AS22BL	Elektrode, Neonaten	MT133	ASF40C / ASF45C	Schaumstoffelektrode, Erwachsene
H27P	AS22SL	Elektrode, Neonaten	MT200	ASF40C / ASF45C	Schaumstoffelektrode, Erwachsene
H27PG/F	AS22SL	Elektrode, Neonaten	MT530	ASF50 / ASF40C	Schaumstoffelektrode, Erwachsene
H27V	AS22SL	Elektrode, Neonaten	Q Trace 5400	AS4425	Kurzzeit-Ruhe-Elektrode
H34SG	ASF40C / ASF45C	Schaumstoffelektrode, Erwachsene	Q Trace Gold 550	AS4425	Kurzzeit-Ruhe-Elektrode
H49P	AS30DDV	EEG-EMG Elektrode	31424780	AS22ST	Elektrode, Neonaten
H54PT	AS45BT	Elektrode, Erwachsene, translucent	31.19158.21	ASF45C	Schaumstoffelektrode, Erwachsene

Referenzliste Elektroden Dahlhausen

Hersteller Art.Nr.	Asmuth Art.Nr.	Artikelbezeichnung
110	ASF50 / ASF40C	Schaumstoffelektrode, Erwachsene
112	ASF40C / ASF45C	Schaumstoffelektrode, Erwachsene
114	ASCT601	Elektrode, Erwachsene, transparent
400	ASF40C / ASF45C	Schaumstoffelektrode, Erwachsene
405	ASF50 / ASF40C	Schaumstoffelektrode, Erwachsene
440	AST604	Vlieselektrode, Erwachsene
454	ASF50 / ASF40C	Schaumstoffelektrode, Erwachsene
457	ASF301	Schaumstoffelektrode, Kinder
460	AST604	Vlieselektrode, Erwachsene
462	ASF301	Schaumstoffelektrode, Kinder
505	ASF301	Schaumstoffelektrode, Kinder
715	AS4425	Kurzzeit-Ruhe-Elektrode
915	AS30SD / AS22SL	Elektrode, Neonaten
916	AS30BD	Elektrode, Neonaten
917	AS30SD	Elektrode, Neonaten
918	AS22ST / AS22SL	Elektrode, Neonaten
190454	ASF50 / ASF40C	Schaumstoffelektrode, Erwachsene
190000110	ASF50	Schaumstoffelektrode, Erwachsene
190000400	ASF45C	Schaumstoffelektrode, Erwachsene
190000457	ASF301	Schaumstoffelektrode, Kinder
190000459	ASF45C	Schaumstoffelektrode, Erwachsene
190000460	AST604	Vlieselektrode, Erwachsene
190000460	AST604	Vlieselektrode, Erwachsene
190000918	AS22SL	Elektrode, Neonaten
1900002602	ASNE02	Neutralelektrode, geteilt

Hersteller Art.Nr.	Asmuth Art.Nr.	Artikelbezeichnung
1900002602	ASNE02	Neutralelektrode, geteilt
19.000.00.110	ASF50 / ASF40C	Schaumstoffelektrode, Erwachsene
19.000.00.112	ASF40C / ASF45C	Schaumstoffelektrode, Erwachsene
19.000.00.114	ASCT601	Elektrode, Erwachsene, transparent
19.000.00.400	ASF40C / ASF45C	Schaumstoffelektrode, Erwachsene
19.000.00.405	ASF50 / ASF40C	Schaumstoffelektrode, Erwachsene
19.000.00.440	AST604	Vlieselektrode, Erwachsene
19.000.00.454	ASF50 / ASF40C	Schaumstoffelektrode, Erwachsene
19.000.00.457	ASF301	Schaumstoffelektrode, Kinder
19.000.00.459	ASF40C	Schaumstoffelektrode, Erwachsene
19.000.00.460	AST604	Vlieselektrode, Erwachsene
19.000.00.462	ASF301	Schaumstoffelektrode, Kinder
19.000.00.505	ASF301	Schaumstoffelektrode, Kinder
19.000.00.715	AS4425	Kurzzeit-Ruhe-Elektrode
19.000.00.915	AS30SD / AS22SL	Elektrode, Neonaten
19.000.00.916	AS30BD	Elektrode, Neonaten
19.000.00.917	AS30SD	Elektrode, Neonaten
19.000.00.918	AS22SL	Elektrode, Neonaten
19.000.01.405	ASF50	Schaumstoffelektrode, Erwachsene
19.000.02.402	ASNE02	Neutralelektrode, geteilt
19.000.02.404	ASNE02	Neutralelektrode, geteilt
19.000.02.459	ASF50 / ASF40C	Schaumstoffelektrode, Erwachsene
19.000.02.602	ASNE02	Neutralelektrode, geteilt
28.017.00.030	ASCT601	Elektrode, Erwachsene, transparent

Platz für Ihre Notizen

REFERENZLISTEN



we take care

we take care

ARTIKELNUMMERNINDEX



we take care

we take care

Asmuth-Artikelnummernindex

Artikel-Nummer	Seite	Artikel-Nummer	Seite
AS0010-30-42719	101	AS049ERD	163
AS0010-30-42719E	101	AS049ER-S41	163
AS0010-30-42725	101	AS05.0100z	249
AS0010-30-42732	101	AS05.0101o	249
AS0010-30-42732E	101	AS05.0102b	250
AS0011-30-37392	141	AS05.0103b	250
AS0011-30-37393	141	AS05.0107B	250
AS0011-30-37395	141	AS05.0108b	250
AS01/93	133	AS05.0108z	249
AS01/93-10	133	AS05.0109b	250
AS01/98	133	AS05.0110B	250
AS01/98-10	133	AS05.0111J	249
AS01-01	292	AS05.0111o	249
AS01-08	292	AS05.0201o	249
AS01-50	292	AS0500901	246
AS015-0067-03Q-1	160	AS0500901-LED	247
AS015-0068-04Q	160	AS05120.3	282
AS015-0068-04Q-1	160	AS05120.4V	282
AS015-2635-00-1	160	AS05120.5V	282
AS015-3450-00E	160	AS07-10900	284
AS016-0077-04Q	160	AS100A2	298
AS016-0077-04Q-1	160	AS100A7	298
AS02-211	13	AS100P1	298
AS02-212	13	AS100P2	298
AS026-0109-03Q	160	AS100Z1-H	298
AS032-0-250	163	AS101-040	310
AS032-0-250	163	AS107365CL	152
AS032-1-000	163	AS107365E	152
AS039ER	163	AS11101-000016	285
AS039ER08	163	AS11101-000021	285
AS039ER14	163	AS11110-000030	107
AS039ER33	163	AS11996-000017	285
AS039ER41	163	AS11996-000093	285
AS039ER-S41	163	AS122/100rot	300
AS040-000125-00E	87,304	AS122/100schw	300
AS042-0-250	163	AS122/85schw	300
AS042-0-250	163	AS123	110,111,275
AS049ER	163	AS126	110,128,275
AS049ER08	163	AS1275275CL	153
AS049ER14	163	AS128	110,275
AS049ER14D	163	AS1321	279,311
AS049ER33	163	AS1330-5	279,311
AS049ER33D	163	AS134/67/60E	184,195,206,219,224,226,229,232,237
AS049ER41	163	AS14/93	133
AS049ER41D	163	AS1-4K	290

Asmuth-Artikelnummernindex

Artikel-Nummer	Seite	Artikel-Nummer	Seite
AS15.2011-050	315	AS21717205	299
AS15.2011-100	315	AS21732801	132
AS15.2011-200	315	AS21732801E	132
AS15.2011-250	315	AS22339301E	156
AS15.2011-400	315	AS22341410	132
AS15.2011-500	315	AS22341801E-1	129
AS15.2017-100	315	AS22341808E-1	129
AS1520	276,300	AS2240	301
AS15-25	293,302	AS2264HAX-1	296
AS177/34/60E	166,171,175,191,197,206,210,222,225,238	AS22BL	273
AS180/23/60	170,177,178,182,186,198,203,205,208,211,215,225	AS22SL	273
AS181/76/167	181	AS22ST	274
AS1825	293	AS240240	121,162
AS1828	293	AS24DDV	272,276,299
AS186-0106MTE	86,303	AS2-4K	290
AS186-0107E	86,303	AS2612021E-1	97
AS186-0200MTE	86,303	AS2870298E-1	153
AS186-0201AE	87,304	AS287-030	310
AS186-1018E	86,303	AS287-050	310
AS2001589-211	161	AS294-050	279,311
AS2001589-212	161	AS30344364	132
AS2001589-213	161	AS30344365	131
AS2001589-214	161	AS30344366	131
AS2001925-003E-1	130	AS30344367	131
AS2001925-004E-1	130	AS30344368	131
AS2001925-005E-1	130	AS30344369	131
AS2006327	314	AS30344370	131
AS2007208	314	AS30344371	131
AS2011254	314	AS30344372	131
AS2020559-001E-1	129	AS30344373	131
AS2020559-002E-1	129	AS30344374	131
AS2020559-003E-1	129	AS30344421	131
AS2020559-004E-1	129	AS30344453	132
AS2020559-005E-1	129	AS30344460	132
AS2020559-006E-1	129	AS30BD	273
AS2020559-007E-1	129	AS30DDV	272,276,299
AS2020559-008E-1	129	AS30SD	273
AS2020559-009E-1	129	AS338	277
AS2020559-010E-1	129	AS350-050	310
AS2021285-001E	152	AS351-040	310
AS2021700-001E-1	142	AS380-050	279,311
AS2058203-002	154	AS38401590	131
AS2080644-001E	87,304	AS38401817E-1	129
AS2087389-002	154	AS38401871E-1	129
AS212119	134	AS4/150rot	300
AS2159000015	291		

Asmuth-Artikelnummernindex

Artikel-Nummer	Seite	Artikel-Nummer	Seite
AS4000-001	134	AS495NB	246
AS4000-003	134	AS495NB-LED	247
AS4000-005	134	AS495ND	246
AS400-000676-00E	87,304	AS495ND-LED	247
AS4000-100	135	AS495NE	246
AS4000-101	135	AS495NE-LED	247
AS4000-102	135	AS495NEL-LED	247
AS4000-103	135	AS495NL	246
AS4000-104	135	AS495NL-LED	247
AS4000-105	135	AS495NTA	246
AS4000-106	135	AS500	23,50,56,66,71,77,81
AS4000-107	135	AS500E	20,23,30,31,34,50,56,65,71,77,81
AS4000-108	135	AS500E	20,23,30,31,34,50,56,65,71,77,81
AS4000-109	135	AS500EGE-1	20,24,30,31,34,51,56,66,71,77,81
AS4000-110	135	AS500EGE-1	20,24,30,31,34,51,56,66,71,77,81
AS40104	307	AS500EGEL-1	24,34,51,56,66,72,77,81
AS402015-004E-1	142	AS500EGNU-1	24,35,51,56,66,72,78,81
AS403751-025	111	AS500EGS-1	23
AS40939	307	AS500EGS-1	23
AS411	6	AS500EL-1	23,34,50,56,65,71,77,81
AS412682-003E	93,99,114	AS500ES-1	23
AS412931-002E	93,99	AS500ES-1	23
AS413	6	AS500F	23,50,56,66,71,77,81
AS413+	6	AS501E	21,26,53,58,68,74,79,83
AS41303	307	AS501E	21,26,53,58,68,74,79,83
AS41305	307	AS501M	26,53,58,68,74,79,83
AS414556-003E	93,99,114	AS5020	293
AS414556-003ED	93,99,114	AS502E	21,26,30,31,36,53,58,68,74,79,83
AS414556-004E	93,99,114	AS502E	21,26,30,31,36,53,58,68,74,79,83
AS414873-001CL	154	AS502M	26,53,58,68,74,79,83
AS414873-001E	154	AS503E	21,27,36,53,58,68,74,79,83
AS418	6	AS503E	21,27,36,53,58,68,74,79,83
AS420	6	AS503M	27,54,59,69,75,79,84
AS422	7	AS504	25,52,57,67,73,78,82
AS424	7	AS504E-1	21,25,35,52,57,67,73,78,82
AS427	7	AS505015	299
AS428	7	AS505E-U	22,27,36,54,59,69,75,80,84
AS431	8	AS505E-U	22,27,36,54,59,69,75,80,84
AS432+	8	AS505M	27,54,59,69,75,80,84
AS434	8	AS506M	27,54,59,69,75,80
AS4425	272	AS508	25,52,57,67,73,78,82
AS45BT	271,274	AS510M	27,54,59,69,75,80
AS460ESB	9	AS513	25,52,57,67,73,78,82
AS495NA	246	AS516	25,52,57,67,73,78,82
AS495NA-LED	247	AS516002	119

Asmuth-Artikelnummernindex

Artikel-Nummer	Seite	Artikel-Nummer	Seite
AS516178	119	AS6410	61
AS5160	20,24,30,31,35,51,57,66,72,78,82	AS6600-0875-700	141
AS5160	20,24,30,31,35,51,57,66,72,78,82	AS6644533	138
AS5160S	23	AS6644558	138
AS517	25,52,57,67,73,78,82	AS6644590	115,138
AS51800	118	AS685241	134
AS51801	119	AS6871980	8
AS5191221	94	AS688098	134
AS520NE	22,26,30,31,36,53,58,68,74,79,83	AS6LR61V	242
AS520NE	22,26,30,31,36,53,58,68,74,79,83	AS700-0-100	163
AS520NK	62	AS700-0792-00	80
AS522E	70	AS701884	161
AS526E	22,29,30,37,60,76,84	AS701886	161
AS528M	37,60,84	AS70227	48
AS54-05-000	10	AS70228	48
AS54-07-000	10	AS70229	47
AS540E-1	63	AS70238	48
AS540EG-1	63	AS70239	47
AS5410-1	63	AS70244	44
AS542F	63	AS70245	44
AS545315E-1	92,111	AS70262	43
AS545NO-1	63	AS70263	43
AS5592162	94	AS70264	43
AS560E-1	41	AS70265	45
AS5600-1	41	AS70266	45
AS565E-1	31,50	AS70267	44
AS5700HAX-1	296	AS70268	45
AS577E	32,40	AS70271	43
AS577EG-1	32,40	AS70274	44
AS577EK-1	32,40	AS70275	43
AS577O	32,40	AS70278	46
AS578EG-1	65	AS70279	43
AS584E-1	40	AS70286	45
AS584E-1	40	AS70287	44
AS5876041-01	132	AS70288	46
AS5876041-219	131	AS70307-1	100,103
AS590E-1	41	AS70312-1	97,100
AS591	21,25,35,52,57,67,73,78,82	AS70324-1	98
AS600E	61	AS70507-1	103
AS600EGE-1	61	AS705088	161
AS601	61	AS705090	161
AS607E-1	62	AS70524-1	98
AS610E-1	62	AS706-0171-00	162
AS614304	303		
AS615XE	251		

Asmuth-Artikelnummernindex

Artikel-Nummer	Seite	Artikel-Nummer	Seite
AS706-0171E	162	AS78715/rt	123
AS706-0172-00	162	AS78715/schw	123
AS706-0172E	162	AS78715/we	123
AS71324	98	AS790E	94
AS714-001-00CL-1	152,153	AS798-1	94
AS72001	126	AS798a	94
AS72006	126	AS799	28
AS72014K	126	AS799a	28
AS72015	127	AS80000	48
AS72015K	127	AS80006	47
AS72016	127	AS80007	47
AS72016K	127	AS80014	46
AS725-0-100	163	AS8002174	9
AS73307	100,103	AS805M	37
AS73324	98	AS810	70
AS73330E	102	AS810E-1	31,55
AS73524	98	AS814	42
AS739041	17	AS816E-1	70
AS739042	17	AS818	49
AS739043	17	AS820	29,42,49
AS739045	17	AS826	76
AS7431G	100,108	AS826E-1	55
AS7431G/S	108	AS829	55
AS7531G/SED-1	108	AS833	63
AS7431NK-E	102,114	AS834	49
AS7431S	108	AS842	49
AS7531G/S-1	109	AS843	42
AS7531G-1	108	AS854	42,49
AS7531S-1	108	AS855	42,49
AS7551-1	109	AS860	70
AS7551S	109	AS861	70
AS77073	118	AS864	42
AS77080	119	AS865	76
AS77088	120	AS866075	296
AS77089	119	AS866076	296
AS77185	120	AS869	49,70
AS77189	118	AS876446	9
AS77190	118	AS888414	85,302
AS78315K	123	AS888418	85,302
AS78515/60	122	AS8900-0213-01	287
AS78715/60	122	AS8900-0225-01	287
AS78715/bl	123	AS8900-0800-01	287
AS78715/br	123	AS8900-0802-01	287
AS78715/ge	123	AS8900-4003-49	286
AS78715/gr	123	AS8900-4005	286

Asmuth-Artikelnummernindex

Artikel-Nummer	Seite	Artikel-Nummer	Seite
AS8900-5001	286	AS-A-AT-05	170
AS8900-5002-49	286	AS-A-AT-06	170
AS897439	85,302	AS-A-AT-07	170
AS90/70/107	213	AS-A-BR-01	172
AS900178-101E-1	130	AS-A-BR-02	172
AS900178-103E-1	130	AS-A-BR-03	172
AS900MR805E	10	AS-A-BR-04	172
AS900MR806	10	AS-A-BR-10	172
AS900MR806E	10	AS-A-BR-11	172
AS900MR858E	10	AS-A-BR-15	173
AS900MR869	10	AS-A-BR-19	173
AS900MR869E	10	AS-A-BR-20	173
AS903TGA	16	AS-A-BR-23	173
AS903U	16	AS-A-BR-24	173
AS904TGA	16	AS-A-BR-24	234
AS9239U	272,290	AS-A-BRU-01	174,221
AS93204775	131	AS-A-BRU-08	174,221
AS96/25/61	171,175,194,237	AS-A-BRU-10	221
AS97/24/50	170,181,184,196,219,225,226,227,237	AS-A-BRU-12	221
AS97/25/54	171,184	AS-A-CAR-02	175
AS97085	285	AS-A-CD-01	174
AS986	302	AS-A-CD-03	171
AS989803151641	137	AS-A-CD-04	174
AS989803151661	137	AS-A-CD-05	174
AS989803151671	137	AS-A-COR-01	175
AS989803151691	137	AS-A-COV-01	176
AS989803151711	137	AS-A-COV-03	176
AS989803170171	107	AS-A-COV-04	176
AS989803170181	107	AS-A-CR-04	177
AS989803174201E-1	91,107,113	AS-A-CR-05	177
AS989803174211E-1	91,107,113	AS-A-CR-07	177,189,196
AS989803211031	121,162	AS-A-DA-02	178,204
AS-A-AERO-01	176	AS-A-DA-03	178,204
AS-A-AKS-01	167	AS-A-DA-06	178,204
AS-A-AL-01	167	AS-A-DA-07	178,203
AS-A-AL-04	167	AS-A-DA-08	179,204
AS-A-AL-05	167	AS-A-DAT-02	179
AS-A-AR-02	168	AS-A-DAT-09	179
AS-A-AR-10	168	AS-A-DAT-11	179
AS-A-AR-20	168	AS-A-Defi-01	180
AS-A-AR-21	169	AS-A-Defi-02	180
AS-A-AR-30	169	AS-A-Div-70	219
AS-A-AR-31	169	AS-A-DR-02	170,181
AS-A-ARG-01	168	AS-A-DR-04	181
AS-A-ARG-03	168	AS-A-DR-05	181

Asmuth-Artikelnummernindex

Artikel-Nummer	Seite	Artikel-Nummer	Seite
AS-A-DR-13	182	AS-A-HEI-08	192
AS-A-DR-17	182	AS-A-HEI-09	192
AS-A-DR-19	182	AS-A-HEI-10	192
AS-A-DR-20	182	AS-A-HEI-12	192
AS-A-DR-21	183	AS-A-HEI-15	192
AS-A-DV-01	180	AS-A-HEI-18	193
AS-A-ED-02	183	AS-A-HEI-19	193
AS-A-ES-01	183	AS-A-HEI-20	193
AS-A-ES-02	183	AS-A-HEI-24	192
AS-A-FR-13	184	AS-A-HEI-26	193
AS-A-FR-15	184	AS-A-HEI-27	193
AS-A-FR-20	184	AS-A-HEI-28	193
AS-A-FR-21	185	AS-A-HEI-29	193
AS-A-FR-22	185	AS-A-HILL-03	194,227
AS-A-FR-23	185	AS-A-HILL-05	194
AS-A-FR-24	185	AS-A-HILL-06	194
AS-A-FR-25	185	AS-A-HILL-07	195
AS-A-FR-29	185	AS-A-HILL-09	195
AS-A-FR-30	185	AS-A-HP-06	211
AS-A-GR-01	191,236	AS-A-HP-08	211
AS-A-HE-03	186	AS-A-HP-12	211
AS-A-HE-06	180,186	AS-A-HP-16	213
AS-A-HE-08	186	AS-A-HP-29	212
AS-A-HE-12	187	AS-A-HP-30	214
AS-A-HE-13	187	AS-A-HP-34	212
AS-A-HE-24	179,186	AS-A-HP-35	214
AS-A-HE-25	186	AS-A-HP-36	215
AS-A-HE-29	187	AS-A-HP-39	215
AS-A-HE-30	188	AS-A-HP-40	213
AS-A-HE-32	188,228	AS-A-HP-42	212
AS-A-HE-36	188,201,228	AS-A-HP-45	212
AS-A-HE-49	187	AS-A-HP-47	213
AS-A-HE-50	188	AS-A-HP-48	213
AS-A-HE-52	189	AS-A-HP-49	213
AS-A-HE-53	188	AS-A-HP-51	212
AS-A-HE-54	189	AS-A-HP-52	212
AS-A-HE-56	190	AS-A-HP-53	211
AS-A-HE-58	190	AS-A-HP-54	215
AS-A-HE-59	190	AS-A-KE-01	196
AS-A-HE-60	189	AS-A-KE-02	197
AS-A-HE-63	189	AS-A-KE-03	197
AS-A-HE-65	190	AS-A-KE-04	197
AS-A-HE-66	190	AS-A-KW-01	196
AS-A-HEI-01	191	AS-A-KW-04	196
AS-A-HEI-02	192	AS-A-LA-08	198,214

Asmuth-Artikelnummernindex

Artikel-Nummer	Seite	Artikel-Nummer	Seite
AS-A-LA-12	198	AS-A-NI-25	208
AS-A-LA-13	199,214	AS-A-OM-01	210
AS-A-LE-05	198,211	AS-A-OM-03	210
AS-A-LE-10	199,214	AS-A-PARA-01	210
AS-A-LIN-01	199	AS-APC-01	166,238
AS-A-MAQ-02	200,225	AS-APC-02	166,238
AS-A-MAQ-05	202	AS-APC-04	166,238
AS-A-MAQ-06	187,201	AS-APC-12	238
AS-A-MAQ-07	201	AS-APC-13	238
AS-A-MAQ-08	201	AS-APC-27	239
AS-A-MAQ-09	201	AS-APC-32	239
AS-A-MAQ-10	202	AS-APC-33	239
AS-A-MAQ-12	202	AS-APC-39	239
AS-A-MAS-01	200	AS-A-PH-04	216
AS-A-MAS-02	200	AS-A-PH-07	216
AS-A-MAS-04	200	AS-A-PH-08	216
AS-A-MAS-05	200	AS-A-PH-09	216
AS-A-MAS-06	200	AS-A-PH-12	217
AS-A-MB-02	202	AS-A-PH-18	216
AS-A-MCG-01	177,202	AS-A-PH-23	217
AS-A-MG-05	203	AS-A-PH-24	217
AS-A-MI-03	204	AS-A-PH-28	216
AS-A-MI-04	204	AS-A-PH-30	217
AS-A-MI-05	183	AS-A-PH-32	217
AS-A-MIN-01	203	AS-A-PH-35	217
AS-A-MIN-03	203	AS-A-PH-37	217
AS-A-MIN-04	178,204	AS-A-PR-01	218
AS-A-MIN-08	203	AS-A-PR-02	218
AS-A-MOL-02	205	AS-A-PR-05	218
AS-A-MOL-03	205	AS-A-PR-06	218
AS-A-MOL-04	205	AS-A-PRO-01	218
AS-A-NE-05	206	AS-A-PRO-05	218
AS-A-NE-09	175,176,197,206,224	AS-A-QU-01	219
AS-A-NE-10	206	AS-A-SC-09	220
AS-A-NE-17	207	AS-A-SC-11	220
AS-A-NE-19	176	AS-A-SC-12	220
AS-A-NI-02	208	AS-A-SC-16	220
AS-A-NI-08	209	AS-A-SC-17	221
AS-A-NI-12	209	AS-A-SC-18	222
AS-A-NI-14	209	AS-A-SC-21	223
AS-A-NI-15	209	AS-A-SC-22	223
AS-A-NI-20	208	AS-A-SC-22BD	223
AS-A-NI-22	209	AS-A-SC-22BD2	223
AS-A-NI-23	209	AS-A-SE-02	224
		AS-A-SE-03	224

Asmuth-Artikelnummernindex

Artikel-Nummer	Seite	Artikel-Nummer	Seite
AS-A-SE-04	224	AS-A-ZO-02	235
AS-A-SH-05	224	AS-A-ZO-11	235
AS-A-SI-27	225	AS-A-ZO-14	235
AS-A-SI-28	182	ASBC-HP-BD	157
AS-A-SO-01	226	ASBC-HP-UT	157
AS-A-SÖ-02	226	ASBC-SM1-BBE	156
AS-A-SO-04	226	ASBC-SM1-BDE	157
AS-A-SÖ-05	226	AS-BD-19	181,195,199
AS-A-Sonder-03	195,227,237	AS-BD-27	179,220,222
AS-A-STI-04	227	AS-BD-30	238
AS-A-STI-06	169,227	AS-BD-35	197
AS-A-STR-20	228	AS-BD-38	195,208
AS-A-STR-23	228	AS-BD-39	198,232
AS-A-STR-25	229	ASBDC902-156	159
AS-A-STR-27	229	ASBDP156HP4	158
AS-A-SUN-01	229	ASBDPT-1056	159
AS-A-SYN-02	230	ASBDPT-1074A	159
AS-A-SYN-05	230	AS-BP-04	166,171,180,187,194,207,220,238
AS-A-TE-02	230	AS-BP-22	237
AS-A-TE-03	230	AS-BP-24	194,237
AS-A-TRU-03	230	AS-BP-35	228
AS-A-VÖL-01	231	AS-BP-55	237
AS-A-VÖL-02	231	AS-BS-500-08	181,207
AS-A-VÖL-03	231	AS-BS-500-09	236
AS-A-VÖL-04	231	AS-BS-500-10	230,236
AS-A-VÖL-05	231	AS-BS-500-12	236
AS-A-WE-04	232	ASCB13/21	148
AS-A-WE-10	233	ASCB20/28	148
AS-A-WE-14	232	ASCB27/36	148
AS-A-WE-27	233	ASCB27/36L	148
AS-A-WE-32	233	ASCB35/46	148
AS-A-WE-36	234	ASCB45/56	148
AS-A-WE-42	233	ASCB9/14	148
AS-A-WE-43	234	ASCBD13/21	148
AS-A-WE-46	233	ASCBD20/28	148
AS-A-WE-47	234	ASCBD27/36	148
AS-A-WE-49	233	ASCBD27/36L	148
AS-A-WE-55	234	ASCBD35/46	148
AS-A-WEI-03	232	ASCBD45/56	148
AS-A-WEI-12	232	ASCBD9/14	148
AS-A-WEIN-04	199,231	ASCBP901-M320	158
AS-A-WI-02	234	ASCBP901P-156	159
AS-A-WI-03	234	ASCBP901P-174SM	159
AS-A-WI-04	234	ASCBP901P-533SM	158
AS-A-ZO-01	235	ASCBP902-M320	158

Asmuth-Artikelnummernindex

Artikel-Nummer	Seite	Artikel-Nummer	Seite
ASCBP903-M320	158	AS-Div-30	262
ASCBP904-M320	158	AS-Div-50	262
ASCD06/11	147	ASDM	147
ASCD10/19	147	ASDP900	283
ASCD14/21	147	ASDP900NC	283
ASCD18/26	147	ASDP950	283
ASCD25/35	147	ASDP960	283
ASCD25/35L	147	ASD-RA4A	140
ASCD33/47	147	ASD-RA4HP	140
ASCD46/66	147	ASD-RA4SA	140
ASCE06/11	147	ASD-RB2A	140
ASCE10/19	147	ASD-RB2HP	140
ASCE14/21	147	ASD-RB2SA	140
ASCE18/26	147	ASD-RB3A	140
ASCE25/35	147	ASD-RB3HP	140
ASCE25/35L	147	ASD-RB3SA	140
ASCE33/47	147	ASD-S06A	140
ASCE46/66	147	ASD-S06HP	140
ASCEC06/11	146	ASD-S06SA	140
ASCEC10/19	146	ASD-S10A	140
ASCEC14/21	146	ASD-S10HP	140
ASCEC18/26	146	ASD-S10SA	140
ASCEC25/35	146	ASD-S16A	140
ASCEC25/35L	146	ASD-S16HP	140
ASCEC33/47	146	ASD-S16SA	140
ASCEC46/66	146	ASDT	147
ASCertodyn	115	ASDT-100	134
ASCK30S	307	ASDT-130	134
ASCR2450N	225	ASD-THP-1	144
ASDB15	12	ASD-TMQ-25	144
ASDBDL15	12	ASE	299
ASDF20	280	ASEEG24	301
ASDF20NC	280	ASEEG26	301
ASDF27	280	ASEEG28	301
ASDF28	280	ASEEG30	301
ASDF28NC	280	ASEEG32	301
ASDF30	280	ASEEG34	301
ASDF31	280	ASEG360	293
ASDF32	280	ASEG415	13
ASDF37	281	ASEvery	293,302
ASDF43	281	AS-EZ-04	166,237
ASDF60	282	AS-EZ-23	237
ASDG315	13	ASF301	272
AS-Div-100	159	ASF40	272,303
AS-Div-13	262	ASF40C	271,274

Asmuth-Artikelnummernindex

Artikel-Nummer	Seite	Artikel-Nummer	Seite
ASF45C	85,271,274	AS-L-HEI-12	265
ASF50	270	AS-L-HEI-13	265
ASF521	270	AS-L-HEI-14	265
ASFLL/M	146	AS-L-HEI-15	265
ASF5RB5	270	AS-L-HEI-16	265
ASF5RG	270	AS-L-HEI-17	265
ASG502G	291	AS-L-HEI-40	266
ASG502K	291	AS-L-HEI-57	266
ASGE	147	AS-L-HEI-61	266
AS-HG-MR-07	257	AS-L-HEI-66	266
AS-HG-MR-09	257	AS-L-HEI-67	266
AS-HG-MR-17	257	AS-L-HEI-77	266
AS-HG-MR-18	257	AS-L-HEI-78	266
AS-HG-MR-19	257	AS-L-HEI-79	266
AS-HG-MR-25	257	AS-L-MI-02	264
AS-HG-OR-01	255	AS-L-MI-03	264
AS-HG-OR-04	255	AS-L-MI-04	264
AS-HG-OR-06	255	AS-L-PE-03	251
AS-HG-OR-08	255	AS-L-PE-04	251
AS-HG-OR-09	255	ASLR03V	242
AS-HG-OR-10	255	ASLR14V	242
AS-HG-OR-11	256,258	ASLR1V	242
AS-HG-OR-16	256	ASLR20V	242
AS-HG-OR-17	256	ASLR6V	207,242
AS-HG-OR-19	256	ASLux-2	251
AS-HG-OR-20	256	AS-L-WA-06	263
AS-HG-OR-26	256	AS-L-ZEI-01	264
AS-HG-OR-38	255	AS-L-ZEI-02	264
AS-HG-WA-04	263	AS-L-ZEI-04	264
ASHP	147	ASM1020453E	92
ASHR-3U-X	166,219,222,237	ASM1174413	86
ASJ14	290	ASM1174413MTE	86,303
ASJL-631P	62	ASM1182629	9
ASJP-900P-1	157	ASM1191BE-1	64
ASK61B	307	ASM1191BE-1	64
ASK65HM	307	ASM1192AE	64
ASK95HG	307	ASM1192AE	64
AS-KL-HBO-01	263	ASM1193AE	64
AS-KL-HBO-02	263	ASM1193AE	64
AS-KL-HBO-06	263	ASM1194AE	64
AS-LB-02	243	ASM1194AE	64
AS-LB-02D	235,243	ASM1194AEL	64
AS-LB-25	243	ASM1194AEL	64
AS-L-HEI-10	265	ASM1195AE	65
AS-L-HEI-11	265	ASM1195AE	65

Asmuth-Artikelnummernindex

Artikel-Nummer	Seite	Artikel-Nummer	Seite
ASM1196AE	65	ASME23/33ED-1	149
ASM1196AE	65	ASME23/33EH-1	149
ASM1510AE	90,104	ASME31/40EH-1	149
ASM1530AE	90,104	ASME38/50EH-1	149
ASM1597CE	155	ASME400BF	251
ASM1597CR	155	ASME90042-1	143
ASM1597NR	155	ASME90043-1	143
ASM1599CL-1	154	ASME90049-1	143
ASM1599CLR	155	ASME90148-1	143
ASM1613AE	90,104,112	ASMLL/M	146
ASM1633AE	90,104,112	AS-ML-M/S-02	251,254
ASM1634AE	156	AS-ML-M/S-03	251,254
ASM1663AE	105,128	AS-ML-M/S-06	254
ASM1668AE	91,105	AS-ML-M/S-07	254
ASM1669AE	91,105	AS-ML-M/S-09	254
ASM1672AE	91,105,112,120	AS-ML-S-02	254
ASM1678A	91,105,113	ASMN3512H150	276
ASM1678AE	91,105,113	ASMNC15P	276
ASM1866B-1	150	ASMP00953	153
ASM1868B-1	150	ASMP03401E	96,97
ASM1870B-1	150	ASMP03403E	96,97
ASM1872B-1	150	ASMP05120	95
ASM1873B-1	150	ASMP05122	95
ASM1920A	11	ASMQ	147
ASM1941AE	70	ASMS14679	95
ASM1943NLE	70	ASMS14679E	96
ASM1971AE	91,106,112,120,128	ASMS16160	95
ASM1974A	91,106,113	ASMS16161	95
ASM1978AE	106,128	ASMS16256E	96
ASM21082AE-1	142	ASMS16492E	96
ASM21090AE-1	144	ASMS17330	28
ASM2208E	296	ASMS17522	29
ASM2501A	11	ASMS18683E-1	29
ASM2513A	11	ASMS25951E	95
ASM2516A	11	ASMSO225	12
ASM2533A	11	ASMSO225-L	12
ASM3716A	284	ASMSO225-PS-L	12
ASM3871A	284	ASNE02	277
ASM5071A	284	ASNI	147
ASMCP156PH1	158	ASNKD-H329	281
ASMCP156PH2	158	ASNN1HP	150
ASMCP156PH3	158	ASNN1MQ	150
ASMCP533MQ1	158	ASNN2HP	150
ASME12/19EH-1	149	ASNN2MQ	150
ASME17/25EH-1	149	ASNN3HP	150

Asmuth-Artikelnummernindex

Artikel-Nummer	Seite	Artikel-Nummer	Seite
ASNN3MQ	150	AS-REUSE-09-1	151
ASNN4HP	150	AS-REUSE-10-1	151
ASNN4MQ	150	AS-REUSE-11-1	151
ASNN5HP	150	AS-REUSE-11L-1	151
ASNN5MQ	150	AS-REUSE-12-1	151
ASO	299	AS-REUSE-12L-1	151
AS-OP-B-04	258	AS-REUSE-13-1	151
AS-OP-B-05	258	ASRO21A30	278
AS-OP-B-10	258	ASRS26	277
AS-OP-B-11	258	ASRS27	277
AS-OP-H-04	260	ASRSW23A30	278
AS-OP-H-05	260	ASS509	290
AS-OP-H-06	260	ASS819a	301
AS-OP-H-06E	260	ASS820	301
AS-OP-H-09	260	ASS899	291
AS-OP-H-10	261	AS-SOFT-09	151
AS-OP-H-17	261	AS-SOFT-10	151
AS-OP-H-18	261	AS-SOFT-11	151
AS-OP-H-19	261	AS-SOFT-11L	151
AS-OP-H-21	261	AS-SOFT-12	151
AS-OP-M-04	259	AS-SOFT-12L	151
AS-OP-M-05	259	AS-SOFT-13	151
ASP-740K	281	AST601	270
ASPE150BF	251	AST604	270
ASPE190E	251	ASTele-1	121,162
ASPE300BF	251	ASTele-2	121,162
AS-Pick-O2	8	ASTele-3	121,162
AS-PM-60	268	ASTele-4	121,162
AS-PM-L	268	ASTS-AF-24E	33,39
AS-PM-S	268	ASTS-AF-24NE	33,39
ASPowerBox3	314	ASTSDG-003	13
ASPowerBox4	314	ASTS-E-DE	33,38
ASPowerBox4L	314	ASTS-F-DE	33,38
ASPowerBox6	314	ASTS-G3E	39
ASQN410	136	ASTS-M3E-1	39
ASQN420	136	ASTS-N3E-1	39
ASQN440	136	ASTS-SA-DE-1	38
ASQN500M	136	ASUPC-21L	306
ASQN509	136	ASUPC-21S	306
ASQN510	136	ASUPC-R80MD	306
ASQN511	136	ASUPP110HD	306
ASQN512	136	ASUPP110HDE	306
AS-REUSE-06-1	151	ASUPP110HG	306
AS-REUSE-07-1	151	ASUPP110HGE	306
AS-REUSE-08-1	151	ASUPP110S	306

Asmuth-Artikelnummernindex

Artikel-Nummer	Seite
ASUPP110SE	306
ASUPP210HD	306
ASUPP210SE	306
ASUPP-84HG	306
ASUPP84S	306
ASV56722	166,237
ASVOTT-180	13
ASW72	271
AS-WLA-1	151
ASWLA1-HP	151
ASWLA1-MQ	151
ASWLA1-SC	151
AS-WLA-2	151
ASWLA2-GE	151
ASWLA2-MF	151
ASWLA2-MQ	151
ASWLA4500-34	155
ASXMR03D-1	142
ASXSA15DE-1	142
ASZBET	13

Geschäftsbedingungen

1. Geltung von Geschäftsbedingungen

Die nachfolgenden Bedingungen werden durch Aufnahme von Geschäftsbeziehungen, insbesondere durch Erteilung eines Auftrages, vom Besteller oder Käufer verbindlich anerkannt und gelten auch für alle zukünftigen Geschäftsbeziehungen. Andere Bedingungen sind nur dann bindend, wenn sie von uns schriftlich anerkannt werden. Verkauf nur an gewerbliche Kunden. Kein Verkauf an Verbraucher i.S.d. §13 BGB.

2. Angebot, Preise

Soweit nichts anderes schriftlich vereinbart ist, gelten für Lieferungen ab einem Warennettowert von Euro 300,00 im Bereich Deutschland Versandkosten (Verpackung und Porto) als im Preis enthalten. Bei einem Warennettowert unter Euro 300,00 werden vom Lieferer Euro 8,90 Versandkosten (Verpackung und Porto) in Rechnung gestellt. Bei Versendungen in die Schweiz fallen zusätzlich Gebühren für die Zollabwicklung in Höhe von 32,10 Euro an. Soweit nicht anders angegeben, hält sich der Verkäufer an die in seinen Angeboten enthaltenen Preise 14 Tage ab deren Datum gebunden. Die genannten Preise sind Nettopreise im Sinne des Mehrwertsteuergesetzes. Sollte in der Preisliste ein falscher Preis ausgezeichnet sein, so ist der Preis gültig, der dem Kunden bei Auftragserteilung genannt wird. Unter Euro 100,00 netto Bestellwert müssen wir Ihnen Euro 25,00 Mindermengenzuschlag in Rechnung stellen. Allgemeine Geschäftsbedingungen des Kunden in seinen Bestellungen oder solche, die er anderweitig zugrunde legt, werden nicht Vertragsinhalt.

3. Auftragsstornierung

In der Regel ist die Stornierung von Bestellungen nur innerhalb von einem Werktag ohne Stornierungsgebühr möglich. Dies ist allerdings auch nur der Fall, wenn sich der Auftrag noch nicht im finalen Bearbeitungsprozess befindet. Ware die bereits an den Logistiker übergeben worden ist oder bei unserem Lieferanten verbindlich bestellt wurde, kann leider nicht mehr kostenfrei storniert werden. Für Waren, die individuell für den Kunden geordert werden, ist keine Stornierung oder Rückgabe möglich. Für Stornierungen nach Ablauf des ersten Werktages berechnen wir eine Stornierungsgebühr in Höhe von Euro 25,00.

4. Lieferzeiten

Lieferfristen sind nur dann verbindlich, wenn sie ausdrücklich schriftlich als verbindlich bezeichnet wurden. Vorzeitige Lieferungen und Teillieferungen sind zulässig. Bei höherer Gewalt, nicht rechtzeitiger, nicht richtiger oder nicht erfolgter Selbstbelieferung oder unvorhersehbaren Ereignissen sind wir berechtigt, entweder die Lieferung zu verschieben oder die Anpassung des Vertrages an die veränderten Verhältnisse zu verlangen. Schadenersatz wegen Verspätung der Lieferung oder Nichtlieferung ist ausgeschlossen, wenn uns kein grobes Verschulden trifft. Bei nicht rechtzeitiger oder verweigerter Annahme der Ware durch den Käufer ist der Verkäufer berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten und Schadenersatz wegen Nichterfüllung zu verlangen.

5. Zahlungsbedingungen

Falls nichts anderes schriftlich vereinbart wurde, ist die Zahlung innerhalb von 30 Tagen ab Rechnungsdatum netto zu leisten. Bei Zielüberschreitung werden die jeweils banküblichen Zinsen berechnet. Mahngebühren werden wie folgt berechnet: 1. Erinnerung Euro 9,20 / 2. Erinnerung Euro 18,00 zzgl. Zinsen / 3. Erinnerung Euro 24,00 zzgl. Zinsen. Bei unberechtigtem Skontoabzug müssen wir bei Nachforderung Euro 9,20 berechnen. Wir bitten um Verständnis, dass wir Händler, Ärzte und Privatpersonen innerhalb Deutschlands, sowie Kunden mit Sitz außerhalb Deutschlands ausschließlich gegen Vorkasse beliefern.

6. Eigentumsvorbehalt

Bis zur vollständigen Bezahlung aller Forderungen innerhalb der Geschäftsverbindung sind die gelieferten Waren Eigentum des Verkäufers, bis sämtliche Ansprüche des Verkäufers erfüllt sind (Vorbehaltware). Der Käufer ist nicht berechtigt, die Ware an Dritte zu verpfänden oder zur Sicherung zu übereignen. Kommt der Käufer seiner Fälligkeit nicht nach, oder werden dem Verkäufer Umstände bekannt, die erwarten lassen, dass der Käufer seinen Verpflichtungen nicht mehr nachkommen kann oder wird, ist der Käufer verpflichtet, auf Verlangen des Verkäufers die Vorbehaltware jederzeit herauszugeben und gestattet insoweit dem Verkäufer oder dem von ihm Beauftragten das Betreten seines Geländes oder jedes sonstigen Lagerortes, sowie die Wegnahme der Vorbehaltware. Bei Zugriffen Dritter auf die Vorbehaltware ist der Käufer verpflichtet, auf das Eigentum des Verkäufers hinzuweisen und den Verkäufer unverzüglich zu benachrichtigen, bereits eingeräumte Zahlungsziele zu widerrufen, sämtliche Forderungen sofort fällig zu stellen oder die weiteren Belieferungen des Käufers von Vorauszahlungen, Sicherheiten oder Zug-um-Zug abhängig zu machen.

Geschäftsbedingungen

7. Beanstandungen, Rücknahmen, Garantie

Beanstandungen wegen erkennbarer Mängel oder Fehlmengen sind spätestens innerhalb von 10 Tagen nach Empfang der Ware schriftlich an den Verkäufer zu richten. Im Falle vom Verkäufer ausdrücklich anerkannter Reklamationen ist der Verkäufer zu einwandfreiem Ersatz verpflichtet, wobei alle Ansprüche gegen ihn ausgeschlossen sind. Rücknahme und Umtausch gekaufter Ware, sofern diese noch originalverpackt und unbeschriftet ist, kann nur in besonders begründeten Fällen nach vorheriger Einholung des Einverständnisses des Verkäufers erfolgen. Rückwaren reisen auf Gefahr und Lasten des Absenders. Ohne Absprache werden unfrei gesandte Rücklieferungen vom Verkäufer nicht angenommen. Bei einer Falschbestellung durch den Kunden berechnen wir Euro 45,00 Bearbeitungsgebühr. Eine Bearbeitungsgebühr in Höhe von Euro 25,00 fällt an, wenn Rechnungen aufgrund falsch angegebener Belegdaten korrigiert werden müssen. Das Risiko, dass die Ware des Verkäufers infolge falscher oder zu langer Lagerung ihre Wirksamkeit teilweise oder ganz verliert, geht zu Lasten des Käufers. Für nicht mehr verwendungsfähige Ware kann keine Vergütung erfolgen. Es gelten die vom Hersteller angegebenen Garantienzeiten.

8. Gerichtsstand, Erfüllungsort

Für diese Geschäftsbeziehung und die gesamte Rechtsbeziehung zwischen Verkäufer und Käufer gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland. Soweit gesetzlich zulässig, ist der Sitz der Gesellschaft ausschließlich Gerichtsstand für alle sich aus den Vertragsverhältnis unmittelbar oder mittelbar ergebenden Streitigkeiten. Erfüllungsort für die Lieferungen und Zahlungen ist der Sitz der Gesellschaft.

9. Sicherheit und Schutz Ihrer personenbezogenen Daten (DSGVO)

Als privatrechtliches Unternehmen unterliegen wir den Bestimmungen der europäischen Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) und den Regelungen des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG). Wir haben technische und organisatorische Maßnahmen getroffen, die sicherstellen, dass die Vorschriften über den Datenschutz sowohl von uns, als auch von unseren externen Dienstleistern beachtet werden.

Wir betrachten es als unsere vorrangige Aufgabe, die Vertraulichkeit der von Ihnen bereitgestellten personenbezogenen Daten zu wahren und diese vor unbefugten Zugriffen zu schützen. Deshalb wenden wir äußerste Sorgfalt und modernste Sicherheitsstandards an, um einen maximalen Schutz Ihrer personenbezogenen Daten zu gewährleisten.

Weiterführende Informationen finden Sie auf unserer Homepage.

10. Medizinprodukte-Beobachtungs- und Meldepflicht

Der Kunde ist verpflichtet die einschlägigen Bestimmungen des Medizinproduktegesetzes insbesondere des §29 zur Medizinprodukte-Beobachtungs- und Meldepflicht einzuhalten und die Asmuth GmbH umgehend über entsprechende Ereignisse zu informieren.

Eine aktuelle Version unseres Produktkataloges finden Sie auf unserer Homepage:



Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen, sowie unterjährige Preisänderungen seitens der Originalhersteller behalten wir uns vor.

Kataloggültigkeit 01. Januar 2026 bis 31. Dezember 2027, alle vorherigen Preislisten verlieren hiermit ihre Gültigkeit. Es gilt die bei einer Bestellung jeweils aktuelle Preisliste.

Asmuth GmbH
Sparkasse Minden-Lübbecke (BLZ 49050101) Konto 55 000 376
IBAN DE 40490501010055000376 / BIC WELADED1MIN



we take care

we take care

Paul-Ehrlich-Str. 16
D-32429 Minden

Fon +49 571 64647-0

Fax +49 571 64647-25

info@asmuth-gmbh.de

www.asmuth-gmbh.de