

BLUTDRUCKMANSCHETTEN UND -SCHLÄUCHE



Blutdruck-
manschetten
und -schläuche

we take care

we take care



Asmuth Blutdruckmanschetten, latexfrei
Art.Nr.
Preis/Stück

Sollten Sie vormontierte HP-Adapter in Metallausführung wünschen, bestellen Sie bitte wie folgt:

Blutdruckmanschette **Clic** (inkl. Metall-HP-Adapter) mit **herausnehmbarer Blase**



Kleinkinder, 6-11 cm
Maße: 17 x 5 cm

Einschlauch:**ASCEC06/11****Euro 32,43**

Kinder, 10-15 cm
Maße: 21,5 x 6,5 cm

ASCEC10/19**Euro 33,48**

Kinder groß, 14-21,5 cm
Maße: 30,5 x 9 cm

ASCEC14/21**Euro 36,40**

Erwachsene klein, 18-26 cm
Maße: 40 x 11 cm

ASCEC18/26**Euro 39,55**

Erwachsene, 25-35 cm
Maße: 50 x 14 cm

ASCEC25/35**Euro 45,39**

Erwachsene, 25-38 cm
Maße: 63,5 x 14 cm
langer Klett

ASCEC25/35L**Euro 47,72**

Erwachsene groß, 33-47 cm
Maße: 65 x 18 cm

ASCEC33/47**Euro 64,05**

Erwachsene GP, 46-66 cm
Maße: 77 x 22 cm

ASCEC46/66**Euro 69,66**

Wenn Sie für Philips Zweischlauchmanschetten benötigen, bestellen Sie bitte die gewünschte Größe (siehe Liste Zweischlauch auf Seite 147) und notieren in Ihrer Bestellung zusätzlich den gewünschten Adapter ASHP (Kunststoffvariante) oder ASFLL/M (Metallvariante).

Asmuth Adapter in Metallausführung
Art.-Nr.
Preis/Stück

ASMLL/M Female Bajonettverbindung auf 5/32 Zoll,
Clic-Verschluss NIBP-Schlauch, VE: 5 Stück

Euro 24,73

ASFLL/M Male Bajonettstecker auf 3/16 Zoll,
Clic-Verschluss NIBP-Manschette, VE: 10 Stück

Euro 3,43

Asmuth Blutdruckmanschetten, latexfrei
Art.Nr.

Preis/Stück

Blutdruckmanschette mit herausnehmbarer Blase, ohne Adapter





	Einschlauch:	Zweischlauch:	
Kleinkinder, 6-11 cm Maße: 17 x 5 cm	ASCE06/11	ASCD06/11	Euro 32,43
Kinder, 10-15 cm Maße: 21,5 x 6,5 cm	ASCE10/19	ASCD10/19	Euro 33,48
Kinder groß, 14-21,5 cm Maße: 30,5 x 9 cm	ASCE14/21	ASCD14/21	Euro 36,40
Erwachsene klein, 18-26 cm Maße: 40 x 11 cm	ASCE18/26	ASCD18/26	Euro 39,55
Erwachsene, 25-35 cm Maße: 50 x 14 cm	ASCE25/35	ASCD25/35	Euro 45,39
Erwachsene, 25-38 cm Maße: 63,5 x 14 cm langer Klett	ASCE25/35L	ASCD25/35L	Euro 47,72
Erwachsene groß, 33-47 cm Maße: 65 x 18 cm	ASCE33/47	ASCD33/47	Euro 64,05
Erwachsene GP, 46-66 cm Maße: 77 x 22 cm	ASCE46/66	ASCD46/66	Euro 69,66


Blutdruck-
manschetten
und -schläuche


Bitte wählen Sie die für Ihr Monitoring benötigten Adapter aus untenstehender Auflistung aus und geben Sie diese auf Ihrer Bestellung mit an (Die Adapter erhalten Sie kostenfrei zur Manschette):

Einschlauch:


ASHP  Criticare 508, Datascope Accutorr Plus, Paßport 2, Nippon Colin, Philips Agilent, HP, Siemens, Spacelabs


ASNI  Datascope Paßport XG Hellige, Nellcor


ASDT  Nihon Kohden


ASMQ  Welch Allyn, Propaq, Protocol

Zweischlauch:

ASDM  Critikon Dinamap Invivo Criticare 507

ASMQ & ASDT  Datex-Ohmeda

ASGE  GE Dina-Click
*Abbildung ähnlich

ASMQ  GE Medical Systems

Asmuth
Art.-Nr.

Blutdruckmanschetten, latexfrei

Preis/Stück

Blutdruckmanschette mit verschweißter Blase, ohne Adapter

Einschlauch: Zweischlauch:

Kinder, 9-14,8 cm
Maße: 21,5 x 5,8 cm

ASCB9/14

ASCB9/14

Euro 21,77

Kinder, 13,8-21,5 cm
Maße: 31,5 x 8 cm

ASCB13/21

ASCB13/21

Euro 23,95



Erwachsene, klein, 20,5-28,5 cm
Maße: 39,5 x 10 cm

ASCB20/28

ASCB20/28

Euro 26,13

Erwachsene, 27,5-36,5 cm
Maße: 50,5 x 13 cm

ASCB27/36

ASCB27/36

Euro 27,22

Erwachsene lang, 27,5-42 cm
Maße: 63,5 x 13 cm

ASCB27/36L

ASCB27/36L

Euro 30,48



Erwachsene groß lang, 35,5-46 cm
Maße: 67 x 16,5 cm

ASCB35/46

ASCB35/46

Euro 32,90

Oberschenkel, 45-56 cm
Maße: 81 x 20,7 cm

ASCB45/56

ASCB45/56

Euro 34,84

Benötigen Sie Adapter? Bitte wählen Sie den gewünschten Adapter auf Seite 147 aus und geben Sie diesen bei Ihrer Bestellung mit an.



Asmuth
Art.-Nr.

Blutdruckmanschetten, latexfrei

Preis/Stück

Einmal-Blutdruckmanschette, Einschlauch, VE: 10 Stück

ASME12/19EH-1

Kinder klein mit **vormontiertem**
HP-Adapter, Umfang: 12-19 cm

Euro 8,00

ASME17/25EH-1

Kinder mit **vormontiertem**
HP-Adapter, Umfang: 17-25 cm

Euro 9,00

ASME23/33EH-1

Erwachsene mit **vormontiertem**
HP-Adapter, Umfang: 23-33 cm

Euro 12,00

ASME31/40EH-1

Erwachsene mit **vormontiertem**
HP-Adapter, Umfang: 31-40 cm

Euro 14,00

ASME38/50EH-1

Erwachsene mit **vormontiertem**
HP-Adapter, Umfang: 38-50 cm

Euro 15,00

Blutdruck-
manschetten
und -schläuche

ASME23/33ED-1

Erwachsene mit **vormontiertem**
DT-Adapter, Umfang: 23-33 cm

Euro 12,00



Asmuth
Art.Nr.Neonaten **Einmal**-Blutdruckmanschetten

Preis/Pack.

hautfreundlich, latexfrei, angenehm weich, VE: 10 Stück

**ASNN1MQ**

Umfang: 3 - 6 cm

Euro 52,70

ASNN2MQ

Umfang: 4 - 8 cm

Euro 52,70

ASNN3MQ

Umfang: 6 - 11 cm

Euro 52,70

ASNN4MQ

Umfang: 7 - 13 cm

Euro 52,70

ASNN5MQ

Umfang: 8 - 15 cm

Euro 52,70

ASNN1HP**Einmal**-Neonatal-Einschlauchmanschette
Material soft-fiber, latexfrei, HP Anschluss
Größe 1: 3 - 6 cm, VE: 10 Stück

Euro 52,70

ASNN2HP**Einmal**-Neonatal-Einschlauchmanschette
Material soft-fiber, latexfrei, HP Anschluss
Größe 2: 4 - 8 cm, VE: 10 Stück

Euro 52,70

ASNN3HP**Einmal**-Neonatal-Einschlauchmanschette
Material soft-fiber, latexfrei, HP Anschluss
Größe 3: 6 - 11 cm, VE: 10 Stück

Euro 52,70

ASNN4HP**Einmal**-Neonatal-Einschlauchmanschette
Material soft-fiber, latexfrei, HP Anschluss
Größe 4: 7 - 13 cm, VE: 10 Stück

Euro 52,70

ASNN5HP**Einmal**-Neonatal-Einschlauchmanschette
Material soft-fiber, latexfrei, HP Anschluss
Größe 5: 8 - 15 cm, VE: 10 Stück

Euro 52,70

ASM1866B-1 **Einmal**-Manschetten für Neugeborene,
für Philips, Größe 1: 3 - 6 cm, VE: 10 Stück

Euro 55,60

ASM1868B-1 **Einmal**-Manschetten für Neugeborene,
für Philips, Größe 2: 4 - 8 cm, VE: 10 Stück

Euro 55,60

ASM1870B-1 **Einmal**-Manschetten für Neugeborene,
für Philips, Größe 3: 6 - 11 cm, VE: 10 Stück

Euro 55,60

ASM1872B-1 **Einmal**-Manschetten für Neugeborene,
für Philips, Größe 4: 7 - 13 cm, VE: 10 Stück

Euro 55,60

ASM1873B-1 **Einmal**-Manschetten für Neugeborene,
für Philips, Größe 5: 8 - 15 cm, VE: 10 Stück

Euro 55,60





Asmuth Art.Nr.	Blutdruckmanschetten Welch Allyn	Preis/Stück
-------------------	-------------------------------------	-------------

**Blutdruckmanschette wie FlexiPort®
wiederverwendbar, ohne Schlauch**

AS-REUSE-06-1	Säuglinge, 7 - 10 cm	Euro 30,50
AS-REUSE-07-1	Säuglinge, 9 - 13 cm	Euro 30,50
AS-REUSE-08-1	Kleinkind, 12 - 16 cm	Euro 30,50
AS-REUSE-09-1	Kinder, 15 - 21 cm	Euro 30,50
AS-REUSE-10-1	Erwachsene klein, 20 - 26 cm	Euro 30,50
AS-REUSE-11-1	Erwachsene, 25 - 34 cm	Euro 30,50
AS-REUSE-11L-1	Erwachsene lang , 25 - 34 cm	Euro 30,50
AS-REUSE-12-1	Erwachsene groß, 32 - 43 cm	Euro 30,50
AS-REUSE-12L-1	Erwachsene groß lang , 32 - 43 cm	Euro 30,50
AS-REUSE-13-1	Erwachsene Oberschenkel, 40 - 55 cm	Euro 30,50

**Original FlexiPort® Blutdruckmanschette,
Einmal-Manschette, ohne Schlauch, VE: 20 St.** Preis/Pack.

AS-SOFT-09	Kinder, 15 - 21 cm	Euro 179,00 *
AS-SOFT-10	Erwachsene klein, 20 - 26 cm	Euro 179,00 *
AS-SOFT-11	Erwachsene, 25 - 34 cm	Euro 179,00 *
AS-SOFT-11L	Erwachsene lang , 25 - 34 cm	Euro 179,00 *
AS-SOFT-12	Erwachsene groß, 32 - 43 cm	Euro 179,00 *
AS-SOFT-12L	Erwachsene groß lang , 32 - 43 cm	Euro 179,00 *
AS-SOFT-13	Erwachsene Oberschenkel, 40 - 55 cm	Euro 179,00 *

Blutdruck-
manschetten
und -schläuche

**Original Welch Allyn Adapter
und Anschlussschläuche** Preis/Pack.

Einschlauch, VE: 10 Stück

AS-WLA-1	Adapter für Welch Allyn Flexiport, ohne Anschlussschlauch	Euro 10,82 *
ASWLA1-HP	Adapter für Welch Allyn Flexiport inkl. Schlauch mit ASHP	Euro 25,24 *
ASWLA1-MQ	Adapter für Welch Allyn Flexiport inkl. Schlauch mit ASMQ	Euro 22,66 *
ASWLA1-SC	Adapter für Welch Allyn Flexiport inkl. Schlauch mit ASDM	Euro 21,00 *

Zweischlauch, VE: 10 Stück

AS-WLA-2	Adapter für Welch Allyn Flexiport, ohne Anschlussschlauch	Euro 10,82 *
ASWLA2-MQ	Adapter für Welch Allyn Flexiport inkl. Schlauch mit ASMQ	Euro 36,57 *
ASWLA2-MF	Adapter für Welch Allyn Flexiport inkl. Schlauch mit ASDT und ASMQ	Euro 77,00 *
ASWLA2-GE	Adapter für Welch Allyn FlexiPort inkl. Schlauch mit ASGE	Euro 28,50 *



*Original Artikel, Preisänderungen seitens der Hersteller vorbehalten

NIBP Blutdruckmessung

	Asmuth Art.Nr.	NIBP-Verbindungsschläuche	Preis/Stück
	AS107365CL	NIBP-Doppelschlauch mit Clic , Erwachsene / Kinder, für Clic-Manschette für Critikon, Dinamap Plus Pro Serie Procure, Pro 1000, Länge: 2,5 m <i>NIBP double-hose with clic, adults / children, for Critikon Dinamap Plus Pro Serie Procure, Pro1000, length: 2,5 m</i>	Euro 74,25
	AS107365E	NIBP-Doppelschlauch für Erwachsene / Kinder Manschetten für Critikon Dinamap Plus Pro Serie, Pro Care und Pro 1000, Länge: 3,6 m <i>NIBP double-hose for adults / children, for Critikon Plus Pro Serie, Pro Care and Pro 1000, length: 3,6 m</i>	Euro 68,37
	AS714-001-00CL-1	NIBP-Anschlusschlauch für Dräger Vista, Länge: 2,75 m <i>NIBP single-hose with clic for Dräger Vista, length: 2,75 m</i>	Euro 72,83
	AS2021285-001E	Anschluss-Doppelschlauch für NIBP-Manschetten Datex Länge: 3,5 m #2020980-001 Adapter DT-MQ <i>NIBP double-hose for Datex, length: 3,5 m</i>	Euro 87,09

Wir liefern Ihnen sämtliche Konfiguration für alle Monitore.




Asmuth Art.Nr.	NIBP-Verbindungsschläuche	Preis/Stück
AS714-001-00CL-1	<p>NIBP-Anschlusschlauch für Spacelabs, Clic #714-0018-00, Mindray MEC-1000 / MEC-1200, Datascope Accutorr Plus, Passport 2, Passport 2 LT, Länge: 2,75 m</p> <p><i>NIBP single-hose with clic for Spacelabs #714-0018-00, Mindray MEC-1000, MEC-1200, Datascope Accutorr Plus, Passport 2, Passport 2 LT, length: 2,75 m</i></p>	Euro 72,83
ASMP00953	<p>Original Dräger NIBP-Verbindungsschlauch für SC600x/SC5000/SC9000, Infinity Delta ff., Schnellverbinder, #MP00953, Länge: 3,7 m</p> <p><i>Original Dräger NIBP single-hose for SC600x/SC5000/SC9000, Infinity Delta f., quick connector, #MP00953, length: 3,7 m</i></p>	Euro 141,00 *
AS1275275CL	<p>NIBP-Einschlauch für Clic-Manschette für Siemens / Dräger, Länge: 3 m</p> <p><i>NIBP single-hose with clic for Siemens / Dräger, length: 3 m</i></p>	Euro 139,13
AS2870298E-1	<p>NIBP-Verbindungsschlauch für Neonatalmanschetten für Siemens SC600x, SC5000, SC9000 NP Cartrige, 732, Länge: 2,4 m</p> <p><i>NIBP single-hose for neonatal cuffs for Siemens SC600x, SC5000, SC9000 NP Cartridge, 732, length: 2,4 m</i></p>	Euro 86,00

Asmuth Art.Nr.	NIBP-Verbindungsschläuche	Preis/Stück
	ASM1599CL-1 NIBP-Einfachschlauch für Clic-Manschette für Mindray BeneView T5 / T8 / IPM / IMEC, #6200-30-09688, Philips #M30464A / #M1599B, Länge: 3,45 m NICHT FÜR SÄUGLINGE siehe ASM1597NR <i>NIBP single-hose with clic for Mindray BeneView T5 / T8 / IPM / IMEC, Philips #M30464A / #M1599B, #6200-30-09688, length: 3,45 m</i> NOT FOR INFANTS see ASM1597NR	Euro 72,83
	AS414873-001CL NIBP-Doppelschlauch für Erwachsene / Pädiatrie für Clic-Manschetten für Marquette Hellige, Dash 2000 / 3000, Eagle 1000 / 3000, Länge: 3,5 m <i>NIBP double-hose with clic, adults / children, for Marquette Hellige, Dash 2000 / 3000, Eagle 1000 / 3000, length: 3,5 m</i>	Euro 72,83
	AS414873-001E NIBP-Doppelschlauch für Erwachsene / Pädiatrie für Marquette Hellige, Dash 2000 / 3000, Eagle 1000 / 3000, Länge: 3,5 m <i>NIBP double-hose for adults / children for Marquette Hellige, Dash 2000 / 3000, Eagle 1000 / 3000, Dräger TRAM Module 4xx, 6xx, 8xx, length: 3,5 m</i>	Euro 53,67
	AS2058203-002 Original Blutdruckschlauch DINAClick Erwachsene, Dura-Cuff für Eagle3000, Dash 2000,2500, 3000,4000,5000,Tram,Carescape Länge: 3,6 m, #2058203-002 Original bloodpressure hose for adult, length: 3,6 m	Euro 76,72 *
	AS2087389-002 Original GE Blutdruckschlauch Erwachsene und Kinder DINAClick V2, EN 80369-5, Carescape One, PPD, Länge: 3,6 m #2087389-002 Original GE blood pressure tubing adult and pediatric DINAClick V2, EN 80369-5, Carescape One, PPD, length: 3,6 m #2087389-002	Euro 83,43 *





	Asmuth Art.Nr.	NIBP-Verbindungsschläuche	Preis/Stück
	ASM1599CLR	NIBP Einschlauch für Clic-Manschette an Philips X2, MP5, Avalon, VS30, Goldway, Efficia, Intrepid, DFM100 (roter Stecker, 5 mm Innenmaß) #989803209771, Länge: 3,5 m <i>NIBP single-hose with clic for an Philips X2, MP5, Avalon, VS30, Goldway, Efficia, Intrepid, DFM100 length: 3,45 m</i>	Euro 72,83
	ASM1597NR	Verbindungsschlauch zum Anschluß von Einmal - Neonatenblutdruckmanschetten Einschlauch mit HP Connector (ASNN1 - 5HP) an Philips (roter Stecker, 5 mm Innenmaß) <i>NIBP single-hose for connecting disposable neonatal blood pressure cuffs single tube with HP connector (ASNN1-5HP) to Philips</i>	Euro 81,65
	ASM1597CE	Verbindungskabel zum Anschluß an Neonaten-Einmal-Blutdruckmanschetten (ASM1866BE-ASMM1873BE), wie Philips #M1597C, #989803166861, Länge: 3 m <i>NIBP single-hose for neonate, for philips length: 3 m</i>	Euro 88,20
	ASM1597CR	Verbindungskabel zum Anschluß an Neonaten-Einmal-Blutdruckmanschetten (ASM1866BE-ASMM1873BE), an Philips X2, MP5, Avalon, VS30, Goldway, Efficia, Intrepid, DFM100 (roter Stecker, 5 mm Innenmaß) #989803209751, Länge: 3 m <i>NIBP single-hose for neonate, for philips length: 3 m</i>	Euro 88,20
	ASWLA4500-34	NIBP-Anschlussschlauch für Welch Allyn mit FlexiPortanschluss für Spot LXi Vital Signs CSVM6000 / CSM7400, Länge: 1,5 m <i>NIBP hose for Welch Allyn with FlexiPort connection for Spot LXi Vital Signs CSVM6000 / CSM7400, length: 1,5 m</i>	Euro 51,50 *

Blutdruck-
manschetten
und -schläuche

Invasive Blutdruckmessung


Asmuth Art.Nr.	IBP-Adapterkabel Typ B.Braun	Preis/Stück
	AS22339301E IBP-Adapterkabel Typ B. Braun für GE Marquette Eagle/Dash 1000, 2000, 3000, 3100, 4000, Solar 7000, 8000, 9000, Carescape Bxxx, Tram Module 100-600, Cath-Lab, Mac-Lab <i>IBP-adaptercable, type: B. Braun for GE Marquette Eagle/Dash 1000, 2000, 3000, 3100, 4000, Solar 7000, 8000, 9000, Tram Module 100-600, Cath-Lab, Mac-Lab</i>	Euro 97,87
	ASM1634AE IBP-Adapterkabel Typ B. Braun für Philips/HP 78352A, M1165A, Merlin Viridia 24, CMS24, M3/M4, M1175A, M1350B, M1205A, M1350A, M1353A, 8030A, 8040A <i>IBP-adaptercable, type: B. Braun for Philips/HP 78352A, M1165A, Merlin Viridia 24, CMS24, M3/M4, M1175A, M1350B, M1205A, M1350A, M1353A, 8030A, 8040A</i>	Euro 97,87
	ASBC-SM1-BBE IBP-Adapterkabel Typ B. Braun für Siemens Sirecust 400-1281, SC8000 <i>IBP-adaptercable, type: B. Braun for Siemens Sirecust 400-1281, SC8000</i>	Euro 97,87

Invasive Blutdruckmessung

	Asmuth Art.Nr.	IBP-Adapterkabel Typ Becton Dickinson	Preis/Stück
	ASBC-HP-BD	IBP-Adapterkabel Typ Becton Dickinson für Philips/HP 7852A, M1165A, Merlin Viridia 24, CMS 24, M3/M4, M1175A, M1350B, M1205A, M1350A, M1353A, 8030A, 8040A, #684081, Länge: 4 m	Euro 106,68
		<i>IBP-adaptercable, type: Becton Dickinson for Philips/HP 7852A, M1165A, Merlin Viridia 24, CMS 24, M3/M4, M1175A, M1350B, M1205A, M1350A, M1353A, 8030A, 8040A, #684081, length: 4 m</i>	
	ASBC-SM1-BDE	IBP-Adapterkabel Typ Becton Dickinson für Siemens Sirecust 400-1281, SC8000	Euro 97,87
		<i>IBP-adaptercable, type: Becton Dickinson for Siemens Sirecust 400-1281, SC8000</i>	
	ASJP-900P-1	IBP-Kabel Typ Becton Dickinson für Nihon Kohden , Ohmeda Transducer (z.B. TP400T), #K951, Länge: 4 m	Euro 173,00
		<i>IBP-adaptercable, type: Becton Dickinson for Nihon Kohden Ohmeda Transducer (e.g. TP400T), #K951, length: 4 m</i>	
	ASBC-HP-UT	IBP-Adapterkabel Typ Utah für Philips/HP 7800 Serie, #650-206	Euro 75,44
		<i>IBP-adaptercable, type: Utah for Philips/HP 7800 series, #650-206</i>	

Blutdruck-
manschetten
und -schläuche

Invasive Blutdruckmessung

	Asmuth Art.Nr.	IBP-Zubehör	Preis/Stück
	ASMCP156PH1	Monitor Konn. 1-fach Philips X-trans #MCP156PH1	Euro 78,55 *
	ASMCP156PH2	Monitor-Connector 2-fach Philips #MCP156PH2	Euro 119,78 *
	ASMCP156PH3	Monitor Konn. 3-fach Philips X-trans BDP156PH3	Euro 139,80 *
	ASBDP156HP4	Monitor Konn. 4-fach Philips X-trans BDP156HP4 Länge: 50 cm	Euro 189,70 *
	ASMCP533MQ1	Monitor Konnektor 1-fach, Marquette , 50 cm MCP533MQ1 VE. 1 Stück #75.6005	Euro 120,80 *
	ASCBP901-M320	Contactboard 1-fach #CBP901-M320, Länge: 3,2 m	Euro 76,39 *
	ASCBP902-M320	Contactboard 2-fach ODU-Metall, mit Metallstecker #CBP902-M320, Länge: 3,2 m	Euro 113,20 *
	ASCBP903-M320	Contactboard 3-fach #CBP903-M320 Länge: 3,2 m	Euro 180,75 *
	ASCBP904-M320	Contactboard 4-fach mit Metallstecker, #BDC904-M, Länge: 3,2 m	Euro 181,50 *
	ASCBP901P-533SM	IFK Contactboard 1-fach X-trans CBP901P-533SM für Corpuls, GE, Ohmeda, etc. Länge: 3,2 m	Euro 117,27 *

*Abbildung ähnlich

*Original Artikel, Preisänderungen seitens der Hersteller vorbehalten

Invasive Blutdruckmessung

	Asmuth Art.Nr.	IBP-Zubehör	Preis/Stück
	ASBDC902-156	Contactboard 2-fach BDC902-156 Philips / HP 7800 VE: 1Stück, #75.1052	Euro 171,34 *
	ASCBP901P-156	Contactboard 1-fach CBP901P-156 Philips / HP 7800 VE: 1Stück, #75.4008	Euro 80,39 *
*Abbildung ähnlich			
	ASCBP901P-174SM	Contactboard-Go+ 1-fach, CBP901P-174SM, Siemens/Dräger VE: 1 Stück	Euro 94,80 *
*Abbildung ähnlich			
	AS-Div-100	X-trans Halteplatte #17.0118 VE: 10 Stück	Euro 62,80 * /Pack.
	ASBDPT-1056	IBP-Adapterkabel für Philips / Hewlett-Packard VE: 1 Stück #BDPT-1056, #75.3103 (intern: PvB Stecker) <i>IBP-adaptercable for Hewlett Packard</i>	Euro 59,30 *
	ASBDPT-1074A	IBP-Adapterkabel Monitorkonnektor 1-fach #BDPT-1074A für Siemens , #75.3236 <i>IBP-adaptercable for Siemens</i>	Euro 125,82 *






Blutdruck-
manschetten
und -schläuche

Asmuth Art.Nr.	Langzeit-Blutdruckmanschetten	Preis/Stück
	AS015-0067-03Q-1 Langzeit-Blutdruckmanschette zu Spacelabs #015-0067-03Q, zu GE Tonoport V, PAR Physio Port, IEM Mobil OGraph, Einschlauch, 17 - 26 cm mit Bügel und Adapter	Euro 50,00
	AS015-0068-04Q Original Spacelabs Langzeit-Blutdruckmanschette Einschlauch, Verschluss Metall / Luer, 24 - 32 cm	Euro 126,12 *
	AS015-0068-04Q-1 Langzeit-Blutdruckmanschette zu Spacelabs #015-0068-04Q, zu GE Tonoport V, PAR Physio Port, IEM Mobil OGraph, Einschlauch, 24 - 32 cm mit Bügel und Adapter	Euro 89,00
	AS016-0077-04Q Original Spacelabs Langzeit-Blutdruckmanschette Einschlauch, Verschluss Metall / Luer, 32 - 42 cm	Euro 183,66 *
	AS016-0077-04Q-1 Langzeit-Blutdruckmanschette zu Spacelabs #016-0077-04Q, zu GE Tonoport V, PAR Physio Port, IEM Mobil OGraph, Einschlauch, 32 - 42 cm mit Bügel und Adapter	Euro 75,00
	AS026-0109-03Q Original Spacelabs Langzeit-Blutdruckmanschette Einschlauch, Verschluss Metall / Luer, 38 - 50 cm	Euro 192,25 *
	AS015-2635-00-1 Einmalmanschette für Spacelabs passend zu den Mod. 90207/90217A, latexfrei, ohne Anschluss, 26 - 35 cm, VE: 20 Stück	Euro 139,00 /VE
	AS015-3450-00E Einmalmanschette für Spacelabs passend zu den Mod. 90207/90217A, latexfrei, ohne Anschluss, 35,5 - 46 cm, VE: 20 Stück	Euro 169,00 /VE


*Original Artikel, Preisänderungen seitens der Hersteller vorbehalten

	Asmuth Art.Nr.	Langzeit-Blutdruckmanschetten	Preis/Stück
	AS2001589-211	Original GE Tonoport Blutdruckmanschette für Tonoport V, kleine Erwachsene, Umfang: 17 - 26 cm #2001589-017 (alt), #2001589-211 (neu)	Euro 75,19 *
	AS2001589-212	Original GE Tonoport Blutdruckmanschette für Tonoport V, Erwachsene standard, Umfang: 24 - 32 cm #2001589-018 (alt), #201589-212 (neu)	Euro 92,70 *
	AS2001589-213	Original GE Tonoport Blutdruckmanschette für Tonoport V, große Erwachsene, Umfang: 32 - 42 cm #2001589-19 (alt), #2001589-213 (neu)	Euro 109,18 *
	AS2001589-214	Original GE Tonoport Blutdruckmanschette für Tonoport V, Erwachsene lang Umfang: 38 - 46 cm #2001589-214	Euro 123,60 *
	AS701884	NIBP-Manschette Ergoline er900, #701.884, #200.194 mit Zugbügel, komplett montiert inkl. Mikrofon, Umfang: 24 - 32 cm , Schlauchlänge: 130 cm	Euro 148,50 *
	AS701886	NIBP-Manschette Ergoline er900, #701.886, #200.230 mit Zugbügel, komplett montiert inkl. Mikrofon, Umfang: 32 - 42 cm , Schlauchlänge: 130 cm	Euro 178,50 *
	AS705090	NIBP-Manschette Ergoline ergoselect-Serie (außer 4,5,10,12) für 200P, 1200EL, Größe L, Umfang: 32 - 42 cm , Schlauchlänge: 130 cm	Euro 178,50 *
	AS705088	NIBP-Manschette Ergoline mit Zugbügel Standard für ergoselect, Umfang: 24 - 32 cm , Schlauchlänge: 130 cm	Euro 148,50 *



Blutdruck-
manschetten
und -schläuche

	Asmuth Art.Nr.	Manschettenüberzüge	Preis/Pack.
	AS706-0171-00	Überzüge für NIBP-Langzeitmanschetten, Umfang: 24 - 32 cm, #706-0182-00 VE: 50 Stück	Euro 82,25 *
	AS706-0172-00	Überzüge für NIBP-Langzeitmanschetten, Umfang: 32 - 42 cm, #706-0183-00 VE: 50 Stück	Euro 85,25 *
	AS706-0171E	Einmal-Schutzüberzüge für Langzeit - NIBP-Manschetten, Größe: 24-32cm, VE: 50 Stück	Euro 49,00 *
	AS706-0172E	Einmal-Schutzüberzüge für Langzeit - NIBP-Manschetten Größe: 32-44cm VE: 50 Stück	Euro 49,00 *
Tragetaschen			
	AS989803211031	Original Philips Einmal -Taschen für Telemetrie, mit Fenster und Klettverschluss, wasserfest, Farbe: weiß, 15,5 x 22 cm , VE: 200 Stück (vorher #989803140371) für alle gängigen Rekorder	Euro 478,59 *
<i>Disposable telemetry pouches, box: 200 pcs.</i>			
	AS240240	Original Schiller Einmal -Tragetaschen zu Langzeit-Rekorder, 16,5 x 12 cm #2.156086, VE: 50 Stück	Euro 47,00 *
<i>Disposable telemetry pouches, box: 50 pcs.</i>			
	ASTele-1	Einmal -Taschen für Telemetrie, mit Druckknopf, spritzwasser- und chemikalien- geschützt, Farbe: weiß, 8 x 10 cm , VE: 250 Stück für alle gängigen Rekorder	Euro 533,44
	ASTele-2	Einmal -Taschen für Telemetrie, mit Druckknopf, spritzwasser- und chemikalien- geschützt, Farbe: weiß, 15 x 10 cm , VE: 250 Stück für alle gängigen Rekorder	Euro 533,44
	ASTele-3	Einmal -Taschen für Telemetrie, mit Druckknopf, spritzwasser- und chemikalien- geschützt, Farbe: weiß, 20 x 10 cm , VE: 250 Stück für alle gängigen Rekorder	Euro 533,44
	ASTele-4	Einmal -Taschen für Telemetrie, mit Druckknopf, spritzwasser- und chemikalien- geschützt, Farbe: weiß, 25 x 10 cm , VE: 250 Stück für alle gängigen Rekorder	Euro 533,44
<i>Disposable telemetry pouches, box: 250 pcs.</i>			


*Original Artikel, Preisänderungen seitens der Hersteller vorbehalten

Asmuth Art.Nr.	Aneroid Blutdruckmessung mit Klettverschluss	Preis/Stück
	boso Aneroid-Klinik - Blutdruckmeßgerät mit Klettmanschette shockprotected, Skala: 60 mm 2 Jahre Garantie	
	Preis / Stück	
	Einschlauch: AS032-0-250	bis 24 Stück ab 25 Stück Euro 30,65 Euro 26,05 *
	Zweischlauch: AS042-0-250	Euro 32,55 Euro 27,05 *
AS032-1-000	Druckball mit Manometer zu Aneroid- Blutdruckmessgerät boso #032-0-250 Einschlauch	Euro 24,25 *

Blutdruck-
manschetten
und -schläuche

Ersatzmanschetten:		Preis / Stück
	Einschlauch: Umfang:	
	AS039ER08 Kleinkinder, 8 - 13 cm	Euro 21,00 *
	AS039ER14 Kinder, 14 - 21 cm	Euro 19,40 *
	AS039ER Erwachsene standard, 22 - 32 cm	Euro 17,70 *
	AS039ER33 Erwachsene groß, 33 - 41 cm	Euro 25,00 *
	AS039ER41 Erwachsene Oberschenkel, ab 41 cm	Euro 34,47 *
	AS039ER-S41 Erwachsene Sondermaß, 41 - 60 cm	Euro 27,50 *
Zweischlauch einzelne Schläuche:		
	AS049ER08 Kleinkinder, 8 - 13 cm	Euro 21,00 *
	AS049ER14 Kinder, 14 - 21 cm	Euro 19,40 *
	AS049ER Erwachsene standard, 22 - 32 cm	Euro 17,70 *
	AS049ER33 Erwachsene groß, 33 - 41 cm	Euro 25,00 *
	AS049ER41 Erwachsene Oberschenkel, ab 41 cm	Euro 34,47 *
	AS049ER-S41 Erwachsene Sondermaß, 41 - 60 cm	Euro 27,50 *
Zweischlauch verschweißte Schläuche:		
	AS049ERD Erwachsene standard, 22 - 32 cm	Euro 18,80 *
	AS049ER14D Kinder, 14 - 21 cm	Euro 19,45 *
	AS049ER33D Erwachsene groß, 33 - 41 cm	Euro 23,50 *
	AS049ER41D Erwachsene Oberschenkel, ab 41 cm	Euro 32,90 *

Stethoskope von boso

	AS700-0-100 „Boli“ Leichtgewicht-Stethoskop für Erwachsene mit Doppelkopfbreaststück	Euro 25,60 *
	AS725-0-100 „Nurse“ Schwestern-Stethoskop	Euro 16,30 *

*Original Artikel, Preisänderungen seitens der Hersteller vorbehalten

BLUTDRUCKMANSCHETTEN UND -SCHLÄUCHE



we take care

we take care

