



Für Erwachsene und Kinder über 8 Jahre, schwerer als 25 kg VE: 10/60 Paar



Welch Allyn AED 10, AED 20 PIC 30, PIC 40, PIC 50



Nihon Kohden mit Adapter JC-755V TEC-5521, TEC-5531 TEC-7621, TEC 7631 TEC-7721, TEC-7731



Physio - Control (Medtronic) Lifepak 9, Lifepak 10, Lifepak 12, Lifepak 15, Lifepak 20, Lifepak 500, Lifepak 1000



FRED Tele, DG1002, DG3002, DG 2000E, DG 2000EDOS. DG 2002





Zoll Zoll Series E. M. R. Zoll PD 1200, Zoll PD 1400, Zoll PD 1600, Zoll PD 1700. Zoll PD 2000

Für Kinder unter 8 Jahre, weniger als 25 kg VE: 10/60 Paar



Philips Codemaster Codemaster XE Codemaster XL Codemaster XL+ Codemaster XE100



Nihon Kohden mit Pad Adapter JC-755V TEC-5521, TEC-5531 TEC-7621, TEC 7631 TEC-7721, TEC-7731



Zoll Zoll Series E.M.R. Zoll PD 1200, Zoll PD 1400, Zoll PD 1600, Zoll PD 1700, Zoll PD 2000



Physio - Control (Medtronic) Lifepak 9, Lifepak 10, Lifepak 12, Lifepak 15 Lifepak 20 ,Lifepak 500, Lifepak 1000



Philips Heartstart Heartstart MRx Heartstart XL



Welch Allyn PIC 30, PIC 40, PIC 50



Exacon Temperatursonden

200 mal autoklavierbar 2.75 m lang

Zentrale Temperatur: Speiseröhre, Atemwege und Rektal

Typ D-RA4 für Erwachsene, Ø 4 mm Tvp D-RB3 für Kinder. Ø 3 mm Tvp D-RB2 für Kleinstkinder. Ø 2 mm




Hauttemperatursonde: Haut und Extremitäten für Erwachsene und Kinder. Ø 6 mm. 10 mm. 18 mm





>>>

>>>



Einmal-Temperatursonden





<<<

Verlängerung für Exacon / Katalog S. 187

Einmal-Temperatursonden 4 mm. 6.3 mm Klinkenstecker



Einmal-Temperatursonden 4 mm, Direktanschluss für Siemens/ Dräger, VE: 10 Stück

Einmal-Temperatursonden 4 mm. Direktanschluss für HP VE: 10 Stück



CH18, CH20 bis CH24, steril, farbig nach Größe VE: 6/12 Stück

<<<



für höchste Hygieneanforderungen

Sie bevorzugen wiederverwendbares Zubehör? Dann verwenden Sie den kompatiblen SpiroTrue® APC Sensor.

Der SpiroTrue® APC ist kompatibel zum Dräger SpiroLife® und bietet die Vorteile der Hitzedrahttechnologie und Sterilisierbarkeit

Der autoklavierbare SpiroTrue® APC fügt sich ohne Probleme in die Sterilisationsprozesse Ihres Krankenhauses ein.

Mit dem SpiroTrue® APC Sensor wird die Möglichkeit gegeben, Flow-Sensoren bei 134°C zu autoklavieren und damit zuverlässig zu sterilisieren.

Dies führt zu einer Reduzierung des Risikos einer nosokomialen Infektion durch pathogene Mikroorganismen oder Keime. Diese Prozessoptimierung minimiert Hygienerisiken!

Der SpiroTrue® APC ist solange einsetzbar, wie ein Abgleich möglich ist, jedoch spätestens nach 24 Monaten auszutauschen.

Er ist kompatibel zu allen Dräger Geräten, in denen Sie heute den Spirolog Sensor von Dräger oder den SpiroTrue® A Sensor von Asmuth einsetzen: Zeus, Primus, Fabius GS, Julian, Cato, Cicero, Sulla, Evita Familie, Savina.



* Exklusiv nur bei uns garantiert 100 mal autoklavierbar

VE: 3 Stück



Anschlusskabel an Monitor / Katalog S. 188

alle Schläuche ab Lager lieferbar - wir führen 24 Typen



AS420





AS422

Sauerstoffsensor wie #Dräger 6850645 18 Monate Garantie SV-900C/D. SV300. SV710





AS432+

Flow Spirolog Einmal-Sensor #Dräger 8403735 VE: 5 Stück/Packung



AS460E

CO2 Messleitung 3m. #Dräger 8290286. #Datex 032-73319, männl./männl, Luer VE: 10 Stück/Packung



AS760060

Verlängerungsset (Wickelleitung) für Blut- u. Infusionswärmer Einhandbedienung - einfach zu dosieren Luer/Lock 3,5 m lang, VE: 100 Stück AS760110 (wie 760060)

4.6 m lang, VE: 100 Stück

Infusionsdruckmanschetten

Easy fluid Infusionsdruck-Manschette, 500ml / 1.000ml

- · wiederverwendbar
- · leichtes, haltbares, langlebiges Nylongewebe
- platzsparende Aufbewahrung
- schlagfester und funktioneller Druckmesser
- hygienisch und latexfrei
- · Sicherheitseinhandverschluss am Druckball
- Druckanzeige 360° sichtbar
- · Einhand-Bedienung

AS903TGA 500 ml AS904TGA 1000 ml

"Standard" Druckmanschette 500ml und 1000ml (ehem.Biotest) reparaturfähig, 4 Teile

- sicher durch Außendruck auf den Infusionsbeutel
- · ideal für Notfallausrüstung
- · strapazierfähig und wirtschaftlich
- zuverlässig durch bewährte Materialien
- · Fertigung unter ständiger Kontrolle
- die preiswerte Komplettlösung
- · wartungsfreundlich: alle Einzelteile austauschbar

AS739040 500 ml AS739048 1000 ml











Es gibt keinen besseren Verschluss, Zeigen Sie uns einen und

Sie erhalten Ihr Geld zurück

Einschlauch	VE: 2	Zweischlauch
ASCEC10/19	10 - 19 cm	ASCDC10/19
ASCEC18/26	18 - 26 cm	ASCDC18/26
ASCEC25/35	25 - 38 cm	ASCDC25/35
ASCEC25/35L	25 - 42 cm	ASCDC25/35L
ASCEC33/47	33 - 47 cm	ASCDC 33/47
ASCEC46/66	46 - 66 cm	ASCDC46/66

Alle Verschlüsse inklusive. Sie suchen den passenden Verschluss? **<**<< Seite 193 im Asmuth Katalog.

Wir machen uns für Sie lang

Die Manschette für besonders stabile Patienten (48%). Premiumqualität

ASCEC25/35L (Einschlauch) ASCDC25/35L (Zweischlauch)



Asmuth NIBP-Manschetten für Neonaten, steril (VE: 10 Stück)

	Einschlauch		Zweischlauch		
	ASNN1ST	3,3 - 5,6 cm	ASNN1DT		
	ASNN2ST	4,2 - 7,1 cm	ASNN2DT		
MARK STATE OF THE PARTY OF THE	ASNN3ST	5 - 10,5 cm	ASNN3DT		
€1	ASNN4ST	6,9 - 11,5 cm	ASNN4DT		
	ASNN5ST	8,9 - 15 cm	ASNN5DT		
Control of the contro					



AS1275275CL

NIBP Einfachschlauch 3 m. für Clic-Manschette Siemens SC6000/5000/7000/9000. Cartrige 732



AS2870298

Original Siemens NIBP Verbindungsschlauch f. Neonatenmanschetten SC600x, SC5000, SC9000. NP Cartridge 732, Länge 2,4 m



AS877235CL (Datex)

NIBP Doppelschlauch 2,5 m für Clic-Manschette zu Dräger Tram Modul Eagle 4000, Datex



AS414873-001CL

NIBP Doppelschlauch 2,75 m für Clic-Manschette Erwachsene/ Pädiatrie, Marquette Hellige Dash 2000/3000, Eagle 1000/3000 und Dräger Tram Modul 4xx, 6xx, 8xx



AS8841CL

NIBP Doppelschlauch 2,5 m Erwachsene/Kinder für Clic-Manschette, Critikon, Dinamap 1846, 1846SX, 8100XL, Plus-Serie



AS107365CL

NIBP Doppelschlauch 2,5 m für Clic-Manschette Frwachsene/Kinder Critikon, Dinamap, Plus Pro Serie Procare, Pro 1000



ASM1599CL

NIBP Einfachschlauch für Clic-Manschette für HP M3000A/M30464A Länge 2,5 m



AS714-001-00CL

NIBP Anschlussschlauch für Spacelabs Länge 2,75 m

Dauerpreis aus Katalog: ab 10 Stück Manschetten Erwachsene erhalten Sie einen Schlauch kostenfrei.

Austauschteile / Katalog S. 19