


Innovative Produkte bringen Sicherheit, Schnelligkeit und Qualität

Asmuth GmbH Medizintechnik präsentierte auf der Medica neue Produkte für die Anästhesie

Die Asmuth GmbH Medizintechnik ist seit über 30 Jahren branchenbekannter Hersteller und Vertreiber für medizintechnisches Zubehör rund ums Patientenmonitoring. Auf der diesjährigen Medica stellten Wiebke Asmuth und ihr Team neue Produkte für die Bereiche Anästhesie und Intensivmedizin vor:



ASqCON2000 – EEG-Monitor zur Narkosetiefenbestimmung



Wiebke Asmuth, Geschäftsführerin

„Unsere tägliche Aufgabe besteht unter anderem darin, für die höchstmögliche Patientensicherheit bei unseren Kunden zu sorgen. Daher ist es für uns selbstverständlich, Produkte weiter zu entwickeln und den Sicherheitsstandard möglichst hoch zu halten. Dieses Jahr haben wir auf der Medica neu entwickelte CO₂-Messleitungen vorgestellt, die durch ein patentiertes Verfahren den Ein-

satz von Wasserfallen unnötig machen und mit einem Bakterienfilter zusätzlich die Geräte schützen.“

Erstmals wurden auch mobile Monitore zur Narkosetiefenbestimmung vorgeführt.

„Durch den Einsatz mobiler interoperativer EEG-Monitore hat der Anästhesist jederzeit einen genauen Stand der Hypnosetiefe. Es ermöglicht eine individuelle Anpassung der Anästhetika während der Narkose und verhindert das Erwachen aus der Narkose, die sogenannte „Awareness“. Die Reduktion der Anästhetikamenge, schnellere Aufwach- und Erholungszeiten und die Verminderung unerwünschter Nebenwirkungen sorgen somit gleichzeitig für Patientensicherheit sowie Zeit- und Geldersparnisse für die Anäs-

thesie.“, so Geschäftsführerin Wiebke Asmuth.

„Durch den Einsatz kostengünstiger Einmalelektroden hat sich die Anschaffung bereits nach max. 170 Einsätzen amortisiert.“

Der kleine Monitor kann mit Akkubetrieb auf Transporten genauso wie im OP und Intensivbereich verwendet werden. Durch Apps für Tablets und Android-Smartphones können die Daten jederzeit gespeichert und dokumentiert werden.



Asmuth GmbH Medizintechnik

Paul-Ehrlich-Str. 16
32429 Minden
Tel.: +49(0) 571 646470
Fax: +49 (0) 571 6464725
E-Mail: info@asmuth-gmbh.de